

Фотографии медицинского изделия:

**«Материалы стоматологические паковочные для изготовления зубных протезов, в вариантах исполнения, с принадлежностями»,
производства**

**БЕГО Бремер Голдшлэгерей Вильг. Хербст ГмбХ & Ко. КГ, Германия/
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG, Wilhelm-Herbst-
Strasse 1, 28359 Bremen, Germany**



1. Масса паковочная VarseoVest P plus для изготовления зубных протезов. Пакет 250 г.
2. Масса паковочная VarseoVest C&B для изготовления зубных протезов. Пакет 160 г.
3. Масса паковочная Bellavest® DR для изготовления зубных протезов. Пакет 160 г.
4. Жидкость для замешивания BegoSol CC – 1 л/флакон.
5. Жидкость для замешивания BegoSol CC – 5 л/канистра.
6. Кольцо муфельное с формирователем воронки.

Varseo Vest

Varseo Vest P plus

300 г

LOT

0211149

900 – 950 °C

2020-02-17

0 ... 20 мин.

2023-02-17

Осторожно! Обратитесь к
Инструкции по применению!

DIN EN ISO 15912
Произведено в Германии

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst Str. 1, 28359 Bremen Germany Tel. +49 421 2028 0
www.bego.com

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «МедТехКонсалт», РФ,
Москва, 123592, Неманский проезд, д.1, корп. 1, офис 129, Тел. +7 (495) 757
44 48

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

 **BEGO**



Содержит кварц, кристобалит
Опасность!

При длительном или неоднократном
воздействии или вдыхании наносит
вред органам. Не вдыхать пыль. При
недомогании обратитесь к врачу!
Содержимое емкости удалить
согласно местным и национальным
требованиям по утилизации опасных
отходов.

Смотри инструкцию по применению



2 x 300 г = 120 мл
70% / 84 мл Begosol K
/ 36 мл H₂O

2 x 250 г = 100 мл
70% / 70 мл Begosol K
/ 30 мл H₂O

Время 20 мин.



15 сек.



60 сек.

Кольцо 70% (600 г)



120 мл / 84 мл Begosol K
/ 36 мл H₂O

Время 20 мин.



900 – 950 °C

BegSol K
1л 51120
5л 51121








Фото 4. Жидкость для замешивания BegoSol CC – 1 л/флакон.




Фото 5. Жидкость для замешивания BegoSol CC – 5 л/канистра.



Фото 6. Кольцо муфельное с формирователем воронки.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью ли
Генеральный директор
ООО «МедТехКонсалт»
В.И. Бунзя

