


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн»


А.Н. Кудряшов
«24» декабря 2021 г.


УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «АНГИОЛАЙН РЕСЕРЧ»


А.Н. Кудряшов
«24» декабря 2021 г.


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020

Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020


Индивидуальная картонная коробка

Катетер аспирационный
внутрисосудистый

ADELE

Angjoline
interventional
device

КОД/REF: DL60
ЛОТ/LOT: 20070734



РУ XXXXXXXXXX от XXXXXXX

Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE
одноразовый стерильный с аспирационным шприцом
по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020

Совместимость:

- с внутрисосудистым катетером с внешним диаметром не более 1,32 мм (0,052")
- с внутрисосудистым катетером с внутренним диаметром не менее 2,30 мм (0,091")

Максимальное допустимое давление инфузии 0,32 МПа

Сделано в России
Made in Russia

ООО "Ангиолайн", Россия
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
ул. Технопарковая, д. 6, оф. 218
тел./факс: (383) 363-67-21

Дата изготовления: 2020-07
Годен до: / Used by: 2025-07

STERILE 160
НЕТОКСИЧНО



(240)OLAK1010070734(17)200707

ADELE

REF
DL60

Наружный диаметр
1,80 мм
(5.4F)

Внутренний диаметр
1,52 мм
(0.060")

Эффективная длина
1320 мм

LOT 20070734
2025-07

Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020
Индивидуальная картонная коробка катетера

Условия хранения и транспортировки

Транспортировать катетер аспирационный при температуре от -50 до +50°C и относительной влажности не выше 75%.
Хранить при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности не выше 60%.

Правила утилизации

Катетеры аспирационные, имеющие контакт с кровью, а также другие биологическим жидкостям пациента относятся к биологическим отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Неиспользованные катетеры аспирационные (не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациента) относятся к загрязненным острым безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные катетеры аспирационные должны быть разрезаны с целью предотвращения их неадекватного применения и утилизированы как бытовые отходы.

STERILE (BIO)



Стерилизовано окислом этилена.
Sterilized using ethylene oxide.

Не стерилизовать повторно

Do not re-sterilize.



Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.

Do not use open or damaged packages



Защитить от попадания влаги.

Do not touch.



Не допускать воздействия солнечного света.

Keep away from sunlight



Беречь от влаги

Keep dry.



Алергено.

Not pyrogenic.



Обратиться к инструкции по применению


Consult instructions for use

Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020
Стерилизационный конверт вместе с катетером




Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020

Катетер помещенный в защитный пластиковый кожух (диспенсер)




Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020

Общий вид катетера



Дистальный конец катетера



Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020
Луерный разъем катетера




Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020

Индивидуальная картонная коробка аспирационного шприца



Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020

Стерилизационный конверт аспирационного шприца




Общий вид аспирационного шприца



Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020

Общий вид аспирационного шприца



Пронумеровано и пронумеровано

10 (десять)

листов

Директор
Кудряшов А.Н.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн»


А.Н. Кудряшов
«24» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «АНГИОЛАЙН РЕСЕРЧ»


А.Н. Кудряшов
«24» декабря 2021 г.

ЭТИКЕТКА (проект)

Медицинское изделие

«Аспирационный шприц одноразовый стерильный

по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020»

2021

Этикетка индивидуальной картонной упаковки медицинского изделия
«Аспирационный шприц одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020»

Аспирационный шприц



1 **КОД/REF:** SY01

4 **ЛОТ/LOT:** XXXXXXXX



ПУ XXXXXXXXXX от XXXXXX

Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE

одноразовый стерильный с аспирационным шприцом

по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020

Сделано в России
Made in Russia

ООО "Ангилайн", Россия
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
ул. Технопарковая, д. 6, оф. 218
тел./факс: (383) 363-97-21



(240)SY00X(10)XXXXXXXXXX(17)XXXXXXXX

5 **аспираторный шприц**

Номинальный объем 60 мл

Максимальное допустимое давление инфузии 0,32 МПа

STERILE EO

нетоксично









Дата изготовления: XXXX-XX

Годен до: / Used by: XXXX-XX

REF SY01

Номинальный объем
60 мл

LOT XXXXXXXX

XXXX-XX


Условия хранения и транспортировки

Транспортировать аспирационный шприц при температуре от -50 до +50°C и относительной влажности не выше 75%
Хранить при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности не выше 60%.

Правила утилизации

Аспирационные шприцы, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Неиспользованные аспирационные шприцы (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные аспирационные шприцы должны быть утилизированы как твердые бытовые отходы.

STERILE EO



Стерилизовано оксидом этилена.
Sterilized using ethylene oxide.

Не стерилизовать повторно.
Do not resterilize.

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена.
Do not use open or damaged packages.

Запрет на повторное применение.
Do not reuse.

Не допускать воздействие солнечного света.
Keep away from sunlight.

Беречь от влаги.
Keep dry.

Апирогенно.
Not pyrogenic.

Обратитесь к инструкции по применению.
Consult instructions for use.

1. Код изделия;
2. Дата изготовления (гггг-мм);
3. Срок годности (гггг-мм);
4. Номер лота;
5. Штрих код (артикул, номер лота, срок годности).


Этикетка стерилизованного конверта медицинского изделия
«Аспирационный шприц одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020»

Аспирационный шприц



1 КОД/REF: SY01

4 ЛОТ/LOT: XXXXXXXX



РУ XXXXXXXXXX от XXXXXX

Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE

одноразовый стерильный с аспирационным шприцом

по ТУ 32 50 13-019-83540797-2020

Сделано в России
Made in Russia

ООО "Ангилайн", Россия
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
ул. Технопарковая, д. 6, оф. 218
тел./факс: (383) 363-97-21



(240181700410)XXXXXXXXXX17XXXXXX

5

Номинальный объем 60 мл

Максимальное допустимое давление инфузии 0,32 МПа

STERILE EO

нетоксично









Дата изготовления: XXXX-XX 2

Годен до: / Used by: XXXX-XX 3

аспираторный шприц

REF SY01 1

Номинальный объем
60 мл

LOT XXXXXXXX 4

XXXX-XX 3

A903030-30A

1. Код изделия;
2. Дата изготовления (гггг-мм);
3. Срок годности (гггг-мм);
4. Номер лота;
5. Штрих код (артикул, номер лота, срок годности);

A903030-30 X

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ангиолайн»

А.Н. Кудряшов



2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «АНГИОЛАЙН РЕСЕРЧ»

А.Н. Кудряшов



2021 г.

ЭТИКЕТКА (проект)

Медицинское изделие

«Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE

одноразовый стерильный по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020»

2021

Этикетка индивидуальной картонной упаковки медицинского изделия «Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE одноразовый стерильный с аспирационным шприцом по ТУ 32.50.13-019-83540797-2020»

Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE

Angjoline
interventional
device

1 КОД/REF: DLXX
4 ЛОТ/LOT: XXXXXXXXX



ПУ XXXXXXXXXX от XXXXXX

Катетер аспирационный внутрисосудистый ADELE
одноразовый стерильный с аспирационным шприцом
по ТУ 32 50.13-019-83540797-2020

Сделано в России
Made in Russia

ООО "Ангиолайн", Россия
630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово
ул. Технопарковая, д. 6, оф. 218
тел./факс: (383) 363-97-21



Совместимость:

- с внутрисосудистым катетером с внешним диаметром не более XXX мм XXXX "

- с внутрисосудистым катетером с внутренним диаметром не менее XXX мм XXXX "

Максимальное допустимое давление инфузии 0,32 МПа

STERILE EO
нетоксично

Дата изготовления: XXXX-XX
Годен до: / Used by: XXXX-XX



ADELE

катетер аспирационный
внутрисосудистый

REF
DLXX

Наружный диаметр
XXX мм
X F

Внутренний диаметр
XXX мм
XXXX"

Эффективная длина
1320 мм

ЛОТ XXXXXXXXX
XXXX-XX

A903030-29A

Условия хранения и транспортировки

Транспортировать катетер аспирационный при температуре от -50 до +50°C и относительной влажности не выше 75%.
Хранить при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности не выше 60%

Правила утилизации

Катетеры аспирационные, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями пациентов, относятся к эпидемиологически опасным отходам и подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса Б, установленными СанПиН 2.1.3684 и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Неиспользованные катетеры аспирационные (не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов) относятся к эпидемиологически безопасным отходам (класс А по СанПиН 2.1.3684). Неиспользованные катетеры аспирационные должны быть разрезаны с целью предотвращения их ненадлежащего применения и утилизированы как твердые бытовые отходы.

STERILE EO



Стерилизовано оксидом этилена
Sterilized using ethylene oxide

Не стерилизовать повторно
Do not resterilize.

Не использовать, если упаковка вскрыта или повреждена
Do not use open or damaged packages

Запрет на повторное применение.
Do not reuse.

Не допускать воздействия солнечного света
Keep away from sunlight.

Беречь от влаги.
Keep dry.

Апирогенно.
Not pyrogenic.

Обратитесь к инструкции по применению
Consult instructions for use.

1. Код изделия;
2. Дата изготовления (гггг-мм);
3. Срок годности (гггг-мм);
4. Номер лота;
5. Штрих код (артикул, номер лота, срок годности);
6. Номинальный внутренний диаметр;
7. Наружный диаметр;
8. Максимальный внешний диаметр внутрисосудистого катетера;
9. Минимальный внутренний диаметр внутрисосудистого катетера.

Прошнуровано и пронумеровано

3 (три) листов

Директор
Кудряшов А.Н.

