



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



АО «Ферст Генетикс»
Н.А. Кузнецов

М.П. «13» июля 2021 г.

Макеты этикеток для варианта исполнения «РепроЛайн 96»	
1. Набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 1)	
Наименование блока компонентов/компонента	Макет этикетки

Набор для
приготовления
библиотек ДНК
(вариант 1)

 **РепроЛайн** 1

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 96»

Набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 1)

Состав МИ:

- буфер для экстракции нуклеиновых кислот – 480 мкл, 1 пробирка;
- буфер для реакции лизиса – 460,8 мкл, 1 пробирка;
- смесь ферментов для лизиса клеток – 19,2 мкл, 1 пробирка;
- преамплификационный буфер – 460,8 мкл, 1 пробирка;
- ферменты для реакции преамплификации – 19,2 мкл, 1 пробирка;
- амплификационный буфер – 864 мкл, 3 пробирки;
- ферменты для амплификации – 48 мкл, 1 пробирка;
- вода без нуклеаз – 432 мкл, 1 пробирка;
- набор баркодов 1-96.





   00.00.2022  00.00.2021  -30°  ПГТ-96-Б  XXXXXXXXX

 **ОПАСНО** Содержит опасные вещества:

- дитиотреитол и трис (гидроксиметил)-аминометан
- H302 Вредно при проглатывании
- H315 Вызывает раздражение кожи
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
- P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей
- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

 **АО «Ферст Генетикс»**
121205, Россия, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково», Большой
бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020

 Буфер для экстракции нуклеиновых кислот	✓ АО "Ферст Генетикс" Буфер для экстракции нуклеиновых кислот 480 мкл 00.00.2019  ОПАСНО REF ПГТ-96-Б-1.1 LOT XXXXXXXXXX IVD  от -10°C до -30°C 
Буфер для реакции лизиса	✓ АО "Ферст Генетикс" Буфер для реакции лизиса 460,8 мкл 00.00.2019  ОПАСНО REF ПГТ-96-Б-2.1 LOT XXXXXXXXXX IVD  от -10°C до -30°C 
Смесь ферментов для лизиса клеток	✓ АО "Ферст Генетикс" Смесь ферментов для лизиса клеток 19,2 мкл 00.00.2019 IVD REF ПГТ-96-Б-3.1 LOT XXXXXXXXXX  от -10°C до -30°C 
Преамплификационный буфер	✓ АО "Ферст Генетикс" Преамплификационный буфер 460,8 мкл 00.00.2019  ОПАСНО REF ПГТ-96-Б-4.1 LOT XXXXXXXXXX IVD  от -10°C до -30°C 
Ферменты для реакции преамплификации	✓ АО "Ферст Генетикс" Ферменты для реакции преамплификации 19,2 мкл 00.00.2019  ОПАСНО REF ПГТ-96-Б-5.1 LOT XXXXXXXXXX  от -10°C до -30°C 
Амплификационный буфер	✓ АО "Ферст Генетикс" Амплификационный буфер 864 мкл 00.00.2019  ОПАСНО REF ПГТ-96-Б-6.1 LOT XXXXXXXXXX IVD  от -10°C до -30°C 
Ферменты для амплификации	✓ АО "Ферст Генетикс" Ферменты для амплификации 48 мкл 00.00.2019 IVD REF ПГТ-96-Б-7.1 LOT XXXXXXXXXX  от -10°C до -30°C 

Вода без нуклеаз

АО "Ферст Генетикс"

Вода без нуклеаз

432 мкл

00.00.2019

IVD

REF ПГТ-96-Б-8

LOT XXXXXXXXXX

от -10°C до -30°C



РепроЛайн

набор баркодов 1-96

Набор баркодов 1-96

Количество: [1 шт.]

REF ПГТ-96-Б-1-96

LOT XXXXXXXXXX

IVD

00.00.2022

от -10°C до -30°C



АО «Ферст Генетикс»

121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88,

e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

2. Набор материалов для станции пробоподготовки

Наименование
блока
компонентов/
компонента

Макет этикетки

Набор материалов
для станции
пробоподготовки


РепроЛайн
2

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 96»

Набор материалов для станции пробоподготовки




Состав МИ:

- планшет 96-луночный;
- профольгированная крышка;
- наконечники одноразовые (96 шт. в штативе);
- пробирки (12 шт. в упаковке);
- крышки для центрифуг (2 шт.);
- штатив с пробирками для модуля обогащения;
- адаптер для чипа.

REF

Ш-П

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020

LOT

XXXXXXXXXX


00.00.2022


00.00.2021



15°
30°



АО «Ферст Генетикс»
 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
 Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
 e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

Планшет 96-
луночный

АО «Ферст Генетикс»

Планшет 96-луночный

Количество: [1 шт]

 00.00.2019

REF

 Ш-П-1.1

 от 15°С до 30°С

LOT



 XXXXXXXXXX

IVD

РепроЛайн

Профольгированная крышка	АО "Ферст Генетикс" Профольгированная крышка Количество: [1 шт] 00.00.2019 15° 30° от 15°C до 30°C REF Ш-П-1.2 LOT XXXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Наконечники одноразовые (96 шт. в штативе)	АО "Ферст Генетикс" Наконечники одноразовые (96 шт. в штативе) Количество: [1 шт] 00.00.2019 15° 30° от 15°C до 30°C REF Ш-П-2 LOT XXXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Пробирки (12 шт. в упаковке)	АО "Ферст Генетикс" Пробирки Количество: [12шт] 00.00.2019 15° 30° от 15°C до 30°C REF Ш-П-3 LOT XXXXXXXXXX IVD РепроЛайн
крышка для центрифуг	АО "Ферст Генетикс" Крышки для центрифуг Количество: [1 шт] 00.00.2019 15° 30° от 15°C до 30°C REF Ш-П-4 LOT XXXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Штатив с пробирками для модуля обогащения	АО "Ферст Генетикс" Штатив с пробирками для модуля обогащения Количество: [1 шт] 00.00.2019 15° 30° от 15°C до 30°C REF Ш-П-5 LOT XXXXXXXXXX IVD РепроЛайн
адаптер для чипа	АО "Ферст Генетикс" Адаптер для чипа Количество: [1 шт] 00.00.2019 15° 30° от 15°C до 30°C REF Ш-П-6 LOT XXXXXXXXXX IVD РепроЛайн

3. Картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки

Наименование блока компонентов/компонента	Макет этикетки
Картридж с растворами для амплификации и библиотек для станции пробоподготовки	 3 АО «Ферст Генетикс» 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com REF Ш-Р-1 LOT XXXXXXXXX REF IVD Картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки Состав МИ: Картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки – 4 шт. РУ № РЗН 2020/102525 от 02.06.2020 00.00.2022 00.00.2021 15° 30° Содержит опасные вещества: - изопропанол, децен-1, додецен-1 и трис(гидроксиметил)-аминометан - H225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пар - H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании - H315 Вызывает раздражение кожи - H319 Вызывает серьезное раздражение глаз - H332 Наносит вред при вдыхании - P335 Может вызывать сонливость или головокружение - H336 Может вызывать сонливость или головокружение
Картридж с растворами для амплификации и библиотек для станции пробоподготовки	 АО «Ферст Генетикс» Картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки Количество: [1 шт.] 15° 30° от 15°C до 30°C 00.00.2019 REF Ш-Р-1.1 IVD LOT XXXXXXXXX ОПАСНО Репролайн

4. Картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки

Именовани
е
блока
компонентов/
компонента

Макет этикетки

Картридж с
реагентами
(ПГТ) для
станции
пробоподгото
вки

Картридж с
реагентами
(ПГТ) для
станции
пробоподгото
вки


РепроЛайн
4

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics»»
по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018
вариант исполнения «РепроЛайн 96»

Картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки



IVD

Состав МИ:
Картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки – 4 шт.

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020


00.00.2022


00.00.2021



-30°
-10°

АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619,
тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

REF

Ш-Р-2

LOT

XXXXXXXXXX



ОПАСНО

Содержит опасные вещества:

- гидроксид натрия, гидроксид кальция и трис(гидроксиметил)-аминометан
- Н290 Может вызывать коррозию металлов
- Н314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
- Н315 Вызывает раздражение кожи
- Н319 Вызывает серьезное раздражение глаз
- Р335 Может вызывать раздражение дыхательных путей

АО «Ферст Генетикс»
Картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки
Количество: [1 шт.]
-10° -30°
00.00.2019

REF Ш-Р-2.1 IVD
LOT XXXXXXXXXX
ОПАСНО

РепроЛайн

5. Набор растворов для секвенирования

Наименован
ие
блока
компонентов
/
компонента

Макет этикетки



РепроЛайн

5

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 96»



АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория
инновационного центра
«Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

Набор растворов для секвенирования



IVD

REF

ФГ-Р-1

LOT

XXXXXXXXXX

Состав МИ:

- промывочный раствор, бутыль 1,5 л – 4 шт.;
- раствор для очистки, бутыль 250 мл – 1 шт.

ПУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020



00.00.2022



00.00.2021



15° 30°

Набор
растворов
для
секвенирова
ния

Промывочн
ый раствор

 РепроЛайн	
АО "Ферст Генетикс"	
Промывочный раствор	
IVD	
REF	ФГ-Р-1.1
LOT	XXXXXXXXXX
	1,5 л
	00.00.2019
	15° 30°

Раствор для
очистки

 РепроЛайн	
АО "Ферст Генетикс"	
Раствор для очистки	
	250 мл
	00.00.2019
	15° 30°
REF	ФГ-Р-1.2
LOT	XXXXXXXXXX
IVD	

6. Картридж с реагентами для секвенирования

Наименование
и
блока
компонентов
/

Макет этикетки

компонента



РепроЛайн

6

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 96»

Картридж с реагентами для секвенирования



IVD

Состав МИ:
Картридж с реагентами для секвенирования – 4 шт.




ОПАСНО

Содержит опасные вещества:

- гидроксид натрия и гидроксид кальция
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
- P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей

АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

REF

 ФГ-Р-2

LOT

 XXXXXXXX



00.00.2022



00.00.2021



-30°
-10°

Картридж с
реагентами
для
секвенирова
ния

Картридж с
реагентами
для
секвенирова
ния

АО «Ферст Генетикс»
Картридж с реагентами для секвенирования
Количество: [1 шт.]



00.00.2019




ОПАСНО

REF

 ФГ-Р-2.1

LOT

 XXXXXXXX

IVD



РепроЛайн

7. Набор полупроводниковых чипов 530


Наименование блока компонентов/компонента	Макет этикетки
Набор полупроводниковых чипов 530	РепроЛайн 7 «Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 96» Набор полупроводниковых чипов 530 Состав МИ: Набор полупроводниковых чипов 530 (4 чипа в упаковке) ПУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020 REF 4530-4 LOT XXXXXX АО «Ферст Генетикс» 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com 00.00.2022 00.00.2021 15° 30°
Чип полупроводниковый 530	РепроЛайн АО «Ферст Генетикс» Чип полупроводниковый 530 Количество: [1 шт] REF 4530 LOT XXXXXXXXX 15° 00.00.2019

компоненты набора, хранящиеся при температуре -30 – -10°C, совместно упакованные во внешнюю упаковку (потребительскую тару)

1. набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 1) – 4 шт.;
2. картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки – 4 шт.;
3. картридж с реагентами для секвенирования – 4 шт.

Потребительская тара упаковывается в транспортную упаковку - термоконтейнер с хладоэлементами

Макет этикетки



«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics»» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018
вариант исполнения «РепроЛайн 96»

Состав МИ:

- набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 1) – 4 шт.;
- картридж с реактивами (ПГТ) для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- картридж с реагентами для секвенирования – 4 шт



00.002022



00.00.2021



XXXXXXX



АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com



ОПАСНО Содержит опасные вещества:

дитиотрейтол и трис(гидроксиметил)-аминометан, гидроксид натрия,
гидроксид кальция и трис(гидроксиметил)-аминометан
H290 Может вызывать коррозию металлов
H302 Вредно при проглатывании
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
H315 Вызывает раздражение кожи
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями


РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020

Компоненты набора, хранящиеся при температуре 15 – 30°C, совместно упакованные во внешнюю упаковку (потребительскую тару)

1. набор материалов для станции пробоподготовки – 4 шт.;
2. картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки – 4 шт.;
3. набор растворов для секвенирования;
4. набор полупроводниковых чипов 530.

Потребительская тара упаковывается в транспортную упаковку – ящик из картона гофрированного

Макет этикетки





«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 / вариант исполнения «РепроЛайн 96»


Состав МИ:



- набор материалов для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- набор растворов для секвенирования – 1 шт.
- набор полупроводниковых чипов 530 (4 чипа в упаковке) – 1 шт.





АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com



РУ № РЗН 2020/10525 от 02.10.2020

Макеты этикеток для варианта исполнения «РепроЛайн 24»

1. Набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 1)

Наименование блока компонентов/компонента	Макет этикетки
Набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 1)	 1 РепроЛайн «Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 24» Набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 1) Состав МИ: - буфер для экстракции нуклеиновых кислот – 480 мкл, 1 пробирка; - буфер для реакции лизиса – 460,8 мкл, 1 пробирка; - смесь ферментов для лизиса клеток – 19,2 мкл, 1 пробирка; - преамплификационный буфер – 460,8 мкл, 1 пробирка; - ферменты для реакции преамплификации – 19,2 мкл, 1 пробирка; - амплификационный буфер – 864 мкл, 3 пробирки; - ферменты для амплификации – 48 мкл, 1 пробирка; - вода без нуклеаз – 432 мкл, 1 пробирка; - набор баркодов 1-96. Содержит опасные вещества: - дитиотреитол и трис (гидроксиметил)-аминометан - H302 Вредно при проглатывании - H315 Вызывает раздражение кожи - H319 Вызывает серьезное раздражение глаз - P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей - H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями АО «Ферст Генетикс» 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020
Буфер для экстракции нуклеиновых кислот	 АО «Ферст Генетикс» Буфер для экстракции нуклеиновых кислот 480 мкл 00.00.2019 ОПАСНО IVD REF ПГТ-96-Б-1.1 LOT XXXXXXXXXX от -10°C до -30°C РепроЛайн

Буфер для реакции лизиса	АО "Ферст Генетикс" Буфер для реакции лизиса 460,8 мкл ПГТ-96-Б-2.1 00.00.2019 XXXXXXXXXX ОПАСНО от -10°C до +30°C РепроЛайн
Смесь ферментов для лизиса клеток	АО "Ферст Генетикс" Смесь ферментов для лизиса клеток 19,2 мкл ПГТ-96-Б-3.1 00.00.2019 XXXXXXXXXX от -10°C до +30°C РепроЛайн
Преамплификационный буфер	АО "Ферст Генетикс" Преамплификационный буфер 460,8 мкл ПГТ-96-Б-4.1 00.00.2019 XXXXXXXXXX ОПАСНО от -10°C до +30°C РепроЛайн
Ферменты для реакции преамплификации	АО "Ферст Генетикс" Ферменты для реакции преамплификации 19,2 мкл ПГТ-96-Б-5.1 00.00.2019 XXXXXXXXXX ОПАСНО от -10°C до +30°C РепроЛайн
Амплификационный буфер	АО "Ферст Генетикс" Амплификационный буфер 864 мкл ПГТ-96-Б-6.1 00.00.2019 XXXXXXXXXX ОПАСНО от -10°C до +30°C РепроЛайн
Ферменты для амплификации	АО "Ферст Генетикс" Ферменты для амплификации 48 мкл ПГТ-96-Б-7.1 00.00.2019 XXXXXXXXXX от -10°C до +30°C РепроЛайн
Вода без нуклеаз	АО "Ферст Генетикс" Вода без нуклеаз 432 мкл ПГТ-96-Б-8 00.00.2019 XXXXXXXXXX от -10°C до +30°C РепроЛайн

набор баркодов 1-96

 РепроЛайн	
Набор баркодов 1-96	 00.00.2022
Количество: [1 шт.]	 -18° от -18°С до -30°С
REF ПГТ-96-Б-1-96	
LOT XXXXXXXXX	
IVD	
	АО «Ферст Генетикс» 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

2. Набор материалов для станции пробоподготовки

Наименование блока компонентов/компонента	Макет этикетки
Набор материалов для станции пробоподготовки	 РепроЛайн 2 «Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 24» Набор материалов для станции пробоподготовки   Состав МИ: - планшет 96-луночный; - фольгированная крышка; - наконечники одноразовые (96 шт. в штативе); - пробирки (12 шт. в упаковке); - крышки для центрифуг (2 шт.); - штатив с пробирками для модуля обогащения; - адаптер для чипа. REF Ш-П LOT XXXXXXXXXX ПУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020  00.00.2022  00.00.2021  15° 30°  АО «Ферст Генетикс» 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com
Планшет 96-луночный	АО «Ферст Генетикс» Планшет 96-луночный Количество: [1 шт] REF Ш-П-1.1 LOT XXXXXXXXXX IVD 00.00.2019  15° 30° от 15°С до 30°С  РепроЛайн

Профольгированная крышка	АО "Ферст Генетикс" Профольгированная крышка Количество: [1 шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-1.2 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Наконечники одноразовые (96 шт. в штативе)	АО "Ферст Генетикс" Наконечники одноразовые (96 шт. в штативе) Количество: [1 шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-2 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Пробирки (12 шт. в упаковке)	АО "Ферст Генетикс" Пробирки Количество: [12шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-3 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн
крышка для центрифуг	АО "Ферст Генетикс" Крышки для центрифуг Количество: [1 шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-4 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Штатив с пробирками для модуля обогащения	АО "Ферст Генетикс" Штатив с пробирками для модуля обогащения Количество: [1 шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-5 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн
адаптер для чипа	АО "Ферст Генетикс" Адаптер для чипа Количество: [1 шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-6 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн

3. Картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки

Наименование
блока
компонентов/
компонента

Макет этикетки


РепроЛайн
3

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics»»
по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018
вариант исполнения «РепроЛайн 24»

Картридж с растворами для амплификации библиотек
для станции пробоподготовки




Состав МИ:
Картридж с растворами для амплификации библиотек для
станции пробоподготовки – 4 шт.

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020


00.00.2022


00.00.2021

15°

30°



АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619,
тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

REF

Ш-Р-1

LOT

XXXXXXXXXX





ОПАСНО

Содержит опасные вещества:

- изопропанол, децен-1, додецен-1 и
- трис(гидроксиметил)-аминометан
- H225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пар
- H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании
- H315 Вызывает раздражение кожи
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
- H332 Наносит вред при вдыхании
- P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей
- H336 Может вызывать сонливость или головокружение

Картридж с
растворами для
амплификации
библиотек для
станции
пробоподготов
ки

Картридж с
растворами для
амплификации
библиотек для
станции
пробоподготов
ки


РепроЛайн

АО «Ферст Генетикс»

Картридж с растворами для амплификации библиотек
для станции пробоподготовки

Количество: [1 шт.]


от 15° С до 30° С


00.00.2019

REF

Ш-Р-1.1

IVD

LOT

XXXXXXXXXX





ОПАСНО

4. Картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки

Именовани
е
блока
компонентов/
компонента

Макет этикетки

4


РепроЛайн

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 24»

Картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки



IVD

Состав МИ:
Картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки – 4 шт.

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020



00.00.2022



00.00.2021



-10°
-30°

АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

REF Ш-P-2

LOT XXXXXXXXX




ОПАСНО

Содержит опасные вещества:

- гидроксид натрия, гидроксид кальция и трис(гидроксиметил)-аминометан
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
- H315 Вызывает раздражение кожи
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
- P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей

Картридж с
реагентами
(ПГТ) для
станции
пробоподгото
вки

Картридж с
реагентами
(ПГТ) для
станции
пробоподгото
вки

АО «Ферст Генетикс»
Картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки
Количество: [1 шт.]



-10°
-30°



00.00.2019

REF

Ш-P-2.1

IVD

LOT

XXXXXXXXXX




ОПАСНО



РепроЛайн

5. Набор растворов для секвенирования

Именован
ие
блока
компонентов
/
компонента

Макет этикетки

Набор
растворов
для
секвенирова
ния

 РепроЛайн 5	
«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics»» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 24»	
Набор растворов для секвенирования	
 	 АО «Ферст Генетикс» 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com
Состав МИ: - промывочный раствор, бутыль 1,5 л – 4 шт.; - раствор для очистки, бутыль 250 мл – 1 шт.	REF ФГ-Р-1 LOT XXXXXXXXXX РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020
 00.00.2022	 00.00.2021
 15° 30°	

Промывочн
ый раствор

 **РепроЛайн**

IVD

REF

LOT

ФГ-Р-1.1
XXXXXXXXXX

АО "Ферст Генетикс"

Промывочный раствор

1,5 л

00.00.2019



Раствор для
очистки

 **РепроЛайн**

АО "Ферст Генетикс"

Раствор для очистки

250 мл

00.00.2019



REF

LOT

IVD

ФГ-Р-1.2
XXXXXXXXXX

6. Картридж с реагентами для секвенирования

Именован
не
блока
компонентов
/
компонента

Макет этикетки

Картридж с
реагентами
для
секвенирова
ния

Картридж с
реагентами
для
секвенирова
ния


РепроЛайн

6

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics»»
по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018
вариант исполнения «РепроЛайн 24»

Картридж с реагентами для секвенирования



IVD

REF

ФГ-Р-2

LOT

XXXXXX

Состав МИ:
Картридж с реагентами для секвенирования – 4 шт.



ОПАСНО

Содержит опасные вещества:
- гидроксид натрия и гидроксид кальция
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
- P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей


00.00.2022


00.00.2021


-30°
-10°

АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619,
тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020

АО «Ферст Генетикс»
Картридж с реагентами для секвенирования
Количество: [1 шт.]

00.00.2019



ОПАСНО

REF

ФГ-Р-2.1

LOT

XXXXXXXXXX



IVD


РепроЛайн

23

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. Набор полупроводниковых чипов 520

Наименование блока компонентов/компонента	Макет этикетки
Набор полупроводниковых чипов 520	 «Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 24» Набор полупроводниковых чипов 520   Состав МИ: Набор полупроводниковых чипов 520 (4 чипа в упаковке) ПУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020  4520-4  XXXXXX  АО «Ферст Генетикс» 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com  00.00.2022  00.00.2021 
Чип полупроводниковый 520	 АО «Ферст Генетикс» Чип полупроводниковый 520 Количество: [1 шт]   4520  XXXXXXXX   00.00.2019



компоненты набора, хранящиеся при температуре $-30 - -10^{\circ}\text{C}$, совместно упакованные во внешнюю упаковку (потребительскую тару)

1. набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 1) – 1 шт.;
2. картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки – 4 шт.;
3. картридж с реагентами для секвенирования – 4 шт.

Потребительская тара упаковывается в транспортную упаковку - термоконтейнер с хладоэлементами

Макет этикетки



РепроЛайн

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics»» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018
вариант исполнения «РепроЛайн 24»

Состав МИ:

- набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 1) – 1 шт.;
- картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- картридж с реагентами для секвенирования – 4 шт.



00.00.2022



00.00.2021



LOT XXXXXXX



ААО «Ферст Генетикс»

121205, Россия, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com



ОПАСНО Содержит опасные вещества:

дитиотреитол и трис(гидроксиметил)-аминометан, гидроксид натрия,
гидроксид кальция и трис(гидроксиметил)-аминометан
H290 Может вызывать коррозию металлов
H302 Вредно при проглатывании
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
H315 Вызывает раздражение кожи
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020




Компоненты набора, хранящиеся при температуре 15 – 30°C, совместно упакованные во внешнюю упаковку (потребительскую тару)

1. набор материалов для станции пробоподготовки – 4 шт.;
2. картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки – 4 шт.;
3. набор растворов для секвенирования – 1 шт.;
4. набор полупроводниковых чипов 520 (4 чипа в упаковке) – 1 шт.).

Потребительская тара упаковывается в транспортную упаковку – ящик из картона гофрированного

Макет этикетки



«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018
вариант исполнения «РепроЛайн 24»

Состав МИ:



- набор материалов для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- набор растворов для секвенирования – 1 шт.
- набор полупроводниковых чипов 520 (4 чипа в упаковке) – 1 шт.



00.00.2022



00.00.2021



АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com



XXXXXX

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020

Макеты этикеток для варианта исполнения «РепроЛайн 16»

1. Набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 2)

Наименование
блока компонентов/
компонента

Макет этикетки

1

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics»» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 16»

Набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 2)

Состав МИ:

- буфер для экстракции нуклеиновых кислот – 120 мкл, 1 пробирка;
- буфер для реакции лизиса – 115,2 мкл, 1 пробирка;
- смесь ферментов для лизиса клеток – 4,8 мкл, 1 пробирка;
- буфер преамплификационный – 115,2 мкл, 1 пробирка;
- ферменты для реакции преамплификации – 4,8 мкл, 1 пробирка;
- буфер амплификационный – 648 мкл, 1 пробирка;
- ферменты для амплификации – 12 мкл, 1 пробирка;
- вода без нуклеаз – 432 мкл, 1 пробирка;
- набор баркодов 1-24.

IVD

00.00.2022

00.00.2021

ПГТ-16-Б

XXXXXXXXXX

ОПАСНО

Содержит опасные вещества:

- дитиотреитол и трис (гидроксиметил)-аминометан
- H302 Вредно при проглатывании
- H315 Вызывает раздражение кожи
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
- P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей
- H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

АО «Ферст Генетикс»
 121205, Россия, г. Москва, территория
 инновационного центра «Сколково», Большой
 бульвар, дом 42, строение 1,
 помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
 e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

РУ № РЗН 2020/10502 от 02.06.2020

Набор для
приготовления
библиотек ДНК
(вариант 2)

Буфер для
экстракции
нуклеиновых
кислот

АО «Ферст Генетикс»
буфер для экстракции нуклеиновых кислот

120 мкл

00.00.2019

IVD

00.00.2019

00.00.2021

ПГТ-96-Б-1.2

XXXXXXXXXX

АО «Ферст Генетикс»
 121205, Россия, г. Москва, территория
 инновационного центра «Сколково», Большой
 бульвар, дом 42, строение 1,
 помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
 e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

РУ № РЗН 2020/10502 от 02.06.2020

Буфер для реакции лизиса	АО "Ферст Генетикс" Буфер для реакции лизиса 115,2 мкл ПГТ-96-Б-2.2 00.00.2019 XXXXXXXXXX ОПАСНО от -10°C до -30°C РепроЛайн
Смесь ферментов для лизиса клеток	АО "Ферст Генетикс" Смесь ферментов для лизиса клеток 4,8 мкл ПГТ-96-Б-3.2 00.00.2019 XXXXXXXXXX от -10°C до -30°C РепроЛайн
Преамплификационный буфер	АО "Ферст Генетикс" Преамплификационный буфер 115,2 мкл ПГТ-96-Б-4.2 00.00.2019 XXXXXXXXXX ОПАСНО от -10°C до -30°C РепроЛайн
Ферменты для реакции преамплификации	АО "Ферст Генетикс" Ферменты для реакции преамплификации 4,8 мкл ПГТ-96-Б-5.2 00.00.2019 XXXXXXXXXX ОПАСНО от -10°C до -30°C РепроЛайн
Амплификационный буфер	АО "Ферст Генетикс" Амплификационный буфер 648 мкл ПГТ-96-Б-6.2 00.00.2019 XXXXXXXXXX ОПАСНО от -10°C до -30°C РепроЛайн
Ферменты для амплификации	АО "Ферст Генетикс" Ферменты для амплификации 12 мкл ПГТ-96-Б-7.2 00.00.2019 XXXXXXXXXX от -10°C до -30°C РепроЛайн

вода без нуклеаз

АО "Ферст Генетикс"
Вода без нуклеаз

 432 мкл
 00.00..2019
 IVD

 REF ПГТ-96-Б-8
 LOT XXXXXXXXXX
 от -10°C до -30°C



набор баркодов 1-24

Набор баркодов 1-24
Количество: [1 шт.]

 00.00.2022
 от -10°C до -30°C

 REF ПГТ-96-Б-1-24
 LOT XXXXXXXXXX
 IVD

 АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

Набор материалов для станции пробоподготовки

наименование
компонентов/
компонента

Макет этикетки

Набор материалов
для станции
пробоподготовки


РепроЛайн
2

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 16»

Набор материалов для станции пробоподготовки




Состав МИ:

- планшет 96-луночный;
- профольгированная крышка;
- наконечники одноразовые (96 шт. в штативе);
- пробирки (12 шт. в упаковке);
- крышки для центрифуг (2 шт.);
- штатив с пробирками для модуля обогащения;
- адаптер для чипа.

REF

Ш-П

ПУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020

LOT

XXXXXXXXXX


00.00.2022


00.00.2021





АО «Ферст Генетикс»
 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково»,
 Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
 e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

Планшет 96-
луночный

АО "Ферст Генетикс"

Планшет 96-луночный

Количество: [1шт]

 00.00.2019

REF

 Ш-П-1.1

 от 15°С до 30°С

LOT

 XXXXXXXXXX

IVD

РепроЛайн

Фольгированная крышка	АО "Ферст Генетикс" Профольгированная крышка Количество: [1 шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-1.2 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Наконечники одноразовые (96 шт. в штативе)	АО "Ферст Генетикс" Наконечники одноразовые (96 шт. в штативе) Количество: [1 шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-2 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Пробирки (12 шт. в упаковке)	АО "Ферст Генетикс" Пробирки Количество: [12шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-3 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Крышки для центрифуг	АО "Ферст Генетикс" Крышки для центрифуг Количество: [1 шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-4 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Штатив с пробирками для модуля обогащения	АО "Ферст Генетикс" Штатив с пробирками для модуля обогащения Количество: [1 шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-5 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн
Адаптер для чипа	АО "Ферст Генетикс" Адаптер для чипа Количество: [1 шт] 00.00.2019 от 15°C до 30°C REF Ш-П-6 LOT XXXXXXXXX IVD РепроЛайн

Макет этикетки

**Картридж с
растворами для
амплификации
библиотек для
станции
пробоподготов
ки**

АО "Ферст Генетикс"

от 15°C до 30°C

00.00.2019


REF W-P-1.1 IVD

LOT XXXXXXXXXX



Репролайн

4



«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics»»
 по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018
 вариант исполнения «РепроЛайн 16»

Картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки



Состав МИ:

Картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки – 4 шт.

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020

00.00.2022

00.00.2021



АО «Ферст Генетикс»
 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра
 «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение
 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com,
 www.f-genetics.com



Ш-Р-2



XXXXXXXXXX



ОПАСНО

Содержит опасные вещества:

- гидроксид натрия, гидроксид кальция и трис(гидроксиметил)-аминометан
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
- H315 Вызывает раздражение кожи
- H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
- P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей


Картридж с
 реагентами
 (ПГТ) для
 станции
 пробоподгото
 вки

Картридж с
 реагентами
 (ПГТ) для
 станции
 пробоподгото
 вки

АО «Ферст Генетикс»

Картридж с реагентами (ПГТ) для станции
 пробоподготовки

Количество: [1 шт.]



00.00.2019



Ш-Р-2.1



XXXXXXXXXX



ОПАСНО

РепроЛайн




РепроЛайн
5

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 16»

Набор растворов для секвенирования



АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com




Состав МИ:

- промывочный раствор, бутыль 1,5 л – 4 шт.;
- раствор для очистки, бутыль 250 мл – 1 шт.

REF

ФГ-Р-1


LOT

XXXXXXXXXX

ПУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020



00.00.2022



00.00.2021



15° 30°

Промывочный
раствор

 **РепроЛайн**

IVD

REF

LOT

ФГ-Р-1.1
XXXXXXXXXX

АО "Ферст Генетикс"
Промывочный раствор

1,5 л

00.00.2019



Раствор для
очистки

 **РепроЛайн**

АО "Ферст Генетикс"
Раствор для очистки

250 мл

00.00.2019




REF

LOT

IVD

ФГ-Р-1.2
XXXXXXXXXX

6



«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics»»
по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018
вариант исполнения «РепроЛайн 16»

Картридж с реагентами для секвенирования



Состав МИ:

Картридж с реагентами для секвенирования – 4 шт.



Содержит опасные вещества:

- гидроксид натрия и гидроксид кальция
- H290 Может вызывать коррозию металлов
- H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
- P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей



АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619,
тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

REF ФГ-Р-2

LOT XXXXXXXXXX

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020



00.00.2022



00.00.2021



АО «Ферст Генетикс»
Картридж с реагентами для секвенирования
Количество: [1 шт.]



00.00.2019



ОПАСНО

REF ФГ-Р-2.1
LOT XXXXXXXXXX
IVD

РепроЛайн



Набор полупроводниковых чипов 510

Наименование
компонентов/
компонента

Макет этикетки

Набор
полупроводниковых
чипов 510


РепроЛайн
7

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics»» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018
вариант исполнения «РепроЛайн 16»
Набор полупроводниковых чипов 510




Состав МИ:
Набор полупроводниковых чипов 510 (4 чипа в упаковке)

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020
 REF 4510-4
LOT XXXXXX


АО «Ферст Генетикс»
 121205, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, дом 42, строение 1, помещение 619, тел. (499) 673-02-88, e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

 00.00.2022
 ,
  00.00.2021
  15° 30°

Чип
полупроводниковый
510


РепроЛайн

АО «Ферст Генетикс»
Чип полупроводниковый 510
Количество: [1 шт]


REF 4510
LOT XXXXXXXXX



 00.00.2019

компоненты набора, хранящиеся при температуре $-30 - -10^{\circ}\text{C}$, совместно упакованные во внешнюю упаковку (потребительскую тару)

- набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 2) – 3 шт.;
- картридж с реагентами (ПГТ) для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- картридж с реагентами для секвенирования – 4 шт.

Потребительская тара упаковывается в транспортную упаковку - термоконтейнер с хладоэлементами

Макет этикетки



«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018
вариант исполнения «РепроЛайн 16»

Состав МИ:

- набор для приготовления библиотек ДНК (вариант 2) – 3 шт.;
- картридж с реактивами (ПГТ) для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- картридж с реагентами для секвенирования – 4 шт.



00.00.2022



00.00.2021



LOT

XXXXXX



АО «Ферст Генетикс»
121205, Россия, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com



ОПАСНО Содержит опасные вещества:

дитиотреитол и трис(гидроксиметил)-аминометан, гидроксид натрия,
гидроксид кальция и трис(гидроксиметил)-аминометан
H290 Может вызывать коррозию металлов
H302 Вредно при проглатывании
H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги
H315 Вызывает раздражение кожи
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
P335 Может вызывать раздражение дыхательных путей
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями


РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020

компоненты набора, хранящиеся при температуре 15 – 30°C, совместно упакованные во внешнюю упаковку (потребительскую тару)

- набор материалов для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- набор растворов для секвенирования – 1 шт.;
- набор полупроводниковых чипов 510 (4 чипа в упаковке) – 1 шт.).

Потребительская тара упаковывается в транспортную упаковку – ящик из картона гофрированного

Макет этикетки



РепроЛайн

«Набор реагентов «РепроЛайн» для выявления хромосомных аномалий в единичных клетках на системе «F-Genetics» по ТУ 21.20.23-002-03569019-2018 вариант исполнения «РепроЛайн 16»

Состав МИ:



- набор материалов для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- картридж с растворами для амплификации библиотек для станции пробоподготовки – 4 шт.;
- набор растворов для секвенирования – 1 шт.
- набор полупроводниковых чипов 510 (4 чипа в упаковке) – 1 шт.



00.00.2022



00.00.2021



XXXXXXX



АО «Ферст Генетикс»

121205, Россия, г. Москва, территория
инновационного центра «Сколково»,
Большой бульвар, дом 42, строение 1,
помещение 619, тел. (499) 673-02-88,
e-mail: info@f-genetics.com, www.f-genetics.com

РУ № РЗН 2020/10525 от 02.06.2020

Лист регистрации изменений

[illegible]

Пронумеровано, прошито и скреплено

40 лист (а/ов)

Генеральный директор
Акционерного общества
«Ферст Генетикс»



Н. А. Кузнецов