


**Фотографические изображения медицинского изделия
«Комплекты общехирургические одноразовые стерильные»
по ТУ 9398-002-51474515-2016**

Производитель: ООО «Медицина-Айрлайд», Россия, 456578, Челябинская область,
Еманжелинский р-н, рп Зауральский, ул.Нефтебазы, д.3а

Производственная площадка: Россия, 456578, Челябинская обл, Еманжелинский р-н,
рп Зауральский, ул.Труда, 1 а.



Общий вид потребительской упаковки на примере «Комплект общехирургический одноразовый стерильный №25».
 Способ стерилизации: радиационный.

Изготовитель: ООО "Медицина-Айрлайд", Россия, 456578, Челябинская область, Еманжелинский р-н, рп Зауральский, ул. Нефтебазы, д. 3а (Адрес места производства, Российская Федерация, 456578, Челябинская обл., Еманжелинский район, рп Зауральский, ул. Труда, д. 1а) Телефон: +7 (351) 211-03-00 E-mail: airloid_medica@mail.ru

КОМПЛЕКТ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ №10

СТЕРИЛЬНО! Перед вскрытием проверить целостность упаковки!

СОСТАВ:

1. Простыня большая операционная 320x260 см с отверстием 32x28 см, тип А (с липким краем), СМС 35 г/м², самокл. лента - 1 шт
2. Простыня большая операционная с липким краем, 140x200 см, СМС 35 г/м², самокл. лента - 1 шт
3. Простыня большая операционная 180x240 см, ламин. Спанбонд 40 г/м² - 1 шт

ТУ 9398-002-51474515-2016

РУ № _____

Партия №10

Вид стерилизации: газовый

Дата стерилизации: апрель 2016 г.

Годено до: апрель 2021 г.


Условия хранения: хранить на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от +5С до +40С

Утилизация:

Утилизация использованных отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б. Неиспользованные медицинские изделия утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 как отходы класса А.

Знак соответствия

Общий вид потребительской упаковки на примере «Комплект общехирургический одноразовый стерильный №10».
Способ стерилизации: газовый.




Простыня большая операционная с липким краем







Простыня большая операционная с отверстием: тип В (с липким краем, со сборным карманом)



Простыня большая операционная с отверстием: тип К (с липким краем, с боковыми вырезами)






Простыни малые операционные

стр. 9 из 46

Чехол для инструментального стола




стр.10 из 46



Сорочка хирургическая




Бахилы хирургические: тип С («Леггинсы»)



стр.13 из 46





Бахилы хирургические: тип А(высокие (с двойной подошвой)).
Способ фиксации: на завязки







Шапочка: тип Е («Шапочка на завязках»)


Шапочка: тип В («Шарлотта»)



Шапочка: тип А («Берет»)











Чехол для эндоскопической камеры




Халат хирургический: тип В ("Евростандарт"), вид сзади




Халат хирургический: тип В ("Евростандарт"), вид спереди

Фиксирующая лента



стр.25 из 46




Маска хирургическая (на резинках)






Конверт хирургический

Простыня большая операционная с карманом



Простыня большая операционная с вырезом: тип В (с липким краем, с перинеальным покрытием)





Простыня большая операционная с отверстием: тип G
(с липким краем; со встроенным покрытием для ног)

Халат хирургический: тип С («Комбинированный»)
Вид спереди.



Халат хирургический: тип С («Комбинированный»)
Вид сзади






Халат хирургический: тип А («Стандарт»).


Вид спереди




Халат хирургический: тип А («Стандарт»).
Вид сзади




Простыня большая операционная с отверстием: тип А (с липким краем)





Простыня большая операционная с отверстием: тип Е(с липким краем, с боковыми карманами, со встроенным экраном)





Простыня большая операционная с отверстием: тип G (с липким краем, со встроенным покрытием для ног)

Простыня большая операционная с отверстием: тип L (с липким краем, с прозрачной вставкой)




Простыня большая операционная с отверстием: тип Н (с липким краем, со встроенным покрытием для ног, со встроенным краном)






Простыня большая операционная с отверстием тип С (с липким краем, со сборным карманом, со встроенным покрытием для ног)



Простыня большая операционная с отверстием:
тип F(с липким краем, с боковыми карманами, со
встроенным экраном)



Простыня большая операционная с эластичным отверстием, со сборным карманом



Простыня большая операционная с
отверстием: тип D (с липким краем, со
встроенным экраном)

Изготовитель: ООО "Медицина-Айрлайд", Россия, 456578, Челябинская область,
пг. Заварьский, ул. Нефтебазы, д. 3а (Адрес места производства: Российская Федерация, ЧААТ
Еманжельинский район, пг. Заварьский, ул. Труда, д. 1а) Телефон: +7 (351) 211-03-00.
E-mail: airloid_medica@mail.ru

КОМПЛЕКТЫ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ

COCTAB:

- СОСТАВ:**
1. Простыня большая операционная 180х240 см, ламинир Спанбонд 40г/м² – 2 шт
 2. Чехол для инструментального стола 140х250 см, СМГ 24 (100), СМД 30 (102) – 1 шт
 3. Простыня большая операционная 80х140 см, с петлями края 130см, СМГ 100 – 1 шт самокл.лента – 2 шт
 4. Простыня большая операционная 360х230 см, с вырезом 100х20 см, 1шт 100г/м² СМГ 100 – 1 шт самокл.лента – 2 шт
 5. Бахилы хирургические: тип С («Легтинсы») 120х50 см, Аквастан 60 г/м² – 1 пар
 6. Фиксирующая лента 50х5 см, Мадикейс 54 г/м² – 1 шт
 7. Простыня малая операционная 90х90 см, ламинир Спанбонд 40 г/м² – 4 шт
- Итого единиц 3

Количество упаковочных единиц 3

ТУ 9398-002-51474515-2016

Р/У № _____

Партия № 25

Партия № 25
Вид стерилизации: радиационный
даты: апрель 2016 г

Вид стерилизации: апрель 2016 г
Дата стерилизации: апрель 2021 г

Дата стерилизации: апр
Годено до: апрель 2021 г
Хранения: хран

Условия хранения: хранить на расстоянии не менее 1 м от прямых солнечных лучей, при температуре от +5С до +40С



ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

Общий вид транспортной упаковки на примере «Комплекты общехирургические одноразовые стерильные №25

Прошнуровано и пронумеровано
на _____ листах
Генеральный директор
ООО «Медпайп-Айрлайн»
М.П. _____ И.Н. Наумов

