

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»**



О.Н. Шлюндин

2017 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов

для одновременного выявления антител

к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов

(ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена р24 ВИЧ-1

методом иммуноферментного анализа, версия 2.0

(МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ-ЭКСПРЕСС 2.0)



**ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ**

Набор реагентов
для одновременного выявления антигенов
к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов
ВИЧ-1 и ВИЧ-2), ВИЧ-1 группы О и антигена p24 ВИЧ-1
методом иммуноферментного анализа, версия 2.0
(МиниЛайт-ИФА-ВИЧ-ЛАТ-ЭКОТЕСТ 2.0)
входит в комплект 1

REF 1-2332

REF 1-2302



комплект 2.1 (96 определений, укомплектован ТМБ-Субстратным раствором, тот же вид)
(общий вид)



Комплекты для ИФА
(для сборки)

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента К_{АТ}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора:		комплект 1.1	
			
1	Иммунсорбент	1 планшет	
2	Конъюгат-1	1 фл.	5,0 мл
3	Конъюгат-2	1 фл.	12,0 мл
4	K _{AT} , инактивированный	1 фл.	2,0 мл
5	K _{AT} , инактивированный	1 фл.	2,0 мл
6	K-, инактивированный	1 фл.	2,5 мл
7	ПР	1 фл.	50,0 мл
8	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
9	СБ	1 фл.	25,0 мл
10	ТМБ	1 фл.	2,5 мл
11	Наконечники одноразовые	16 шт.	
12	Ванночки пластиковые для жидких реагентов	2 шт.	
13	Плёнки защитные для ИФА-планшетов	2 шт.	
Принадлежности:			
Пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).			

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента К_{АТ}), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

Состав набора:

комплект 2.1

Σ 96

1 планшет

1	Иммуносорбент		
2	Конъюгат-1	1 фл.	5,0 мл
3	Конъюгат-2	1 фл.	12,0 мл
4	К _{АТ} , инактивированный	1 фл.	2,0 мл
5	К _{АГ} , инактивированный	1 фл.	2,0 мл
6	К _Г , инактивированный	1 фл.	2,5 мл
7	ПР	1 фл.	50,0 мл
8	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
9	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	12,0 мл
10	Наконечники одноразовые		16 шт.
11	Ванночки пластиковые для жидких реагентов		2 шт.
12	Пленки защитные для ИФА-планшетов		2 шт.

Принадлежности:

Пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).

предельный, укомплектован СБ в ТМБ-модели
(вид сбоку)

МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ-ЭКСПРЕСС 2.0

REF

I-2332

LOT

233004 экс.-пр.



2016-03



2018-03-25

Срок годности 24 мес.

РУ №

ТУ 9398-233-05941003-2016 (проект)



Штрих-код

ООО «НПО «Диагностические системы»

комплект 1.1 (96 определений, укомплектован СБ и ТМБ концентратом (×11)),

комплект 2.1 (96 определений, укомплектован ТМБ-Субстратным раствором, готовым к применению)
(вид сбоку)



ООО «НПО «Диагностические системы»
603093, Россия, Нижний Новгород, ул. Яблонева, 22
Тел./факс: (831) 434-86-83, 8-800-555-0300
E-mail: info@npods.ru, www.npods.ru

комплект 1.2 (192 определения, укомплектован СБ и ТМБ конденсатором)
(общий вид)



комплект 2.2 (192 определения, укомплектован ТМБ-Субстратным раствором, готовым к применению)
(общий вид)



«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента K⁺_{AT}), вирусу гепатита С и HBeAg отсутствуют».

Состав набора:		комплект 1.2	
			
1	Иммуносорбент	2 планшета	
2	Конъюгат-1	1 фл.	8,0 мл
		или	
		2 фл.	5,0 мл
3	Конъюгат-2	1 фл.	23,0 мл
		или	
		2 фл.	12,0 мл
4	K ⁺ _{AT} инактивированный	1 фл.	2,0 мл
5	K ⁺ _{Ag} инактивированный	1 фл.	2,0 мл
6	K ⁻ инактивированный	1 фл.	2,5 мл
7	ПР	1 фл.	120,0 мл
8	Стоп-реагент	1 фл.	50,0 мл
		или	
		2 фл.	25,0 мл
9	СВ	1 фл.	25,0 мл
10	ТМБ	1 фл.	2,5 мл
11	Наконечники одноразовые	32 шт.	
12	Ванночки пластиковые для жидких реагентов	4 шт.	
13	Плэшки защитные для ИФА-планшетов	4 шт.	
Принадлежности:			
Пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (2 шт.)			

«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента K⁺_{AT}), вирусу гепатита С и HBeAg отсутствуют».

Состав набора:		комплект 2.2	
		 192	
1	Иммунсорбент	2 планшета	
2	Конъюгат-1	1 фл.	8,0 мл
		или	
		2 фл.	5,0 мл
3	Конъюгат-2	1 фл.	23,0 мл
		или	
		2 фл.	12,0 мл
4	K ⁺ _{AT} , инактивированный	1 фл.	2,0 мл
5	K ⁺ _{Ag} , инактивированный	1 фл.	2,0 мл
6	K ⁺ , инактивированный	1 фл.	2,5 мл
7	ПР	1 фл.	120,0 мл
8	Стоп-реагент	1 фл.	50,0 мл
		или	
		2 фл.	25,0 мл
9	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	23,0 мл
		или	
		2 фл.	12,0 мл
10	Наконечники одноразовые	32 шт.	
11	Ванночки пластиковые для жидких реагентов	4 шт.	
12	Пленки защитные для ИФА-планшетов	4 шт.	
Принадлежности:			
Пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (2 шт.).			

МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ-ЭКСПРЕСС 2.0



I-2333.1



233007 экс.-пр.



2016-04



2018-04-25

Срок годности 24 мес.

РУ №

ТУ 9398-233-05941003-2016 (проект)




192



Штрих-код

комплект 1.2 (192 определения, укомплектован СБ и ТМБ концентратом (×11)),
комплект 2.2 (192 определения, укомплектован ТМБ-Субстратным раствором, готовым к применению)
(впл. сбоку)



комплект 1.3 30 определений, укомплектован реагентами и ТМБ концентратом (общий вид)

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Набор реагентов
для однократного выполнения анализа
в титровальном иммуноферментном анализе 1 и 2 типов
ВНЧ-1 и ВНЧ-2, ВНЧ-1 группы 0 и антигена рВНЧ-1
методом иммуноферментного анализа, версия 2.0
реагент-анализатор-ДИСТРЕСС 3.0
параметр исследования 1
комплект 1.3


REF 1-2334



(объем)



ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



Состав набора:		комплект 1.3	480
1	Универсал-регент	5 флакончиков	
		1 фл.	20,0 мл
2	Конъюгат-1	3 фл.	8,0 мл
		3 фл.	5,0 мл
3	Конъюгат-2	3 фл.	23,0 мл
		5 фл.	12,0 мл
4	K ₂ HT, инактивированный	1 фл.	4,0 мл
		2 фл.	2,0 мл
5	K ₂ HT, инактивированный	1 фл.	4,0 мл
		2 фл.	2,0 мл
6	K ₂ , инактивированный	1 фл.	5,0 мл
		2 фл.	2,5 мл
7	ПР	2 фл.	120,0 мл
		2 фл.	50,0 мл
8	Стоп-регент	4 фл.	25,0 мл
		2 фл.	50,0 мл
9	СБ	3 фл.	25,0 мл
		2 фл.	3,6 мл
10	ТМС	3 фл.	2,5 мл
11	Наконечники одноразовые		80 шт.
12	Вагончики пластиковые для зажима реагентов		10 шт.
13	Плоские зажимы для ИФА-пластин		10 шт.

Пластины микролитровые 96-луночные (5 шт.)

Состав набора:		комплект 23	480
1	Иммуносорбент	5 планшетов	
		1 фл.	20,0 мл
2	Конъюгат-1	или	
		3 фл.	8,0 мл
		5 фл.	5,0 мл
3	Конъюгат-2	или	
		3 фл.	23,0 мл
		5 фл.	12,0 мл
4	K _{AT} , инактивированный	или	
		1 фл.	4,0 мл
5	K _{AP} , инактивированный	или	
		2 фл.	2,0 мл
		1 фл.	4,0 мл
6	K ₊ , инактивированный	или	
		2 фл.	2,0 мл
		1 фл.	5,0 мл
7	ПР	или	
		2 фл.	2,5 мл
		2 фл.	120,0 мл
8	Стоп-реагент	или	
		2 фл.	50,0 мл
9	ТМБ-Субстратный раствор	или	
		4 фл.	25,0 мл
		3 фл.	23,0 мл
10	Наконечник одноразовый	или	
		5 фл.	12,0 мл
11	Ваточный тампон для жидких реагентов	или	
		80 шт.	
12	Плоская крышка для ИФА-плашетов	или	
		10 шт.	
Примечание:			
Палеты полимеризуемые с замком Zip-Lock (3 шт.)			

МилаЛаб-ИФА-ВИЧ-АГАТ-ЭКСПРЕСС 2.0

REF 1-2334

LOT 233004 экс.-пр.

2016-03

2018-03-25

Срок годности 24 мес.

РУ №

ТУ 0395-233-05941003-2016 (проект)



Штрих-код


«Для профессионального применения». «Не стерильно». «Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инактивированы. Антитела к ВИЧ-1,2 (за исключением реагента К+ АТ), вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют».

комплект 1.3 (480 определений, укомплектован СБ и ТМБ концентратом (×11)),
комплект 2.3 (480 определений, укомплектован ТМБ-Субстратным раствором, готовым к применению)
(вид сбоку)



Иммуносорбент





Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
22 двадцать два листов(а)
цифрами

прописью

Гайденко В.П.

личная подпись

