

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «САНВУТ»



С.В. Воробьев

10.12.2013 г.

Мебель медицинская «САНВУТ-ЛПУ»

Руководство по эксплуатации

СНВТ.942819.001 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1 НАЗНАЧЕНИЕ	3
2 КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	3
4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕБЕЛИ	3
5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	4
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
8 МАРКИРОВКА	8
9 УПАКОВКА	8
10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	8
11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	9
12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	9
13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	9
14 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	9
15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	10
ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА	10

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации распространяются мебель медицинскую «САНБУТ-ЛПУ» (в дальнейшем – мебель), предназначенную для оснащения кабинетов и палат лечебно – профилактических учреждений широкого профиля, а именно: для размещения лекарственных средств, документации, справочной литературы, одежды персонала, для хранения принадлежностей медицинского персонала и пациента, для размещения медицинских приборов и аппаратов, для хранения инструментов, для хранения перевязочных материалов.

Мебель изготавливается для эксплуатации в климатических условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150, по устойчивости к механическим воздействиям в процессе эксплуатации – по группе изделий 1 по ГОСТ Р 50444.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки мебели включать в себя:

-Изделие одного из исполнений в сборе 1 шт

-Паспорт 1 шт

Примечание – При поставке мебели в разобранном виде, крепежные элементы поставляются установленными в местах крепления или уложенными в отдельный пакет.

Примечание – Объем поставки определяется по согласованию с заказчиком.

3. ПОДГОТОВКА МЕБЕЛИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.1 Полученное изделие распакуйте, ознакомьтесь с его устройством по паспорту.

3.2 Соберите изделие, согласно прилагаемой инструкции в паспорте.

3.3 Протрите наружные и внутренние поверхности чистой ветошью.

4 ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕБЕЛИ

- Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой от +10° до +35° С и относительной влажности воздуха не более 80 %.

- Не допускайте в помещении высоких или низких температур, а также резких перепадов температур;

- Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);

- Не проводите по поверхности и не ударяйте их острыми или тяжёлыми твёрдыми предметами;

- При заполнении шкафов, полок необходимо равномерно распределяйте нагрузку. Для высоких шкафов рекомендуется тяжёлые вещи хранить в нижних секциях для обеспечения лучшей устойчивости;

- При использовании мебели не следует прилагать излишние усилия для открывания дверей, выдвижных ящиков и иных подвижных частей. Их надлежащая работа обеспечивается путём регулировки.

- При эксплуатации мебели не допускается превышать допустимые нагрузки.

- При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные двери и полки необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин следует немедленно заменить поврежденную стеклодеталь.

- Во избежание опрокидывания мебели запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери или выдвигать все ящики одновременно.

5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Мебель медицинская «САНБУТ-ЛПУ» имеет следующие исполнения, размеры и массу:

Наименование	Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	Масса, кг
Тумбы медицинские:		
Тумба медицинская узкая АБТ 1-1	400*450*750	20
Тумба медицинская узкая АБТ 1-2	400*450*750	20
Тумба медицинская узкая АБТ 1-3	400*450*750	20
Тумба медицинская узкая АБТ 1-4	400*450*750	20
Тумба медицинская узкая АБТ 1-8	400*450*750	35
Тумба медицинская узкая АБТ 1-9	400*450*750	30
Тумба медицинская узкая АБТ 1-10	600*500*850	30
Тумба медицинская узкая АБТ 1-11	500*500*850	30
Тумба медицинская широкая АБТ 2-1	800*450*750	50
Тумба медицинская широкая АБТ 2-2	800*450*750	50
Тумба медицинская широкая АБТ 2-3	800*450*750	55
Тумба медицинская широкая АБТ 2-4	800*450*750	50
Тумба медицинская широкая АБТ 2-5	1200*450*750	90
Тумба медицинская широкая АБТ 2-6	800*500*850	60
Тумба медицинская широкая АБТ 2-7	800*450*750	65
Тумба медицинская широкая АБТ 2-8	800*500*850	75
Тумба медицинская широкая АБТ 2-11	800*450*750	80
Тумба медицинская широкая АБТ 2-18	800*450*750	75
Тумба медицинская широкая АБТ 2-19	800*500*850	75
Тумба медицинская АБТ 1-12Э	420*500*750	40
Тумба медицинская АБТ 1-13Э	400*500*680	40
Тумба медицинская АБТ 1-14Э	400*500*680	40
Тумба медицинская АБТ 1-15Э	400*500*680	45
Тумба медицинская АБТ 1-16Э	400*500*680	55
Тумба медицинская АБТ 1-17Э	400*500*680	40
Тумба медицинская АБТ 1-18Э	600*500*680	40
Тумба медицинская АБТ 1-19Э	600*500*680	50
Тумба медицинская АБТ 1-20Э	600*500*680	55
Тумба медицинская АБТ 1-21Э	600*600*850 (750)	45
Тумба медицинская АБТ 1-22Э	600*600*850 (750)	50
Тумба медицинская АБТ 1-23Э	500*500*750	40
Тумба медицинская АБТ 2-13Э	900*500*750	70
Тумба медицинская АБТ 2-14Э	900*500*750	75
Тумба медицинская АБТ 2-15Э	860*600*850	70
Тумба медицинская АБТ 2-16Э	860*600*850	70

Наименование	Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	Масса, кг
Тумба медицинская АБТ 2-1Э	600*500*680	35
Тумба медицинская МТ/А С-4.1	540*530*850	50
Тумба медицинская МТ/А С-4.2	540*530*850	50
Тумба медицинская МТК С-4.3	540*530*850	55
Тумба медицинская МТ С-4.4	540*530*850	60
Тумба медицинская МТ С-4.5	540*530*850	40
Тумба медицинская МТ С-4.6	540*530*850	40
Тумба медицинская МТ С-5	540*530*850	60
Столы медицинские:		
Стол медицинский одностумбовый АБС 1-2	1100*600*750	60
Стол медицинский одностумбовый АБС 1-3	1100*600*750	70
Стол медицинский одностумбовый АБС 1-4	1100*600*750	60
Стол медицинский одностумбовый АБС 1-5	1100*600*750	60
Стол медицинский одностумбовый АБС 1-6	1100*600*750	70
Стол медицинский одностумбовый АБС 1-8	1100*600*750	70
Стол медицинский одностумбовый АБС 1-9	1100*600*750	50
Стол медицинский двухтумбовый АБС 2-1	1400*600*750	75
Стол медицинский двухтумбовый АБС 2-2	1400*600*750	80
Стол медицинский двухтумбовый АБС 2-3	1400*600*750	90
Стол медицинский двухтумбовый АБС 2-4	1400*600*750	75
Стол медицинский двухтумбовый АБС 2-5	1400*600*750	85
Стол медицинский двухтумбовый АБС 2-6	1400*600*750	90
Стол медицинский двухтумбовый АБС 2-7	1400*600*750	90
Стол медицинский двухтумбовый АБС 2-0	1400*600*750	40
Стол медицинский АБЛ 1	1400*600*1350	130
Стол медицинский АБЛ 2	1400*600*1700	150
Стол медицинский АБЛ 3	1400*600*1350	125
Стол медицинский АБЛ 4	1400*600*1350	110
Стол медицинский АБЛ 5	2500*600*850	150
Стол медицинский АБЛ 6	2500*600*850	160
Стол медицинский АБС 1-9Э	1200*600*850	42
Стол медицинский АБС 1-10Э	1200*600*850	39
Стол медицинский АБС 1-11Э	1200*600*850	47
Стол медицинский АБС 2-1Э	1500*600*750	62
Стол медицинский АБС 2-2Э	1500*600*750	56
Стол медицинский АБС 2-8Э	1500*600*750	63
Стол медицинский АБС 3-1Э	2700*600*800	91
Стол медицинский АБС 0-2Э	1200*600*800	27
Стол медицинский АБЛ 6Э	1200*600/200*800/750	62
Стол медицинский АБЛ 7Э	2000*1200*1600	135

Наименование	Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	Масса, кг
Стол медицинский АБЛ 8Э	2700*1200*1600	144
Стол медицинский АБЛ 9Э	1500*1200*1600	105
Стол медицинский МС/О С-2.1	1100*530*850	31
Стол медицинский МСТ С-2.2	1100*530*850	46
Стол медицинский МС/Т С-2.2	1100*530*850	46
Стол медицинский МСР С-3	700*473*128	15
Стол медицинский СЛК - 1	1850*650*800	96
Стол-мойка медицинский АБМ 1Э	600*600*850	75
Стол-мойка медицинский АБМ 2Э	1000*600*850	85
Стол-мойка медицинский АБМ 3Э	1400*600*850	110
Стол-мойка медицинский АБМ 3.1Э	1400*600*850	110
Стол-мойка медицинский МУ/Д С-1.1	800*800*850	70
Стол-мойка медицинский МУ/Л С-1	800*800*850	70
Стол-мойка медицинский МП/Л С-1.3	600*530*850	60
Стол-мойка медицинский МП С-1.4	600*530*850	60
Стол-мойка медицинский АБМ 1	600*600*850	50
Стол-мойка медицинский АБМ 2	1000*600*850	60
Стол-мойка медицинский АБМ 3,	1000*600*850	60
Стол-мойка медицинский АБМ 4	1500*600*850	80
Пост медсестры АБП 1,	1600*1600*1180	160
Пост медсестры АБП 2,	1600*1600*1180	160
Пост медсестры АБП 5,	1600*1600*750	120
Пост медсестры АБП 6,	1600*1600*750	125
Пост медсестры АБП 7	1600*1600*750	120
Пост медсестры АБП 8	1200*1200*600	50
Шкафы медицинские:		
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-1,	380*400*1800	55
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-3,	380*400*1800	65
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-4,	380*400*1800	70
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-6,	380*400*1800	60
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-8,	380*400*1800	70
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-9,	380*400*1800	70
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-10,	380*400*1800	70
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-11,	380*400*1800	60
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-12,	380*400*1800	70
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-13,	380*400*1800	70
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-14,	380*400*1800	70
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-15,	380*400*1800	70
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-16,	380*400*1800	70
Шкаф медицинский узкий АБШ 1-17,	380*500*1800	70
Шкаф медицинский широкий АБШ 2-1,	770*400*1800	90
Шкаф медицинский широкий АБШ 2-2,	770*400*1800	90
Шкаф медицинский широкий АБШ 2-3	770*400*1800	90

Наименование	Габаритные размеры (Ш x Г x В), мм	Масса, кг
Шкаф материальный АБШ 2-9,	770*384*1800	60
Шкаф материальный АБШ 2-11,	770*400*1800	60
Шкаф материальный АБШ 2-12	770*400*1800	75
Шкаф медицинский АБШ 1-18Э,	500*400*1700	110
Шкаф медицинский АБШ 1-19Э,	500*400*1700	110
Шкаф медицинский АБШ 1-20Э,	500*400*1700	120
Шкаф медицинский АБШ 1-21-1Э,	500*550*1900	110
Шкаф медицинский АБШ 1-21Э,	500*550*1900	110
Шкаф медицинский АБШ 1-22Э,	500*400*1700	120
Шкаф медицинский АБШ 1-23Э,	500*400*1700	120
Шкаф медицинский АБШ 1-24Э,	520*500*1700	110
Шкаф медицинский АБШ 2-12Э,	900*400*1700	130
Шкаф медицинский АБШ 2-13Э,	900*400*1700	130
Шкаф медицинский АБШ 2-14Э,	900*500*1350	170
Шкаф медицинский АБШ 2-15Э,	900*400*1700	120
Шкаф медицинский АБШ 2-18Э,	900*400*1700	130
Шкаф медицинский АБШ 2-19Э,	900*400*1700	130
Шкаф медицинский АБШ 2-0Э,	1000*400*1700	90
Шкаф медицинский АБШ 2-20Э,	1200*400*1700	140
Шкаф медицинский АБШ 2-21Э,	1200*400*1700	150
Шкаф медицинский АБШ 2-22Э	1200*400*1700	150
Шкаф медицинский АБШ 2-25Э	900*500*1900	145
Шкаф для одежды и белья АБШ 1-5,	380*500*1800	55
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-4,	770*500*1800	90
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-5,	770*500*1800	105
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-6,	770*500*1800	90
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-7,	560*480*1800	90
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-8,	770*500*1800	90
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-16Э,	900*550*1900	120
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-17Э,	900*500*1900	120
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-23Э	600*550*1900	110
Шкаф для одежды и белья АБШ 2-24Э	600*550*1900	110
Шкаф для документов АБШ 3-1	1160*400*1800	110
Шкаф для документов АБШ 3-2	1160*400*1800	110
Шкаф для документов АБШ 3-4	1160*400*1800	120
Шкаф для документов АБШ 3-7	1160*384*1800	110
Шкаф для документов АБШ 3-9	1160*400*1700	120
Шкаф медицинский навесной АБШН 2Э	1000*300*450	40
Шкаф медицинский навесной АБШН 3Э	1000*300*450	40

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Чистку и дезинфекцию мебели производите 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644 или 1 % раствором хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или другими средствами, соответствующими МУ 287-113, влажной салфеткой.

6.2 После чистки внутренние и наружные поверхности мебели необходимо вытереть насухо.

7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортирования и хранения в условиях отрицательных температур мебель должна быть выдержана в транспортной таре в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150 не менее 8 ч.

8. МАРКИРОВКА

8.1 Маркировка – по ГОСТ 16371 и ГОСТ Р 50444.

8.2 На каждом изделии должна быть этикетка, на которой указано:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование или обозначение исполнения изделия;
- год выпуска;
- обозначение знака соответствия сертифицированной продукции;
- обозначение ГОСТ 16371.

8.3 Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192.

На ящик должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Хрупкое, осторожно», «Бережь от влаги» и надпись «Условия хранения – 2».

9. УПАКОВКА

9.1 Упаковка – по ГОСТ 16371 и ГОСТ Р 50444.

9.2 Составные части мебели должны быть обернуты оберточной бумагой по ГОСТ 8273, ГОСТ 515, ГОСТ 8828, обвязаны шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеены лентой клеевой ГОСТ 18251. Допускается дополнительно обертывать каждую упаковочную единицу пленкой полиэтиленовой по ГОСТ 10354.

9.3 Крепежные элементы, фурнитура и сопроводительная документация должны быть уложены в пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354. Пакет должен быть заварен и прикреплен к одной из частей изделия. Крепежные элементы и фурнитуру так же допускается укладывать в коробки по ГОСТ 12301.

9.4 Упаковывание стеклоизделий для мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 6799.

9.5 Допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность при транспортировании и хранении изделий мебели.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования мебели по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

10.2 Мебель в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 2 ГОСТ 15150.

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и сборки (мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

11.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев.

11.3 Гарантийный срок хранения исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня поступления мебели к потребителю.

11.4 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО «САНВУТ» за счет предприятия-изготовителя.

11.5 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

11.6 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность мебели и не гарантирует его работу в случаях:

- а) несоблюдение правил эксплуатации.
- б) небрежности при хранении и транспортировке.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу:

ООО «САНВУТ», Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, 7 этаж Телефон +7 (343) 272-00-27, 272-00-24 (25,26, 28, 29, 30),
E-mail: sanvut@mail.ru

12.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в которую входят:

- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;

12.3 Без перечисленных материалов, изготовитель не принимает рекламации.

Не рассматриваются и не удовлетворяются также рекламации на изделия, которые подверглись ремонту у потребителя.

12.4 В акте обязательно должны быть указаны:

- время получения изделия и номер документа, по которому он получен;
- общее время работы с начала эксплуатации;

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

наименование изделия

упакован в ООО «САНВУТ», согласно

требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

14. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Мебель не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, однако после использования подлежат утилизации согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 (для отходов класса А).

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

наименование изделия

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП _____

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Руководитель _____

Предприятия обозначение документа,
по которому производится поставка

МП _____

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

наименование изделия

Товар получен без видимых повреждений, проверен в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею.
С гарантийными условиями ознакомлен.

Подпись покупателя: _____

Дата: « ____ » _____ 20 г.

----- Заполняется продавцом -----

Дата продажи: « ____ » _____ 20 г.

**Продавец
(подпись)** _____

Место печати

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 10.06.2013 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «САНВУТ»

Воробьев 2013г

