

Набор реагентов
«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину
Комплект 1 (общий вид)



Набор реагентов
«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину
Комплект 2 (общий вид)



**Набор реагентов
«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»**

**Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину
Комплект 1 (вид сбоку)**

"Для профессионального применения". "Не стерильно".

"Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют".

Состав набора:

Комплект 1



1		1 планшет	
1	Иммуносорбент		
2	Конъюгат	1 фл.	12,0 мл
3	Калибратор 0, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
4	Калибратор 1, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
5	Калибратор 2, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
6	Калибратор 3, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
7	Калибратор 4, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
8	Калибратор 5, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
9	КС1, инаktivированная	1 фл.	1,0 мл
10	БР	1 фл.	12,0 мл
11	PPC	1 фл.	12,0 мл
12	ПР	1 фл.	50,0 мл
13	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
14	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	14,0 мл
15	Планшет для предварительного разведения сывороток	1 планшет	

Принадлежности:

Крышка к полистироловым 96-луночным планшетах (1 шт.) или пленки защитные для ИФА-планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.)

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»


Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину

Комплект 2 (вид сбоку)

"Для профессионального применения". "Не стерильно". "Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют".

Комплект 2

Состав набора:



		1 планшет	
1	Иммуносорбент		
2	Конъюгат	1 фл.	12,0 мл
3	Калибратор 0, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
4	Калибратор 1, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
5	Калибратор 2, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
6	Калибратор 3, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
7	Калибратор 4, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
8	Калибратор 5, инаktivированный	1 фл.	1,0 мл
9	КС1, инаktivированная	1 фл.	1,0 мл
10	КС2, инаktivированная	1 фл.	1,0 мл
11	БР	1 фл.	12,0 мл
12	РРС	1 фл.	12,0 мл
13	ПР	1 фл.	50,0 мл
14	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
15	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	14,0 мл
16	Планшет для предварительного разведения сывороток		1 планшет

Принадлежности:

Крышка к полистироловым 96-луночным планшетам (1 шт.) или пленки защитные для ИФА-планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину

Комплект I (вид сбоку)


ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ

LOT

110009 экс.-пр.

REF

TH-451



2015-09



2017-03-28



96



РУ №

ТУ 9398-110-05941003-2015 (проект)

Штрих-код

Срок годности: 18 мес.

ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ

LOT 110009 экс.-пр.

REF TH-451.2

 2015-09

 96



 2017-03-28



РУ №

ТУ 9398-110-05941003-2015 (проект)

Штрих-код

Срок годности: 18 мес.

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину

Комплект 1 (вид сбоку)



ООО «Научно-производственное объединение
«Диагностические системы»
603093, Россия, Нижний Новгород,
ул. Яблочная, 22
e-mail: info@npods.ru, www.npods.ru
тел./факс: (831) 434-86-83, 8-800-555-0300

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину

Комплект 2 (вид сбоку)



ООО «Научно-производственное объединение
«Диагностические системы»
603093, Россия, Нижний Новгород,
ул. Яблоневая, 22
e-mail: info@npods.ru, www.npods.ru
тел./факс: (831) 434-86-83, 8-800-555-0300

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину

Вскрытый Иммуносорбент - планшет полистироловый разборный, в лунках которого

сорбирован антиген ТГ щитовидной железы человека



ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-АНТИ-ТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину
(принадлежности)

