

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
соге-антигена и антител к вирусу гепатита С»

(МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)

Комплект 1 (общий вид)

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Набор реагентов
«Тест-система иммуноферментная
для одновременного выявления
соге-антигена и антител
к вирусу гепатита С»
(МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)
Комплект 1
REF C-2312



Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин
2015 г.

Набор реагентов
«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
core-антигена и антител к вирусу гепатита С»
(МилаЛаб-ИФА-HCV-АГАТ)
Комплект 1 (вид сбоку)

"Для профессионального применения". "Не стерильно".

"Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют (за исключением реагента K⁺_{AT})".

Состав набора

Комплект 1



1. Иммуносорбент		1 планшет	
2. Конъюгат - 1	1 фл.	1,0 мл	
3. Конъюгат - 2	1 фл.	1,8 мл	
4. РРК - 1	1 фл.	10,0 мл	
5. РРК - 2	1 фл.	25,0 мл	
6. K ⁺ _{AT} , инаktivированный	1 фл.	1,2 мл	
7. K ⁺ _{AG} , инаktivированный	1 фл.	1,2 мл	
8. K ⁻ , инаktivированный	1 фл.	2,4 мл	
9. ПР	1 фл.	50,0 мл	
10. Стоп - реагент	1 фл.	25,0 мл	
11. СБ	1 фл.	25,0 мл	
12. ТМБ	1 фл.	2,5 мл	

Принадлежности:

Пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.)


Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления core-антигена и антител к вирусу гепатита С» (МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ) Комплект 1 (вид сбоку)

МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ

LOT 231004 экс.-пр.

 2015-02

 2016-08-02

REF C-2312 



Срок годности: 18 мес.

РУ №

ТУ 9398-231-05941003-2015 (проект)

Штрих-код :

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления

core-антигена и антител к вирусу гепатита С»

(МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)

Комплект 1 (вид сбоку)



Набор реагентов
«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
core-антигена и антител к вирусу гепатита С»
(МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)
Комплект 2 (общий вид)



Набор реагентов
«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
core-антигена и антител к вирусу гепатита С»
(МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)
Комплект 2 (вид сбоку)

"Для профессионального применения". "Не стерильно".

"Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют (за исключением реагента K⁺_{AT})".

Комплект 2



Состав набора

1. Иммуносorbент	2 планшета	
	1 фл.	1,8 мл
2. Конъюгат - 1	1 фл.	2,4 мл
3. Конъюгат - 2	1 фл.	18,0 мл
4. РРК - 1	1 фл.	25,0 мл
5. РРК - 2	1 фл.	1,2 мл
6. K ⁺ _{AT} , инаktivированный	1 фл.	1,2 мл
7. K ⁺ _{AG} , инаktivированный	1 фл.	2,4 мл
8. K ⁻ , инаktivированный	1 фл.	120,0 мл
9. ПР	1 фл.	50,0 мл
10. Стоп - реагент	1 фл.	25,0 мл
11. СБ	1 фл.	2,5 мл
12. ТМБ		

Принадлежности:

Пакеты полистироловые с замком Zip-Lock (2 шт.)

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
core-антигена и антител к вирусу гепатита С» (МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ) Комплект 2 (вид сбоку)

МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ

LOT 231004 экс.-пр.

2015-02

2016-08-02

REF C-2313 Σ_{192}



Срок годности: 18 мес.

РУ №

ТУ 9398-231-05941003-2015 (проект)

Штрих-код :

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов
«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
HCV-антигена и антител к вирусу гепатита С»
(МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)
Комплект 2 (вид сбоку)



ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов
«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
core-антигена и антител к вирусу гепатита С»
(МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)
Комплект 3 (общий вид)



Набор реагентов
«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
core-антигена и антител к вирусу гепатита С»
(МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)
Набор 3 (вид сбоку)

"Для профессионального применения" "Не стерильно".

"Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют (за исключением реагента К+_{ДТ} I".

Состав набора

Комплект 3




Состав набора		5 планшетов
1. Иммуносорбент		
2. Конъюгат - 1	1 фл.	3,6 мл
3. Конъюгат - 2	3 фл.	2,4 мл
4. РРК - 1	2 фл.	18,0 мл
5. РРК - 2	3 фл.	25,0 мл
6. К+ _{ДТ} , инаktivированный	1 фл.	2,4 мл
7. К+ _{ДТ} , инаktivированный	1 фл.	2,4 мл
8. К-, инаktivированный	2 фл.	2,4 мл
9. ПР	2 фл.	120,0 мл
10. Стоп - реагент	2 фл.	50,0 мл
11. СБ	2 фл.	50,0 мл
12. ТМБ	2 фл.	3,5 мл

Принадлежности:

Пакеты полиэтиленовые с замком Zip-Lock (3 шт.)

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов
«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
core-антигена и антител к вирусу гепатита С»
(МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)
Набор 3 (вид сбоку)



ООО «НПО «Диагностические системы»
603093, Россия, Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22
Тел./факс: (831) 434-86-83, 8-800-555-0300
E-mail: info@npods.ru, www.npods.ru



Набор реагентов
«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
core-антигена и антител к вирусу гепатита С»
(МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ)
Комплект 3 (вид сбоку)

МилаЛаб-ИФА-НСV-АГАТ

LOT 231004 экс.-пр.

2015-02

2016-08-02

REF C-2314




Срок годности: 18 мес.

РУ №


ТУ 9398-231-05941003-2015 (проект)

Штрих-код :



Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
core-антигена вируса гепатита С» (Мила Лаб-ИФА-НСV-АГ-АТ)

Вскрытый Иммуносорбент – планшет полистироловый разборный, в лунках которого сорбированы: смесь рекомбинантных антигенов
вируса гепатита С – core, NS3, NS4, NS5, и антитела к core-антигену вируса гепатита С



Заместитель генерального директора
ООО «НПО «Диагностические системы»

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«Тест-система иммуноферментная для одновременного выявления
core-антигена и антител к вирусу гепатита С»

(МилаЛаб-ИФА-НСУ-АГАТ)

Принадлежности (общий вид)

