


Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M»

принадлежности



ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»

Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M»

вскрытый иммуносорбент - планшет полистироловый разборный,
в лунках которого сорбированы антитела к IgM человека



ООО «Научно-производственное объединение «Диагностические системы»
Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M»





УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

ООО «Научно-производственное объединение

«Диагностические системы»




О. Н. Шлюндин

2015 г.

Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M»

Тест-система иммуноферментная
для выявления антител класса IgM к вирусу краснухи,
набор диагностический

1. Маркировка внешней упаковки



ООО «Научно-производственное объединение
«Диагностические системы»
603093, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Яблоневая 22,
E-mail: info@npods.ru; www.npods.ru,
тел/факс: (831) 434-86-83; 8-800-555-0300

Набор реагентов «ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M»

Тест-система иммуноферментная
для выявления антител класса IgM к вирусу краснухи,
набор диагностический

REF

Code:

PY №

TY



IVD



LOT



REF



Штрих-код

Code:

Состав набора:

		 96	
1	Иммуносорбент	1 планшет	
2	Конъюгат	1 фл.	11,0 мл
3	К-, инактивированный	1 фл.	1,2 мл
4	К-, инактивированный	1 фл.	2,5 мл
5	БР	1 фл.	11,0 мл
6	PPC	1 фл.	11,0 мл
7	ПР	1 фл.	50,0 мл
8	С-реагент	1 фл.	25,0 мл
9	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	14,0 мл
10	Планшет для предварительного разведения сывороток	1 планшет	

В комплектности:

Крышка (1 шт.) или защитные пленки (2 шт.) к полистироловым 96-луночным планшетам, одноразовые наконечники (16 шт.), пластиковые пипетки для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ООО «Научно-производственное объединение
«Диагностические системы»



О. Н. Шлюндин

2015 г.

Набор реагентов
«ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M»

Тест-система иммуноферментная
для выявления антител класса IgM к вирусу краснухи,
набор диагностический

2. Маркировка внутренней упаковки

ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M ДС-ИФА-анти-ТОКСО-M (capture) ДС-ИФА-АНТИ-ВКЭ-M ИММУНОСОРБЕНТ  Штрих-код	ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M Конъюгат 11,0 мл LOT IVD  Штрих-код	ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M К+ инактивированный 1,2 мл LOT IVD  Штрих-код
ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M К- инактивированный 2,5 мл  Штрих-код	ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-M БР 11,0 мл LOT IVD  Штрих-код	ToRCH PPC 11,0 мл  Штрих-код
ПР (концентрат x 25) 50,0 мл  Штрих-код	Стоп-реагент/0,2М 25,0 мл LOT IVD  Штрих-код	ТМБ-Субстратный раствор 14,0 мл LOT IVD  Штрих-код
Пластины для предварительного разведения сывороток		