

ООО «НПО «Диагностические системы»

**Набор реагентов  
«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G-АВИДНОСТЬ»  
Тест-система иммуноферментная  
для определения индекса avidности антител класса IgG  
к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов (общий вид)**



Заместитель генерального директора  
ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин  
2016 г.

**Набор реагентов**  
**«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G-АВИДНОСТЬ»**  
**Тест-система иммуноферментная**  
**для определения индекса авидности антител класса IgG**  
**к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов (вид сбоку)**

"Для профессионального применения". "Не стерильно".  
 "Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы. Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют".

**Состав набора**

|                                                       | 1 планшет |         |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1. Иммуносорбент                                      | 1 фл.     | 11,0 мл |
| 2. Конъюгат                                           | 1 фл.     | 1,2 мл  |
| 3. K <sub>1</sub> +, инаktivированный                 | 1 фл.     | 1,2 мл  |
| 4. K <sub>2</sub> +, инаktivированный                 | 1 фл.     | 1,2 мл  |
| 5. K-, инаktivированный                               | 1 фл.     | 2,5 мл  |
| 6. БР                                                 | 1 фл.     | 11,0 мл |
| 7. РРС                                                | 1 фл.     | 11,0 мл |
| 8. РД                                                 | 1 фл.     | 6,0 мл  |
| 9. РС                                                 | 1 фл.     | 6,0 мл  |
| 10. ПР                                                | 1 фл.     | 50,0 мл |
| 11. Стоп-реагент                                      | 1 фл.     | 25,0 мл |
| 12. ТМБ-Субстратный раствор                           | 1 фл.     | 14,0 мл |
| 13. Планшет для предварительного разведения сывороток | 1 планшет |         |

**Принадлежности:**

Крышка к полистироловым 96-луночным планшетах (1 шт.) или плёнки защитные для ИФА планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.)



Заместитель генерального директора  
 ООО «НПО «Диагностические системы»

О. Н. Шлюндин

2016 г.



О. Н. Шлюндин  
2016 г.

ООО «НПО «Диагностические системы»  
Набор реагентов  
«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G-АВИДНОСТЬ»  
Тест-система иммуноферментная  
для определения индекса авидности антител класса IgG  
к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов (вид сборки)



Заместитель генерального директора  
ООО «НПО «Диагностические системы»



О. Н. Шлюндин  
2016 г.

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов


«ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-G-АВИДНОСТЬ»

Тест-система иммуноферментная

для определения индекса авидности антител класса IgG

к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов

Вскрытый Иммуносорбент - планшет полистироловый разборный, в лунках которого сорбированы рекомбинантные антигены ВПГ 1 и 2 типов





**ООО «НПО «Диагностические системы»**

### Набор реагентов

## «ДС-ИФА-АНТИ-ВПГ-1,2-Г-АВИДНОСТЬ»

**Тест-система иммуноферментная  
для определения индекса avidности антител класса IgG  
к вирусам простого герпеса 1 и 2 типов (принадлежности)**



О. Н. Шлюндин  
2016 г.