

Набор реагентов
«ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ»
Тест-система иммуноферментная для количественного
определения тиреотропного гормона
Комплект 1 (общий вид)



Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного
определения тиреотропного гормона Комплект 1 (вид сбоку)


"Для профессионального применения". "Не стерильно".

"Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют".

Состав набора:

Комплект 1




1	Иммуносорбент	1 планшет	
2	Конъюгат	1 фл.	6,0 мл
3	Калибратор 0, инаktivированный (0 мкМЕ/мл)	1 фл.	2,0 мл
4	Калибратор 1, инаktivированный (0,25 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
5	Калибратор 2, инаktivированный (0,5 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
6	Калибратор 3, инаktivированный (4,0 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
7	Калибратор 4, инаktivированный (7,5 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
8	Калибратор 5, инаktivированный (15,0 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
9	КС, инаktivированная (2,9-5,3 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
10	ПР	1 фл.	50,0 мл
11	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
12	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	14,0 мл

Принадлежности:

Крышка к полистироповым 96-луночным планшетах (1 шт.) или пленки защитные для ИФА-планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).

ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ

LOT 111009 экс.-пр.



 **2015-09**

 **2017-03-17**

REF TH-351



Срок годности: 18 мес.

ТУ 9398-111-05941003-2015 (проект)

Штрих-код

РУ №

ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона

Комплект 1 (вид сбоку)



ООО "Научно-производственное объединение
"Диагностические системы"
603093, Россия, Нижний Новгород,
ул. Яблоневая, 22
e-mail: info@npods.ru, www.npods.ru
тел./факс: (831) 434-86-83, 8-800-555-0300



Набор реагентов
«ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного
определения тиреотропного гормона

Комплект 2 (общий вид)



Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного
определения тиреотропного гормона Комплект 2 (вид сбоку)

"Для профессионального применения". "Не стерильно".

"Реагенты изделия, содержащие в своем составе материалы человеческого происхождения, инаktivированы.

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют".

Состав набора:

Комплект 2



1	Иммунсорбент	1 планшет	
2	Конъюгат	1 фл.	6,0 мл
3	Калибратор 0, инаktivированный (0 мкМЕ/мл)	1 фл.	2,0 мл
4	Калибратор 1, инаktivированный (0,25 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
5	Калибратор 2, инаktivированный (0,5 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
6	Калибратор 3, инаktivированный (4,0 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
7	Калибратор 4, инаktivированный (7,5 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
8	Калибратор 5, инаktivированный (15,0 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
9	Калибратор 6, инаktivированный (32,0 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
10	КС, инаktivированная (2,9-5,3 мкМЕ/мл)	1 фл.	0,5 мл
11	ПР	1 фл.	50,0 мл
12	Стоп-реагент	1 фл.	25,0 мл
13	ТМБ-Субстратный раствор	1 фл.	14,0 мл

Принадлежности:

Крышка к полистироловым 96-луночным планшетам (1 шт.) или пленки защитные для ИФА-планшетов (2 шт.), наконечники одноразовые (16 шт.), ванночки пластиковые для жидких реагентов (2 шт.), пакет полиэтиленовый с замком Zip-Lock (1 шт.).

Набор реагентов
«ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона
Комплект 2 (вид сбоку)

ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ

LOT 111009 экс.-пр.

2015-09

2017-03-17


REF TH-351.2

Срок годности: 18 мес.

ТУ 9398-111-05941003-2015 (проект)

Штрих-код

РУ №



ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона

Комплект 2 (выд. субъект)



ООО «Научно-производственное объединение»
«Диагностические системы»
603093, Россия, Нижний Новгород,
ул. Яблоневая, 22
e-mail: info@npods.ru, www.npods.ru
тел./факс (831) 434-86-83, 8-800-555-0300



ООО «НПО «Диагностические системы»

Набор реагентов

«ТС ИФА-ТИРОИД-ТТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона

Вскрытый Иммуносорбент - планшет полистироловый разборный,
в лунках которого сорбированы антитела к тиреотропному гормону



Набор реагентов

«ДС-ИФА-ТИРОИД-ТТГ»

Тест-система иммуноферментная для количественного определения тиреотропного гормона
(принадлежности)

