

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЭмЭфЛаб»

(должность/position)


Капустин Андрей Юрьевич

(подпись)


(подпись/signature)



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с
принадлежностями




Фотографическое изображение 1. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник лабораторный цифровой «ThermoStable», модель: WLF-320 (арт. DH.WLF00320)




Фотографическое изображение 2. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принудительными. Вариант исполнения: Морозильник лабораторный цифровой «ThermoStable», модель: WLF-320 (арт. DH.WLF00320) (с открытой дверью)




Фотографическое изображение 3. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник лабораторный цифровой «ThermoStable», модель: WLF-420 (арт. DH.WLF00420),



Фотографическое изображение 4. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник лабораторный цифровой «ThermoStable», модель: WLF-420 (арт. DH.WLF00420) (с открытой дверью)




Фотографическое изображение 5. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник лабораторный цифровой «ThermoStable», модель: WLF-620 (арт. DH.WLF00620).




Фотографическое изображение 6. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник лабораторный цифровой «ThermoStable», модель: WLF-620 (арт. DH.WLF00620) (с открытой дверью)




Фотографическое изображение 7. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный «UniFreez», модель: U25 (арт. DH.WUF0032)




Фотографическое изображение 8. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный «UniFreez», модель: U80 (арт. DH.SIWUF0075)




Фотографическое изображение 9. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный «UniFreez», модель: U400 (арт. DH.SWUF00-400; DH.SWUF00-450)



Фотографическое изображение 10. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный «UniFreez», модель: U500 (арт. DH.SWUF00500; DH.SWUF00550)



Фотозрическое изображение 11. Морозильник биомедицинский «Дайнл Scientific» с
притачными элементами. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный «UniFreez»
модель: U700 (арт. DN.SWUF00700; DN.SWUF00750)




Фотографическое изображение 12. Морозильник биомедицинский «Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный ряд: U400 (арт. DH.SWUF00400); U500 (арт. DH.SWUF00500); U700 (арт. DH.SWUF00700) (внутренние дверцы)


«Scientific» с принадлежностями «UniFreez», (арт. 0500);




Фотографическое изображение 13. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный «UniFreez», модельный ряд: U400 (арт. DH.SWUF00450); U500 (арт. DH.SWUF00550); U700 (арт. DH.SWUF00750) (внутренние дверцы)




Фотографическое изображение 14. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный «DuoFreez», модель: U400 (арт. DH.SWUF01400; DH.SWUF01450)



Фотографическое изображение 15. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный «DuoFreez», модель: U500 (арт. DH.SWUF01500; DH.SWUF01550),



Фотографическое изображение 16. Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный «DuoFreez», модель: U700 (арт. DH.SWUF01700; DH.SWUF01750),




Фотография 17. Морозильник биомедицинский «Scientific» с температурным шкафом. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный ряд: U400 (арт. DH.SWUF01400); U500 (арт. DH.SWUF01500); U700 (арт. DH.SWUF01700) (внутренние дверцы)

«Scientific» с температурным шкафом




Фотографическое изображение 18. Морозильник биомедицинский «Daihan» с принадлежностями. Вариант исполнения: Морозильник ультранизкотемпературный «DuoFree» модельный ряд: U400 (арт. DH.SWUF01450); U500 (арт. DH.SWUF01550); U700 (арт. DH.SWUF01750) (внутренние дверцы)




Фотографическое изображение 19. Полки из нержавеющей стали




Фотографическое изображение 20. Скребок для удаления льда




Фотографическое изображение 21. Ключ для овери




Фотографическое изображение 22. Система хранения, с выдвижными ящиками




Фотографическое изображение 23. Система хранения с боковым доступом



Фотографическое изображение 24. Криокоробки для систем хранения: арт. SL.Box9014.Y, SL.Box9014.O, SL.Box9014.G, SL.Box9014.B, SL.Box9014.W




Фотографическое изображение 25. Криокорбки для систем хранения: арт. SL.Box9001, SL.Box9002, SL.Box9003, SL.Box9004



Фотографическое изображение 26. Криокорбки для систем хранения: арт. SL.Box9005, SL.Box9006



Фотографическое изображение 27. Регистратор температуры (арт. DH.KT622) - 1 шт.



Фотографическое изображение 28. Бумага для регистратора температуры (арт. ДИ.С 657) 1 шт.;




Фотографическое изображение 29. Сменные маркеры для регистратора температуры (арт. DH.P222) – 6 шт.



Фотографическое изображение 30. Баллон оксида углерода (арт. D11.LC'O2B) – 1 шт.



Фотографическое изображение 31. Система аварийного оповещения «RWAS» (арт. DH.RWAS)
1 шт.



Фотографическое изображение 32. Внешний оверной замок - 1 шт.;



Фотографическое изображение 33. Ключ для внешнего замка - 3 шт.;

Наименование изделия	Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями		
Вариант исполнения			
Модель			
Артикул			
Серийный номер			
Дата изготовления			
Электропитание			
Напряжение			
Частота тока			
Мощность			
Ток			
Производитель			
Наименование	Дайхан Сайнтифик Компания, ООО (DAIHAN Scientific Co., Ltd)		
Адрес	Офис в Сеуле: Здание Дайхан, 24-4 Сангволгок-Донг Сеонгбук-Гу, Сеул, Корея, индекс 02791 (Seoul Office: Daihan B/D 24-4 Sangwolgog-Dong, Sungbuk-Gu, Seoul, Korea, Zip code 02791)		
Уполномоченный представитель производителя			
Наименование	Общество с ограниченной ответственность «ЭмЭфЛаб» (ООО «ЭмЭфЛаб»)		
Адрес	140054, Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д. 6, этаж 2, ком. 10		
Тел:	8 (499) 350-96-10		
E-mail:	info@mflabs.ru		
Осторожно! На некоторых моделях холодильные трубки крепятся к наружной поверхности внутреннего резервуара и внутренней поверхности внешней оболочки шкафа. Не прокалывайте и не сверлите отверстия в этих поверхностях, так как холодильная трубка может быть проколота, что приведет к аннулированию гарантии и потере хладагента. Прокалывание отверстий абсолютно необходимо для монтажа специальных инструментов и т. д., затем вы должны удалить разделительные полосы, прилегающие к нужной монтажной зоне, и снять изоляцию, чтобы вы могли проверить проходы труб хладагента, которые могут быть повреждены. Сверление отверстий. Найдите шаблон монтажного отверстия в соответствии с требованиями инвентарных меток. Приклейте их сверхпрочным клеем или нанесите номера трафаретов краской.			
Обратите внимание:	– Мы используем хладагент без ХФУ для обеспечения безопасности нашей Земли. – Если вам нужна заправка или замена хладагента для ремонта, вы ДОЛЖНЫ позвонить в ближайшую официальную службу дистрибьютора. – Если вы этого не сделаете, мы не сможем дать гарантию.		

Фотографическое изображение 34 – Макет маркировки для потребителей РФ

Наименование изделия	Морозильник биомедицинский «Daihan Scientific» с принадлежностями
Наименование комплектующего	
Производитель	
Наименование	Дайхан Сайнтифик Компания, ООО (DAIHAN Scientific Co., Ltd)
Адрес	Офис в Сеуле: Здание Дайхан, 24-4 Сангволгок-Донг Сеонгбук-Гу, Сеул, Корея, индекс 02791 (Seoul Office: Daihan B/D 24-4 Sangwolgot-Dong, Sungbuk-Gu, Seoul, Korea, Zip code 02791)
Уполномоченный представитель производителя	
Наименование	Общество с ограниченной ответственность «ЭмЭфЛаб» (ООО «ЭмЭфЛаб»)
Адрес	140054, Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д. 6, этаж 2, ком. 10
Тел:	8 (499) 350-96-10
E-mail:	info@mflabs.ru
Технические характеристики	
Внимание!	

Фотографическое изображение 35 – Макет маркировки комплектующих для потребителей РФ

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Handwritten signature]



Всего пронумеровано
и заверено
листов