

Alcon

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA
www.alcon.com

July 12, 2021

To: Federal Service on Surveillance in
Healthcare
(Roszdravnadzor)

109074 Russian Federation, Moscow,
Slavyanskaya ploshad, 4, building 1

***Attachment to the Technical documentation of the medical device
AIR OPTIX COLORS Soft Contact Lenses***

Application to the technical file

As you know, there are two variants of labeling artwork (A and B) for « **AIR OPTIX COLORS Soft Contact Lenses** ».

The first one (A) is MDD (Medical Device Directive in accordance with 93/42/EEC) compliant, and another one (B) is MDR (European Medical Devices Regulation in accordance with 2017/745/EU) compliant. Please be aware, some carton packs, for example plano lenses (0.00 D) for AIR OPTIX COLORS Soft Contact

Lenses may contain new symbol  (DO NOT DISPOSE LENSES IN TOILET OR SINK).

All types of of labeling artwork (A and B) with or without symbol  will be imported to Russia. We would like to add and describe these new symbol into Russian technical documentation and instructions for use.

Please also be aware, that  and  symbols are not applicable for plano color lenses in accordance with MDD (Medical Device Directive in accordance with 93/42/EEC), but these symbol will be applicable for plano color lenses in accordance with MDR (European Medical Devices Regulation in accordance with 2017/745/EU) compliant.

Examples of packaging artwork without  symbol and updated Alcon logo for
AIR OPTIX COLORS Soft Contact Lenses (plano lenses)

Alcon

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA
www.alcon.com

AIR OPTIX COLORS Soft Contact Lenses (plano lenses, 1 pk trial)



Alcon

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA
www.alcon.com

VER: 01 300038769	EC REP Authorized Representative European Community	 Manufacturer Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway Fort Worth, TX 76134-2099, USA	
	Alcon Laboratories Belgium Lichterveld 3 2870 Puurs-Sint-Amands Belgium	 www.ifu.alcon.com Made in Malaysia	
LOT Batch code EXP Use by date			

R
692830003
L

a Novartis company



AIR OPTIX® COLORS
Soft Contact Lenses (lotrafilcon B)

English en CONTENTS: One (1) sterile soft contact lens, 67% lotrafilcon B, 33% water, in buffered saline containing 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. For daily wear only. Monthly replacement recommended. **TAMPER RESISTANT:** Use only if printed foil packs are intact.  Please **ensure** that you ask your eye care professional for product instructions. **FREE TRIAL LENS - NOT FOR SALE.**

French fr CONTENU: Une (1) lentille de contact souple stérile, 67% lotrafilcon B, 33% eau, dans une solution saline tamponnée contenant 0.2% VP/DMAEMA Copolymère. Pour un port journalier uniquement. Remplacement mensuel.

PRECAUTION D'EMPLOI: Utiliser uniquement si les blisters sont intacts.  Consultez votre spécialiste-lentilles pour connaître le mode d'emploi du produit. **LENTILLE D'ESSAI GRATUITE - CETTE LENTILLE NE PEUT ÊTRE VENDUE.**

German de INHALT: 1 sterile, weiche Kontaktlinse 67% lotrafilcon B, 33% Wasser, in gepufferter Kochsalzlösung, die 0,2% VP/DMAEMA Copolymer enthält. Nur zum Trage. Für monatlichen Austausch. **SCHUTZVERSIEGELT:** Nur verwenden, wenn die bedruckte Folienpackung unbeschädigt ist.  Fragen Sie **unbedingt** Ihren Kontaktlinsen-anpasser nach Gebrauchshinweisen. **KOSTENLOSE ANPASS-KONTAKTLINSEN — UNVERKÄUFLICHE MUSTER.**

© 2013 Novartis

AIR OPTIX®
COLORS

BC 8.6 DIA 14.2






Packaging waste
license sign

Rx only

STERILE
Steam sterilized

200028740

AIR OPTIX COLORS Soft Contact Lenses (plano lenses, 2 pk)



Aicon

Aicon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA
www.aicon.com

30001968A

Use by date **EXP**

Batch code **LOT**

AIR OPTIX COLORS

Soft Contact Lenses (lotrafilcon B) **FOR DAILY WEAR ONLY**
**High O₂ Permeable Lenses, Dk=110.*

English **CONTENTS:** Two (2) sterile soft contact lenses, 67% lotrafilcon B, 33% water, in buffered saline containing 0.2% VP/DMA EMA Copolymer. For daily wear only. Monthly replacement recommended.

Please **ensure** that you ask your eye care professional for product instructions.

French **CONTENU:** 2 lentilles de contact souples stériles, 67% lotrafilcon B, 33% eau, dans une solution saline tamponnée contenant 0.2% VP/DMA EMA Copolymère. Pour un port journalier uniquement. Remplacement mensuel.

Consultez votre spécialiste-lentilles pour connaître le mode d'emploi du produit.

Lentilles de contact à haute transmissibilité à l'oxygène.

© 2013 Novartis

30001968A

AIR OPTIX COLORS
contact lenses
BC8.6 DIA 14.2

Contains 2 Lenses

STERILE
Steam sterilized

Rx only

Packaging waste
Recycle sign

Alcon

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA
www.alcon.com



Packaging artwork with  symbol (if applicable) and updated Alcon logo for
AIR OPTIX COLORS Soft Contact Lenses (plano lenses)

AIR OPTIX COLORS Soft Contact Lenses (plano lenses 1pk trial)


Note: the 1-pack trial will not bear the  symbol and description due to space limitations



300048552

Alcon

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA
www.alcon.com



R
300048552
L

Alcon

AIR OPTIX™ COLORS
Soft Contact Lenses (lotrafilcon B)

English (en) CONTENTS: One (1) sterile soft contact lens, 67% lotrafilcon B, 33% water, in buffered saline containing 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. For daily wear only. Monthly replacement recommended. **TAMPER RESISTANT:** Use only if printed foil packs are intact. Please ensure that you ask your eye care professional for product instructions. **FREE TRIAL LENS - NOT FOR SALE.**

French (fr) CONTENU: Une (1) lentille de contact souple stérile, 67% lotrafilcon B, 33% eau, dans une solution saline tamponnée contenant 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. Pour un port journalier uniquement. Remplacement mensuel.

PRECAUTION D'EMPLOI: Utiliser uniquement si les blisters sont intacts. Consultez votre spécialiste-lentilles pour connaître le mode d'emploi du produit. **LENTILLE D'ESSAI GRATUITE - CETTE LENTILLE NE PEUT ÊTRE VENDUE.**

German (de) INHALT: 1 sterile, weiche Kontaktlinse 67% lotrafilcon B, 33% Wasser, in gepufferter Kochsalzlösung, die 0,2% VP/DMAEMA Copolymer enthält. Nur zum Tragen. Für monatlichen Austausch. **SCHUTZVERSIEGELT:** Nur verwenden, wenn die bedruckte Folienpackung unbeschädigt ist. Fragen Sie unbedingt Ihren Kontaktlinsen-anpasser nach Gebrauchshinweisen. **KOSTENLOSE ANPASS-KONTAKTLINSEN — UNVERKÄUFLICHE MUSTER.**

AIR OPTIX™
COLORS

Rx only

STERILE
Steam sterilized

Packaging waste
license sign

AIR OPTIX™
COLORS

BC 8.6 DIA 14.2

300048552

AIR OPTIX COLORS Soft Contact Lenses (plano lenses 2pk)



Use by date **EXP**

Batch code **LOT**

AIR OPTIX™ COLORS

Soft Contact Lenses (lotrafilcon B) **FOR DAILY WEAR ONLY**
 'High O₂ Permeable Lenses, Dk=110.

English en **CONTENTS:** Two (2) sterile soft contact lenses, 67% lotrafilcon B, 33% water, in buffered saline containing 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. For daily wear only. Monthly replacement recommended.

French fr **CONTENU:** 2 lentilles de contact souples stériles, 67% lotrafilcon B, 33% eau, dans une solution saline tamponnée contenant 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. Pour un port journalier uniquement. Remplacement mensuel.

VER 0.2 30 004 85 54 www.alcon.com

300048554

Contains 2 Lenses

AIR OPTIX™ COLORS
contact lenses
BC 8.6 DIA 14.2

STERILE **Steam Sterilized**

Rx only

Recycling symbol licensed logo

Alcon Laboratories, Inc.
 6201 South Freeway
 Fort Worth, Texas 76134-2099, USA
www.alcon.com

Alcon

Alcon

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA
www.alcon.com

The image shows the packaging for Alcon AIR OPTIX COLORS contact lenses. The box is primarily black with a large, stylized graphic of a contact lens on the right side. The text "FRESHLOOK AESTHETICS" is at the top, followed by "AIR OPTIX™ COLORS" and "breathable contact lenses". The Alcon logo is at the bottom left. The top of the box features regulatory information in multiple languages, including "Made in Malaysia", "DO NOT DISPOSE LENSES IN TOILET OR SINK", and "Authorized Representative".

FRESHLOOK[®]
AESTHETICS

AIR OPTIX™ COLORS
breathable contact lenses[†]

Alcon

breathable contact lenses[†]
[†]High O₂ Permeable Lenses, Dk=110.

Authorized Representative
European Community
Alcon Laboratories Belgium
Lecheweld 3
2870 Puurs-Sint-Amands, Belgium
2870 Puurs-Sint-Amands, Belgium
Made in Malaysia
DO NOT DISPOSE LENSES
IN TOILET OR SINK
R
L
Handwritten: 6201 South Freeway
Fort Worth, TX 76134-2099, USA
Alcon Laboratories Inc.
EC REP

Signed on 12 JULY 2021

Sherri Lakota

Sherri Lakota

Vice President, Global Regulatory Affairs, Vision Care & OH



Subscribed and sworn to before me this
12 day of JULY 2021

Kathryne Wright

Перевод с английского языка на русский язык

12 июля 2021 г.

В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения
(Росздравнадзор)
109074, Российская Федерация, г. Москва,
Славянская площадь, д. 4, стр. 1

**Приложение к технической документации медицинского изделия Линзы контактные
мягкие цветные AIR OPTIX COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр**

Заявление к техническому файлу

Как вам известно, для медицинского изделия «Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр» разработаны два варианта макета маркировки (А и В).

Первый (А) соответствует требованиям MDD (Директивы по медицинским изделиям 93/42/ЕЕС), второй — требованиям MDR (Регламента ЕС по медицинским изделиям 2017/745/EU). Обращаем ваше внимание, что на некоторые картонные упаковки, например для линз контактных мягких цветных AIR OPTIX COLORS нулевой оптической силы (0,00 дптр),

может быть нанесен новый символ  (Не выбрасывайте линзы в туалет или раковину).

В Российскую Федерацию будут импортироваться изделия с обоими вариантами маркировки (А и В), то есть как с символом , так и без него.

Мы хотели бы добавить этот новый символ и включить его описание в русскоязычную техническую документацию и инструкции по применению.


Обращаем ваше внимание, что в соответствии с требованиями MDD (Директивы по медицинским изделиям 93/42/ЕЕС) символы  и CE неприменимы к цветным линзам нулевой оптической силы, в то же время указанные символы применимы к цветным линзам нулевой оптической силы в соответствии с требованиями MDR (Регламента ЕС по медицинским изделиям 2017/745/EU).

Примеры макетов упаковки для медицинского изделия «Линзы контактные мягкие
цветные AIR OPTIX COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр» (нулевой оптической силы) без

использования символа  и обновленного логотипа компании «Алкон»

Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS от -8.00 дптр до +6.00 дптр
(нулевой оптической силы, 1 шт., пробник)







300038769

a Novartis company

AIR OPTIX® COLORS
Soft Contact Lenses (lotrafilcon B)

English (en) CONTENTS: One (1) sterile soft contact lens, 67% lotrafilcon B, 33% water, in buffered saline containing 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. For daily wear only. Monthly replacement recommended. **TAMPER RESISTANT:** Use only if printed foil packs are intact.  Please ensure that you ask your eye care professional for product instructions. **FREE TRIAL LENS - NOT FOR SALE.**

French (fr) CONTENU: Une (1) lentille de contact souple stérile, 67% lotrafilcon B, 33% eau, dans une solution saline tamponnée contenant 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. Pour un port journalier uniquement. Remplacement mensuel.

PRECAUTION D'EMPLOI: Utiliser uniquement si les blisters sont intacts.  Consultez votre spécialiste-lentilles pour connaître le mode d'emploi du produit. **LENTILLE D'ESSAI GRATUITE - CETTE LENTILLE NE PEUT ÊTRE VENDUE.**

German (de) INHALT: 1 sterile, weiche Kontaktlinse 67% lotrafilcon B, 33% Wasser, in gepufferter Kochsalzlösung, die 0,2% VP/DMAEMA Copolymer enthält. Nur zum Tragen. Für monatlichen Austausch. **SCHUTZVERSIEGELT:** Nur verwenden, wenn die bedruckte Folienpackung unbeschädigt ist.  Fragen Sie unbedingt Ihren Kontaktlinsen-anpasser nach Gebrauchshinweisen. **KOSTENLOSE ANPASS-KONTAKTLINSEN — UNVERKÄUFLICHE MUSTER.**

© 2013 Novartis

AIR OPTIX®
COLORS

Rx only

STERILE
Steam sterilized




Packaging waste
license sign



300038769

Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр (нулевой оптической силы, 2 шт.)



Alcon

«Алкон Лабораториз, Инк.» (Alcon Laboratories, Inc.)
Саут Фривей, 6201, Форт-Уэрт, штат Техас, США 76134-2099
(6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134-2099 USA)
www.alcon.com



Alcon

«Алкон Лабораториз, Инк.» (Alcon Laboratories, Inc.)
Саут Фривей, 6201, Форт-Уэрт, штат Техас, США 76134-2099
(6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134-2099 USA)
www.alcon.com




Примеры макетов упаковки для медицинского изделия «Линзы контактные мягкие цветные
AIR OPTIX COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр» (нулевой оптической силы) с
использованием символа  и обновленного логотипа компании «Алкон»

Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр (нулевой оптической силы, 1 шт., пробник)

Примечание: в связи с ограниченностью места символ  не наносится на упаковку с пробником (1 шт.).





Alcon

«Алкон Лабораториз, Инк.» (Alcon Laboratories, Inc.)

Саут Фривей, 6201, Форт-Уэрт, штат Техас.

США 76134-2099

(6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134-

2099 USA)

www.alcon.com

R

300048552

L

AIR OPTIX™ COLORS
Soft Contact Lenses (lotrafilcon B)

English en CONTENTS: One (1) sterile soft contact lens, 67% lotrafilcon B, 33% water, in buffered saline containing 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. For daily wear only. Monthly replacement recommended. **TAMPER RESISTANT:** Use only if printed foil packs are intact. Please ensure that you ask your eye care professional for product instructions. **FREE TRIAL LENS - NOT FOR SALE.**

French fr CONTENU: Une (1) lentille de contact souple stérile, 67% lotrafilcon B, 33% eau, dans une solution saline tamponnée contenant 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. Pour un port journalier uniquement. Remplacement mensuel.

PRECAUTION D'EMPLOI: Utiliser uniquement si les blisters sont intacts. Consultez votre spécialiste-lentilles pour connaître le mode d'emploi du produit. **LENTILLE D'ESSAI GRATUITE - CETTE LENTILLE NE PEUT ÊTRE VENDUE.**

German de INHALT: 1 sterile, weiche Kontaktlinse 67% lotrafilcon B, 33% Wasser, in gepufferter Kochsalzlösung, die 0,2% VP/DMAEMA Copolymer enthält. Nur zum Tragen. Für monatlichen Austausch. **SCHUTZVERSIEGELT:** Nur verwenden, wenn die bedruckte Folienpackung unbeschädigt ist. Fragen Sie unbedingt Ihren Kontaktlinsenoptiker nach Gebrauchshinweisen. **KOSTENLOSE ANPASS-KONTAKTLINSEN — UNVERKÄUFLICHE MUSTER.**

AIR OPTIX™
COLORS

Rx only

STERILE
Steam sterilized

Packaging waste license sign



300048552

Alcon

«Алкон Лабораториз, Инк.» (Alcon
Laboratories, Inc.)
Саут Фривей, 6201, Форт-Уэрт, штат Техас,
США 76134-2099
(6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134-
2099 USA)
www.alcon.com

Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр (нулевой оптической силы, 2 шт.)



Contains 2 Lenses

AIR OPTIX™ COLORS
contact lenses
BC 8.6 DIA 14.2

AIR OPTIX™ COLORS

Soft Contact Lenses (lotrafilcon B) FOR DAILY
High O₂ Permeable Lenses, Dk=110. WEAR ONLY

English en **CONTENTS:** Two (2) sterile soft contact lenses, 67% lotrafilcon B, 33% water, in buffered saline containing 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. For daily wear only. Monthly replacement recommended.

French fr **CONTENU:** 2 lentilles de contact souples stériles, 67% lotrafilcon B, 33% eau, dans une solution saline tamponnée contenant 0.2% VP/DMAEMA Copolymer. Pour un port journalier uniquement. Remplacement mensuel.

⚠️ Please ensure that you ask your eye care professional for product instructions.

⚠️ Consultez votre spécialiste-lentilles pour connaître le mode d'emploi du produit.

Lentilles de contact à haute transmissibilité à l'oxygène.

VER 02 30 00485 54 www1.fru.alcon.com

300048554

Use by date

Batch code

STERILE Steam sterilized

Rx only

Recycling waste license sign

«Алкон Лабораториз, Инк.» (Alcon Laboratories, Inc.)
 США 76134-2099
 6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134-2099 USA
www.alcon.com

Alcon

Alcon

«Алкон Лабораториз, Инк.» (Alcon

Laboratories, Inc.)


Саут Фривей, 6201, Форт-Уэрт, штат Техас.

США 76134-2099

(6201 South Freeway, Fort Worth, Texas 76134-

2099 USA)

www.alcon.com



Подписано 12 июля 2021 г.

/Подпись/

Шерри Лакота (Sherri Lakota)

Вице-президент по международным регуляторным отношениям в области ухода за зрением и охраны труда

*/Штамп/: Подписано под присягой в моем присутствии сегодня, * 12-го июля 2021 года **

/Подпись/

*/Печать/: КЭТРИН РАЙТ (KATHRYNE WRIGHT) * СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДО 9 февраля 2025 г. * НОТАРИУС * ШТАТ ТЕХАС * ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР НОТАРИУСА 13100609-8*

Перевод данного текста выполнен переводчиком Докучаевым Дмитрием Игоревичем.

ПОДПИСЬ

Российская Федерация

Город Москва

Девятнадцатого мая две тысячи двадцать первого года

Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Докучаева Дмитрия Игоревича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2021- 33-2119

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

В. К. Корсик

**Гербовая печать
нотариуса города
Москвы Корсика В.К.
ИНН 770474847174***

ПОДПИСЬ

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 33 лист(а)(ов)

Нотариус

Российская Федерация


Город Москва

Девятнадцатого мая две тысячи двадцать первого года

Я, Корсик Владимир Константинович, нотариус города Москвы,
свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2138-н/77-2021- 33-2119

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 33 лист(а)(ов)

Нотариус



ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор по качеству и регуляторным вопросам
ООО «Алкон Фармацевтика»



Николаев Д.А.

«23» августа 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МАКЕТОВ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр, варианты исполнения:

1. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Gray (серый)
2. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Blue (синий)
3. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Green (зеленый)
4. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Pure Hazel (орех)
5. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Brown (коричневый)
6. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Gemstone Green (изумрудный зеленый)
7. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Brilliant Blue (бриллиантовый синий)
8. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Sterling Gray (серебристый серый)
9. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Honey (медовый)
10. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Amethyst (аметист)
11. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета True Sapphire (сапфир)
12. Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS, цвета Turquoise (бирюзовый)



Alcon

ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр, 1 шт

**Линзы конт.мягк.цветн
AIR OPTIX COLORS от-
8,00дптр до+6,00дптр
Рег.уд.№РЗН 2018/3084**



**Содерж.:1 сфер.цв.конт.линза мес.
замены на 67% лографиллона Б,
33% воды в фосф.буф.сол.р-ре.Исп.
:На.Пл.окраш.:С. Стерильно! Не
используйте,если целостность
фольги блистера нарушена.**

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ. Производитель:

**“Алкон Лаборатория,Инк.”,США,
Alcon Laboratories,Inc.,6201 South
Freeway,Fort Worth,TX 76134-2099,
USA. Место произв-ва:Малайзия.**

Предст-ль произв-ва:импортер:

ООО «Алкон Фармацевтика»,

РФ,125315,Москва,просп.

Ленинградский,д.72,корп.3.

Тел.+7(495)961-13-33. Код партии

LOT,Использовать до

(Год-Мес.):/ EXP-см.упак.

ГОСТ 31586-2012,ГОСТ 31587-2012

**11:06
Russia 29820-10298204 - 030620**



ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр, 2 шт.

**Линзы контактные мягкие цветные AIR OPTIX
COLORS от -8,00 дптр до +6,00 дптр**

Рег.уд.№РЗН 2015/3064

Содержимое: 2 сферич. цветн. конт. линзы мес.

замены из 67% лотрафилкона Б, 33% воды в фосф.

буф. сол. р-ре. Вар. исполн.: Ila. Плотн. окраш.: С. Стерильно!

Не используйте, если целостность фольги блистера нарушена.

Не для продажи отдельными блистерами. За подбором конт.

линз и инструкцией по применению обратитесь к специалисту по

конт. коррекции. L=лев., R=прав., BC=баз. кривизна (задн. центр.

оптич. радиус), DIA=общ. диаметр, PWR=оптич. сила

(задн. вершинная рефракция). Производитель: "Алкон

Лабораториз, Инк.", США, Alcon Laboratories, Inc., 6201 South

Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA.

Место произв-ва: Малайзия Предст-ль производителя/импортер:

ООО "Алкон Фармацевтика", РФ, 125315, Москва, просп.

Ленинградский, д. 72, корп. 3. Тел. +7(495)961-13-33. Код

партии/LOT; Использовать до (Год-Месяц): EXP-см. упак.

ГОСТ 31586-2012, ГОСТ 31587-2012



ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 ЛИСТА(ОВ)

