

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор

ООО «ОРЕЛМЕДТЕХ»

Тамаровский М.М.

09 сентября 2021 г.




**Фотографическое изображение общего вида
медицинского изделия**



Сшиватель кожи многоразовый «МЕДСТЕП ЛАЙНЕР» (MEDSTEP ЛАЙНЕР) по ТУ
32.50.50-002-89745661-2019 (без кассеты) Общий вид



Сшиватель кожи многоразовый «МЕДСТЕП ЛАЙНЕР» (MEDSTEP ЛАЙНЕР) по ТУ
32.50.50-002-89745661-2019 (без кассеты) Общий вид



Сшиватель кожи многоцветный «МЕДСТЕП ЛАЙНЕР» (MEDSTEP ЛАЙНЕР) по ТУ 32.50.50-002-89745661-2019 (без кассеты) Вид в упаковке.



Сшито и заверено печатью 4
(темные) листа

Ген. директор
ООО «ОРЕЛМЕДТЕХ»
Тамаровский М.М.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ОРЕЛМЕДТЕХ»



Тамаровский М.М.

09 сентября 2021 г.

Проект маркировки медицинского изделия

Маркировка должна быть четкой и разборчивой, нанесена на корпусе изделия методом лазерной гравировки в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15223-1, ГОСТ Р 50444 и настоящих ТУ.

На изделии должно быть указано:

- для сшивателя – надпись «MEDSTEP ЛАЙНЕР»;
- серийный номер изделия;

На потребительской упаковке должно быть указано:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- адрес места производства;
- наименование изделия;
- обозначение ТУ;
- дата производства;
- товарный знак «MEDSTEP»;
- номер регистрационного удостоверения и дату выдачи;
- символы: «Не стерильно», «Нетоксично», «Изготовитель», «Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению», «серийный номер»;
- штрихкод (при необходимости);
- условия хранения;
- сведения для направления рекламаций (номера телефонов, адрес электронной почты, адрес веб-сайта).

Примечание: Допускается «номер регистрационного удостоверения и дату выдачи» и «серийный номер» наносить на самоклеющуюся этикетку.

На верхней крышке каждой транспортной тары должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;
- манипуляционные знаки: «Верх», «Не бросать», «Не переворачивать»;
- наименование сшивателя;
- общее количество упакованных сшивателей;
- наименование и адрес грузополучателя;
- наименование и адрес грузоотправителя.

Маркировку изделий, предназначенных для экспорта, допускается выполнять на языке страны – потребителя.

1. Маркировка медицинского изделия (фото)



2. Проект маркировки потребительской упаковки

Сшиватель кожи многоразовый
"МЕДСТЕП Лайнер" (MEDSTEP Лайнер)
(без кассеты)

MEDSTEP

ТУ 32.50.50-002-89745661-2019

РУ № XXXX/XXXXX

Дата выдачи РУ - XX.XX.XXXX

Дата производства

SN



НЕТОКСИЧНО

Условия хранения: от +5°C до +40°C и относительной влажности 80% при 23 °C



ООО "ОРЕЛМЕДТЕХ"
302028, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина,
д. 34, литера А, пом/офис 12/304

+7 4862 439 050, +7 800 100 03 91
Info@orelmedteh.ru, www.orelmedteh.ru

Место производства:
303900, Урицкий район,
п. Нарышкино, ул. Ленина, 51

3. Проект маркировки транспортной тары

**Сшиватель кожи многоразовый
«МЕДСТЕП Лайнер» (MEDSTEP Лайнер)
по ТУ 32.50.50-002-89745661-2019
(без кассеты)**

ООО «ОРЕЛМЕДТЕХ»

302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.
34, литера А, пом/офис 13/304


Количество – XXX шт.



Наименование и адрес грузополучателя

Наименование и адрес грузоотправителя

Сшито и заверено печатью 5
(Л.А.М.) лист 06



Ген. директор
ООО «ОРЕЛМЕДТЕХ»
Тамаровский М.М.