

«УТВЕРЖДАЮ»



Руководитель отдела  
по управлению качеством  
ООО «ФИЛИПС»

Бахвалова О.В.

«2» октября 2017г.

## ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система SyncVision для сбора и обработки  
медицинских изображений с принадлежностями»

Общий вид Системы SyncVision для сбора и обработки медицинских изображений с принадлежностями.



**I. Система SyncVision для сбора и обработки медицинских изображений с принадлежностями, в составе:**

**1. Рабочая станция:**


- процессор центральный;



- дисплей;




- клавиатура;






- МЫШЬ;

- кабель питания.



2. Обеспечение программное предустановленное для получения и обработки медицинских изображений.



### 3. Расширитель видеосистемы.




4. Мониторы для отображения обработанных изображений в смотровой (не более 4 шт.).



## 5. Джойстик.






7. Кабель соединительный.




8. Канал для кабеля.




9. Кабель ЭКГ для системы сбора данных DAQ.



10. Сплиттер для кабеля ЭКГ.



11. Кабели стереофонические (не более 3 шт.).



Система Volcano SyncVision



# VOLCANO



**Система SyncVision®**

**Версия 2.x**

**Программное обеспечение  
версии 3.2**


**Руководство по эксплуатации**

## II. Принадлежности.

### 1. Вывод для кабелей CA, DVI-D M, RapidRun.



2. Направляющие для цифровых кабелей СА, RapidRun класс Plenum (не более 4 шт.).



3. Направляющая для цифрового мультимедийного кабеля CA RapidRun, класс Plenum.




4. Выводы для кабелей CA, DVI-D, RapidRun (не более 2 шт.).




5. Коаксиальные видеокабели RG59 CA, с разъёмом BNC, тип М/М, 75 Ом (не более 3 шт.).



6. Кабель DVI-I на 5 разветвлений с разъемом BNC, т M/F.




7. Адаптер для кабеля DVI-I на 5 разветвлений с разъемом BNC, тип M/F.




8. Кабели DVI-I на VGA HD15, тип разъема М/М (не более 2 шт.).



9. Кабели RG108 с разъемом BNC, двойной АХ, тип М/М (не более 2 шт.).



10. Кабель DVI-D двухканальный, тип разъема М/М.




11. Переходник с разъемом BNC, тип F/F.



12. Переходник с разъемом BNC, тип М/М.



13. Переходник с разъемом BNC и разъемом RCA, тип М/М.



14. Переходник с разъемом BNC и разъемом Triax, тип F/M.




15. Переходник с тройным разъемом Twinax BNC, тип M/F/F.




19. Усилитель системы распределения комбинированного видеосигнала 1:3.




17. Кабель преобразователя электрического сигнала в оптический для передачи по волоконно-оптической линии.




18. Кабель преобразователя видеосигнала с питанием от USB в сигнал для передачи по волоконно-оптической линии.



19. Кабель волоконно-оптический SC класса Plenum.



20. Кабели измерительные отдельные SC, волокно OM1, класса Plenum (не более 3 шт.).



21. Преобразователь видеосигнала в отдельный оптический сигнал SC для передачи на приемник DVI.



22. Видеоадаптер сигнала SC на приемник DVI.




23. Видеоадаптер сигнала SC на передатчик DVI.




24. Преобразователь видеосигнала SC на DVI.



25. Усилитель 4-канального распределителя с разъемом DVI-D.



26. Переключатель видеосигналов 4-канальный с разъемом DVI-D.




27. Кабель твинаксиальный ECG/ВР.



28. Кабели с разъемом IEC (не более 3 шт.)



29. Кабель экранированный соединительный CAT 5



30. Аккумулятор.







Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
49 листа (ов)