

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г.Плехов

2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ ТАРЫ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
трийодтиронина в сыворотке крови человека
«Т₃-Имаксиз (IMAXYZ)»
ТУ 21.20.23-108-94568735-2021**

T₂-Имаксиз (IMAXYZ)

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
трийодтиронина в сыворотке крови человека
ТУ 21.20.23-108-94568735-2021**

LOT Серия XXXX

 Годен до YYYY-XX

Наборов в коробке: XX шт.

Масса нетто набора: XX г.

Масса нетто: XX г.

Масса брутто: XX г.

 **АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А**


 **+2-8°C**



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г.Плехов

« 30 »

2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
трийодтиронина в сыворотке крови человека**

«Т₃ -Имаксиз (IMAXIZ)»

ТУ 21.20.23-108-94568735-2021

Т₃-Имаксиз (IMAXYZ)

REF BT 11-03

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
трийодтиронина в сыворотке крови человека
«Т₃ -Имаксиз (IMAXIZ)»

ТУ 21.20.23-108-94568735-2021

РУ _____

 +2-8°C

LOT Серия 008

 Дата выпуска 2021-02

 Годен до 2023-02

Состав набора:

- | | |
|---|---------|
| 1. Микропланшет | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Раствор АНС-ТЗ | 1 фл. |
| 5. Конъюгат | 1 фл. |
| 6. Буфер II | 1 фл. |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 8. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 9. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 10. Пленка для заклеивания микропланшета | 1 шт. |
| 11. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 12. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт. |

 АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А,
тел. (812) 702-10-86



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HbsAg отсутствуют

REF BT 11-03

T₃-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Микропланшет с моноклональными антителами к T₃

Готов к использованию

 **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 2023-02**



REF BT 11-03

T₃ -Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 1

0 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

 **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 2023-02**



REF BT 11-03

T₃-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 2

0,7 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

 **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 20**

23-02



REF BT 11-03

T₃ -Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 3

1,1 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

 **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 2023-02**



REF BT 11-03

T₃ -Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 4

2,2 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

 **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 2023-02**



REF BT 11-03

T₃ -Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 5

4,5 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

 **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 2023-02**



REF BT 11-03

T₃-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 6

9 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

 **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 2023-02**



REF BT 11-03

T₃-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Контрольная сыворотка

2,4-3,6 нг/мл

0,5 мл

Готова к использованию

 **+2-8°C**

LOT 008

 **годен до: 2023-02**



REF BT 11-03

T₃-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Раствор АНС-Т3

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02



REF BT 11-03

T₃-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Конъюгат

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02



Буфер П

Буфер для промывки (20х)

20 мл

Развести в 20 раз

 +2-8°C

LOT 008

 годен до: 2023-02

Только для in vitro диагностики

Раствор ТМБ

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008

 **годен до: 2023-02**

Только для in vitro диагностики



Стоп-реагент

14 мл

Готов к использованию

 +2-8°C

LOT 008



 **годен до: 2023-02**

Только для in vitro диагностики



Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью

Всего

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.





только для in vitro диагностики

ТУ 21.20.23-108-84568735-2021
PV

CE 2C 8C

LOT серия: 016

Дата выпуска: 2021-03

Годен до: 2023-03

АО "Витал Девелопмент Корпорэйшн", Россия
194356 Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку,
д 56, лит А
тел: (812) 702-10-86

ТЗ-Имаксиз (IMAXYZ) REF BT11-03

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения трийодтиронина в сыворотке крови человека "ТЗ-Имаксиз (IMAXYZ)"

Состав набора:

1. Микропланшет с моноклональными антителами к ТЗ	1 уп.
2. Калибровочные пробы	6 фл.
3. Контрольная сыворотка	1 фл.
4. Раствор АНС-ТЗ	1 фл.
5. Конъюгат	1 фл.
6. Буфер П	1 фл.
7. Раствор ТМБ	1 фл.
8. Стоп-реагент	1 шт.
9. Пакет закрывающийся	1 шт.
10. Плёнка для заклеивания микропланшета	1 шт.
11. Ванночки для внесения реагентов	2 шт.
12. Одноразовые наконечники для дозатора	16 шт.

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Vital



Всего

Плехов А.Г.

