

«УТВЕРЖДАЮ»


Директор
ООО «Компания «Гермед»



Редькин А.В.
«25» июня 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**
Установка «ОМОДЕЗ» для обеззараживания и переработки медицинских
отходов
по ТУ 32.50.50-001-37931325-2020


1-Общий вид медицинского изделия: шкаф управления





2-Общий вид медицинского изделия: блок фильтров
-сбоку




-спереди








сбоку-





месторасположение
емкости для
дезинфектанта и
насоса

3-Общий вид медицинского изделия: основной блок
-спереди




-сбоку








-сбоку




4-Общий вид медицинского изделия: Установка «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов








5-Общий вид медицинского изделия: Установка «ОМОДЕЗ»-200 для обеззараживания и переработки медицинских отходов




6-Общий вид: Вытяжной вентилятор ВКК




7-Общий вид: Вытяжной вентилятор СМТ/2-140/50-0.25




8-Общий вид комплекта запасных частей, комплекта для монтажа







9-Общий вид емкости для дезинфектанта (находится в блоке фильтров)



11-Общий вид медицинского изделия в транспортной упаковке





Пояснительная записка к фото №8

7.Комплект запасных частей:

- 7.1- форсунки для воды
- 7.2- форсунки для гипохлорида
- 7.3- винт для ножей
- 7.4- гайка для ножей
- 7.5- винт M16x60 ,
- 7.6- винт M10x45
- 7.7-уплотнение для люка загрузки, 6м
- 7.8- шланг, AIRFIBER, 4 м
- 7.9- абсолютный фильтр
- 7.10- угольный фильтр, 4 кг
- 7.11- датчик температуры
- 7.12- держатель подвижных ножей
- 7.13- неподвижное лезвие
- 7.14- подвижный нож
- 7.15- держатель датчика
- 7.16- вертикальное лезвие
- 7.17- стопорное кольцо центрального болта
- 7.18- винт M6*15

8.Комплект инструментов для монтажа:

- 8.1- вороток
- 8.2- удлинитель
- 8.3- набор шестигранных бит (каленые)
- 8.4- г- образный шестигранник
- 8.5- головка 24
- 8.6- головка 19
- 8.7- ключ рожковый/ накидной № 7
- 8.8- ключ рожковый/ накидной № 12
- 8.9- ключ рожковый/ накидной № 17
- 8.10- болт высокопрочный M12 * 100
- 8.11- отвертки

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

24 (двадцать четыре) листов

Должность директор Ф.И.О. Резниченко А.В.

Подпись Резниченко А.В.

« 25 » июля 2021 г.

МП



«УТВЕРЖДАЮ»

**Директор
ООО «Компания «Гермед»**



Редькин А.В.
«21» июня 2021 г.

**ШАБЛОНЫ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Установка «ОМОДЕЗ» для обеззараживания и переработки медицинских
отходов
по ТУ 32.50.50-001-37931325-2020**

1-Шаблон маркировки основного блока на примере Установка «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов



Установка «ОМОДЕЗ»-140 для
обеззараживания и переработки
медицинских отходов: основной блок

Серийный номер: _____

Дата изготовления: XX.XX.XXXX
г.

Напряжение: 380-400 В

Частота тока: 50-60 Гц

Класс защиты IP: IP54

Гарантийный срок эксплуатации:
12 мес.

Гарантийный срок хранения: 3
года

Срок службы: 10 лет

Потребляемая мощность: 27кВт

РУ № _____ от _____.20__ г.

ТУ 32.50.50-001-22732761-2020

Производитель: ООО «Компания «Гермед», Россия,
620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, стр.29, оф.501

Тел.: 8(343)287-14-47, E-mail: info@germed.su

Место производства: ООО «Компания «Универсал-
Сервис», г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе,
стр.29



2- Шаблон маркировки шкафа управления на примере Установка «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов



Установка «ОМОДЕЗ»-140 для
обеззараживания и переработки медицинских
отходов: шкаф управления

Серийный номер: _____

Дата изготовления: XX.XX.XXXX г.

Напряжение: 380-400 В

Частота тока: 50-60 Гц

Класс защиты IP: IP54

Гарантийный срок эксплуатации: 12 мес.

Гарантийный срок хранения: 3 года

Срок службы: 10 лет

Потребляемая мощность: 27кВт

Версия ПО: УМО 170503; Дата выпуска: 16.06.2017 г.

РУ № _____ от _____.20__ г.

ТУ 32.50.50-001-22732761-2020

Производитель: ООО «Компания «Гермед», Россия,
620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, стр.29, оф.501

Тел.: 8(343)287-14-47, E-mail: info@germed.su

Место производства: ООО «Компания «Универсал-
Сервис», г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, стр.29



-стикеры

Стикер	Значение
Аварийная остановка	Стикер кнопки аварийной остановки
пуск	Стикер кнопки пуск
стоп	Стикер кнопки стоп
ручной	Стикер регулировки ручного режима
автоматический	Стикер регулировки автоматического режима
	Стикеры направления вращения кнопки
Температурный контроль датчика	Стикер температурного дисплея
Рабочий	Стикер замка по соответствующему режиму
Сервисный	

3- Шаблон маркировки блока фильтров на примере Установка «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов



Установка «ОМОДЕЗ»-140 для
обеззараживания и переработки
медицинских отходов: блок фильтров

Серийный номер: _____

Дата изготовления: XX.XX.XXXX г.

Напряжение: 380-400 В

Частота тока: 50-60 Гц

Класс защиты IP: IP54

Гарантийный срок эксплуатации: 12 мес.

Гарантийный срок хранения: 3 года

Срок службы: 10 лет

Потребляемая мощность: 27 кВт

РУ № _____ от _____.20__ г.

ТУ 32.50.50-001-22732761-2020

Производитель: ООО «Компания «Гермед»,
Россия, 620024, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, стр.29,
оф.501

Тел.: 8(343)287-14-47, E-mail: info@germed.su

Место производства: ООО «Компания
«Универсал-Сервис», г. Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, стр.29



4-Шаблон маркировки вытяжного вентилятора на примере Вытяжной вентилятор ВКК
Установки «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов



Установка «ОМОДЕЗ»-140 для
обеззараживания и переработки
медицинских отходов: вытяжной вентилятор
ВКК

Серийный номер: _____

Дата изготовления: XX. XX.XXXX
г.

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50-60 Гц

Класс защиты IP: IP54

Гарантийный срок эксплуатации:
12 мес.

Гарантийный срок хранения: 3
года

Срок службы: 10 лет

Потребляемая мощность: 178Вт

РУ № _____ от _____.20__ г.

ТУ 32.50.50-001-22732761-2020

Производитель: ООО «Компания «Гермед»,
Россия, 620024, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, стр.29,
оф.501

Тел.: 8(343)287-14-47, E-mail: info@germed.su

Место производства: ООО «Компания
«Универсал-Сервис», г. Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, стр.29



5- Шаблон маркировки Вытяжной вентилятор СМТ/2-140/50-0.25 на примере Вытяжной вентилятор СМТ/2-140/50-0.25 Установки «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов



Установка «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов: Вытяжной вентилятор СМТ/2-140/50-0.25

Серийный номер: _____

Дата изготовления: XX.XX.XXXX г.

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50-60 Гц

Класс защиты IP: IP54

Гарантийный срок эксплуатации: 12 мес.

Гарантийный срок хранения: 3 года

Срок службы: 10 лет

Потребляемая мощность: 380 Вт

РУ № _____ от _____.20__ г.

ТУ 32.50.50-001-22732761-2020

Производитель: ООО «Компания «Гермед»,

Россия, 620024, Свердловская обл., г.

Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, стр.29,

оф.501

Тел.: 8(343)287-14-47, E-mail: info@germed.ru

Место производства: ООО «Компания

«Универсал-Сервис», г. Екатеринбург,

Елизаветинское шоссе, стр.29



6-Шаблон маркировки комплекта запасных частей на примере комплекта запасных частей
Установки «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов



Установка «ОМОДЕЗ»-140 для
обеззараживания и переработки
медицинских отходов
Комплект запасных частей:

- форсунки для воды – 1 шт;
- форсунки для гипохлорида – 1 шт;
- винт для ножей – 24 шт;
- гайка для ножей – 24 шт;
- винт M16x60 – 1 шт;
- винт M10x45 – 2 шт;
- уплотнение для люка загрузки, бм
– 1 шт;
- шланг, AIRFIBER, 4 м- 1 шт;
- абсолютный фильтр – 1 шт;
- угольный фильтр – 4 шт;
- датчик температуры – 2 шт;
- держатель подвижных ножей – 1
шт;
- неподвижное лезвие – 2 шт;
- подвижный нож – 6 шт;
- держатель датчика – 4 шт;
- вертикальное лезвие – 1 шт;
- стопорное кольцо центрального
болта – 1 шт;
- винт M6*15 – 2 шт.

РУ № _____ от _____.20__ г.
ТУ 32.50.50-001-22732761-2020

Производитель: 620024, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, стр.29,
оф.501
Тел.: 8(343)287-14-47, E-mail: info@germed.su

Место производства: ООО «Компания
«Универсал-Сервис», г. Екатеринбург,
Елизаветинское шоссе, стр.29



7- Шаблон маркировки комплекта инструментов для монтажа, на примере комплекта инструментов для монтажа Установки «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов



Установка «ОМОДЕЗ»-140 для
обеззараживания и переработки
медицинских отходов

Комплект инструментов для монтажа:

- вороток – 1 шт;
- удлинитель – 3 шт;
- набор шестигранных бит (каленые) – 1 шт;
- г-образный шестигранник – 1 шт;
- головка 24 – 1 шт;
- головка 19 – 1 шт;
- ключ рожковый/ накидной № 7 – 1 шт;
- ключ рожковый/ накидной № 12 – 1 шт;
- ключ рожковый/ накидной № 17 – 1 шт;
- болт высокопрочный М12 * 100 – 3 шт;
- отвертки – 4 шт.

РУ № _____ от _____.20__ г.
ТУ 32.50.50-001-22732761-2020

Производитель: 620024, Свердловская обл., г.
Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, стр.29, оф.501
Тел.: 8(343)287-14-47, E-mail: info@germed.su

Место производства: ООО «Компания «Универсал-
Сервис», г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе,
стр.29



8-Шаблон маркировки транспортной упаковки на примере Установка «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов



Установка «ОМОДЕЗ»-140 для обеззараживания и переработки медицинских отходов

ТУ 32.50.50-001-37931325-2020

Серийный номер:
Дата изготовления:

Кол-во:

Условия хранения: в крытых, сухих помещениях при температуре от -2 °С до +50°С и относительной влажности воздуха 45-70%.

Производитель: ООО «Компания «Гермед», Россия, 620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе 29, офис 501.
Место производства: ООО «Компания «Универсал-Сервис», г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, стр.29
Тел.: 8 (343) 287-14-47,
E-mail: info@germed.ru





9-Упаковочный лист

Производитель: 620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, стр.29, оф.501
Тел.: 8(343)287-14-47, E-mail: info@germed.ru

Место производства: ООО «Компания «Универсал-Сервис», г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, стр.29

Позиции


Наименование	Количество

ТУ 32.50.50-001-22732761-2020

Упаковщик:

Дата упаковки:

10-Стикер автомата электронагревательного элемента



11- Маркировка клемм защитных проводников



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

10 (десять) листов

Должность рефлекс Ф.И.О. Григорьев

Подпись Григорьев

«21» июня 2021 г.

МП

Российская Федерация г. Екатеринбург
Общество с ограниченной ответственностью
«Компания "Гармед"»
ОГРН 1116679007290