



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

**Система электрофизиологическая для записи сигналов сердца
LABSYSTEM PRO с принадлежностями**



Системный блок



Клавиатура LS Pro




Компьютерная мышь



Адаптер для монитора



Office Home & Business 2016



Includes
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook



Комплект программного обеспечения (код активации)



Boston Scientific

Advancing science for life™

Коврик для компьютерной мыши

Усилитель CLEARSIGN II для регистрационной системы EP LABSYSTEM PRO 40-канальный, 80-канальный, 120-канальный, 160-канальный



Монитор ЖКИ с диагональю 21", 24"



На фото представлен образец Монитор ЖКИ с диагональю 24"



Кабель RS-232 для РЧ-генераторов систем ЕРТ, Maestro, Atakr, Atakr II, IBI-1500, Т9, Т11, Осырка, длина: 25 футов (7,5 м), 50 футов (15 м), 100 футов (30 м)



На фото представлен образец Кабель RS-232 для РЧ-генераторов систем ЕРТ, Maestro, Atakr, Atakr II, IBI-1500, Т9, Т11, Осырка, длина: 50

Кабель нуль - модемный для генераторов Stockert, длина: 25 футов (7,5 м), 50 футов (15 м), 100 футов (30 м)



На фото представлен образец Кабель нуль - модемный для генераторов Stockert, длина: 50 футов (15 м)

Кабель SVGA, М-М, длина: 6 футов (1,8 м), 50 футов (15 м), 100 футов (30 м)



На фото представлен образец Кабель SVGA, М-М, длина: 6 футов (1,8 м)



Accepted Material
Material #: M00420020590
Desc: CABLE USB 10 FT
Batch No: 21642593
Org Plant: M750
Date: 30-Jan-2018
Exp Date: 08-Jun-2045
Container Qty: 1
Rev: A
UDN: EA
Container: 15 of 30



Кабель для ЭКГ в 12 отведениях (IEC) для усилителя CLEARSIGN, длина: 3 м, 6 м, 15 м



На фото представлен образец Кабель для ЭКГ в 12 отведениях (IEC) для усилителя CLEARSIGN, длина: 15 м





На фото представлен образец Набор кабелей ЭКГ - отведений с зажимом типа «банан» для усилителя CLEARSIGN



Интракардиальная распределительная коробка 40-канальная для усилителя CLEARSIGN, длина: 3 м, 6 м, 15 м



На фото представлен образец Интракардиальная распределительная коробка 40-канальная для усилителя CLEARSIGN, длина: 6 м

Кабель стимулятора для усилителя CLEARSIGN, длина: 3 м, 6 м, 15 м



На фото представлен образец Кабель стимулятора для усилителя CLEARSIGN, длина: 15 м

Кабель экранированный сети Ethernet, длина: 3 м (10 футов), 7,5 м (25 футов), 15 м (50 футов), 30м (100 футов)



На фото представлен образец Кабель экранированный сети Ethernet, длина: 15 м (50 футов)

Кабель аналогового выхода для усилителя CLEARSIGN, 16 выходов, длина: 3 м (10 футов), 6 м (20 футов), 15 м (50 футов)





На фото представлен образец Кабель аналогового выхода для усилителя CLEARSIGN, 16 выходов, длина: 3 м (10 футов)

Кабель аналогового входа для усилителя CLEARSIGN, длина 1 м














Внутрисердечный быстроразъемный кабель для подключения усилителя CLEARSIGN к системе CARTO 3, длина: 3 м, 6 м



На фото представлен образец Внутрисердечный быстроразъемный кабель для подключения усилителя CLEARSIGN к системе CARTO 3, длина: 6 м

Быстроразъемный ЭКГ-кабель для подключения усилителя CLEARSIGN к системе CARTO 3, длина 3 м, 6 м



На фото представлен образец Быстроразъемный ЭКГ-кабель для подключения усилителя CLEARSIGN к системе CARTO 3, длина 6 м

Карта записи изображений PCIe DVI



Кабель BNC для соединений типа М-М, длина 9,2 м



Кабель BNC «Phone Plug Male» для подключения к стимулятору



Видео сплиттер VGA




Тележка для перевозки системы




Кронштейн - крепление для коммутационной коробки CLEARSIGN



Рельсовый зажим для кроватей Siemens



Специальная боковая стойка для крепления рабочей станции




Клавиатура LS Pro



Набор переходников для карты записи изображений PCIe DVI





Цилиндрический BNC-адаптер для соединений типа F-F



Адаптер Philips Vitals, тип подключения: прямой, перекрестный





ПРОШТО
ПРОУМЕГУВАНО
46 ЛИСТОВ

Генеральный директор
Шевчук Е В.

