

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Научно-производственная
фирма «ВИНАР»**



В.С. Андреев

2022 г

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Индикаторы газовой стерилизации химические одноразовые

ТУ 9398-103-11764404-2014

[illegible]

		
Свидетель ЭО КОРИЧН	Свидетель ЭО КОРИЧН	Свидетель ЭО КОРИЧН
ДАТА: _____	ДАТА: _____	ДАТА: _____
ОПЕРАТОР: _____	ОПЕРАТОР: _____	ОПЕРАТОР: _____
СТЕРИЛИЗАТОР: _____ класс 1	СТЕРИЛИЗАТОР: _____ класс 1	СТЕРИЛИЗАТОР: _____ класс 1

Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового класса 1 «ЭО-1»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ЭО-1

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)

ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Инструкция



Потребительская упаковка и Индикатор этиленоксидной стерилизации химический одноразовый класса 1 «ЭО-1»
по ТУ 9398-103-11764404-2014



Индикаторы

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ЭО-1

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)
РУ № РЭИ 2014/2143 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80% при +25°C, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
☎ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

ПАРТИЯ	ДАТА ПОГOTOBJEHHЯ	ШТАМП ОТК
5074012	ННВ 2022	

Этикетка на транспортную тару Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового класса 1 «ЭО-1»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	5074012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	<u>января</u> 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ЭО-1

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)
ПУ № РЭН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.



30



Хранить в упаковке производителя при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не выше 80% при $+25^{\circ}\text{C}$, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: ООО «Винар»
Общество с ограниченной ответственностью «Винар»
производительная фирма «Винар»
105094, Россия, г. Москва, Гольянский вал, д.5, стр. 1А, пом. 40
+7 800-2010222, +7 495/988 7667, www.vinar.ru




ПАРТИЯ	5074012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	Янв 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:
- максимальная температура $+50^{\circ}\text{C}$;
- минимальная температура минус 50°C ;
- максимальная относительная влажность 100% при 25°C ;
Транспортировать в упаковке производителя, защищенной от воздействия солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



ВИНАР®

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА



Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового класса 1 «ЭО-2»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ЭО-2

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)
РУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Инструкция



Потребительская упаковка и Индикатор этиленоксидной стерилизации химический одноразовый класса 1 «ЭО-2»
по ТУ 9398-103-11764404-2014




Индикаторы

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ЭО-2

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)
ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 85 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР».
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII

105094, Россия, г. Москва, а/я 26

+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667

vinar@vinar.ru

www.vinar.ru

ПАРТИЯ

0055031

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЯНВ 2022

ШТАМП ОТК



Этикетка на транспортную тару Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового класса 1 «ЭО-2»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru




ПАРТИЯ	0055031
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	янв 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.





ВИНАР

СтериКОНТ-ЭО-1 ЭО
класс 4



37°C - 180 мин



ВИНАР

СтериКОНТ-ЭО-1 ЭО
класс 4



37°C - 180 мин



ВИНАР

СтериКОНТ-ЭО-1 ЭО
класс 4



37°C - 180 мин



ВИНАР

СтериКОНТ-ЭО-1 ЭО
класс 4



37°C - 180 мин



ВИНАР

СтериКОНТ-ЭО-1 ЭО
класс 4



37°C - 180 мин



ВИНАР

СтериКОНТ-ЭО-1 ЭО
класс 4



37°C - 180 мин



ВИНАР

СтериКОНТ-ЭО-1 ЭО
класс 4



37°C - 180 мин



ВИНАР

СтериКОНТ-ЭО-1 ЭО
класс 4



37°C - 180 мин



Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ЭО-1» для контроля цикла стерилизации при температуре 37°C по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 4

СтериКОНТ-ЭО-1

для контроля цикла стерилизации при температуре 37 °С

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)


ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Инструкция



Потребительская упаковка и Индикатор этиленоксидной стерилизации химический одноразовый класса 4 «СтериКОНТ-ЭО-1» для контроля цикла стерилизации при температуре 37°C по ТУ 9398-103-11764404-2014







Индикаторы

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 4

СтериКОНТ-ЭО-1

для контроля цикла стерилизации при температуре 37 °С

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 класс 4
ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить и упаковывать продукцию при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80% при +23 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, беречь от влаги.





Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Гостеприимный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, д/л 26
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667
vinar@vinar.ru
www.vinar.ru

ПАРТИЯ
5162012

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИЮН 2022

ШТАМП ОТК


Этикетка на транспортную тару Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ЭО-1» для контроля цикла стерилизации при температуре 37°C по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПО «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	5162012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	янв 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:


- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.


Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Транспортная тара Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ЭО-1» для контроля цикла стерилизации при температуре 37°C по ТУ 9398-103-11764404-2014



Индикатор этиленоксидной стерилизации химический одноразовый класса 4 «СтериКОНТ-ЭО-2» для контроля цикла стерилизации при температуре 54°C
по ТУ 9398-103-11764404-2014





Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ЭО-2» для контроля цикла стерилизации при температуре 54°C по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 4

СтериКОНТ-ЭО-2

для контроля цикла стерилизации при температуре 54 °С

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

РУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80% при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Инструкция



Потребительская упаковка и Индикатор этиленоксидной стерилизации химический одноразовый класса 4 «СтериКОНТ-ЭО-2» для контроля цикла стерилизации при температуре 54°C по ТУ 9398-103-11764404-2014



Индикаторы

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 4

СтериКОНТ-ЭО-2

для контроля цикла стерилизации при температуре 54 °С

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)
РУ № РЭН 2014/2143 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

ПАРТИЯ	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ШТАМП ОТК
5204012	ЯНВ 2022	

Этикетка на транспортную тару Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ЭО-2» для контроля цикла стерилизации при температуре 54°C по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	5204012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	янв 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.


Транспортная тара Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ЭО-2» для контроля цикла стерилизации при температуре 54°C по ТУ 9398-103-11764404-2014



Индикатор этиленоксидной стерилизации химический одноразовый многорежимный класса 4 «СтериКОНТ-ЭО» для контроля двух циклов стерилизации:
при температуре 37°C и при температуре 54°C по ТУ 9398-103-11764404-2014



Индикатор этиленоксидной стерилизации химический одноразовый многорежимный класса 4 «СтериКОНТ-ЭО» для контроля двух циклов стерилизации:
при температуре 37°C и при температуре 54°C по ТУ 9398-103-11764404-2014



Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового многорежимного класса 4 «СтериКОНТ-ЭО» для контроля двух циклов стерилизации: при температуре 37 °С и при температуре 54 °С по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ КЛАССА 4

СтериКОНТ-ЭО

для контроля двух циклов стерилизации: при температуре 37 °С и при температуре 54 °С

КОЛ-ВО: 500 шт.


ТУ 9398-103-11764404-2014

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)

ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Инструкция



Потребительская упаковка и Индикатор этиленоксидной стерилизации химический одноразовый многорежимный класса 4 «СтериКОНТ-ЭО» для контроля двух циклов стерилизации: при температуре 37°C и при температуре 54°C по ТУ 9398-103-11764404-2014



ВИНАР®
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ КЛАССА 4

СтериКОНТ-ЭО

Для контроля двух циклов стерилизации: при температуре 37 °С и при температуре 54 °С

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4)
ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80% при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАРТИЯ
5163012

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЯНВ 2022

ШТАМП ОТК
QC 35

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, д/я 26
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667
vinar@vinar.ru
www.vinar.ru

Этикетка на транспортную тару Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового многорежимного класса 4 «СтериКОНТ-ЭО» для контроля двух циклов стерилизации: при температуре 37°C и при температуре 54°C по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	5163012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	<u>янв</u> 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.


Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Транспортная тара Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового многорежимного класса 4 «СтериКОНТ-ЭО» для контроля двух циклов стерилизации: при температуре 37°C и при температуре 54°C по ТУ 9398-103-11764404-2014



Индикатор этиленоксидной стерилизации химический одноразовый многорежимный класса 5 «ВИНАР-ЭО-5Класс» по ТУ 9398-103-11764404-2014





Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового многорежимного класса 5 «ВИНАР-ЭО-5Класс» по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ КЛАССА 5

ВИНАР-ЭО-5Класс

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 5)

Рег.уд. № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок годности 36 месяцев.



Инструкция

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Беречь от влаги.



ВИНАР
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ КЛАССА 5

ВИНАР-ЭО-5Класс

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1:2011 (класс 5)
Рег. уд. № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до -40 °С и относительной влажности не выше 80% при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 3 м от нагревательных приборов.
Бережть от влаги.

ПАРТИЯ 1253012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯНВ 2022
ШТАМП ОТК

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667
vinar@vinar.ru
www.vinar.ru

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	1253012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	<u>янв</u> 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг


Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.







Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового универсального многорежимного
«ИНТЕСТ-ЭО» по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР ЭТИЛЕНОКСИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ

ИНТЕСТ-ЭО

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 4, класс 5)

ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Инструкция



4 601988 037604



Этикетка на транспортную тару Индикатора этиленоксидной стерилизации химического одноразового универсального многорежимного «ИНТЕСТ-ЭО»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	1254012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	<u>янв 2022</u>
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый класса 1 «ПЛАЗМА-1» по ТУ 9398-103-11764404-2014

ПЛАЗМА					ПЛАЗМА				
ПЕР					ПЕР				
ЖЕЛТЫЙ					ЖЕЛТЫЙ				
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR
СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР
КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1
ПЛАЗМА					ПЛАЗМА				
ПЕР					ПЕР				
ЖЕЛТЫЙ					ЖЕЛТЫЙ				
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR
СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР
КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1
ПЛАЗМА					ПЛАЗМА				
ПЕР					ПЕР				
ЖЕЛТЫЙ					ЖЕЛТЫЙ				
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR
СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР
КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1
ПЛАЗМА					ПЛАЗМА				
ПЕР					ПЕР				
ЖЕЛТЫЙ					ЖЕЛТЫЙ				
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR	OPERATOR
СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР	СТЕРИЛИЗАТОР
КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1	КЛАСС 1

ВИНАР. ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ	ВИНАР. ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ	ВИНАР. ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ
ПЛАЗМА	ПЛАЗМА	ПЛАЗМА
		
ПЕР	ПЕР	ПЕР
ЖЕЛТЫЙ	ЖЕЛТЫЙ	ЖЕЛТЫЙ
ДАТА: _____	ДАТА: _____	ДАТА: _____
ОПЕРАТОР: _____	ОПЕРАТОР: _____	ОПЕРАТОР: _____
СТЕРИЛИЗАТОР: _____ класс 1	СТЕРИЛИЗАТОР: _____ класс 1	СТЕРИЛИЗАТОР: _____ класс 1

Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового класса 1 «ПЛАЗМА-1» по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ПЛАЗМА-1

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)
РУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Инструкция



Потребительская упаковка и Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый класса 1 «ПЛАЗМА-1»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

ВИНАР®
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ПЛАЗМА-1

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)
РД № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от -5°C до +40°C и относительной влажности не выше 80% при -25°C, в защищенном от солнечного света месте, не раскрывая не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Винар»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667
vinar@vinar.ru
www.vinar.ru

ПАРТИЯ	ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ИТАГОС ОТК
1251012	ИВВ 2022	QC 35

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	1251012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	<u>янв</u> 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг


Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый класса 1 «ПЛАЗМА-2» по ТУ 9398-103-11764404-2014





Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового класса 1 «ПЛАЗМА-2»

по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ПЛАЗМА-2

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)

РУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ПЕР



Инструкция





Этикетка на транспортную тару Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового класса 1 «ПЛАЗМА-2»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	2005012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	янв 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый класса 4 «СтерикОНТ-ПЛАЗМА-1» для контроля стандартного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014



Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый класса 4 «СтериКОНТ-ПЛАЗМА-1» для контроля стандартного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014



Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ПЛАЗМА-1» для контроля стандартного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 4

СтериКОНТ-ПЛАЗМА-1

для контроля стандартного цикла стерилизации

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014

РУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.


Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ПЕР



Инструкция



Потребительская упаковка и Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый класса 4 «СтериКОНТ-ПЛАЗМА-1» для контроля стандартного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014



ВИНАР®
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 4

СтериКОНТ-ПЛАЗМА-1

для контроля стандартного цикла стерилизации

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
РУ ТН РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить в упаковке-прокиндителе при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80% при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПЕР

ПАРТИЯ 1196012 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯНВ 2022 ШТАМП ОТК

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, д/я 26 vinar@vinar.ru
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667 www.vinar.ru

Этикетка на транспортную тару Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ПЛАЗМА-1» для контроля стандартного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru




ПАРТИЯ	1196012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	<u>янв</u> 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Транспортная тара Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ПЛАЗМА-1» для контроля стандартного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014




Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый класса 4 «СтерикОНТ-ПЛАЗМА-2» для контроля усиленного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014




Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый класса 4 «СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2» для контроля усиленного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014


СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2 **ПЕР**
класс 4




СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2 **ПЕР**
класс 4




СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2 **ПЕР**
класс 4



СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2 **ПЕР**
класс 4




СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2 **ПЕР**
класс 4




СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2 **ПЕР**
класс 4



СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2 **ПЕР**
класс 4



СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2 **ПЕР**
класс 4



Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2» для контроля усиленного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 4

СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2

для контроля усиленного цикла стерилизации

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014

ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ПЕР



Инструкция



Потребительская упаковка и Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый класса 4 «СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2» для контроля усиленного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014



ВИНАР®
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 4

СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2

для контроля усиленного цикла стерилизации

кол-во: **500 шт.**

ТУ 9398-103-11764404-2014
РУ № РЭН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок хранения 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80% при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПЕР

ПАРТИЯ
9073012

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИВН 2022

ШТАМП ОТК
QC 3.6

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, а/я 26
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667
vinar@vinar.ru
www.vinar.ru

Этикетка на транспортную тару Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2» для контроля усиленного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	9073012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	янв 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг


Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Транспортная тара Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового класса 4 «СтериКОНТ-ПЛАЗМА-2» для контроля усиленного цикла стерилизации по ТУ 9398-103-11764404-2014





Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый многорежимный класса 5 «ВИНАР-ПЛАЗМА-5Класс»
по ТУ 9398-103-11764404-2014



Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового многорежимного класса 5
«ВИНАР-ПЛАЗМА-5Класс» по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА
ХИМИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ МНОГОРЕЖИМНЫЙ КЛАССА 5

ВИНАР-ПЛАЗМА-5Класс

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014

ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок годности 36 месяцев.


Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ПЕР



Инструкция



Потребительская упаковка и Индикатор стерилизации парами перекиси водорода химический одноразовый многорежимный класса 5 «ВИНАР-ПЛАЗМА-5Класс» по ТУ 9398-103-11764404-2014



Этикетка на транспортную тару Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового многорежимного класса 5 «ВИНАР-ПЛАЗМА-5Класс» по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru




ПАРТИЯ	1253012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	<u>янв</u> 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:


































- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Транспортная тара Индикатора стерилизации парами перекиси водорода химического одноразового многорежимного класса 5 «ВИНАР-ПЛАЗМА-5Класс» по ТУ 9398-103-11764404-2014



Индикатор пароформальдегидной стерилизации химический одноразовый класса 1 «ФОРМ-1» по ТУ 9398-103-11764404-2014

									
									
Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....
Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....
Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1
									
									
Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....
Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....
Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1
									
									
Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....
Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....
Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1
									
									
Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....	Дата.....
Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....	Оператор.....
Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1	Стерилизатор..... класс 1

		
 ФОРМ ЗЕЛЁНЫЙ	 ФОРМ ЗЕЛЁНЫЙ	 ФОРМ ЗЕЛЁНЫЙ
ДАТА: _____	ДАТА: _____	ДАТА: _____
ОПЕРАТОР: _____	ОПЕРАТОР: _____	ОПЕРАТОР: _____
СТЕРИЛИЗАТОР: _____	СТЕРИЛИЗАТОР: _____	СТЕРИЛИЗАТОР: _____
класс 1	класс 1	класс 1

Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора пароформальдегидной стерилизации химического одноразового класса 1 «ФОРМ-1»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ФОРМ-1

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014

ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)

ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.

Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



ФОРМ



Инструкция



ВИНАР®
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА

Индикаторы

ИНДИКАТОР ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ФОРМ-1

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)
РД № РЭН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.

Хранить в упаковке производителя при температуре от -15 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80% при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.

ПАРТИЯ
5075012

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЯНВ 2022

ШТАМП ОТК
QC
35

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII
105094, Россия, г. Москва, в/я 26
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667
vinar@vinar.ru
www.vinar.ru

Этикетка на транспортную тару Индикатора пароформальдегидной стерилизации химического одноразового класса 1 «ФОРМ-1»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	5075012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	<u>янв</u> 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг


Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Индикатор пароформальдегидной стерилизации химический одноразовый класса 1 «ФОРМ-2» по ТУ 9398-103-11764404-2014





Этикетка на потребительскую упаковку Индикатора пароформальдегидной стерилизации химического одноразового класса 1 «ФОРМ-2»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

ИНДИКАТОР ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ФОРМ-2

КОЛ-ВО: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)
ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.



ФОРМ

Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 80 % при +25 °С, в защищённом от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



Инструкция



Потребительская упаковка и Индикатор пароформальдегидной стерилизации химический одноразовый класса 1 «ФОРМ-2»
по ТУ 9398-103-11764404-2014




Индикаторы

ИНДИКАТОР ПАРОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ КЛАССА 1

ФОРМ-2

кол-во: 500 шт.

ТУ 9398-103-11764404-2014
ГОСТ ISO 11140-1-2011 (класс 1)
ПУ № РЗН 2014/2141 от 15.12.2014 г.
Гарантийный срок годности 36 месяцев.



Хранить в упаковке производителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не выше 85 % при +25 °С, в защищенном от солнечного света месте, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Беречь от влаги.



История



Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ВИНАР»
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII

✉ 105094, Россия, г. Москва, а/я 26
+7 (800) 201 0202, +7 (495) 988 7667

vinar@vinar.ru
www.vinar.ru

ПАРТИЯ

2004012

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЯНВ 2022

ШТАМП ОТК



Этикетка на транспортную тару Индикатора парформальдегидной стерилизации химического одноразового класса 1 «ФОРМ-2»
по ТУ 9398-103-11764404-2014

Производитель: ООО «НПФ «ВИНАР»
(Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственная фирма «ВИНАР»),
105094, Россия, г. Москва, Госпитальный вал, д.5, стр. 7А, пом. VIII;
+7(800)2010202, +7(495)988-7667, www.vinar.ru



ПАРТИЯ	2004012
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ	янв 2022
КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ	60
МАССА БРУТТО	10 кг

Условия транспортирования:

- максимальная температура +50 °С;
- минимальная температура минус 50 °С;
- максимальная относительная влажность 100% при 25 °С.

Транспортируют в упакованном виде, исключая попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 85 (*восемьдесят пять*) листов

Генеральный директор
ООО «НПФ «ВИНАР»

✓ Андреев В.С.

