





ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер мочеточниковый Marflow в наборе


**Производитель: «МАРФЛОУ АГ (MARFLOW AG), Швейцария
Soodstrasse 57, CH-8134 Adliswil, Zurich, Switzerland**

1) Набор катетера мочеточникового с прямым открытым кончиком, катетер диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,70 мм), 9 CH (3,00 мм), 10 CH (3,33 мм), длиной: от 70 см до 90 см (шаг 1 см), в составе:


- катетер мочеточниковый – 1 шт.



- стилет катетера – не более 2 шт. (при необходимости)



- коннектор катетера – не более 2 шт. (при необходимости)




- адаптер – 1 шт. (при необходимости)




2) Набор катетера мочеточникового с прямым закрытым кончиком, катетер диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,70 мм), 9 CH (3,00 мм), 10 CH (3,33 мм), длиной: от 70 см до 90 см (шаг 1 см), в составе:


- катетер мочеточниковый – 1 шт.



- стилет катетера – не более 2 шт. (при необходимости)



- коннектор катетера – не более 2 шт. (при необходимости)




- адаптер – 1 шт. (при необходимости)




3) Набор катетера мочеточникового типа Tieman с загнутым открытым кончиком, катетер диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,70 мм), 9 CH (3,00 мм), 10 CH (3,33 мм), длиной: от 70 см до 90 см, (шаг 1см), в составе:

- катетер мочеточниковый – 1 шт.



- стилет катетера – не более 2 шт. (при необходимости)



- коннектор катетера – не более 2 шт. (при необходимости)




- адаптер – 1 шт. (при необходимости)




4) Набор катетера мочеточникового типа Tieman с загнутым закрытым кончиком, катетер диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,70 мм), 9 CH (3,00 мм), 10 CH (3,33 мм), длиной: от 70 см до 90 см, (шаг 1 см), в составе:


- катетер мочеточниковый – 1 шт.



- стилет катетера – не более 2 шт. (при необходимости)




- коннектор катетера – не более 2 шт. (при необходимости)




- адаптер – 1 шт. (при необходимости)




- 5) Набор катетера мочеточникового с коническим наконечником. катетер диаметром: 3 CH (1,00 мм) с наконечником диаметром 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм) с наконечником диаметром 8 CH (2,70 мм), 6 CH (2,00 мм) с наконечником диаметром 10 CH (3,30 мм), 7 CH (2,30 мм) с наконечником диаметром 12 CH (4,00 мм). длиной: от 69 см до 90 см (шаг 1 см), в составе:
- катетер мочеточниковый – 1 шт.



- стилет катетера – не более 2 шт. (при необходимости)



- коннектор катетера – не более 2 шт. (при необходимости)




- адаптер – 1 шт. (при необходимости)




6) Набор катетера мочеточникового с шарообразным кончиком, катетер диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,70 мм), 9 CH (3,00 мм), 10 CH (3,33 мм), длиной: от 70 см до 90 см, (шаг 1 см), в составе:


- катетер мочеточниковый – 1 шт.



- стилет катетера – не более 2 шт. (при необходимости)



- коннектор катетера – не более 2 шт. (при необходимости)




- адаптер – 1 шт. (при необходимости)




7) Набор катетера мочеточникового с кончиком в виде свистка, катетер диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,70 мм), 9 CH (3,00 мм), 10 CH (3,33 мм), длиной: от 70 см до 90 см (шаг 1 см), в составе:


- катетер мочеточниковый – 1 шт.



- стилет катетера – не более 2 шт. (при необходимости)



- коннектор катетера – не более 2 шт. (при необходимости)




- адаптер – 1 шт. (при необходимости)




8) Набор катетера мочеточникового с кончиком «пигтейл», катетер диаметром: 3 СН (1,00 мм), 4 СН (1,35 мм), 5 СН (1,67 мм), 5,5 СН (1,83 мм), 6 СН (2,00 мм), 7 СН (2,30 мм), 8 СН (2,70 мм), 9 СН (3,00 мм), 10 СН (3,33 мм), длиной: от 70 см до 90 см (шаг 1 см), в составе:


- катетер мочеточниковый – 1 шт.



- стилет катетера – не более 2 шт. (при необходимости)



- коннектор катетера – не более 2 шт. (при необходимости)



- адаптер – 1 шт. (при необходимости)




9) Набор катетера мочеточникового со спиральным кончиком, катетер диаметром: 3 CH (1,00 мм), 4 CH (1,35 мм), 5 CH (1,67 мм), 5,5 CH (1,83 мм), 6 CH (2,00 мм), 7 CH (2,30 мм), 8 CH (2,70 мм), 9 CH (3,00 мм), 10 CH (3,33 мм), длиной: от 70 см до 90 см (шаг 1 см), в составе:


- катетер мочеточниковый – 1 шт.



- стилет катетера – не более 2 шт. (при необходимости)





- коннектор катетера – не более 2 шт. (при необходимости)





- адаптер – 1 шт. (при необходимости)




Пример упаковки и этикетки с нанесенной маркировкой.





Транспортная упаковка:



Прошито и пронумеровано

40 лист об

Ген.директор



А.И. Медведков

Сертов В.В.