






Общий вид:
Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующийся (БЭЛФ), размером
(5,0м x 6,0см), цвет – белый




Общий вид:
Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующийся (БЭЛФ), размером
(4,0м x 6,0см), цвет – красный




Общий вид:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующийся (БЭЛсф), размером (4,0м x 6,0см), цвет – синий




Общий вид:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующийся (БЭЛсф), размером (5,0м x 6,0см), цвет – черный




Общий вид:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий (БЭЛ), размером (4,0м x 6,0см)




Маркировка:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий (БЭЛ), размером (4,0м x 6,0см)



Общий вид:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий крепированный (БЭЛКреп), размером (4,0м x 8,0см)



Маркировка:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий крепированный (БЭЛКреп), размером (4,0м x 8,0см)

ТУ 21.20.24 – 006-29362014 – 2020

ПУ № _____ от _____

Партия № 1

Дата изготовления 04.03.2020

Гарантийный срок годности 5 лет с даты изготовления.
Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150. Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Условия утилизации: как отходы класса А СанПиН 2.1.3684-21. Возможна утилизация вместе с бытовым мусором.

Не использовать изделие после окончания срока годности.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «НАПОЛИ» (ООО «НАПОЛИ»), Россия, 123458, г. Москва, ул.Твардовского, д. 8, стр. 1, 2 этаж, комната 23

Тел: 495 765-56-92, e-mail: info@napoly.info

Место производства медицинского изделия: Россия, 109235, г. Москва, ул. 1-я Курьяновская дом 34, стр.11, этаж Б, комната 12.

Маркировка:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующийся (БЭЛсф), размером (4,0м х 6,0см), цвет – красный

Бинт медицинский эластичный фиксирующий по
ТУ 21.20.24 – 006-29362014 – 2020 в исполнении:
**Бинт медицинский эластичный фиксирующий
самофиксирующийся (БЭЛсф)**

Размер (длина х ширина): 4 м х 6 см

1 шт.

Цвет - красный

Назначение: Предназначен для фиксации всех видов повязок в особенности на суставах, а также частях тела имеющих коническую или округлую форму при сохранении возможности движения.

Противопоказание: Противопоказано пациентам с индивидуальной непереносимостью материалов, из которых изготовлены бинты.

Не предназначено для использования на открытых ранах.

Состав:

Хлопок/Вискоза/Полиамид


40/30/30 %

Клей каучук синтетический



Маркировка:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующийся (БЭЛсф), размером (4,0м х 6,0см), цвет – красный



Маркировка:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующийся (БЭЛсф), размером (4,0м x 6,0см), цвет – синий




Маркировка:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующийся (БЭЛсф), размером (4,0м x 6,0см), цвет – синий



Маркировка:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующийся (БЭЛсф), размером (5,0м x 6,0см), цвет – черный



ТУ 21.20.24 – 006–29362014 – 2020

РУ № _____ от _____

Партия № 1

Дата изготовления 04.03.2020

Гарантийный срок годности 5 лет с даты изготовления
Условия хранения: хранить в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (II) по ГОСТ 15150. Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищено от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Условия утилизации: как отходы класса А СанПиН 2.1.3684-21
Возможна утилизация вместе с бытовым мусором.

Не использовать изделие после окончания срока годности.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью
«НАПОЛИ» (ООО «НАПОЛИ»), Россия, 123458, г. Москва,

ул. Твердого, д. 8, стр. 1, 2 этаж, комната 23

Тел: 495 765-56-92, e-mail: info@napoly.info

Адреса мест производства медицинского изделия: Россия, 109235,
г. Москва, ул. 1-я Курьяновская дом 34, стр. 11, этаж 6, комната 12.

Маркировка:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующийся (БЭЛсф), размером (5,0м x 6,0см), цвет – черный

Бинт медицинский эластичный фиксирующий по
ТУ 11.30.24 - 006-29342014 - 2020 в исполнении:
Бинт медицинский эластичный фиксирующий
самофиксирующий (БЭЛсф)

Размер (длина х ширина): 5 м х 6 см 1 шт.
Цвет - белый

Назначение: Предназначен для фиксации всех видов повязок в
особенности на суставах, в таких частях тела имеющих конечную
или округлую форму при сохранении возможности движения.

Противопоказания: Противопоказано пациентам с
индивидуальной непереносимостью
материалов, из которых изготовлены
бинты.

Не предназначено для
использования на открытых ранах.

Состав:

Хлопок/вискоза/бамбук,
40/30/30 %, 
и/или искусственный 

ТУ 11.30.24 - 006-29342014 - 2020
РУ № 01

Партия № 1

Дата изготовления 04.03.2020

Предельный срок годности 3 лет с даты изготовления

Срок хранения: хранить в сухих проветриваемых складских
помещениях по условиям хранения 1 (П) по ГОСТ 15150. Подальше
открытых источников на расстоянии не менее 1м от отопительных
приборов и без воздействия от солнечных лучей и атмосферных
осадков.

Упаковка: бинты или отрезки бинта А СанГин 2.1.3624-21.
Хранить в упаковке вместе с бумажным ярлыком.

Срок годности: бинты после окончания срока годности.

Производитель: ООО «Самарский медицинский завод»
190000, Самарская область, г. Самара, 113455, с. Мокшан,
Толбушкина, д. 3, стр. 1, 2 этаж, комната 23
т. 8 (493) 220-54-97, e-mail: info@samzavr.ru
Юридический адрес: Самарская область, г. Самара, 108215,
ул. Толбушкина д. 34, стр. 11, этаж 6, комната 12.

Маркировка:

Бинт медицинский эластичный фиксирующий, самофиксирующий (БЭЛсф), размером
(5,0м х 6,0см), цвет – белый