

ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы по регистрации
продукции для in vitro диагностики
Иммунохимия, гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»

Денисенко Е.А.
2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Набор реагентов для определения глобулина, связывающего половые гормоны, (ADVIA Centaur® Sex Hormone Binding Globulin (ADVIA Centaur® SHBG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur»

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США




Рисунок 2. Набор реагентов для определения глобулина, связывающего половые гормоны, (ADVIA Centaur® Sex Hormone Binding Globulin (ADVIA Centaur® SHBG)) на
ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU нтных серии ADVIA Centaur. Общий вид

SIEMENS

ADVIA Centaur®

SHBG

ReadyPack®



IVD 体外診断用医薬品 siemens.com/eifu

2°C - 8°C



For US

For *in vitro* diagnostic use in the quantitative determination of sex hormone-binding globulin (SHBG) in human serum and plasma using the ADVIA Centaur® systems.
Contains: SHBG Lite Reagent [mouse monoclonal anti-SHBG antibody (~130 ng/mL) labeled with acridinium ester in HEPES-buffered saline with bovine serum albumin (BSA) • mouse serum • sodium azide (< 0.1%) • surfactant • protein stabilizers • preservatives]; SHBG Solid Phase Reagent [streptavidin coupled to latex paramagnetic particles (~150 µg/mL) in HEPES-buffered saline with bovine serum albumin • mouse serum • sodium azide (< 0.1%) • surfactant • protein stabilizers • preservatives]; SHBG Ancillary Well Reagent [biotinylated monoclonal mouse anti-SHBG antibody (~6 µg/mL) in HEPES-buffered saline with bovine serum albumin • mouse serum • sodium azide (< 0.1%) • surfactant • protein stabilizers • preservatives].

RxOnly

Рисунок 3. Набор реагентов для определения глобулина, связывающего половые гормоны, (ADVIA Centaur® Sex Hormone Binding Globulin (ADVIA Centaur® SHBG)) на




Рисунок 4. Набор реагентов для определения глобулина, связывающего половые гормоны, (ADVIA Centaur® Sex Hormone Binding Globulin (ADVIA Centaur® SHBG)) на




Рисунок 5. Набор реагентов для определения глобулина, связывающего половые гормоны, (ADVIA Centaur® Sex Hormone Binding Globulin (ADVIA Centaur® SHBG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur. Общий вид

SIEMENS

ADVIA Centaur®

SHBG

ReadyPack®



IVD



For US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use in the quantitative determination of sex hormone-binding globulin (SHBG) in human serum and plasma using the ADVIA Centaur® systems.

Contains: Lite Reagent 3.0 mL; Solid Phase 11.0 mL; Ancillary Reagent 3.0 mL.



Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591 USA

10997327/10997319_02

SIEMENS

ADVIA Centaur®

SHBG

IVD

体外診断用医薬品




siemens.com/eifu

For US

RxOnly

For *in vitro* diagnostic use in the quantitative determination of sex hormone-binding globulin (SHBG) in human serum and plasma using the ADVIA Centaur® systems.

Contains: SHBG Lite Reagent [mouse monoclonal anti-SHBG antibody (~130 ng/mL)]



Вкладыш 6. Основные реагенты ADVIA Centaur SHBG ReadyPack

10997191

Набор реагентов для определения глобулина, связывающего половые гормоны (ADVIA Centaur® Sex Hormone Binding Globulin (ADVIA Centaur® SHBG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии ADVIA Centaur

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:
№ РЗН 2022/16370 от 21.01.2022

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Всего прошито и пронумеровано
9 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

