



Центр Перинатальной Медицины


Centre of Perinatal Medicine

☎ 109004, Москва, Товарищеский пер., 20-4
☎ (495) 911 93 17, 911 93 77
факс (495) 911 36 71


☎ 109004, Tovarishesky per. 20-4, Moscow, Russia
☎ (495) 911 93 17, 911 93 77
fax (495) 911 36 71


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантат rCONus2 для бифуркационного эндопротезирования аневризмы
rhenox GmbH («фенокс ГмбХ»), Германия



Примечание: Все изделия внешне являются идентичными, различаются типоразмерами.





pCONUS 2[®] Bifurcation Aneurysm Implant


PCON2-4-15-10

Bifurcation Aneurysm Implant - Implant für Bifurkationsaneurysmen - Implant pour anévrisme de bifurcation - Implanti dell'aneurisma della biforcazione - Implante para aneurisma con bifurcación - Implante bifurcado para tratamento de aneurisma - Implanțat bifurcat pentru tratamentul aneurismului bifurcațional

phenox GmbH

1. rue Meinel, Allee 31 - 44001 Bochum - Germany
Tel: +49 (0) 234 35919-0 Fax: +49 (0) 234 35919-19
www.phenox.de

4 mm x 15 mm x 10 mm **ID 0.021"** **2.5 - 3.7 mm**
Shaft Ø Shaft Length Distal Crown Ø Min. Microcatheter Vessel Ø



REF PCON2-4-15-10 **LOT** 326000 **2021-07** **CONT** 1 x pCONUS 2

pCONUS 2 **REF** PCON2-4-15-10 **LOT** 326000



(01)04260123782368(17)210731(10)326000

pCONUS 2 **REF** PCON2-4-15-10 **LOT** 326000



(01)04260123782368(17)210731(10)326000

pCONUS 2 **REF** PCON2-4-15-10 **LOT** 326000



(01)04260123782368(17)210731(10)326000

CE
0297

STERILE

Standard with Sterile
Date: 1999



Single use only
Date: 1999



No fire
Date: 1999



No X-ray
Date: 1999



No sharp
Date: 1999



No heat
Date: 1999



No oil
Date: 1999



No alcohol
Date: 1999



No disinfectant
Date: 1999

LA 01-0646 PCONUS 2 A - 2017/03

pCONUS 2[®] Bifurcation Aneurysm Implant **REF** PCON2-4-15-10

4 mm x 15 mm x 10 mm

LOT 326000 **2021-07**

Рис 5. Макет маркировки на русском языке для распространения МИ на территории РФ

pCONus2 Имплантат для бифуркационного эндопротезирования аневризмы								PCON2-4-15-10			
РУ № Условия эксплуатации: температура воздуха от +5°C до +42°C при относительной влажности от 35% до 65% (неконденсирующаяся) и атмосферном давлении 500 – 1060 гПа вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Изделие эксплуатируется в теле человека при температуре от +32°C до +42°C.								phenox GmbH Lise-Meitner-Allee 31, 44801 Bochum, Germany Tel: +49 (0) 234/36919-0 Fax: +49 (0) 234/36919-19 www.phenox.net			
4 мм x 15 мм x 10 мм ВД - 0,53 мм 2,5-3,7 мм Ø стержня Длина стержня Ø коронки Мин. Микрокатетер Мин. Ø – Макс. Ø сосуда											
Ø коронки А (мм)	Ø стержня В (мм)	Длина стержня С (мм)	Длина системы доставки D (мм)	Длина системы (мм)	Длина рентгеноконтрастного маркера F (мм)	Рабочая длина G (мм)	Совместимость с микрокатетером (внутренний диаметр в мм)	Мин. Ø сосуда (мм)	Макс. Ø сосуда (мм)	Масса (мг), ±0,1	
5	4	15	1830	1275	30	7	0,53	2,5	3,7	5,7	
REF		LOT						Количество			
Место для наклеек для врача											
Место для наклеек для врача											
Место для наклеек для врача											
НЕ ТОКСИЧНО											

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью и
подписью В.В. Морозов листов 5-я

Генеральный директор
ООО «ЦПМ» Морозов В.В.

