

1. Предназначены только для одноразового применения.
2. Перед использованием перчаток убедиться в соответствии остаточного срока годности.
3. Извлечь перчатки из упаковки и надеть на руки.
4. После использования перчатки следует снять и утилизировать.
5. При хранении и использовании не допускать воздействия на перчатки активных веществ, разрушающих резину.
6. Хранить при температуре от 0 до 25 С, относительной влажности воздуха не более 85%.

Групповая упаковка

Групповая упаковка содержит определенное количество перчаток одного и того же размера и обеспечивает безопасное транспортирование и хранение. Групповая упаковка маркируется в соответствии с п. 8.3. с указанием количества перчаток и дополнительными инструкциями по хранению.

Согласно п. 8 ГОСТ Р 52239-2004

Хранить при температуре от 0 до 25С, относительной влажности воздуха не более 85%.

После использования продукция должна быть утилизирована.

Процесс утилизации проходит в соответствии с протоколами, утвержденными в ЛПУ.

Срок годности:

Срок годности перчаток смотровых латексных, синтетических, стерильных, нестерильных, опудренных и неопудренных составляет 5 лет.

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Групповая упаковка содержит определенное количество перчаток одного и того же размера и обеспечивает безопасное транспортирование и хранение. Групповая упаковка маркируется в соответствии с п. 8.3. с указанием количества перчаток и дополнительными инструкциями по хранению. Маркировка: Согласно п. 8 ГОСТ Р 52239-2004 Условия хранения: Хранить при температуре от 0 до 25С, относительной влажности воздуха не более 85%. Утилизация: После использования продукция должна быть утилизирована. Процесс утилизации проходит в соответствии с протоколами, утвержденными в ЛПУ. Срок годности: Срок годности перчаток смотровых латексных, синтетических, стерильных, нестерильных, опудренных и неопудренных составляет 5 лет.	Лист 6

Таблица аналогов регистрируемого изделия

Регистрируемое изделие	Зарегистрированный аналог
Перчатки медицинские смотровые (диагностические) латексные, синтетические, стерильные, нестерильные, опудренные и неопудренные производства WRP Asia Pacific Sdn Bhd, Малайзия	Перчатки хирургические и смотровые латексные и синтетические, стерильные и нестерильные производства «WRP Asia Pacific Sdn Bhd», Малайзия РУ ФС № 2006/342 от 23 марта 2006 г.
Предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения медицинских обследований.	Предназначены для защиты пациента и медицинского работника от взаимного заражения во время проведения медицинских обследований.
Смесь на основе натурального или синтетического латекса или винила, включая ускорители вулканизации, модифицированный крахмал (для опудренных перчаток)	Смесь на основе натурального или синтетического латекса или винила, включая ускорители вулканизации, модифицированный крахмал (для опудренных перчаток)
выпускаются следующих размеров: ES, S, M, L, XL Геометрические размеры перчаток в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 Длина, не менее 240 мм	выпускаются следующих размеров: ES, S, M, L, XL Геометрические размеры перчаток в соответствии с ГОСТ Р 52239-2004 Длина, не менее 240 мм
Толщина, не менее: * 0,08 мм для гладкой поверхности * 0,11 мм для текстурированной поверхности	Толщина, не менее: * 0,08 мм для гладкой поверхности * 0,11 мм для текстурированной поверхности

Фирма – производитель:

«WRP Asia Pacific SDN BHD», адрес: Lot 1, Jalan 3, Kawasan Perusahaan Bandar Baru Salak Tinggi, 43900 Sepang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia; Тел/Факс: +60-3-8706 1486/1488 / «ВРП Азия Пасифик СДН БХД», 147817V Лот 1, Джалан 3, Кавасан Перусахаан Бандар Бару Салак Тингги, 43900 Сепанг, Селангор Дарул Эхан, МАЛАЙЗИЯ Тел/Факс: +60-3-8706 1486/1488

Заявитель:

ООО «Медком-МП», Россия, 140055, Московская область, Люберецкий район, г. Котельники, микрорайон Белая Дача, промзона Технопром, тел. / факс +7 495 363-6033; mterehov@msk.medcom-mp.ru

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.	Изм. № дуб.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Нормативный документ	Лист
						7