

**УТВЕРЖДАЮ**

**Генеральный директор**

**ООО «Ланамедика»**



**Ю.М. Букашко**

**2022 г.**


**Прибор для функциональной оценки параметров дыхания**


**«СПИРОЛАН»**

**по ТУ 26.60.12-002-82193046-2020**


**Фотографические изображения общего вида  
медицинского изделия**

Прибор для функциональной оценки параметров дыхания «СПИРОЛАН-С», в составе:  
1. Блок преобразования сигнала «Спиrolан-С»






## 2. Расходомер воздуха



### 3. Кабель USB




#### 4. Шприц калибровочный




## 5. Сменная сетка расходомера



6. Комплект воздуховодов




## 7. Программное обеспечение на диске



8. Мунштук картонный, 27х50х1.0, одноразовый, для аппаратов спирометрии без фильтра.  
(РУ № ФСР 2012/13317. Мунштуки картонные одноразовые и адаптеры из пенополиэтилена по ТУ 9398-001-66000237-2011.)




9. Зажим носовой медицинский со сменными подушечками ЗН - "ПАЙП" по ТУ 9398-003-56156837-2014 (РУ № РЗН 2014/2107. Зажим носовой медицинский со сменными подушечками ЗН - "ПАЙП" по ТУ 9398-003-56156837-2014.)







## 11. Принтер




Прибор для функциональной оценки параметров дыхания «СПИРОЛАН-СП», в составе:  
1. Блок преобразования сигнала «Спиrolан-СП»






## 2. Расходомер воздуха



### 3. Кабель USB




#### 4. Шприц калибровочный



## 5. Сменная сетка расходомера



## 6. Комплект воздуховодов



7. Программное обеспечение на диске




8. Датчик пульсоксиметрический SpO<sub>2</sub>, взрослый, тип клипса, длинный кабель ES-LA019




9. Мундштук картонный, 27х50х1.0, одноразовый, для аппаратов спирометрии без фильтра  
(РУ № ФСР 2012/13317. Мундштуки картонные одноразовые и адаптеры из пенополиэтилена по ТУ 9398-001-66000237-2011.)




10. Зажим носовой медицинский со сменными подушечками ЗН - "ПАЙП" по ТУ 9398-003-56156837-2014 (РУ № РЗН 2014/2107. Зажим носовой медицинский со сменными подушечками ЗН - "ПАЙП" по ТУ 9398-003-56156837-2014.)





## 12. Принтер




Прибор для функциональной оценки параметров дыхания «СПИРОЛАН-М», в составе:  
1. Блок преобразования сигнала «Спиrolан-М»



Блок преобразования сигналов (передняя панель)




## 2. Расходомер воздуха



### 3. Кабель USB




#### 4. Шприц калибровочный




5. Сменная сетка расходомер



6. Комплект воздуховодов




7. Программное обеспечение на диске




1. Датчик пульсоксиметрический SpO2, взрослый, тип клипса, длинный кабель ES-LA019.




Маска полнолицевая многоразовая 7500 с наголовником и без наголовника различных размеров.  
(РУ № РЗН 2015/2966. Маски для неинвазивной вентиляции лёгких многократного применения с принадлежностями.)




10. Дыхательные вирусно-бактериальные фильтры в комплекте с соединителями или без: для пациентов; для дыхательных контуров; для аппаратов – 5 шт. (РУ № ФСЗ 2009/03551. Устройства и дыхательные системы для наркозно-дыхательных аппаратов, аэрозольной и кислородной терапии.)



## II. Персональный компьютер





Прибор для функциональной оценки параметров дыхания «СПИРОЛАН». Исполнение: Спиролан-М  
ТУ 26.60.12-002-82193046-2020

SN SP 00700



IP 20

Не для использования с ингаляционными анестезирующими средствами!



09.2020

РУ № \_\_\_\_\_

Питание 5 В  Ток, не более 500 мА

максимальный рабочий цикл: 60 мин работа / 15 мин перерыв



ООО «Ланамелика», 196105, г. Санкт-Петербург.

Московский пр., д. 186, пом. 29Н

прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью 40 (сорок) лист(ов)

Генеральный директор  
ООО «Панамедика»

Букашко Ю.М.

« 22 » июня 20 22 г

