

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «ЛабПэк»




А.А. Козаренко

«30» июля 2021 г.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия для диагностики ин витро

Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа «SARS-CoV-2-ИФА-IgG-квант» серия 1

Набор реагентов «SARS-CoV-2-ИФА-IgG-квант», серия 1 (общий вид)





ООО «ЛабПэк», Россия, 197376, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д.5, корп. 22, литер И, пом. 3-Н
Тел. 8 (812) 490-75-93 E-mail: info@labpack.ru

«SARS-CoV-2-ИФА-IgG-квант»

Набор реагентов для количественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека методом иммуноферментного анализа «SARS-CoV-2-ИФА-IgG-квант» серия 1


Состав набора:

ПУ №


- Микропланшет - планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2 Spike RBD (МП)	1 шт	- Буфер для инкубации (БИ), 12 мл	1 фла
- Калибровочная проба № 1, неактивированная (K1), 1,0 мл	1 фла	- Раствор конъюгата (РК), 12 мл	1 фла
- Калибровочная проба № 2, неактивированная (K2), 1,0 мл	1 фла	- Раствор тетраметилбензидина в субстратном буфере (ТМБ), 12 мл	1 фла
- Калибровочная проба № 3, неактивированная (K3), 1,0 мл	1 фла	- Концентрат промывочного раствора 20-кратный (ФСБ-Т), 30 мл	1 фла
- Калибровочная проба № 4, неактивированная (K4), 1,0 мл	1 фла	- 0,5M раствор серной кислоты (Стоп-реагент), 12 мл	1 фла
- Калибровочная проба № 5, неактивированная (K5), 1,0 мл	1 фла	- Планшет для разведения образцов	1 шт
- Контрольный образец, неактивирован (КО), 1,0 мл	1 фла	- Вязочка для реагентов одноразовая	2 шт
- Буфер для разведения образцов (БРС), 12 мл	2 фла	- Пленка для закрывания лунок микропланшета одноразовая	2 шт
		- Инструкция по применению	1 шт
		- Паспорт качества	1 шт



Условия хранения:



Условия транспортирования:



Только для профессионального применения.

«SARS-CoV-2-ИФА-IgG-КВАНТ»

REF KS091

LOT 1


2022-06-28

+8°C

+2°C








1. Микропланшет - планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2 Spike RBD



2. Калибровочная проба № 1




3. Калибровочная проба № 2




4. Калибровочная проба № 3




5. Калибровочная проба №4



6. Калибровочная проба № 5



7. Контрольный образец



8. Буфер для разведения образцов




9. Буфер для инкубации



10. Раствор коньюгата



11. Раствор тетраметилбензидина в субстратном буфере




12. Концентрат промывочного раствора 20-кратный



13. 0,5 М раствор серной кислоты



14. Планшет для разведения образцов



15. Ванночка для реагентов одноразовая, пленка для заклеивания лунок микропланшета одноразовая



