

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Балтийская Торговая Компания»

Сидоров В.Ю.

19

2021 г.





**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Перчатки одноразовые медицинские латексные смотровые нестерильные
неопудренные текстурированные, варианты размеров: XS, S, M, L, XL**

»

Перчатки одноразовые медицинские латексные смотровые нестерильные неопудренные текстурированные, варианты размеров: XS, S, M, L, XL





Перчатки одноразовые медицинские латексные смотровые нестерильные неопудренные текстурированные

Размер XL, цвет кремово-белый, 100 штук (50 пар).

Производитель: Fitone Latex Products Co., Ltd. Guangdong (ФИТОН ЛАТЕКС ПРОДУКТС КО., ЛТД.ГУАНДУН) No. 5 Tongyi Road, Lingbei Industrial Zone, Suixi 524338 Zhanjiang, Guangdong, China

(№ 5 Тонгуй Роуд, Промышленная зона Лингбей, Суйси 524338 Чжэньцзян, Гуандун, Китай)

LOT SE201201



12.2020



11.2025

Перчатки предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.

Инструкция по применению: перед применением перчаток убедиться в целостности упаковки. Необходимо применение правильной техники снятия и надевания перчаток, которая предотвращает контаминацию рук медицинских работников. Если целостность перчатки нарушена (например, если она проколота), ее следует заменить как можно быстрее и провести гигиеническую антисептику рук. **Обязательно обработайте руки после снятия перчаток!** Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдении условий хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, при температуре от плюс 5 °C до плюс 35 °C. Беречь от воздействия озона и ультрафиолетовых лучей.

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

Маркировка

**Перчатки одноразовые медицинские латексные смотровые нестерильные не-
опудренные текстурированные**

Размер XS, цвет кремово-белый, 100 штук (50 пар).

Производитель: Fitone Latex Products Co., Ltd. Guangdong (ФИТОН ЛАТЕКС ПРОДУКТС КО ЛИНГУАНДУН) No. 5 Tongyi Road, Lingbei Industrial Zone, Suixi 524338 Zhanjiang, Guangdong, Chi
na

(№ 5 Тонгуй Роуд, Промышленная зона Лингбей, Суйси 524338 Чжаныцзян, Гуандун, Китай)

LOT

SE201201



12.2020



11.2025

Перчатки предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.

Инструкция по применению: перед применением перчаток убедиться в целостности упаковки. Необходимо применение правильной техники снятия и надевания перчаток, которая предотвращает контаминацию рук медицинских работников. Если целостность перчатки нарушена (например, если она проколота), ее следует заменить как можно быстрее и провести гигиеническую антисептику рук. **Обязательно обработайте руки после снятия перчаток!** Производитель гарантирует сохранность всех параметров и характеристик перчаток в течение всего срока годности при условии целостности упаковки, соблюдении условий хранения и эксплуатации в соответствии с инструкцией.

Хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, при температуре от плюс 5 °C до плюс 35 °C.

Беречь от воздействия озона и ультрафиолетовых лучей.

Изделие сделано из латекса натурального каучука, который может вызывать аллергическую реакцию.

печатать 5 (пять) лист(ов)

Генеральный директор
ООО «БТК»

Сидоров В.Ю.

2021 г.

