

ОТЭПРОМ

141190 Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд 3, пом. 4

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Аппарат слуховой костной проводимости неимплантируемый Ponto
с принадлежностями.**

Аппарат слуховой костной проводимости неймплантируемый Ponto с принадлежностями
 Вариант исполнения Ponto 3 Super Power
 Общий вид




1. Аппарат слуховой костной проводимости неимплантируемый Ponto 3 Super Power
2. Бандаж головной мягкий
3. Коннектор звуковой
4. Элемент питания
5. Программа для настройки (Genie Medical версия 2016.1 и выше на CD-ROM диске)
6. Футляр для аппарата слухового
7. Наклейка
8. Отвертка универсальная
9. Петля страховочная
10. Держатель тестовый
11. Крышка внешняя
12. Чехол силиконовый

Принадлежности:

13. Пульт дистанционного управления (Oticon Medical Streamer)
14. Адаптер телевизионный (ConnectLine TV adapter2.0)
15. Адаптер телефонный (ConnectLine PhoneAdapter2.0)
16. Микрофон выносной (ConnectLine microphone)
17. Оголовье
18. Оголовье тестовое
19. Контейнер для сушки
20. Щеточка чистящая


Аппарат слуховой костной проводимости неимплантируемый Ponto с принадлежностями
 Вариант исполнения Ponto 4
 Общий вид







1. Аппарат слуховой костной проводимости неимплантируемый GPO 7
2. Бандаж головной мягкий
3. Коннектор звуковой
4. Элемент питания
5. Программа для настройки (Genie Medical версия 2019.1 и выше на флеш накопителе /DVD)
6. Футляр для аппарата слухового
7. Наклейка
8. Отвертка универсальная
9. Петля страховочная.
10. Крышка внешняя
11. Чехол силиконовый
12. Заглушка для гнезда программирования
13. Комплект для батарейного отсека с защитой от несанкционированного доступа
14. Комплект для батарейного отсека
15. Держатель тестовый


Принадлежности:


16. Пульт дистанционного управления (Remote Control 3.0)
17. Оголовье
18. Оголовье тестовое
19. Контейнер для сушки
20. Адаптер телевизионный (TV adapter 3.0)
21. Микрофон беспроводной дистанционный (ConnectClip)
22. Передатчик EduMic
23. Блютуз адаптер с функцией USB
24. Щеточка чистящая



















Программа для настройки (Genie medical версия 2016.1 и выше на CD-ROM диске)
для Ponto 3, Ponto 3 Power и Ponto 3 Super Power





Программа для настройки (Genie Medical версия 2019.1 и выше на флеш накопителе /DVD) для Ponto 4.





























Чехол силиконовый для Гопло 3, Гопло 3 Power и Гопло 3 Super Power








Принадлежности:

Пульт дистанционного управления (Oticon Medical Streamer) для Ponto 3, Ponto 3 Power и Ponto 3 Super Power






Адаптер телевизионный (СШССТЛН-У) для 1 ШМО 2, 1 ШМО 3 и 1 ШМО 5 Барнаул







POWER AUX

IN OUT

 Olicon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smerum - Denmark

Name: Connectline Phone Adapter 2.0

Model: BS-H200

Rated Input 5V-0.2A

FCC ID: UXZBSH200

IC: 8191A-BSH200

KCC-CMM-CLP-BS-H200

US: CPIW400BBSH200



A12-0209005


R 005-100259



FW: 2.0


P: 20200221



HW: 1.03




Complies with
IMDA Standards
DA103820


RN: 0.5
Made in Denmark 131564 Rev. 8








Микрофон выносной (ConnectLine microphone) для одно-, двух- и трехканальной системы связи.





























Микрофон беспроводной дистанционный (ConnectClip) для Ponto 4





Блютуз адаптер с функцией USB для Ponto 4



Прошнуровано, пронумеровано

43 (сорок три)

лист и скреплено печатью

ООО «ОТОПРОМ»

Генеральный директор



И.И. Климачев