



Фотографическое изображение
Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом
полимеразной цепной реакции в реальном времени «MAG-SARS-CoV-2-
ИМБИАН», ТУ 21.20.23-062-41390295-2021

Общий вид набора реагентов Серия №210507 форма выпуска №1:







**MAG-SARS-CoV-2
ИМБИАН**

Набор реагентов для выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом
полимеразной цепной реакции в реальном
времени, ТУ 21.20.23-062-41396295-0521
РУ

Формы выпуска №1


Комплекты реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РФ
«MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-РС» содержат:

1. Реакционный набор «РС-SARS-CoV-2» (1,0 мл)	1 пробирка
2. Внутренний положительный контроль обратной транскрипции «ВГК-ОТ» (0,02 мл)	1 пробирка
3. Смесь ферментов «Ф-М»	1 пробирка
4. Растворитель фермента «РФ» (0,112 мл)	1 пробирка
5. Положительный контрольный образец «ПКО-Имбиан»	1 пробирка
6. Раствор для разбавления ГЭО «ГЭО» (1,0 мл)	1 пробирка
7. Внутренний отрицательный контроль (1,0 мл) выявления «ВГК-В-РНК»	1 пробирка


LOT 210507
REF KP-002/96
2021-05-07
2022-07-07


Имбиан


ООО «Имбиан» ИНН 5007083886
123008, Московская область,
г. Балашиха, д. 10, корпус 1
Тел.: +7(495) 230-04-21, +7(495) 230-04-22
e-mail: info@imbian.ru




Общий вид набора реагентов Серия №210507 форма выпуска №2:










Общий вид набора реагентов Серия №210507 форма выпуска №3:






Общий вид набора реагентов Серия №210507 форма выпуска №4




Общий вид набора реагентов Серия №210514 форма выпуска №1








Общий вид набора реагентов Серия №210514 форма выпуска №2



[illegible]



Общий вид набора реагентов Серия №210514 форма выпуска №4



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»


(Handwritten signature)

Осипова В.В.

« 04 » 10 2021 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
15 лист 15
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипова
16 10 2021 г.



Образцы маркировки

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН», ТУ 21.20.23-062-41390295-2021 Форма выпуска №1

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН

Форма выпуска №1

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-PC» содержит:

Реакционная смесь «PC-SARS-CoV-2» (1,5 мл)	1 пробирка
Внутренний положительный контроль бранной транскрипции «ВПК-ОТ» (0,02 мл)	1 пробирка
Смесь ферментов «Е-Mix»	1 пробирка
Разбавитель фермента «РФ» (0,112 мл)	1 пробирка
Положительный контрольный образец ПК-пCoV»	1 пробирка
Раствор для разбавления ПК-«ОКО» (1,0 мл)	1 пробирка
Внутренний положительный контроль выделения «ВПК-В-РНК»	1 пробирка

LOT XXXXX
REF KP-002/96
ГТТГ-ММ-ДД
ГТТГ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630508, Новосибирская область,
гп. Колываново, ул. Садовая 2/7
2 этаж, помещение 2
тп: +7(383)209 34 54, +7(800) 600 90 77
e-mail: info@imbian.ru

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН

Форма выпуска №1

Комплект реагентов для выявления РНК «М-Сорб-НК» содержит:

1. Лизирующий раствор «ЛиР» (50,0 мл)	1 флакон
2. Сорбирующий раствор «СР» (4,0 мл)	1 флакон
3. Промывочный раствор «ПР-А4» (65,0 мл)	1 флакон
4. Элюирующий раствор «ЭР» (18,0 мл)	1 флакон
5. Отрицательный контрольный образец выделения «ОКО-В» (1,0 мл)	1 пробирка
6. Инструкция по применению	1 шт

LOT XXXXX
REF KP-002/96
ГТТГ-ММ-ДД
ГТТГ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630508, Новосибирская область,
гп. Колываново, ул. Садовая 2/7
2 этаж, помещение 2
тп: +7(383)209 34 54, +7(800) 600 90 77
e-mail: info@imbian.ru

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
М-Сорб-НК

Сорбирующий раствор СР
4 мл

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-PC

ВПК-В-РНК
1 мл

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
М-Сорб-НК

Элюирующий раствор ЭР
18 мл

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-PC

ОКО
1 мл

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
М-Сорб-НК

Промывочный раствор ПР-А4
65 мл

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-PC

ВПК-ОТ
0,02 мл

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
М-Сорб-НК

Лизирующий раствор ЛиР
50 мл

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-PC

ПК-пCoV
1+0,2 мл ОКО

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
М-Сорб-НК

Отрицательный контроль выделения ОКО-В
1 мл

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-PC

Е-Mix
1+0,11 мл РФ

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-PC

РФ
0,112 мл

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-PC

PC-SARS-CoV-2
1,5 мл

LOT XXXXX ГТТГ-ММ-ДД

Форма выпуска №2

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени, ТУ 21.20.23-062-41390295-2021 РУ

Форма выпуска №2
Комплект реагентов для выявления РНК «М-Сорб-НК» содержит:

1. Лизирующий раствор «ЛиР» (50,0 мл)
2. Сорбирующий раствор «СР» (4,0 мл)
3. Промывочный раствор «ПР-А4» (65,0 мл)
4. Элюирующий раствор «ЭР» (18,0 мл)
5. Отрицательный контрольный образец выделения «ОКО-В» (1,0 мл)
6. Инструкция по применению

1 шт

LOT XXXXXX
REF KP-002/96.1
ГТГГ-ММ-ДД
ГТГГ-ММ-ДД

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Колыванов, ул. Северная 2/7
2 этаж, помещение 2
телефон +7(383)209-34-54, +7(800) 600 90 77
e-mail: info@imbian.ru

Для лабораторного применения
для комплексной лабораторной диагностики

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени, ТУ 21.20.23-062-41390295-2021 РУ

Форма выпуска №2
Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л» содержит:

1. Реакционная смесь в лунках микропланшета «PC-SARS-CoV-2-Л»
2. Положительный контрольный образец «ПКО-п-CoV»
3. Раствор для разведения ПКО «ОКО» (1,0 мл)
4. Внутренний положительный контроль выделения «ВПК-В-РНК» (1,0 мл)

1 шт

LOT 210514
REF KP-002/96.1
ГТГГ-ММ-ДД
ГТГГ-ММ-ДД

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Колыванов, ул. Северная 2/7
2 этаж, помещение 2
телефон +7(383)209-34-54, +7(800) 600 90 77
e-mail: info@imbian.ru

Для лабораторного применения
для комплексной лабораторной диагностики

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
M-Сорб-НК

Лизирующий раствор
ЛиР
50 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л

ВПК-В-РНК
1 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
M-Сорб-НК

Сорбирующий раствор
СР
4 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л

ОКО
1 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
M-Сорб-НК

Элюирующий раствор
ЭР
18 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л

ПКО-п-CoV
1+0,2 мл ОКО

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
M-Сорб-НК

Промывочный раствор
ПР-А4
65 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН

Imbian

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л

PC-SARS-CoV-2-Л

1 микропланшет

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

IVD

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
M-Сорб-НК

Отрицательный контроль выделения
ОКО-В
1 мл

LOT XXXXXX ГТГГ-ММ-ДД

Форма выпуска №3

MAG-SARS-CoV-2 ИМБИАН

Набор реагентов для выявления РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом
полимеразной цепной реакции в реальном
времени, ТУ 21.20.23-062-41390295-2021
РУ

Imbian


Форма выпуска №3

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ

«MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-РС» содержит:

1. Реакционная смесь «PC-SARS-CoV-2» (1,5 мл) 1 пробирка
2. Внутренний положительный контроль
обратной транскрипции «ВПК-ОТ» (0,02 мл) 1 пробирка
3. Смесь ферментов «Е-Mix» 1 пробирка
4. Разбавитель фермента «РФ» (0,112 мл) 1 пробирка
5. Положительный контрольный образец
«ПКО-nCoV» 1 пробирка
6. Раствор для разбавления ПКО «ОКО» (1,0 мл) 1 пробирка
7. Внутренний положительный контроль
выделения «ВПК-В-РНК» (1,0 мл) 1 пробирка
8. Инструкция по применению 1 шт

Для профессионального применения
для клинической лабораторной диагностики



LOT XXXXX
REF KP-002/96.2
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Колызово, ул. Садоны 2/7
2 этаж, помещение 2
тел. +7(383)209-34-54, +7(800) 600-90-77
e-mail: info@imbiant.ru

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-РС
ВПК-В-РНК
1 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД -10°C 20°C IVD

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-РС
ОКО
1 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД -10°C 20°C IVD

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-РС
ВПК-ОТ
0,02 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД -10°C 20°C IVD

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-РС
ПКО-nCoV
1+0,2 мл ОКО

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД -10°C 20°C IVD

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-РС
Е-Mix
1+0,11 мл РФ

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД -10°C 20°C IVD

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-РС
PC SARS-CoV-2
1,5 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД -10°C 20°C IVD

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-РС
РФ
0,112 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД -10°C 20°C IVD

Форма выпуска №4

MAG-SARS-CoV-2 ИМБИАН-Л		Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени, ТУ 21.20.23-062-41390295-2021 ру	
Форма выпуска №4 Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л» содержит: 1. Реакционная смесь в лунках микропланшета «PC-SARS-CoV-2-Л» 2. Положительный контрольный образец «ПКО-п-CoV» 3. Раствор для разведения ПКО «ОКО» (1,0 мл) 4. Внутренний положительный контроль выделения «ВПК-В-РНК» (1,0 мл) 5. Инструкция по применению		LOT XXXXXX REF KP-002/96.3 ГТТГ-ММ-ДД ГТТГ-ММ-ДД 1 микропланшет 1 пробирка 1 пробирка 1 пробирка 1 шт	
Для профессионального применения Для клинической лабораторной диагностики		ООО «ИМБИАН ЛАБ» 630559, Новосибирская область, рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7 2 этаж, помещение 2 тел. +7(383)209-34-54, +7(800)600-90-77 e-mail: info@imbian.ru	

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л

ВПК-В-РНК
1 мл

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л

ОКО
1 мл

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН
MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л

ПКО-п-CoV
1+0,2 мл ОКО

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН

MAG-SARS-CoV-2-ИМБИАН-Л
PC-SARS-CoV-2-Л

1 микропланшет

LOT XXXXXX ГТТГ-ММ-ДД

IVD

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»  В.В. Осипова

«01» 10 2021 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист а

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"05" 10 2021 г.

