


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

Шприцы без игл или с приложенными иглами

I. Индивидуальная упаковка

1. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Соло: 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4616200V).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 - QR-код (двухмерный штрих-код);
- 3 - Тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы (на латинице);
- 4 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 5 - Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - символ «Апирогенно»;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 6 - логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 7- наименование и почтовый адрес производителя;
- 8 - страна места производства (на латинице);
- 9 - номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 10 - международный код маркировки и учёта логистических единиц.

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4616200V).



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток;
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев.


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

- 7 – линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице);
- 8 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 9 – логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 10 – указание «Не содержит латекс» (на латинице).

2. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Соло: 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4616502F).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 - Тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы (на латинице);
- 3 - номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 4 - QR-код (двухмерный штрих-код);
- 5 - центральный фармацевтический номер Германии;
- 6 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 7 - Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - символ «Апирогенно»;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 8 - логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 9- наименование и почтовый адрес производителя;

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4616502F)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток;
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев.

Маркировка медицинского изделия:


На цилиндр нанесена следующая информация:

7 – линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице);

8 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и логотип фирмы-производителя (на латинице).

3. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Лок Соло: 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4617304F).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 - QR-код (двухмерный штрих-код);
- 3 - Номинальная вместимость шприца (на латинице) / тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы (на латинице);
- 4 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 5 - Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - символ «Апирогенно»;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 6 - логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 7- наименование и почтовый адрес производителя;
- 8 - международный код маркировки и учёта логистических единиц.

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4617304F)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток;
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев.

Маркировка медицинского изделия:


На цилиндр нанесена следующая информация:

7 – линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице);

8 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице), указание «Не содержит латекс» (на латинице), логотип фирмы-производителя (на латинице);

4. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Лок Соло:
2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4617509F).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 - Тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы (на латинице);
- 3 - номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 4 - QR-код (двухмерный штрих-код);
- 5 - центральный фармацевтический номер Германии;
- 6 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 7 - Информация на этикетке:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - наименование и адрес места производства (на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 8 – наименование и адрес места производства (на латинице);
- 9 – страна места производства (на латинице);
- 10 – наименование и почтовый адрес производителя;
- 11 – логотип фирмы-производителя (на латинице).

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4617509F)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток;
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев.

Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

8 – линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице);

9 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и логотип фирмы-производителя (на латинице).

5. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Лок Соло, УФ-защита: 50/60 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4617510F-06).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 - Тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы (на латинице);
- 3 - номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 4 - QR-код (двухмерный штрих-код);
- 5 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 6 - Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - символ «Апирогенно»;
 - наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 7 – логотип фирмы-производителя (на латинице).
- 8 – наименование и почтовый адрес производителя;

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4617510F-06)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток;
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев.


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

- 7 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и указание «УФ-защита» (на латинице);
- 8 – линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице);
- 9 – логотип фирмы-производителя (на латинице).

6. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (OmniFix®), Люэр Дуо, с приложенной иглой: 2, 3, 5, 10, 20 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4643135C).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 – Наименование медицинского изделия (на кириллице);
- 2 – Штриховой код;
- 3 – указание «Игла» - обозначающее, что шприц имеет иглу;
- 4 – указание на калибровочный размер в Гейджах (на латинице) и указание на длину трубки иглы в дюймах;
- 5 – указание на номинальный наружный диаметр иглы в миллиметрах (на кириллице) и указание на длину трубки иглы в миллиметрах (на кириллице);
- 6 – Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 7 – логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 8 – наименование и почтовый адрес производителя;
- 9 – Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 10 – указание «Стерильно» (на кириллице) и указание «Апирогенно» (на кириллице);
- 11 – номинальная вместимость шприца (на кириллице) и тип наконечника шприца (на кириллице).

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4643135С)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток;
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев.
- 7 – Трубка иглы;
- 8 – Павильон иглы;
- 9 – Защитный колпачок


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

8 – линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице), торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и логотип фирмы-производителя (на латинице), указание «Не содержит латекс» (на латинице).

7. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс-F (Omnifix®-F), Люэр Лок Соло: 1 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 9167006V).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);**
- 2 - QR-код (двухмерный штрих-код);**
- 3 - Деление шкалы (дополнительное) (на латинице) - номинальная вместимость шприца (на латинице) / тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы;**
- 4 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;**
- 5 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);**
- 6 - наименование и почтовый адрес производителя;**
- 7 - Страна места производства;**
- 8 - Международный код маркировки и учёта логистических единиц.**

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на индивидуальную упаковку/стикеры будет нанесена следующая информация:

- наименование медицинского изделия (на кириллице);
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
- указание «Нетоксично» (на кириллице);
- наименование и юридический адрес производителя;
- наименование и адрес места производства.

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 9167006V)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток;
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев.


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

8 – линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице); указание «Не содержит латекс» (на латинице), торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и логотип фирмы-производителя (на латинице).

8. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Инжект (Injekt®), Люэр Лок Соло: 2, 5, 10, 20 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4606728V).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 2 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 3 - QR-код (двухмерный штрих-код);
- 4 - номинальная вместимость шприца (на латинице) / тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы;
- 5 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 6 - Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - символ «Апирогенно»;
 - наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 7 – наименование и почтовый адрес производителя;

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4606728V)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток-поршень;
- 3 – Наконечник шприца;
- 4 – Цилиндр
- 5 – Упор для пальцев.


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

- 6 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 7 – логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 8 – линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице).

9. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Инжект (Injekt®), Люэр Дуо, с приложенной иглой: 2, 5, 10, 20 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4645200С).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 – Наименование медицинского изделия (на кириллице);
- 2 – Штриховой код;
- 3 – указание «Игла» - обозначающее, что шприц имеет иглу;
- 4 – указание на калибровочный размер в Гейджах (на латинице) и указание на длину трубки иглы в дюймах;
- 5 – указание на номинальный наружный диаметр иглы в миллиметрах (на кириллице) и указание на длину трубки иглы в миллиметрах (на кириллице);
- 6 – Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 7 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 8 – Наименование и почтовый адрес производителя;
- 9 – Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 10 – Указание «Стерильно» (на кириллице) и указание «Апирогенно» (на кириллице);
- 11 – Номинальная вместимость шприца (на кириллице) и тип наконечника шприца (на кириллице).

После завершения процесса внесения изменений в регистрационную документацию на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4645200С)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток-поршень;
- 3 – Наконечник шприца;
- 4 – Цилиндр
- 5 – Упор для пальцев;
- 6 – Трубка иглы;
- 7 – Павильон иглы;
- 8 – Защитный колпачок.


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

- 9 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице), логотип фирмы-производителя (на латинице) и линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице).

10. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe), Люэр Лок: 20, 50 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 8728615C).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);**
- 2 - QR-код (двухмерный штрих-код);**
- 3 – Номинальная вместимость шприца (на латинице); тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы;**
- 4 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;**
- 5 - Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);**
- 6 - Информация на стикере:**
 - **наименование медицинского изделия (на кириллице);**
 - **наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;**
 - **номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;**
 - **артикулярный номер;**
 - **указание «Нетоксично» (на кириллице);**
 - **символ «Апирогенно»;**
 - **наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);**
 - **наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);**
- 7 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);**
- 8 – Наименование и почтовый адрес производителя;**
- 9 – Страна места производства (на латинице);**
- 10 – Международный код маркировки и учёта логистических единиц.**

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 8728615С)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток-
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев;


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

7 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице), логотип фирмы-производителя (на латинице); указание «Не содержит латекс» (на латинице), линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице).

11. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe), Люэр Лок: 20, 50 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 8728844F-20).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);**
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице);**
- 3 - QR-код (двухмерный штрих-код);**
- 4 - Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);**
- 5 - Информация на стикере:**
 - **наименование медицинского изделия (на кириллице);**
 - **наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;**
 - **номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;**
 - **артикулярный номер;**
 - **указание «Нетоксично» (на кириллице);**
 - **наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);**
 - **наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);**
- 6 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);**
- 7 – наименование и почтовый адрес производителя;**

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 8728844F-20)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток-
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев;


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

7 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице), логотип фирмы-производителя (на латинице); линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице).

12. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe), Люэр Лок, с иглой: 20, 50 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 8728623C).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 2 - QR-код (двухмерный штрих-код);
- 3 - Номинальная вместимость шприца (на латинице); тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Duo» - обозначающее, что шприц имеет иглу;
- 4 - указание на наружный диаметр иглы в миллиметрах (на латинице) и указание на длину трубки иглы в миллиметрах (на латинице);
- 5 - Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);
- 6 - Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - символ «Апирогенно»;
 - наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 7 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 8 - наименование и почтовый адрес производителя;
- 9 - схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 10 - страна места производства (на латинице);
- 11 - международный код маркировки и учёта логистических единиц.

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 8728623С)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток-
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев;
- 7 – Трубка иглы;
- 8 – Павильон аспирационной иглы;
- 9 – Защитный колпачок.


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

10 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице), логотип фирмы-производителя (на латинице); указание «Не содержит латекс» (на латинице); линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице).

13. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe), Люэр Лок, с иглой: 20, 50 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 8728801F-06).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице);
- 3 - QR-код (двухмерный штрих-код);
- 4 - Центральный фармацевтический номер Германии;
- 5 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 6 - Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 7 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 8 – наименование и почтовый адрес производителя;

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 8728801F-06)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток-
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев;
- 7 – Трубка иглы;
- 8 – Павильон аспирационной иглы;
- 9 – Защитный колпачок.


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

10 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице), логотип фирмы-производителя (на латинице); линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице).

14. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe), Люэр Лок, с иглой и с фильтром: 50 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 8728852F-20).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице);
- 3 - QR-код (двухмерный штрих-код);
- 4 - Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);
- 5 - Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - артикулярный номер;
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);
- 6 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 7 – Наименование и почтовый адрес производителя.

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 8728852F-20)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток-
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев;
- 7 – Трубка иглы;
- 8 – Павильон аспирационной иглы;
- 9 – Держатель фильтра;
- 10 – Защитный колпачок.


Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

11 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице), логотип фирмы-производителя (на латинице); линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице).

15. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe), Люэр Лок, с иглой и с фильтром, УФ-защита: 50 мл.

1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 8728861F-20).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);**
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице);**
- 3 - QR-код (двухмерный штрих-код);**
- 4 - Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);**
- 5 - Информация на стикере:**
 - **наименование медицинского изделия (на кириллице);**
 - **наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;**
 - **номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;**
 - **артикулярный номер;**
 - **указание «Нетоксично» (на кириллице);**
 - **наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);**
 - **наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);**
- 6 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);**
- 7 – Наименование и почтовый адрес производителя.**

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 8728861F-20)



Компоненты медицинского изделия:


- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток-
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев;
- 7 – Трубка иглы;
- 8 – Павильон аспирационной иглы;
- 9 – Держатель фильтра;
- 10 – Защитный колпачок.

Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

11 – торговое наименование медицинского изделия (на латинице), логотип фирмы-производителя (на латинице); указание «УФ-защита» (на латинице); линии градуировки с числами и без чисел и единицы измерения (на латинице).

16. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перификс (Perifix®), Люэр: 8 мл.
 1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4637100).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);**
- 2 - QR-код (двухмерный штрих-код);**
- 3 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;**
- 4 - Информация на стикере:**
 - **наименование медицинского изделия (на кириллице) и номинальная вместимость шприца (на кириллице);**
 - **наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;**
 - **номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;**
 - **артикулярный номер;**
 - **указание «Нетоксично» (на кириллице);**
 - **наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);**
 - **наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);**
- 5 - Наименование и почтовый адрес производителя.**
- 6 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);**
- 7 - Тип наконечника шприца (на латинице и на кириллице);**
- 8 - Страна места производства (на латинице);**
- 9 - Центральный фармацевтический номер Германии.**

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4637100)



Компоненты медицинского изделия:


- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток-
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев;

Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

7 –наименование медицинского изделия (Perifix®), логотип фирмы-производителя (на латинице);
указание «Потеря сопротивления» (на латинице); параболические линии градуировки с числами;
указание «Не содержит латекс» (на латинице).

17. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перификс (Perifix®), Люэр Лок: 8 мл.
1) Индивидуальная упаковка – блистерная упаковка (лицевая сторона) (на примере арт. номера 4638107).




Информация на лицевой стороне индивидуальной упаковки

- 1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);**
- 2 - QR-код (двухмерный штрих-код);**
- 3 - схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;**
- 4 - Информация на стикере:**
 - **наименование медицинского изделия (на кириллице) и номинальная вместимость шприца (на кириллице);**
 - **наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;**
 - **номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;**
 - **артикулярный номер;**
 - **указание «Нетоксично» (на кириллице);**
 - **наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);**
 - **наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);**
- 5 – Наименование и почтовый адрес производителя.**
- 6 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);**
- 7 – Тип наконечника шприца (на латинице и на кириллице);**
- 8 - Страна места производства (на латинице);**
- 9 - центральный фармацевтический номер Германии.**

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Общий вид медицинского изделия (на примере арт. номера 4638107)



Компоненты медицинского изделия:

- 1 – Упор штока;
- 2 – Шток-
- 3 – Поршень;
- 4 – Наконечник шприца;
- 5 – Цилиндр
- 6 – Упор для пальцев;

Маркировка медицинского изделия:

На цилиндр нанесена следующая информация:

7 –наименование медицинского изделия (Perifix®), логотип фирмы-производителя (на латинице);
указание «Потеря сопротивления» (на латинице); параболические линии градуировки с числами;
указание «Не содержит латекс» (на латинице).

2. Групповая упаковка

1. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Соло: 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 4616200V).



Информация на групповой упаковке

1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);

2 - Информация на стикере:

- наименование медицинского изделия (на кириллице) и номинальная вместимость шприца (на кириллице);
- наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
- номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
- артикулярный номер;
- указание «Нетоксично» (на кириллице);
- символ «Апирогенно»;
- наименование и адрес места производства (на латинице и на кириллице);
- наименование и юридический адрес производителя (на латинице и на кириллице);

3 - Логотип фирмы-производителя (на латинице);


4 – Тип наконечника шприца (на латинице и на кириллице);

5 - Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;

6 - Центральный фармацевтический номер Германии.


После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на этикетку/стикер медицинского изделия будет нанесена обновленная дата выдачи Регистрационного удостоверения и обновленное наименование медицинского изделия (на кириллице).

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 4616200V).




3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 4616200V).

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Схематическое изображение, объясняющее, как открывать диспенсерную коробку;
- 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 4 – Цветовое кодирование шприца, изображенное в виде закрашенного круга с номинальной вместимостью (мл), вписанной внутри него (на латинице);



2. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®). Люэр Солю: 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 4616502F).






Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);**
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы;**
- 3 – Информация на стикере:**
 - **наименование медицинского изделия (на кириллице);**
 - **номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;**
 - **наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;**
 - **наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);**
 - **наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);**
 - **указание «Нетоксично» (на кириллице);**
 - **символ «Апирогенно».**
- 4 – схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;**
- 5 – номинальная вместимость шприца (на латинице);**
- 6 – страна производителя (на латинице);**
- 7 – логотип фирмы-производителя (на латинице) и наименование и почтовый адрес производителя;**
- 8 – количество изделий в упаковке.**

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименования медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 4616502F).

1 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).



B | BRAUN

1

2

Omnifix®

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
2 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);

GB Single-use syringes, 3-piece, with 60 ml scale

DE Einmalspritzen, 3-teilig, mit 60 ml-Graduierung

BG Спринцовки от три части за еднократна употреба, с 60 ml скала

CN 一次性使用注射器，三件式，规格 60 ml

CZ Jednorázové injekční stříkačky, 3-dílná, se stupnicí 60 ml

DK Engangssprøjter, 3-komponent med 60 ml skala

EE Ühekordselt kasutatavad 60 ml süstlad, 3-osalise skaala

ES Jeringas de un solo uso, de 3 piezas, con escala de 60 ml

FI Kertakäyttöiset 3-osaiset ruiskut 60 ml:n asteikolla

FR Seringues à usage unique, 3 pièces, avec graduation 60 ml

GR Σύριγγες μιας χρήσης 3 τμημάτων, με κλίμακα 60 ml

HR Trodijelne štrcaljke za jednokratnu uporabu, s graduiranom skalom do 60 ml

HU Egyszer használatos fecskendő, 3 darabos, 60 ml-es beosztással

IT Siringhe monouso in 3 parti, con scala graduata da 60 ml

KR 일회용 주사기, 3pcs, 60 ml 눈금

LT Vienkartiniai švirkštai, 3 dalių, 60 ml skalė

LV Šļirces vienreizējai lietošanai, trīsdalīgas, 60 ml mērogs

NL Spuiten voor eenmalig gebruik, 3-delig, met 60 ml maatverdeling

NO 3-delte engangssprøyter, med 60 ml skala

PL Trzyczęściowe strzykawki, jednorazowego użytku, z podziałką 60 ml

PT Seringas de uso único, de 3 peças, com graduação de 60 ml

RO Seringi cu 3 piese, de unică folosință, de 60 ml

RU Шприц Омнификс 50 (60) мл, без иглы. Одноразовый, трехкомпонентный.

RS Špricevi za jednokratnu upotrebu, trodelni, sa skalom od 60 ml

SE Sprutor för engångsbruk, 3-delar med 60 ml skala

SI Za enkratno uporabo, 3 delna, z merilno skalo 60 ml

SK Tek kullanimlik enjektörler, 3 parçalı, 60 ml ölçekli

TH 3-ชิ้นเอกฉีดแบบ 3 ชิ้นสำหรับใช้ครั้งเดียว ขนาด 60 มล.

CO Importado por B. Braun Medical S.A., Calle 44 N°8-08/31 Bogotá


ID Imported by: PT. B. Braun Medical Indonesia Jakarta, Indonesia.

RS B. Braun Adria RSRB d.o.o., Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija.

0813

3. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Лок Соло: 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 4617304F).




Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 3 – Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - указание «Алирогенно» (на кириллице);
- 4 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 5 – Тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы;
- 6 – Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 7 – Центральный фармацевтический номер Германии;
- 8 – Количество изделий в упаковке.

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.


2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 4617304F).



Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);
- 3 – Схематическое (графическое) изображение медицинского изделия;
- 4 – Цветовое кодирование шприца, изображенное в виде закрашенного круга с номинальной вместимостью (мл), вписанной внутри него (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).

3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сзади и сверху) (на примере арт. номера 4617304F).



- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 3 – Цветовое кодирование шприца, изображенное в виде закрашенного круга с номинальной вместимостью (мл), вписанной внутри него (на латинице);
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя и интернет-сайт производителя.

4. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Лок Соло: 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 4617509F).



Вид А

1 **Omnifix®** 2 **Luer Lock Solo** 3 **50 ml**

9 **100**


2025-09-01
2020-09-29
LOT 2012982005
REF 4617509F
100 x PZN 00570068

STERILE EO
CE 0123

8 **B BRAUN**
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany

7 1419

CL Registro ISP N° DM 379/14
CO Reg San: INVIMA 2018DM 003767-R2
ID: DEPKES RI AKL 20902600243
RS Nosilac upisa med. sredstva u Registar med. sredstava i distributer:
B. Braun Adria RSRB d.o.o. Milutina Milankovića 11 g, Beograd, Srbija
Br. rešenja o upisu u Registar: 515-02-01386-18-001 od 25.07.2018

4 

5 RU Шприцы "Омнификс" (Omnifix Syringes) без игл, 50/60 мл. РУ № ФСЗ 2009/05984 от 31.12.2009. Нетоксично
Уполномоченная организация (импортер) в РФ: ООО «Б.Браун Медикал», 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10, тел./факс: (812) 320-40-04. Производитель: Б. Браун Мельзунген АГ, Карл-Браун-Штр. 1, 34212 Мельзунген, Германия. B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Germany. Произведено: Б. Браун Медикал АГ, Хауптштрассе 39, 6182 Эшольцматт, Швейцария.

6 Manufacturing Site:
B. Braun Medical AG, Hauptstrasse 39,
6182 Escholzmat, Switzerland
Made in Switzerland 0120

UY Nr. de registro M S P.: 9087

4 022495 188083
(17)250901(10)2012982005


Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы;
- 3 – Номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 4 – Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 5 – Информация на этикетке:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - наименование и адрес места производства (на кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
 - указание «Нестоксично» (на кириллице);
- 6 – Страна производителя (на латинице) и наименование и адрес места производства (на латинице);
- 7 – Наименование и почтовый адрес производителя
- 8 – Логотип фирмы-производителя (на латинице) и;
- 9 – Количество изделий в упаковке.

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 4617509F)

1 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).



Вид А

BRAUN

1

Omnifix®

GB Single-use syringes, 3-piece, with 60 ml scale

DE Einmalspritzen, 3-teilig, mit 60 ml-Graduierung

EN Спринцовки от три части за еднократна употреба, с 60 ml скала

ET 一次性使用注射器, 三件式, 规格 60 ml

CZ Jednorázové injekční stříkačky, 3-dílná, se stupnicí 60 ml

HR Engangssprøjter, 3-komponent med 60 ml skala

EL Úhekordselt kasutatavad 60 ml süstlad, 3-osalise skaala

ES Jeringas de un solo uso, de 3 piezas, con escala de 60 ml

FI Kertäkäyttöiset 3-osaiset ruiskut 60 ml:n asteikolla

FR Seringues à usage unique, 3 pièces, avec graduation 60 ml

GA Sípríneac jalac xhíonac, 3 teidealán, le méid 60 ml

HU Tródielne štrcaljke za jednokratnu uporabu, s graduiranim skalom do 60 ml

HU Egyszer használatos fecskendő, 3 darabos, 60 ml-es beosztással

ID Alat suntik sekali pakai, 3 buah, dengan skala 60 ml

IT Siringhe monouso in 3 parti, con scala graduata da 60 ml

LT Vienkartiniai švirkštai, 3 dalių, 60 ml skalė

LV Šīrce vienreizējai lietošanai, trīsdalīgas, 60 ml mērogs

NL Spuiten voor eenmalig gebruik, 3-delig, met 60 ml maatverdeling

NO 3-delte engangssprøyter, med 60 ml skala

PL Trzyczęściowe strzykawki, jednorazowego użytku, z podziałką 60 ml

PT Seringas de uso único, de 3 peças, com graduação de 60 ml

RO Seringi cu 3 piese, de unică folosință, de 60 ml

RS Špricevi za jednokratnu upotrebu, trodelni, sa skalom od 60 ml

RU Шприцы трёхкомпонентные для одноразового использования с градуировкой 60 мл

SE Sprutor för engångsbruk, 3-delar med 60 ml skala

SK Za enkratno uporabo, 3 delna, z merilno skalo 60 ml

SR Strikačky na jedno pouzitie, 3-dielne, s mierkou 60 ml

TR Tek kullanımlık enjektörler, 3 parçalı, 60 ml ölçekli

VN Ống tiêm dùng một lần, 3 chi tiết, có vạch chia 60 ml

AR IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A. Uriburu 663 P. 2º (1027) C.A.B.A. Argentina - D. T. Farm. Mariano Peralta M.N. 13430 - Autorizado por A.N.M.A.T. PM: 669-049 - Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

CL Importado y Distribuido por B. Braun Medical SpA - Avenida Puerta Sur 03351 San Bernardo, Santiago Chile

CO Importado por: B. Braun Medical S.A., Calle 44 N°8-08/31 Bogotá

ID Imported by: PT. B. Braun Medical Indonesia - Jakarta, Indonesia.

MY Authorised representative: B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - Bayan Lepas Free Industrial Zone - 11900 Penang, Malaysia - www.bbraun.com

TR İthalatçı Firma: B. Braun Medikal Dış Ticaret A.Ş. - Maslak Mah., Sümer Sok. No: 4/54 - Sarıyer - İstanbul

UY Importa: ELECTROPLAST S.A. - Servando Gómez 2460 - Reg. M.S.P. Nro. 34 - C.F. Claudia Manáncero

77002653 0120

5. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Лок Соло, УФ-защита: 50/60 мл.
- 1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 4617510F-06).





Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы;
- 3 – Наименование и адрес места производства (на латинице) и страна места производства (на латинице);
- 4 – Номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 5 – Схематическое (графическое) изображение медицинского изделия;
- 6 – Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - указание «Апирогенно» (на кириллице).
- 7 – Наименование и почтовый адрес производителя и интернет-сайт производителя;
- 8 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 9 – Количество изделий в упаковке.

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

[illegible]

Omnifix®

1

2

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
2 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);

GB Single-use syringes, 3-piece, with 60 ml scale

DE Einmalspritzen, 3-teilig, mit 60 ml-Graduierung

BG Спринцовки от три части за еднократна употреба, с 60 ml скала

CN 一次性使用注射器，三件式，规格 60 ml

CZ Jednorázové injekční stříkačky, 3-dílná, se stupnicí 60 ml

DK Engangssprøjter, 3-komponent med 60 ml skala

EE Ühekordselt kasutatavad 60 ml süstlad, 3-osalise skaala

ES Jeringas de un solo uso, de 3 piezas, con escala de 60 ml

FI Kertakäyttöiset 3-osaiset ruiskut 60 ml:n asteikolla

FR Seringues à usage unique, 3 pièces, avec graduation 60 ml

GR Σύριγγες μιας χρήσης, 3 τεμάχια, με κλίμακα 60 ml

HR Trodijelnostreljke za jednokratnu uporabu, s graduiranim skalom do 60 ml

HU Egyszer használatos fecskendő, 3 darabos, 60 ml-es beosztással

IT Siringhe monouso in 3 parti, con scala graduata da 60 ml

KR 일회용 주사기 3pcs, 60 ml 눈금

LT Vienkartiniai švirkštai, 3 dalių, 60 ml skalė

LV Šļircis vienreizējai lietošanai, trīsdalīgs, 60 ml mērogs

NL Spuiten voor eenmalig gebruik, 3-delig, met 60 ml maatverdeling

NO 3-delte engangssprøyter, med 60 ml skala

PL Trzyczęściowe strzykawki, jednorazowego użytku, z podziałką 60 ml

PT Seringas de uso único, de 3 peças, com graduação de 60 ml

RO Seringi cu 3 piese, de unică folosință, de 60 ml

RU Шприц Омнификс 50 (60) мл, без иглы. Одноразовый, трехкомпонентный.

RS Špricevi za jednokratnu upotrebu, trodelni, sa skalom od 60 ml

SE Sprutor för engångsbruk, 3-delar med 60 ml skala

SI Za enkratno uporabo, 3 delna, z merilno skalo 60 ml

TH เทกullanilik enjektörler, 3 parçalı, 60 ml ölçekli

TH กระบอฉีดแบบ 3 ชิ้นสำหรับใช้ครั้งเดียว ขนาด 60 มล.

CO Importado por B. Braun Medical S.A., Calle 44 N°8-08/31 Bogotá

ID Imported by: PT. B. Braun Medical Indonesia Jakarta, Indonesia

RS B. Braun Adria RSRB d.o.o., Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija

0813

6. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Дуо, с приложенной иглой: 2, 3, 5, 10, 20 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 4643135C).




Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
- 3 – Указание «Стерильно» (на кириллице), указание «Алирогенно» (на кириллице), схематичное (графическое) изображение медицинского изделия, указание «Игла» - обозначающее, что шприц имеет иглу, указание на калибровочный размер в Гейджах (на латинице), указание на длину трубки иглы в дюймах, указание на номинальный наружный диаметр иглы в миллиметрах (на кириллице) и указание на длину трубки иглы в миллиметрах (на кириллице);
- 4 – Наименование и почтовый адрес производителя;
- 5 – Количество изделий в упаковке, тип наконечника шприца (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице)
- 6 – Наименование медицинского изделия (на кириллице);
- 7 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 4643135C).



Информация на групповой упаковке:


- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);
- 3 – Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия;
- 4 – Цветовое кодирование шприца, изображенное в виде закрашенного круга с номинальной вместимостью (мл), вписанной внутри него (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).

3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сзади) (на примере арт. номера 4643135C).




- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Схематическое изображение, объясняющее, как открывать диспенсерную коробку;
- 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 4 – Цветовое кодирование шприца, изображенное в виде закрашенного круга с номинальной вместимостью (мл), вписанной внутри него (на латинице).

7. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Омнификс-Ф (Omnifix®-F), Люэр Лок Соло: 1 мл.
1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 9167006V).



- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
2 – Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия, тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы;
3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
4 – Центральный фармацевтический номер Германии;
5 – Количество изделий в упаковке и номинальная вместимость шприца (мл).
- После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на групповую упаковку/стикеры будет нанесена следующая информация:
- наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - номер и дата регистрационного удостоверения;
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - наименование и юридический адрес производителя (на кириллице и/или на латинице);
 - наименование и адрес места производства (на кириллице);
 - указание «Нетоксично» (на кириллице).

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 9167006V).



- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально);
- 3 – Схематическое (графическое) изображение медицинского изделия;
- 4 – цветовое кодирование шприца, изображенное в виде двух закрашенных кругов. В один круг вписана номинальная вместимость шприца (мл), а во второй – минимальное (дополнительное) деление шкалы (мл)/ номинальная вместимость шприца (мл) (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице).

3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сзади и сверху) (на примере арт. номера 9167006V).



- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 3 – Цветовое кодирование шприца, изображенное в виде двух закрашенных кругов. В один круг вписана номинальная вместимость шприца (мл), а во второй – минимальное (дополнительное) деление шкалы (мл)/ номинальная вместимость шприца (мл) (на латинице);
- 4 – Наименование компании, почтовый адрес производителя и интернет-сайт производителя.

8. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Инжект (Injekt®), Люэр Лок Соло: 2, 5, 10, 20 мл.
 1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 4606728V).



Информация на групповой упаковке:

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);

2 – Информация на стикере:

- наименование медицинского изделия (на кириллице);
- номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
- наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
- наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
- наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
- указание «Нетоксично» (на кириллице);
- символ «Апирогенно».

3 – Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия, тип наконечника шприца (на латинице) и указание «Solo» - обозначающее, что шприц не имеет иглы;


4 – Центральный фармацевтический номер Германии;

5 – Количество изделий в упаковке и номинальная вместимость шприца (на латинице);

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку и сверху) (на примере арт. номера 4606728V).

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);
- 2 – Цветовое кодирование шприца, изображенное в виде белого круга с цветным контуром с номинальной вместимостью (мл), вписанной внутри него (на латинице);
- 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 4 – Схематическое изображение, объясняющее, как открывать диспенсерную коробку;
- 5 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально).




3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сзади) (на примере арт. номера 4606728V).



9. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Инжект (Injekt®), Люэр Дуо, с приложенной иглой: 2, 5, 10, 20 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди и сверху) (на примере арт. номера 4645200С).



Информация на групповой упаковке:

1 – Наименование медицинского изделия (на кириллице);

2 – Информация на стикере:

- наименование медицинского изделия (на кириллице);
- номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
- наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
- наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
- наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
- указание «Нетоксично» (на кириллице);

3 – Указание «Стерильно» (на кириллице), указание «Апирогенно» (на кириллице), схематичное (графическое) изображение медицинского изделия, указание «Игла» - обозначающее, что шприц имеет иглу, указание на калибровочный размер в Гейджах (на латинице), указание на длину трубки иглы в дюймах, указание на номинальный наружный диаметр иглы в миллиметрах (на кириллице) и указание на длину трубки иглы в миллиметрах (на кириллице);

4 – Количество изделий в упаковке, тип наконечника шприца (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице)


5 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);

6 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 4645200C).

1 - торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 - цветовое кодирование шприца, изображенное в виде белого круга с цветным контуром с номинальной вместимостью (мл), вписанной внутри него (на латинице); 3 - логотип фирмы-производителя (на латинице); 4 - схематичное (графическое) изображение медицинского изделия; 5 - краткое описание медицинского изделия (мультилингвально).



3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 4645200C)



10. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe). Люэр Лок: 20, 50 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 8728615C).



Информация на групповой упаковке:

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);

2 – Информация на стикере:

- наименование медицинского изделия (на кириллице);
- номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
- наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
- наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
- наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
- указание «Нетоксично» (на кириллице);
- указание «Апирогенно» (на кириллице).


3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);

4 – Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия, тип наконечника шприца (на латинице);


5 – Количество изделий в упаковке:

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 8728615C).




3) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сзади и сверху) (на примере арт. номера 8728615C).



11. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe), Люэр Лок; 20, 50 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 8728544F-20).






Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице);
- 3 – Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
- 4 – Наименование и адрес места производства (на латинице);
- 5 – Наименование компании, почтовый адрес производителя и интернет-сайт производителя;
- 6 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);
- 7 – Страна места производства (на латинице);
- 8 – Количество изделий в упаковке.

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 8728544F-20).



1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице); 2 - Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально).

Original Perfusor® Syringe 50ml

1

GB Single-use syringes, 3-piece, for usage with compatible pumps, 50ml scale

DE Einmal-Spritzen, 3-teilig, zur Verwendung mit kompatiblen Pumpen, 50-ml-Skaleneinteilung

BG Спринцовки за еднократна употреба, 3 броя, за употреба със съвместими помпи, 50 ml скала

CN 一次性注射器, 三件, 与兼容的泵配套使用, 50 毫升刻度

CZ Stříkačky k jednorázovému použití, 3dílné, k použití s kompatibilními pumpičkami, 50ml stupnice

DK Sprøjter til engangsbrug, 3 stk., til brug med kompatible pumper, 50 ml skala

EE Ühekordselt kasutatavad süstlad, 3-osalise, kasutamiseks ühilduvate infusioonipumpadega, 50 ml skaala

ES Jeringas de un solo uso, de 3 piezas, para usar con bombas compatibles, con escala de 50 ml

ET Kertakäyttöiset ruiskut, 3 osaa, käytettäväksi yhteensopivien pumpujen kanssa, 50 ml:n mitta-asteikko

FR Seringues à usage unique, 3 pièces, pour utilisation avec les pompes compatibles, graduation 50 ml

GR Σύριγγες μιας χρήσης, 3 τμημάτων, για χρήση με συμβατές αντλίες, κλίμακα 50 ml

HR Trodijelne šprice za jednokratnu uporabu, za uporabu s kompatibilnim pumpama, mjerilo od 50 ml

HU Egyszer használatos fecskendő, 3 részes változatban, kompatibilis pumpákkal történő használatra céljára, 50 ml-es osztással

IT Siringhe mono-uso, 3 pezzi, da usare con pompe compatibili, scala 50 ml

LT 3 dalių vienkartiniai švirkštai, skirti naudoti su suderinamomis pompomis, 50 ml skalė

LV Vienreizējās lietošanas širces, trīsdalīgas, paredzētas lietošanai ar saderīgiem sūkņiem, 50 ml skala

NL Wegwerpspuiten, 3-delig, voor gebruik met compatibele pompen, schaal 50 ml

NO 3-delte engangssprøyter, til bruk med kompatible pumper, 50 ml måleskala

PL Strzykawkę jednorazowego użytku, 3 sztuki, do stosowania z kompatybilnymi pompami, skalowane 50 ml

PT Seringas de uso único, 3 peças para utilizar com bombas compatíveis, escala de 50ml

RO Seringi de unică folosință, 3 piese, pentru utilizare cu pompe compatibile, 50 ml gradate

RS Špricevi za jednokratnu upotrebu, 3-delni, za upotrebu sa kompatibilnim pumpama, skala za 50 ml

RU Шприцы для однократного применения, 3-компонентные, для использования с совместимыми насосами, шкала 50 мл

SE Engångssprutor, 3 delar, för användning med kompatibla pumpar, skala 50 ml

SI Injekcijske brizge za enkratno uporabo, 3 delne, za uporabo z združljivimi črpalkami, 50-mililitrska lestvica

SK Jednorázové striekačky, 3 kusy, na použitie s kompatibilnými pumpami, 50 ml mierka

TH กระบุงฉีดยาแบบใช้ครั้งเดียว, 3 ชิ้น, สำหรับใช้กับชุดปั๊มที่ทำงานร่วมกันได้, ขนาด 50 มล.

TR Tek kullanımlık şiringalar, 3-parça, uyumlu pompalarla birlikte kullanım için, 50 ml ölçek

AR IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A., Uriburu 663 P. 2º (1027) C.A.B.A. Argentina, D. I. Farm. Mariano Peralta M.N. 13430, Autorizado por A.N.M.A.T. P.M.: 669-157, Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

BO Importado y distribuido por: Laboratorios Droguería INTI S.A. Lucas Jaimes 1959 La Paz, Bolivia

BR Importado e Distribuido por: Laboratórios B. Braun S/A, Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09-Arsenal São Gonçalo - RJ - Brasil, CEP: 24751-000, Farm. Resp.: Rosane G. R. da Costa, CRF-RJ nº 3213, C.N.P.J. 31.673.254/0001-02, SAC: 0800-0227286

CL Importado y Distribuido por B. Braun Medical SpA., Avenida Puerta Sur 03351 San Bernardo, Santiago Chile

CO Importado por B. Braun Medical S.A., Calle 44 N°8-08/31 Bogotá

EC Importado y Distribuido por: B. Braun Medical S.A. Quito - Ecuador, Venta para establecimientos de salud especializados

ID Imported by: PT. B. Braun Medical Indonesia, Jakarta, Indonesia.

PE Importado por: B. Braun Medical Peru S.A. Av. Separadora Industrial 887-Urb. Miguel Grau, Ate - Lima-Perú, RUC 20377339461, DT. QF. Jacqueline Pilco P.

PH B. Braun Medical Supplies, Inc., 15th Floor Sun Life Centre, 5th Ave. cor Rizal Drive, Bonifacio Global City, Taguig City

RS B. Braun Adria RSRB d.o.o., Darda Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija.

UY Importa: ELECTROPLAST S.A., Servando Gómez 2460, Reg. M.S.P. Nro. 34 Dir.Técnico: O.F. Claudia Manancero

2

0316 77002846

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 8728623С).



Информация на групповой упаковке:

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);

2 – Информация на стикере:

- наименование медицинского изделия (на кириллице);
- номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
- наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
- наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
- наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
- указание «Нетоксично» (на кириллице);
- символ «Апирогенно».

3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);


4 – Схематичное (графическое) изображение медицинского изделия, тип наконечника шприца (на латинице), указание на наружный диаметр иглы в миллиметрах (на латинице) и указание на длину трубки иглы в миллиметрах (на латинице);

5 – Количество изделий в упаковке;

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сверху) (на примере арт. номера 8728623C).

1 - торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице); 2 - Номинальная вместимость шприца (на латинице); 3 - логотип фирмы-производителя (на латинице); 4 - Схематическое (графическое) изображение медицинского изделия; 5 - Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально); 6 - наименование компании, почтовый адрес производителя и интернет-сайт производителя.



2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сзади) (на примере арт. номера 8728623С).

1 - торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);
2 - Номинальная вместимость шприца (на латинице); 3 - логотип фирмы-производителя (на латинице).



13. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe), Люэр Лок, с иглой: 20, 50 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 8728801F-06).






Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице);
- 3 – Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - указание «Апирогенно» (на кириллице).
- 4 – Наименование и адрес места производства (на латинице);
- 5 – Логотип фирмы-производителя (на латинице), наименование компании, почтовый адрес производителя и интернет-сайт производителя;
- 6 – Количество изделий в упаковке;

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 8728801F-06).



Вид А

1

1 - логотип фирмы-производителя (на латинице).

1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице); 2 - Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально).

Original Perfusor® Syringe 50ml

1

00 Single-use syringes, 3-piece, for usage with compatible pumps, 50-ml scale

01 Einmal-Spritzen, 3-teilig, zur Verwendung mit kompatiblen Pumpen, 50-ml-Skaleneinteilung

02 Спринцовки за еднократна употреба, 3-делни, за употреба със съвместими помпи, 50 мл скала

03 一次性注射器, 三件, 与兼容的泵配套使用, 50 毫升刻度

04 Šifikačky k jednorázovému použiti, 3-dielne, k použiti s kompatibilnými pumpami, 50ml stupnice

05 Sprężerki do jednorazowego użycia, 3-dielne, do stosowania z kompatybilnymi pompami, 50 ml skale

06 Spritzes de un solo uso, de 3 piezas, para usar con bombas compatibles, con escala de 50 ml

07 Kertakäyttöiset ruiskut, 3 osaa, käytettäväksi yhteensopivien pumpujen kanssa, 50 ml:n mitti-asteikko

08 Seringues à usage unique, 3 pièces, pour utilisation avec les pompes compatibles, graduation 50 ml

09 Tupyyksiset yksikäyttöiset ruiskut, 3 osaa, käytettäväksi yhteensopivien pumpujen kanssa, 50 ml:n mitti-asteikko

10 Trójczonowe sprężarki do jednorazowego użycia, 3-dielne, do stosowania z kompatybilnymi pompami, 50 ml skale

11 Egysezer használatos fecskendő, 3 részes változatban, kompatibilis pumpákkal történő használatra, 50 ml-es osztáskál

12 Siringe mono-uso, 3 pezzi, da usare con pompe compatibili, scala 50 ml

13 3 daly vienkartiniai švirkštai, skirti naudoti su suderinamomis pompomis, 50 ml skale

14 Vienreizšas lietošanas širces, trīsdalīgas, paredzētas lietošanai ar saderīgiem sūkņiem, 50 ml skala

15 Wegwerpspuiten, 3-delig, voor gebruik met compatibele pompen, schaal 50 ml

16 3-delige engangs-sprøyter, til bruk med kompatible pumper, 50 ml måleskala

17 Strzykawki jednorazowego użycia, 3-zetki, do stosowania z kompatybilnymi pompami, skalowanie 50 ml

18 Seringas de uso único, 3 peças para utilizar com bombas compatíveis, escala de 50 ml

19 Seringi de unică folosință, 3 piese pentru utilizare cu pompe compatibile, 50 ml gradate

20 Spricev za jednokratnu upotrebu, 3-dielni, za upotrebu sa kompatibilnim pumpama, skala za 50 ml

21 Sprinckes één keer gebruikte pompenn, 3-delig, voor gebruik met compatibele pompen, schaal 50 ml

22 Engångssprutor, 3 delar, för användning med kompatibla pumpar, skala 50 ml

23 Injekcijske brizge za enkratno uporabo, 3 delne, za uporabo z združljivimi črpalkami, 50-mililitrska lestvica

24 Jednorazové striekačky, 3 kusy, na použitie s kompatibilnými pumpami, 50 ml mierka

25 3-členné jednorázové striekačky, 3 kusy, na použitie s kompatibilnými pumpami, 50 ml mierka

26 Tek kullanımlık şiringalar, 3-parçalı, uyumlu pompalarla birlikte kullanılm için, 50 ml ölçek

27 IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A., Urburu 663 P. 2º (1027) C.A.B.A., Argentina, D. T. Farm. Mariano Peralta M.N. 13430, Autorizado por A.N.M.A. P.M. 669-157, Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

28 Importado y distribuido por: Laboratorios Drogueria INTI S.A., Lucas James 1959 La Paz, Bolivia

29 Importado e Distribuido por: Laboratorios B. Braun S/A, Av. Eugênio Borges, 1092 e Av. Jequitibá, 09-Arsenal, São Gonçalo - RJ - Brasil, CEP 24711-000, Fami. Reg. - Rosane G. R. da Costa, CRF-RJ nº 13213, C.N.P.J. 31.673.254/0001-02, SAC 0800-0227286

30 Importado y Distribuido por B. Braun Medical SpA, Avenida Puente Sur 03351 San Bernardo, Santiago Chile

31 Importado por B. Braun Medical S.A., Calle 44 N°8-08/31 Bogotá

32 Importado y Distribuido por B. Braun Medical S.A., Quito - Ecuador, Venta para establecimientos de salud especializados

33 Imported by: PT. B. Braun Medical Indonesia, Jakarta, Indonesia

34 Importado por: B. Braun Medical Peru S.A., Av. Separadora Industrial 887-Urb. Miguel Grau, Ate - Lima-Perú, RUC 20377339461, DT OF Jacqueline Pico P

35 B. Braun Medical Supplies, Inc., 15th Floor Sun Life Centre, 5th Ave. cor Rizal Drive, Bonifacio Global City, Taguig City

36 B. Braun Adria RSBB d.o.o., Darda Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija

37 Importa: ELECTROPLAST S.A., Servando Gómez 2480, Reg. M.S.P. Nro. 34, Dr. Técnico: G.F. Claudia Manancero

0316 77002536

2

14. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe), Люэр Лок, с иглой и с фильтром: 50 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 8728852F-20).



Вид А



Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице);
- 3 – Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - указание «Апирогенно».
- 4 – Страна места производства (на латинице);
- 5 – Наименование и адрес места производства (на латинице);
- 6 – Логотип фирмы-производителя (на латинице) и наименование компании, почтовый адрес производителя и интернет-сайт производителя;
- 7 – Количество изделий в упаковке.

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 8728852F-20).



Вид А

1

1 - логотип фирмы-производителя (на латинице).

1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице); 2 - Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально).

Original Perfusor® Syringe 50ml

Single-use syringes, 3-piece, for use with compatible pumps, 50ml scale.

Einmal-Spritzen, 3-teilig, zur Verwendung mit kompatiblen Pumpen, 50-ml-Skaleneinteilung.

Спринцовки за еднократна употреба, 3 броя, за употреба със съвместими помпи, 50 ml скала.

一次性注射器，三件，与兼容的泵配套使用，50 毫升刻度。

Szifakcskák a egyszeri használatra, 3 darab, a kompatibilis szivattyúkhoz, 50 ml skála.

Sprayer til engangsbrug, 3 stk., til brug med kompatible pumper, 50 ml skala.

Ünkekordelt kasutatavad süstlad, 3-osalise, kasutamiseks ühilduvate infusioonipumpadega, 50 ml skaala.

Jeringas de un solo uso, de 3 piezas, para usar con bombas compatibles, con escala de 50 ml.

Kertakäyttöiset ruiskut, 3 osaa, käytettäväksi yhteensopivien pumppeiden kanssa, 50 ml:n mittastairako.

Seringues à usage unique, 3 pièces, pour utilisation avec les pompes compatibles, graduation 50 ml.

Троекратно-используемые шприцы, 3-компонентные, для использования с совместимыми насосами, шкала 50 мл.

Egyyszer használatos fecskendő, 3 részes változatban, kompatibilis pumpákhoz történő használatra céljára, 50 ml-es osztással.

Siringhe mono-uso, 3 pezzi, da usare con pompe compatibili, scala 50 ml.

3-dielig vienkartiniai švirkštai, skirti naudoti su suderinamomis pompomis, 50 ml skale.

Vierreitzes lietošanas širces, trīsdalīgas, paredzētas lietošanai ar saderīgiem sūkņiem, 50 ml skala.

Vegwerpspuiten, 3-delig, voor gebruik met compatibele pompen, schaal 50 ml.

3-delige engangssprayer, til brug med kompatible pumper, 50 ml måleskala.

Szzykawkę jednorazowego użytku, 3 części, do stosowania z kompatybilnymi pompami, skalowanie 50 ml.

Seringas de uso único, 3 peças, para utilizar com bombas compatíveis, escala de 50ml.

Seringi de unică folosință, 3 piese pentru utilizare cu pompele compatibile, 50 ml gradate.

Spriceti za jednokratnu uporabu, 3-dielni, za uporabu sa kompatibilnim pumpama, skala za 50 ml.

Троекратно-используемые шприцы, 3-компонентные, для использования с совместимыми насосами, шкала 50 мл.

Engångssprutor, 3 delar, för användning med kompatibla pumpar, skala 50 ml.

Injekcijske brizge za enkratno uporabo, 3 delne, za uporabo z združljivimi črpalami, 50-mililitrska lestvica.

Jednorazové striekačky, 3 kusy, na použitie s kompatibilnými pumpami, 50 ml mierka.

ထုတ်ကုန်အမျိုးအမည်: 3-ပိုင်း၊ အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံ၊ 50 ml စကေး

Tek kullanılmak şırıngalar, 3-parça, uyumlu pompalarla birlikte kullanılm için, 50 ml ölçek.

IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A., Uniburo 663 P. 2° (1027) C.A.B.A. Argentina. O.T. Farm. Mariano Peraita M.N. 13430. Autorizado por A.N.M.A.T. P.M. 669-157. Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

Importado y distribuido por: Laboratorios Drogueria INTI S.A. Lucas James 1959 La Paz, Bolivia.

Importado e Distribuido por: Laboratorios B. Braun S.A. Av. Eugenio Borges, 1092 e Av. Jequitá, 04-Ananias São Gonçalo - RJ - Brasil, CEP 24751-000. Farm. Res. Rosane G. R. da Costa, CRF-RJ n° 3213, C.N.P.J. 31.671.254/0001-02, SAC 0800-0277286.

Importado y Distribuido por B. Braun Medical SpA, Avenida Puerta Sur 03351 San Bernardo, Santiago Chile.

Importado por B. Braun Medical S.A., Calle 44 N°8-08/31 Bogotá.

Importado y Distribuido por: B. Braun Medical S.A. Quito - Ecuador. Venta para establecimientos de salud especializados.

Imported by: PT. B. Braun Medical Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Importado por: B. Braun Medical Peru S.A. Av. Separadora Industrial 867-Urb. Miguel Grau, Ate - Lima-Perú, RUC 20377339461, DT. Of. Jacqueline Pilco P.

B. Braun Medical Supplies, Inc., 15th Floor Sun Life Centre, 5th Ave. cor Rial Drive, Bonifacio Global City, Taguig City.

B. Braun Adria RSRB d.o.o., Darda Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija.

Importa: ELECTROPLAST S.A., Segundo Gómez 2460, Reg. M.S.P. Nro. 34 del Técnico: Q7 Claudia Manacorch.

0316 77002826

BRAUN

15. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перфузор (Original Perfusor® Syringe), Люэр Лок, с иглой и с фильтром, УФ-защита: 50 мл.

1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди) (на примере арт. номера 8728861F-20).



Original Perfusor® Syringe 50 ml

UV-PROTECT Luer Lock

100

2023-04 0716

2018-04

18D1382005

8728861F-20

**Шприцы "Перфузор" (Perfusor Syringes) 50 мл с
приложенными иглами** арт. 8728861F-20

Уполномоченная организация (импортер) в РФ:
ООО «Б.Браун Медикал», 191040, г. Санкт-Петербург,
ул. Пушкинская, д.10, тел.(812)320-40-04

Нетоксично
Апирогенно

РУ № ФСЗ 2009/05984 от 31.12.2009 г.

Производитель:
Б. Браун Мельсунген АГ, Германия.
B. Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Str.1,
34212 Melsungen, Germany.

Произведено:
Б. Браун Медикал АГ, Швейцария.
B. Braun Medical AG, Hauptstraße 39,
6182 Escholzmat, Switzerland.

При расхождении информации на этикетке и упаковке, приоритетной считать информацию на этикетке

İthalatçı Firma: B. Braun Medikal
Diş Tic. A.Ş. Sefaköy Tevfik Bey
Mah., 20 Temmuz Cad. No: 40, A
Blok, Kat: 3-4, Küçükçekmece –
İstanbul

Уповноважений представник
виробника в Україні - ТОВ «Б.Браун
Медикал Україна», 03067 м. Київ,
бульв. І. Пелле 4, тел. (044) 351-11-30,
стерильно, Партія № (див. етикетку),
апірогенно, нетоксично

STERILE EO **CE 0123**

Made in Switzerland

B. BRAUN
B. Braun Melsungen AG
34209 Melsungen, Germany
www.braun.com

Manufacturing Site:
B. Braun Medical AG, Hauptstrasse 39
6182 Escholzmat, Switzerland

25

4 046664 505058

(17)230400(10) 18D1382005

Информация на групповой упаковке:

- 1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице);
- 2 – Тип наконечника шприца (на латинице) и указание «УФ-защита» (на латинице);
- 3 – Информация на стикере:
 - наименование медицинского изделия (на кириллице);
 - номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
 - наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
 - наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
 - наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
 - указание «Нетоксично» (на кириллице);
 - указание «Апирогенно».
- 4 – Страна места производства (на латинице);
- 5 – Наименование и адрес места производства (на латинице);
- 6 – Логотип фирмы-производителя (на латинице) и наименование компании, почтовый адрес производителя и интернет-сайт производителя;
- 7 – Количество изделий в упаковке.

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата Регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.



Вид А

1

1

1 - Торговое наименование медицинского изделия (на латинице) и номинальная вместимость шприца (на латинице); 2- Указание «УФ-защита» (на латинице); 3 – Краткое описание медицинского изделия (мультилингвально).

Original Perfusor® Syringe 50ml

UV-protect

2

EN Single-use syringes, 3-piece, for usage with compatible pumps, for light-sensitive medicaments, 50ml scale

DE Einmal-Spritzen, 3-teilig, zur Verwendung mit kompatiblen Pumpen, für lichtempfindliche Medikamente, 50-ml-Skaleneinteilung

RU Спринцовки за однократна употреба, 3 броя, за употреба със съвместими помпи, за светлочувствителни медикаменти, 50 ml скала

JA 一次性注射器, 三件, 与兼容的泵套使用, 适用于光敏药物注射, 50 毫升刻度

SK Sťaháčky k jednorázovému použiti, 3dielne, k použiti s kompatibilnými pumpičkami, pre svetlodosťlivé liečiva, 50ml stupnice

FR Sprøjter til engangsbrug, 3 stk., til brug med kompatible pumper, til lysfølsomme medikamenter, 50 ml skala

IT Uniekordseits kasutatavad süstid, 3-osalist, kasutamiseks ühilduvate infusioonipumpadega, valgustundlike ravimite jaoks, 50 ml skaala

ES Jeringas de un solo uso, de 3 piezas, para usar con bombas compatibles, para farmacos sensibles a la luz, con escala de 50 ml

FI Kertakäyttöiset ruiskut, 3 osaa, käytettäväksi yhteensopivien pumpujen kanssa, valolle herkkien lääkkeiden käyttöön, 50 ml:n mitta-asteikko

PT Seringas à usage unique, 3 pièces, pour utilisation avec les pompes compatibles, pour les médicaments photosensibles, graduation 50 ml

GR Σύριγγες μιας χρήσης, 3 τμησικές, για χρήση με συμβατές αντλίες, για ευαίσθητα στο φως φάρμακα, κλίμακα 50 ml

HR Trodijelne šprice za jednokratnu uporabu, za uporabu s kompatibilnim pumpama, za lijekove osjetljive na svjetlo, mjerilo od 50 ml

HU Egyszer használatos fecskendő, 3 részes változatban, kompatibilis pumpákkal történő használatra céljára, fényérzékeny gyógyszerek beadásához, 50 ml-es osztással

LT Siringhe mono-uso, 3 pezzai, da usare con pompe compatibili, per farmaci fotosensibili, scala 50 ml

LV 3 daļiņu vienkartinai švirkstei, skirtai naudoti su suderīnamomis pompām, šviesai jutīgiem vaistams, 50 ml skalē

SL Vierterležijs lietošanas šprīces, trīsdalīgas, paredzētas lietošanai ar saderīgiem sūkņiem, ievadot gaismjutīgas zāles, 50 ml skala

NL Wegwerpspuiten, 3-delig, voor gebruik met compatibele pompen, voor lichtgevoelige medicijnen, schaal 50 ml

NO 3-delte engangssprøyter, til bruk med kompatible pumper, for lysensitive medikamenter, 50 ml måleskala

PL Strzykawki jednorazowego użytku, 3 części, do stosowania z kompatybilnymi pompami, do leków wrażliwych na działanie światła, skalowane 50 ml

PT Seringas de uso único, 3 peças para utilizar com bombas compatíveis, para medicamentos sensíveis à luz, escala de 50ml

RO Seringi de unică folosință, 3 piese, pentru utilizare cu pompe compatibile, pentru medicamentele fotosensibile, 50 ml gradate

SK Špricavi za jednokratnu upotrebu, 3-dielni, za upotrebu sa kompatibilnim pumpama, za lekove osjetljive na svjetlost, skala za 50 ml

TR Şırıncılar için tek kullanımlık, 3 parçalı, 3 komponentli, için kullanılmak üzere tasarlanmış, ışığa duyarlı ilaçlar için, 50 ml ölçek

UK Engångssprutor, 3 delar, för användning med kompatibla pumpar, för ljuskänsliga mediciner, skala 50 ml

VI Injekcijske brige za enkratno uporabo, 3 delne, za uporabo z združljivimi špricami, za zdravila, ki so občutljiva na svetlobo, 50-mililitrska lestvica

CS Jednorázové strčkačky, 3 kusy, na použití s kompatibilními pumpami, na léky citlivé na světlo, 50 ml měřka

TH เครื่องฉีดยาแบบใช้ครั้งเดียว, 3 ชิ้น, สำหรับใช้กับชุดปั๊มที่ทำงานร่วมกันได้, สำหรับยาที่ไวต่อแสง, ขนาด 50 มล.

TE Tek kullanımlık şırıngalar, 3-parça, uyumlu pompalarla birlikte kullanılm için, ışığa hassas ilaçlar için, 50 ml ölçek

IMPORTADOR: B. Braun Medical S.A., Uruburu 683 P 2° (1027) C.A.B.A. Argentina, D. T. Farm. Mariano Peralta M.N. 13430, Autorizado por A.N.M.A.T. P.M. 668-157, Condición de Venta: Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias

0316 77002537

3

3

B | BRAUN

16. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перификс (Perifix® LOR). Люэр: 8 мл.
 1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди и сверху) (на примере арт. номера 4637100).



Информация на групповой упаковке:

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);

2 – Информация на стикере:

- наименование медицинского изделия (на кириллице) и номинальный объем медицинского изделия;
- номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
- наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
- наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
- наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
- указание «Нетоксично» (на кириллице);
- тип наконечника шприца (на кириллице).


3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);

4 – Количество изделий в упаковке.

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье номер и дата регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку) (на примере арт. номера 4637100).

1 - торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – наименование компании, почтовый адрес производителя и интернет-сайт производителя; 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 4 – Краткое описание медицинского изделия.



17. Шприцы без игл или с приложенными иглами. Вариант исполнения: Шприц Перификс (Perifix® LOR), Люэр Лок: 8 мл.
 1) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид спереди и сверху) (на примере арт. номера 4638107).



Информация на групповой упаковке:

1 – Торговое наименование медицинского изделия (на латинице);

2 – Информация на стикере:

- наименование медицинского изделия (на кириллице) и номинальный объем медицинского изделия;
- номер и дата регистрационного удостоверения в РФ;
- наименование, адрес, тел./факс уполномоченной организации (импортера) в РФ;
- наименование и адрес места производства (на латинице и кириллице);
- наименование и юридический адрес производителя (на латинице и кириллице);
- указание «Нетоксично» (на кириллице);

3 – Схематическое (графическое) изображение медицинского изделия, тип наконечника шпателя (на латинице и на кириллице);


4 – Логотип фирмы-производителя (на латинице);

5 – Количество изделий в упаковке.

После завершения процесса внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье: номер и дата регистрационного удостоверения и наименование медицинского изделия (на кириллице) будут обновлены.

2) Групповая упаковка – диспенсерная коробка (вид сбоку и сверху) (на примере арт. номера 4638107).

1 - торговое наименование медицинского изделия (на латинице); 2 – наименование компании, почтовый адрес производителя и интернет-сайт производителя; 3 – Логотип фирмы-производителя (на латинице); 4 – Краткое описание медицинского изделия.



Прошито и пронумеровано и скреплено

нечатью 143 (сто сорок три) листа(ов).

Руководитель отдела регистрации,
обеспечения и контроля качества

Милик А. В.

(подпись)

М.П.

23 августа 2021 года

