

Фотографические изображения медицинского изделия

Стерилизаторы медицинские STERRAD с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Ст. Специалист по регистрации


ООО «Джонсон & Джонсон»

(Должность)

Финкель Р.

« 30 » января 2020 г.





Стерилизатор медицинский STERRAD NX


Рег. удостоверение № ФСЗ 2015/2851

Условия эксплуатации: Температура: от +18 до +35 °С Относительная влажность воздуха: от 10 до 85 %

Код продукта : XXXXX

Область применения:

Стерилизация медицинских изделий



XX.XX.XXXX

SN

XXXXXXXXXX



ОПАСНОСТЬ: Угроза взрыва при использовании в присутствии воспламеняющихся анестетиков
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не снимать крышку во избежание электрошока. По вопросам обслуживания обращаться к квалифицированному сервисному персоналу.



«Advanced Sterilization Products»
(Эдвансд Стерилизейшн Продактс),
33 Technology Drive, Irvine, CA, 92618, USA, США

Уполномоченный
представитель
производителя

ООО «Джонсон & Джонсон» 121614, г. Москва, ул. Крылатская д. 17 к. 2, Телефон: 8 (495) 580 77 77, факс: 8(495) 580 78 78/ 121614

Стерилизатор медицинский STERRAD NX

Рег. удостоверение № ФСЗ 2015/2851

Условия эксплуатации: Температура: от +18 до +35 °С Относительная влажность воздуха: от 10 до 85 %

Код продукта : XXXXX

Область применения:

Стерилизация медицинских изделий



XX.XX.XXXX



XXXXXXXXXX

ОПАСНОСТЬ: Угроза взрыва при использовании в присутствии воспламеняющихся анестетиков
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не снимать крышку во избежание электрошока. По вопросам обслуживания обращаться к квалифицированному сервисному персоналу.



«Advanced Sterilization Products»
(Эдвансд Стерилизейшн Продактс),
33 Technology Drive, Irvine, CA, 92618, USA, США

Уполномоченный
представитель
производителя

ООО «Джонсон & Джонсон» 121614, г. Москва, ул. Крылатская д. 17 к. 2, Телефон: 8 (495) 580 77 77, факс: 8(495) 580 78 78/ 121614

Стерилизаторы медицинские STERRAD, варианты исполнения: STERRAD NX с технологией ALLClear.



Стерилизатор медицинский STERRAD NX с технологией ALLClear


Рег. удостоверение № ФСЗ 2015/2851

Условия эксплуатации: Температура: от +18 до +35 °С Относительная влажность воздуха: от 10 до 85 %

Код продукта: XXXXX

Область применения:

Стерилизация медицинских изделий



XX.XX.XXX



XXXXXXXXXX



ОПАСНОСТЬ: Угроза взрыва при использовании в присутствии воспламеняющихся анестетиков
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не снимать крышку во избежание электрошока. По вопросам обслуживания обращаться к квалифицированному сервисному персоналу.



«Advanced Sterilization Products»
(Эдвансд Стерилизейшн Продактс),
33 Technology Drive, Irvine, CA, 92618, USA, США

Уполномоченный
представитель
производителя

ООО «Джонсон & Джонсон» 121614, г. Москва, ул. Крылатская д. 17 к. 2, Телефон: 8 (495) 580 77 77, факс: 8(495) 580 78 78/ 121614


1. Инкубатор.




2. Тележка под стерилизатор.




3. Принтер.



3. Принтер.




4. Стилус.





6. Независимая система мониторинга.



CompactFlash[®]

CAUTION

Do not remove this memory card while it is being written to or read.

DELKIN DEVICES.

www.delkinindustrial.com



CompactFlash[®]

CAUTION

Do not remove this memory card while it is being written to or read.

DELKIN DEVICES.

www.delkinindustrial.com



9. Комплект сканера штрихкодов с подключением к USB.





10. Инкубатор STERRAD VELOCITY Reader.

15



11. Станция данных ASP ACCESS



Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью 16 листа (ов)

Ст. Специалист по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»

Финкель Р.

