

Руководитель департамента регистрации

медицинских изделий ООО «ИЛС»



Стариковская И.А.

«11» мая 2024 г.

Фотографические изображения

**«Набор реагентов EASYPREP® для хранения и подготовки
цитологических образцов гинекологических для in-vitro
диагностики»**



EASYPREP®

Reagent kit for GYN samples, consisting of

EASYPREP® Preservative solution-GYN

12 Kits(12ml*16 vials)

EASYPREP® Gradient density reagent

2 bottles(1000ml/bottle)

EASYPREP® Suspension buffer

1 bottles(1000ml/bottle)

EASYPREP® Rinse solution

3 bottles(1000ml/bottle)

Coated slide glass

3 boxes

Slide chamber

3 packs

5ml tip

1 boxes



Centrifuge Tube

1 boxes

Vial plug

3 packs

- For use with EASYPREP® system



EZ01A



YD Diagnostics

YD Diagnostics CORP.

76, Seon-ro, Idong-myeon, Cheon-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea
Tel. 82-31-329-2000 / Fax. 82-31-329-2002



YLEM Diagnostics S.R.L.

Via Archimede 58 cap 00197 Roma, Italy
Tel: (+39) 06 320 82 15 / Fax: (+39) 06 323 03 94

LOT



EZ01A2002
2022.03.19



8 306125 620695

Rev.00/2020-03-10

EASYPREP®

PRESERVATIVE SOLUTION (보존액)

GYN

Gynecological specimen

12mL X 16 vials

Composition | Buffer, Ethanol
 Storage | Solution - 2 years at 1°C - 30°C
 Specimen - 1 month at 15°C - 30°C
 - 3 months at cold storage

의료기기

기타검사용시약

경인 제신 13-407호

YD 영동제약(주)

경기도 용인시 처인구 이동읍 서리로 76

YD Diagnostics CORP.

76, Seori-ro, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,

Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea

Tel. 82-31-329-2000 / Fax. 82-31-329-2002

YLEM Diagnostics S.R.L.

Via Archimede 59 cap 00197 Roma, Italy

Tel: (+39) 06 320 82 15 / Fax: (+39) 06 323 03 94

LOT

EZ01A2002

2022.03.19

EC REP

REF GY 01

8 806125 613154

Rev.03/2020-03-10

* 사용 시 주의사항

(GY)

(X)

(O)


(FNA)

* 위 (O)그림과 같이 Sampling Brush를 정방향으로 삽입하시기 바랍니다.


* Insert the sampling brush in the forward direction as shown above.

* Sample을 주입시에는 Vial Cap을 Open후 넣어주시기 바랍니다.

* When injecting the sample, open the vial cap and insert it.







EASYPREP®


COATED SLIDE GLASS 64pcs (코팅 슬라이드)

Size 1" x 3", 25mm x 75mm

Keep this box in a dry place.

FRAGILE: Handle with care.

Put the lid back on after you have used it.



REF EZ 06

IVD CE

LOT

제조번호:



사용기한:

EZ01A2001
2022.03.19



YD Diagnostics

YD Diagnostics CORP

78, Seon-ro, Idang-myeon, Cheon-gu, Yongin-si,

Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea

Tel: 82-31-329-2000 / Fax: 82-31-329-2002

EC REP

YLEM Diagnostics S.R.L.

Via Archimede 59 cap 00197 Roma, Italy

Tel: (+39) 06 320 82 15

Fax: (+39) 06 323 03 94



8 806125 613116

YD 영동제약(주)

경기도 용인시 처인구 이동읍 서리로 76

Tel 031)329-2000 Fax 031)329-2002


Rev.04/2019-03-11



EASYPREP®

SLIDE CHAMBER(슬라이드 챔버)

64pcs / Pack



EZ 07



YD Diagnostics

YD Diagnostics CORP.
76, Seori-ro, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea
Tel. 82-31-329-2000 / Fax. 82-31-329-2002

EC REP

YLEM Diagnostics S.R.L.

Via Archimede 59 cap 00197 Roma, Italy
Tel. (+39) 06 320 82 15 / Fax: (+39) 06 323 03 84

LOT

제조번호:

사용기한:

EZ01A2001
2022.03.19



8 806125 613109

YD 영동제약(주)

경기도 용인시 처인구 아들읍 서리로 76
Tel 031)329-2000 Fax 031)329-2002
Rev.04/2019-03-11








EASYPREP®

VIAL PLUG (바이알 플러그)

64pcs / pack



EZ 12

LOT

제조번호:



사용기한:

EZ01A2001
2022.03.19



YD Diagnostics

YD Diagnostics CORP.
76, Seon-ro, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea
Tel: 82-31-329-2000 / Fax: 82-31-329-2002



YLEM Diagnostics S.R.L.
Via Archimede, 59 cap 00197 Roma, Italy
Tel: (+39) 06 320 82 15
Fax: (+39) 06 323 03 94



8 806 125 613 123

영동제약(주)

경기도 용인시 처인구 이동읍 서리로 76
Tel 031)329-2000 Fax 031)329-2002

Rev.04/2019-03-11

Пронумеровано, прошито и скреплено
12 лист (а/ов)

Руководитель департамента регистрации
ООО «ИПС»



И. А. Стариковская