

Руководитель департамента регистрации

медицинских изделий ООО «ИЛС»



Стариковская И.А.

«31» мая 2024 г.

## Фотографические изображения

**«Набор реагентов EASYPREP® для хранения и подготовки  
цитологических образцов негинекологических для in-vitro  
диагностики»**

# Общий вид медицинского изделия




# EASYPREP®

## Reagent kit for Non-GYN samples, consisting of

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| EASYPREP® Preservative solution-Non-GYN | 12 Kits(12ml*16 vials)   |
| EASYPREP® Gradient density reagent      | 1 bottles(1000ml/bottle) |
| EASYPREP® Suspension buffer             | 1 bottles(1000ml/bottle) |
| EASYPREP® Rinse solution                | 3 bottles(1000ml/bottle) |
| Coated slide glass                      | 3 boxes                  |
| Slide chamber                           | 3 packs                  |
| 5ml tip                                 | 1 boxes                  |
| Centrifuge Tube                         | 1 boxes                  |
| Vial plug                               | 3 packs                  |

- For use with EASYPREP® system



**YD Diagnostics**

YD Diagnostics CORP.  
76, Seon-ro, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,  
Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea  
Tel. 82-31-329-2000 / Fax. 82-31-329-2002

EC REP

YLEM Diagnostics S.R.L.  
Via Archimede 59 cap 00197 Roma, Italy  
Tel: (+39) 06 520 82 15 / Fax: (+39) 06 523 03 94

LOT



EZ01C2002  
2022.03.19



Rev.00/2020-03-10

TIME & TEMP

Набор виал EASYPREP для хранения цитологических образцов гинекологических (виалы)

**EASYPREP®**

**PRESERVATIVE SOLUTION (보존액)**

**NON-GYN** Non Gynecological specimen

**12mL X 16 vials**

Composition | Buffer, Ethanol  
Storage | Solution - 2 years at 1°C - 30°C  
Specimen - 1 month at 15°C - 30°C  
- 3 months at cold storage

**YD 영동제약(주)**


경기도 용인시 처인구 이동읍 서리로 76  
YD Diagnostics CORP.  
76, Seori-ro, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,  
Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea  
Tel. 82-31-329-2000 / Fax. 82-31-329-2002

**YLEM Diagnostics S.R.L.**

Via Archimede 59 cap 00197 Roma, Italy  
Tel: (+39) 06 320 82 15 / Fax: (+39) 06 323 03 94

의료기기

기타검사용시약  
경인 제신 13-407호



REF NGY01



LOT EZ01C2002  
2022.03.19

EC REP

Rev.02/2020-03-10

**\* 사용 시 주의사항**

| (GY)                                                                                                                            |            | (FNA)                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(X)</p>                                                                                                                      | <p>(O)</p> |                                                                                                                      |
| <p>* 위 (O)그림과 같이 Sampling Brush를 정방향으로 삽입하시기 바랍니다.<br/>* Insert the sampling brush in the forward direction as shown above.</p> |            | <p>* Sample을 주입시에는 Vial Cap을 Open후 넣어주시기 바랍니다.<br/>* When injecting the sample, open the vial cap and insert it.</p> |







# EASYPREP®


COATED SLIDE GLASS 64pcs (코팅 슬라이드)

Size 1" x 3", 25mm x 75mm

Keep this box in a dry place.

FRAGILE: Handle with care.

Put the lid back on after you have used it.



REF EZ 06

IVD CE

LOT

제조번호:



사용기한:

EZ01A2001  
2022.03.19



YD Diagnostics

YD Diagnostics CORP.  
76, Seon-ro, Idong-myeon, Cheongju, Yungin-si,  
Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea  
Tel: 82-31-329-2000 / Fax: 82-31-329-2002

EC REP

YLEM Diagnostics S.R.L.

Via Archimede, 59 cap 00197 Roma, Italy  
Tel: (+39) 06 320 82 15  
Fax: (+39) 06 323 03 94



8 806125 613116

YD 영동제약(주)



경기도 용인시 처인구 이동읍 서리로 76  
Tel 031)329-2000 Fax 031)329-2002

Rev.04/2019-03-11

# EASYPREP®

## SLIDE CHAMBER(슬라이드 챔버)

### 64pcs / Pack



EZ 07



**YD Diagnostics**

YD Diagnostics CORP.  
76, Seori-ro, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,  
Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea  
Tel. 82-31-329-2000 / Fax. 82-31-329-2002



**YLEM Diagnostics S.R.L.**

Via Archimede 59 cap 00197 Roma, Italy  
Tel: (+39) 06 320 82 15 / Fax: (+39) 06 323 03 94

LOT

제조번호:

사용기한:

EZ01A2001  
2022.03.19



8 806 125 613 109

**YD 영동제약(주)**

경기도 용인시 처인구 아동안련로 76  
Tel 031)329-2000 Fax 031)329-2002  
Rev.04/2019-03-11








**EASYPREP®**

VIAL PLUG (바이알 플러그)

64pcs / pack



EZ 12

LOT

제조번호:

EZ01A2001  
2022.03.19



사용기한:



**YD Diagnostics**

YD Diagnostics CORP  
76, Seon-ro, Idong-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si,  
Gyeonggi-do, 17127, Republic of Korea  
Tel: 82-31-329-2000 / Fax: 82-31-329-2002

ECIREP

**YLEM Diagnostics S.R.L.**

Via Archimede, 59 cap 00197 Roma, Italy  
Tel: (+39) 06 320 82 15  
Fax: (+39) 06 323 03 94



8 806 125 613 123

**YD 영동제약(주)**

경기도 용인시 처인구 이동읍 서리로 76  
Tel 031)329-2000 Fax 031)329-2002

Rev.04/2019-03-11

Пронумеровано, прошито и скреплено  
12 лист (а/ов)

Руководитель департамента регистрации  
ООО «ИЛС»



И. А. Стариковская