

Линзы контактные мягкие силикон-гидрогелевые однодневные Adria Zero



ЛИНЗЫ
HD

ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ

НА РАЗНЫХ РАССТОЯНИЯХ
И В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК



БОЛЬШЕ ФАКТОВ ПО ТЕГУ #ADRIACATS

ADRIACATS.RU



РАЗРАБОТАНО В КОРЕЕ

ADRIA ZERO

КОМФОРТНО НОСИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ!

Видеть четко вблизи
и вдаль при любом уровне
освещенности!

Линзы контактные мягкие
силикон-гидрогелевые однодневные Adria Zero.
Содержимое: 30 контактных стерильных линз
(гептафилкон 40%, вода 60%) в блистерах
в буферном солевом растворе с гиалуроном.
Следуйте рекомендациям врача-офтальмолога
по режиму ношения и уходу за линзами.
Не используйте, если упаковка блистера
повреждена.

Уполномоченный представитель: ООО «Оптикасервис»,
Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 77,
5 этаж. Тел.: 8 (383) 335-71-61.

Регистрационное удостоверение:

Обязательной сертификации не подлежит.



EC Representative: Contact Lens Service
GmbH Oscar-Walner-Strasse 26, 71636
Ludwigsburg, Germany

Производитель: INTEROJO INC. («ИНТЕРОДЖИ ИНЧ»)
28529, Sandan-ro 15, Beon-gil, Pyeongtaek-si,
Gyeonggi-do, Korea. www.interojo.com

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ, УКАЗАННЫХ НА УПАКОВКЕ

DIA	диаметр
BC	базовая кривизна
D	диоптрия (оптическая сила)
стерильно	стерильно
	срок годности



КОМФОРТНО НОСИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ!


Видеть четко вблизи
и вдаль при любом уровне
освещенности!

Линзы контактные мягкие
силикон-гидрогелевые однодневные Adria Zero.
Содержимое: 30 контактных стерильных линз
(генифилкон 40%, вода 60%) в блистерах
в буферном солевом растворе с гиалуроном.
Следуйте рекомендациям врача-офтальмолога
по режиму ношения и уходу за линзами.
Не используйте, если упаковка блистера
повреждена.

Уполномоченный представитель: ООО «Оптиксервис»,
Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 77,
5 этаж. Тел.: 8 (383) 335-71-61

Регистрационное удостоверение

Обязательной сертификации не подлежит.



EC Representative: Contact Lens Service
GmbH Oscar-Walker-Strasse 26, 71636
Ludwigsburg, Germany

ADRIA
ZERO



МАКСИМУМ
КИСЛОРОДА




ЗРЕНИЕ
ВЫСОКОЙ
ЧЕТКОСТИ



УФ-ЗАЩИТА



КРУГЛЫЙ
КРАЙ
ЛИНЗЫ



D -0.50

LOT OF 43

BC 8.60 DIA 14.2 2028/03



4603300329220

ADRIA ZERO

линзы контактные мягкие
силикон-гидрогелевые однодневные
(генифилкон 40%, вода 60%)
в стерильном буферном
солевом растворе с гиалуроном

INTEROJO INC.

«ИНТЕРОДЖО ИНК.»

28&25, Sandan-ro 15 beon-gil,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea.

HD

ЧЕТКОЕ
ЗРЕНИЕ



STERILE



CE



CL0712-001 1639

DIA 14.2mm

B.C 8.60mm

LOT AA11

EXP ⌚ 0000/00

D -0.00



Линзы контактные мягкие гидрогелевые однодневные Adria GO



ADRIA
GO

КОМФОРТНО НОСИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ!


Видеть четко вблизи
и вдаль при любом уровне
освещенности!

Линзы контактные мягкие гидрогелевые
однодневные Adria Go.

Содержимое: 30 контактных стерильных линз
(бионсифилкон А 42%, вода 58%) в блистерах
в буферном солевом растворе с гиалуроном.
Следуйте рекомендациям врача-офтальмолога
по режиму ношения и уходу за линзами.
Не используйте, если упаковка блистера
повреждена.

Уполномоченный представитель: ООО «Оптиксервис»,
Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 77,
5 этаж. Тел.: 8 (383) 335-71-61

Регистрационное удостоверение:



ЛИНЗЫ

HD

ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ

НА РАЗНЫХ РАССТОЯНИЯХ
И В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК




БОЛЬШЕ ФАКТОВ ПО ТЕГУ #ADRIACATS

ADRIACATS.RU



РАЗРАБОТАНО В КОРЕЕ



D+3.00

LOT OF43

BC 8,60 DIA 14.2 ⏰ 2025/03



4603300300489

ADRIA GO

линзы контактные мягкие
гидрогелевые однодневные
(биоксифилкон А 42%, вода 58%)
в стерильном буферном
солевом растворе с гиалуроном

INTEROJO INC.

«ИНТЕРОДЖО ИНК.»
28&25, Sandan-ro 15 beon-gil,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea.

HD ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ  STERILE  
CL0712-001 1639

DIA 14.2mm

B.C 8.60mm

LOT AA11
EXP ⌚ 0000/00
D -0.00



Линзы контактные мягкие гидрогелевые однодневные Adria MIX



ADRIA
MIX

ЛИНЗЫ **HD** ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ
НА РАЗНЫХ РАССТОЯНИЯХ
И В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

СДЕЛАЙ СВОИ ГЛАЗА ЯРЧЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ
ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПОМЕНЯЙ
ИХ ЦВЕТ ЗА МГНОВЕНИЕ!

Линзы контактные мягкие гидрогелевые
однодневные Adria MIX.

Содержимое: 30 стерильных цветных контактных
линз (метафилкон 45%, вода 55%) в стерильном
буферном солевом растворе с гиалуроном.
Режим ношения: дневной (до 8 часов).
Режим замены: 1 день.

Соблюдайте рекомендации врача-офтальмолога
по режиму ношения и уходу за линзами.
Не используйте, если упаковка блистера
повреждена.

Уполномоченный представитель: ООО «Оптиксервис»,
Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Савко и Ванцетти, 77,
5 этаж. Тел: 8 (383) 335-71-61

Регистрационное удостоверение

Обязательной сертификации не подлежит.



EC Representative: Contact Lens Service
GmbH Oscar-Walker-Strasse 26, 71636
Ludwigsburg, Germany

Производитель: INTEROJO INC. («ИНТЕРОДЖО ИНК.»)
28625, Sandan-ro 15 beon-gil, Pyeongtaek-si,
Gyeonggi-do, Korea. www.interojo.com

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ, УКАЗАННЫХ НА УПАКОВКЕ

DIA	диаметр
BC	базовая кривизна
D	диоптрия (оптическая сила)
STERILE	стерильно
	срок годности
	уф-защита



ЛИНЗЫ HD ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ

НА РАЗНЫХ РАССТОЯНИЯХ
И В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

СДЕЛАЙ СВОИ ГЛАЗА ЯРЧЕ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЕЕ
ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПОМЕНЯЙ
ИХ ЦВЕТ ЗА МГНОВЕНИЕ!

Линзы контактные мягкие гидрогелевые
однодневные Adria MIX.

Содержимое: 30 стерильных цветных контактных
линз (метафилкон 45%, вода 55%) в стерильном
буферном солевом растворе с гиалуроном.

Режим ношения: дневной (до 8 часов).

Режим замены: 1 день.

Соблюдайте рекомендации врача офтальмолога
по режиму ношения и уходу за линзами.

Не используйте, если упаковка блистера
повреждена.

Уполномоченный представитель: ООО «Оптиксервис»,
Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 77,
5 этаж. Тел.: 8 (383) 335-71-61

Регистрационное удостоверение

Обязательной сертификации не подлежит.

**МЕНЯЙ ЦВЕТ ГЛАЗ
ПО НАСТРОЕНИЮ!**

БОЛЬШЕ ФАКТОВ ПО ТЕГУ:
#ADRIACATS

10
ЛИНЗ

ЗЕЛЕННЫХ

10
ЛИНЗ

ГОЛУБЫХ

10
ЛИНЗ

СЕРЫХ

ЛИНЗЫ

HD

ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ

НА РАЗНЫХ РАССТОЯНИЯХ
И В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК



БОЛЬШЕ ФАКТОВ ПО ТЕГУ #ADRIACATS



ADRIACATS.RU



 РАЗРАБОТАНО В КОРЕЕ



D -0.00

LOT OF43

BC 8,60 DIA 14,2 2028/03



4603300331469

ADRIA MIX

линзы контактные мягкие
гидрогелевые однодневные
(метафилкон 45%, вода 55%)
в стерильном буферном
солевом растворе с гиалуроном

INTEROJO INC.
«ИНТЕРОДЖО ИНК.»
28&25, Sandan-ro 15 beon-gil,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea.

HD ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ  **STERILE**  
CL0712 001 1639

DIA 14.2mm

B.C 8.60mm

LOT AA11
EXP ⌚ 0000/00
D -0.00
BLUE

Линзы контактные мягкие гидрогелевые однодневные Adria MIX, варианты исполнения Blue/Gray/Green





ADRIA

WOW

30
линз

ОДНОДНЕВНЫЕ

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ МЯГКИЕ
ГИДРОГЕЛЕВЫЕ

Линзы контактные мягкие гидрогелевые однодневные Adria WOW

ADRIA WOW

КОМФОРТНО НОСИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ!

Видеть четко вблизи
и вдаль при любом уровне
освещенности!

Линзы контактные мягкие гидрогелевые
однодневные Adria WOW.

Содержимое: 30 контактных стерильных линз
(метафилкон 45%, вода 55%) в блистерах в
буферном солевом растворе с гиалуроном.


Режим ношения - дневной (до 8 часов).

Режим замены - 1 день. Следуйте рекомендациям
врача-офтальмолога по режиму ношения и уходу
за линзами. Не используйте, если упаковка
блистера повреждена.

Уполномоченный представитель: ООО «Оптиксервис»,
Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 77, 5 этаж.
Тел: 8 (383) 335-71-61

Регистрационное удостоверение

Обязательной сертификации не подлежит.



EC Representative: Contact Lens Service
GmbH Oscar-Walker-Strasse 26, 71636
Ludwigsburg, Germany

Производитель: INTEROJO INC. («ИНТЕРОДЖО ИНК.»)
28&25, Sandan-ro 15 beon-gil, Pyeongtaek si,
Gyeonggi-do, Korea. www.interojo.com

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ, УКАЗАННЫХ НА УПАКОВКЕ

DIA	диаметр
BC	базовая кривизна
D	диоптрия (оптическая сила)
STERILE	стерильно
	срок годности



STERILE



ADRIA WOW

КОМФОРТНО НОСИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ!

Видеть четко вблизи
и вдаль при любом уровне
освещенности!


Линзы контактные мягкие гидрогелевые
однодневные Adria WOW.

Содержимое: 30 контактных стерильных линз
(метафилкон 45%, вода 55%) в блистерах в
буферном солевом растворе с гиалуроном.
Режим ношения - дневной (до 8 часов).
Режим замены - 1 день. Следуйте рекомендациям
врача-офтальмолога по режиму ношения и уходу
за линзами. Не используйте, если упаковка
блистера повреждена.

Уполномоченный представитель: ООО «Оптиксервис»,
Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 77, 5 этаж.
Тел: 8 (383) 335-71-61

Регистрационное удостоверение

Обязательной сертификации не подлежит.




EC Representative: Contact Lens Service
GmbH Oscar-Walker-Strasse 26, 71636
Ludwigsburg, Germany

Производитель: INTEROJO INC. («ИНТЕРОДЖО ИНК.»)
28&25, Sandan-ro 15 beon-gil, Pyeongtaek-si,
Gyeonggi-do, Korea. www.interojo.com

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ, УКАЗАННЫХ НА УПАКОВКЕ

DIA	диаметр
BC	базовая кривизна
D	диоптрия (оптическая сила)
STERILE	стерильно
	срок годности



ЛИНЗЫ
HD

ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ
НА РАЗНЫХ РАССТОЯНИЯХ
И В РАЗНОЕ ВРЕМЯ СУТОК



БОЛЬШЕ ФАКТОВ ПО ТЕГУ #ADRIACATS



ADRIACATS.RU



РАЗРАБОТАНО В КОРЕЕ

ADRIA
WOW

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ
МЯГКИЕ ГИДРОГЕЛЕВЫЕ
ОДНОДНЕВНЫЕ



ЗРЕНИЕ
ВЫСОКОЙ
ЧЕТКОСТИ



КРУГЛЫЙ
КРАЙ
ЛИНЗЫ



УФ-ЗАЩИТА



ADRIA WOW

линзы контактные мягкие
гидрогелевые однодневные
(метафилкон 45%, вода 55%)
в стерильном буферном
солевом растворе с гиалуроном

INTEROJO INC.
«ИНТЕРОДЖО ИНК.»
28&25, Sandan-ro 15 beon-gil,
Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Korea.

РЕШЕНИЕ **HD** ЧЕТКОЕ ЗРЕНИЕ  **STERILE**  **CE** 
CL0712-001 1639

DIA 14.2mm

B.C 8.60mm

LOT AA11
EXP ⌚ 0000/00
D -0.00

RHAPSODY

Линзы контактные мягкие гидрогелевые однодневные Adria WOW, вариант исполнения Rhapsody



Линзы контактные мягкие гидрогелевые однодневные Adria WOW, вариант исполнения Jazz Black



Линзы контактные мягкие гидрогелевые однодневные Adria WOW, вариант исполнения Soul Brown



Линзы контактные мягкие гидрогелевые однодневные Adria WOW, вариант исполнения Latin



Handwritten signature



*Принято
прислано
37 (тридцать семь) листов*