



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ IN VITRO

Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G (IgG) и класса M (IgM) к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного непрямого иммуноферментного анализа (ИФА)

«ВГС-АТ Подтверждающий»,
ТУ 21.20.23-007-41390295-2020

Комплект 1





Комплект 2



ВГС-АТ

Подтверждающий

Комплект №2

Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия суммарных антител к Core и NS антигенам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) «ВГС-АТ Подтверждающий», ТУ 21.20.23-007-41390295-2020 (для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

ПУ № XXXX

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Набор реагентов содержит:

1 Иммуносорбент	2 шт	7 ТМБ (x11) - концентрат ТМБ (1.3 мл)	2 шт
2 К(+) - инактивированный положительный контрольный образец* (1.0 мл)	2 шт	8 РРТ - раствор для разведения ТМБ (13.0 мл)	2 шт
3 К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец* (2.0 мл)	2 шт	9 Стоп-реагент (7.0 мл)	2 шт
4 ФСБ-Т (x25) - концентрат промывочного раствора (30.0 мл)	2 шт	10 Пленка для заклеивания планшета	6 шт
5 РРО - раствор для разведения образцов (7.0 мл)	2 шт	11 Инструкция по использованию набора	1 шт
6 РК - раствор конъюгата (13.0 мл)	2 шт		

Σ₉₆

2°C

SE-006/96

REF




LOT 09023


2022-09-09

IVD

*Антигена к ВРВ-1,2, Т-гидролиз и HBeAg отсутствуют.

Для клинической лабораторной диагностики. Не замораживать.





Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«18» августа 2021 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

18 08 2021



Образцы маркировки медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G (IgG) и класса M (IgM) к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) «ВГС-АТ Подтверждающий», ТУ 21.20.23-007-41390295-2020

Комплект 1

Внешняя маркировка набора реагентов

ВГС-АТ Подтверждающий

Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G (IgG) и класса M (IgM) к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) «ВГС-АТ Подтверждающий», ТУ 21.20.23-007-41390295-2020
(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

Комплект №1
Комплект реагентов содержит:

1. Иммуносорбент	1 шт
2. К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1.0 мл)	1 флакон
3. К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2.0 мл)	1 флакон
4. ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (30.0 мл)	1 флакон
5. РРО - раствор для разведения образцов (7.0 мл)	1 флакон
6. РК - раствор конъюгата (13.0 мл)	1 флакон
7. ТМБ(х11) - концентрат ТМБ (1.3 мл)	1 флакон
8. РРТ - раствор для разведения ТМБ (13.0 мл)	1 флакон
9. Стоп-реагент (7.0 мл)	1 флакон
10. Пленка для заклеивания планшета	3 шт
11. Инструкция по использованию набора	1 шт

LOT XXXXXX
REF SE-006/48
ГГГГ-ММ-ДД
ГГГГ-ММ-ДД



4 620102 801648

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

Антитела к ВГС-1,2, Т, рибидин и ИФА-Аг отсутствуют.
Для клинической лабораторной диагностики. Замерзание не допускается.

2°C 8°C

IVD

Σ 48

⚠



ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

8-800-600-90-77

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

www.imbian.ru

Место производства:

info@imbian.ru

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

WhatsApp:
+73832093454

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Внутренняя маркировка набора реагентов

ВГС-AT Screen Подтверждающий




Иммуносорбент

Запечатанный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок), 6 стрипов с сорбированным рекомбинантным антигеном Core ВГС, 6 стрипов с сорбированными рекомбинантными антигенами NS3, NS4 и NS5 ВГС

(содержимого достаточно для 48 определений)

LOT XXXXXX ПГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ.»

РРО – 7.0 мл

LOT XXXXXX

ПГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ.»

РК – 13.0 мл

LOT XXXXXX

ПГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ.»

К(+) – 1.0 мл
(инактивирован)

LOT XXXXXX

ПГГГ-ММ-ДД




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ.»

ТМБ(х11) – 1.3 мл

LOT XXXXXX

ПГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ.»

К(-) – 2.0 мл
(инактивирован)

LOT XXXXXX

ПГГГ-ММ-ДД




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ.»

РРТ – 13.0 мл

LOT XXXXXX

ПГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ.»

ФСБ-Т(х26) – 30.0 мл

LOT XXXXXX

ПГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ.»

СТОП – 7.0 мл

LOT XXXXXX

ПГГГ-ММ-ДД



Комплект 2

Внешняя маркировка набора реагентов

ВГС-АТ Подтверждающий

Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G (IgG) и класса M (IgM) к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) «ВГС-АТ Подтверждающий», ТУ 21.20.23-007-41390295-2020

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Комплект №2

Комплект реагентов содержит:

1. Иммуносорбент	2 шт	8. РРТ - раствор для разведения ТМБ (13.0 мл)	2 флакона
2. К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (1.0 мл)	2 флакона	9. Стоп-реагент (7.0 мл)	2 флакона
3. К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (2.0 мл)	2 флакона	10. Пленка для заклеивания планшета	6 шт
4. ФСБ-Т(x26) - концентрат промывочного раствора (30.0 мл)	2 флакона	11. Инструкция по использованию набора	1 шт
5. РРО - раствор для разведения образцов (7.0 мл)	2 флакона		
6. РК - раствор конъюгата (13.0 мл)	2 флакона		
7. ТМБ(x11) - концентрат ТМБ (1.3 мл)	2 флакона		

LOT XXXXXX

REF SE-006/96

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

Imbian



Антитела к ВРЧ-1,2, Т. рибидин и HBsAg отсутствуют.
Для клинической лабораторной диагностики. Замораживание не допускается.



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
рп. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@imbian.ru

Imbian

📍 ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

🏭 Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

☎ 8-800-600-90-77

💻 www.imbian.ru

✉ info@imbian.ru

📱 WhatsApp:
+73832093454

Внутренняя маркировка набора реагентов

ВГС-AT Screen Подтверждающий




Иммуносорбент

Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок), 6 стрипов с сорбированным рекомбинантным антигеном Core ВГС, 6 стрипов с сорбированными рекомбинантными антигенами NS3, NS4 и NS5 ВГС

(содержимого достаточно для 96 определений)

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(+) – 1.0 мл
(инактивирован)

LOT XXXXXX



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(-) – 2.0 мл
(инактивирован)

LOT XXXXXX




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х26) – 30.0 мл

LOT XXXXXX



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

PPO – 7.0 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

PK – 13.0 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ(х11) – 1.3 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

PPT – 13.0 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

СТОП – 7.0 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



Комплект 3

Внешняя маркировка набора реагентов

ВГС-АТ Подтверждающий

Комплект №3

Комплект реагентов содержит:

- | | |
|--|----------|
| 1. Иммуносорбен | 5 шт |
| 2. К(+) - инактивированный положительный контрольный образец (5.0 мл) | 1 флакон |
| 3. К(-) - инактивированный отрицательный контрольный образец (10.0 мл) | 1 флакон |
| 4. ФСБ-Т(х26) - концентрат промывочного раствора (250.0 мл) | 1 флакон |
| 5. РРО - раствор для разведения образцов (31.0 мл) | 1 флакон |
| 6. РК - раствор конъюгата (61.0 мл) | 1 флакон |
| 7. ТМБ(х11) - концентрат ТМБ (6.1 мл) | 1 флакон |

Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов класса G (IgG) и класса M (IgM) к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке (плазме) крови человека методом твердофазного непрямого иммуноферментного анализа (ИФА) «ВГС-АТ Подтверждающий»,
ТУ 21.20.23-007-41390295-2020

(для анализатора автоматического или для ручной постановки анализа)

РУ № XXX XXXX/XXXXX

- | | |
|---|----------|
| 8. РРТ - раствор для разведения ТМБ (61.0 мл) | 1 флакон |
| 9. Стоп-реагент (31.0 мл) | 1 флакон |
| 10. Пленка для заклеивания планшета | 15 шт |
| 11. Инструкция по использованию набора | 1 шт |

LOT XXXXXX

REF SE-006/240


ГТТТ-ММ-ДД

ГТТТ-ММ-ДД

Imbian



Антитела к ВИЧ-1,2, Т. pallidum и HBsAg отсутствуют.
Для клинической лабораторной диагностики. Заверование не допускается.



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, ул. Садовая 2/7
8(383)209-34-54, 8-800-600-90-77,
info@mbian.ru

Imbian

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

Место производства:

ООО "ИМБИАН ЛАБ", Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7

Site of Manufacture: Imbian Lab LLC, 2/7 Sadovaya street, Koltsovo work settlement, 630559, Novosibirsk Region, Russia

8-800-600-90-77

www.imbian.ru

info@mbian.ru

WhatsApp:
+73832093454

Внутренняя маркировка набора реагентов

ВГС-AT Screen Подтверждающий




Иммуносорбент

Запаянный в фольгированный пакет 96-луночный разборный полистироловый планшет для иммунологических реакций с плоским дном (12 стрипов по 8 лунок), 6 стрипов с сорбированным рекомбинантным антигеном Core ВГС, 6 стрипов с сорбированными рекомбинантными антигенами NS3, NS4 и NS5 ВГС

(содержимого достаточно для 240 определений)

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

PPO – 31.0 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

PK – 61.0 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(+) – 5.0 мл
(инактивирован)

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ТМБ(х11) – 6.1 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

K(-) – 10.0 мл
(инактивирован)

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

PPT – 61.0 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ФСБ-Т(х26) – 250.0 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД




ВГС-AT Подтверждающий

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

СТОП – 31.0 мл

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

«18» августа 2021 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

"18" "08" 2021 г.

