



Фотографические изображения медицинского изделия
АНАЛИЗАТОР ВИДЕОЦИФРОВОЙ ДЛЯ
ФОТОФИКСАЦИИ И АНАЛИЗА
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕСТОВ
«НЕРОН», В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ТУ №26.51.53-003-45629787-2021



Рисунок 1. Изображение комплектности поставки анализатора «Нерон», в варианте исполнения 1

- 1- Анализатор в варианте исполнения 1;
- 2- Адаптер питания для анализатора;
- 3- Кабель USB Type-C;
- 4- Кассета проверки работоспособности (КПР);
- 5- Платформа № 1;
- 6- Платформа № 2(при необходимости);
- 7- Адаптер питания анализатора от прикуривателя (при необходимости);
- 8- Термобумага для принтера чекового (при необходимости);
- 9- Принтер А4 (при необходимости);
- 10- Зарядное устройство для принтера А4 (при необходимости);
- 11- Термобумага для принтера портативного А4 (при необходимости);
- 12- Сканер QR и штрих-кодов – 1 шт. (при необходимости);
- 13- Руководство по эксплуатации;
- 14- Паспорт;
- 15- Потребительская упаковка.



Рисунок 2. Изображение комплектности поставки анализатора «Нерон», в варианте исполнения 2

- 1- Анализатор в варианте исполнения 2;
- 2- Адаптер питания для анализатора;
- 3- Кабель USB Type-C;
- 4- Кассета проверки работоспособности (КПР);
- 5- Платформа № 1;
- 6- Платформа № 2(при необходимости);
- 7- Адаптер питания анализатора от прикуривателя (при необходимости);
- 8- Термобумага для принтера чекового (при необходимости);
- 9- Принтер А4 (при необходимости);
- 10- Зарядное устройство для принтера А4 (при необходимости);
- 11- Термобумага для принтера портативного А4 (при необходимости);
- 12- Сканер QR и штрих-кодов – 1 шт. (при необходимости);
- 13- Руководство по эксплуатации;
- 14- Паспорт;
- 15- Потребительская упаковка.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (млн) листов.

Генеральный директор
ООО «НПО Близар»
Моисеев Сергей Евгеньевич



(подпись)

М.П.



УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО «НПО БЛИЗАР»

С.Е. Моисеев

«1» августа 2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

АНАЛИЗАТОР ВИДЕОЦИФРОВОЙ ДЛЯ

ФОТОФИКСАЦИИ И АНАЛИЗА

ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ТЕСТОВ

«НЕРОН», В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ

ТУ № 26.51.53-003-45629787-2021

1. Макет маркировки анализатора

ООО «НПО БЛИЗАР»	
Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Нерон», в вариантах исполнения ТУ №26.51.53-003-45629787-2021 Вариант исполнения X	
SN XXXX	 XX(месяц)XXXX(год)
№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX	
IP 20	
5B(V)/3A 12B(V)/1,67A	=== max 20 Вт (W)
IVD	 ООО «НПО БЛИЗАР» 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 37, корп. 2, эт. 1, пом. 6.

Рисунок 1 – Макет маркировки анализатора

НЕРОН	
Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Нерон», в вариантах исполнения ТУ №26.51.53-003-45629787-2021 Вариант исполнения 1	
IP 20	5B(V)/3A 12B(V)/1,67A === max 20 Вт (W) № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX
SN 00002	 08.2021
IVD	 ООО «НПО БЛИЗАР» 125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 37, корп. 2, эт. 1, пом. 6.

Рисунок 2 – Пример маркировки анализатора

ООО «НПО БЛИЗАР»

Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Нерон», в вариантах исполнения
ТУ №26.51.53-003-45629787-2021

Состав: Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Нерон», в вариантах исполнения:

Вариант исполнения 1:

- Анализатор в варианте исполнения 1 – 1 шт.;
- Адаптер питания для анализатора – 1 шт.;
- Кабель USB Type-C – 1 шт.;
- Кассета проверки работоспособности (КПР) -1 шт.;
- Платформа № 1 - 1 шт.;
- Платформа № 2 - 1 шт. (при необходимости);
- Принтер портативный А4 - 1 шт. (при необходимости);
- Адаптер питания анализатора от прикуривателя (при необходимости);
- Зарядное устройство для принтера А4 - 1 шт. (при необходимости);
- Термобумага для принтера чекового – 1 шт. (при необходимости);
- Термобумага для принтера портативного А4 – 1 шт. (при необходимости);
- Сканер QR и штрих-кодов – 1 шт. (при необходимости);
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Потребительская упаковка – 1 шт.


SN XXXX



XX(месяц)XXXX(год)



Хранить при температуре от 5°C до 40°C



Хранить при влажности воздуха не более 80 %



ООО «НПО БЛИЗАР»

125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 37, корп. 2, эт. 1, пом. 6.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



XX(месяц) XXXX(год)


Рисунок 3 – Макет маркировки групповой (потребительской) упаковки

Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Нерон», в вариантах исполнения
ТУ №26.51.53-003- 45629787-2021

Состав: Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Нерон», в вариантах исполнения:

Вариант исполнения 2:

- Анализатор в варианте исполнения 2- 1 шт;
- Адаптер питания для анализатора – 1 шт.;
- Кабель USB Type-C – 1 шт.;
- Кассета проверки работоспособности (КПР) -1 шт.;
- Платформа № 1 - 1 шт.;
- Платформа № 2 - 1 шт. (при необходимости);
- Принтер портативный А4 - 1 шт. (при необходимости);
- Адаптер питания анализатора от прикуривателя (при необходимости);
- Зарядное устройство для принтера А4 - 1 шт. (при необходимости);
- Термобумага для принтера чекового – 1 шт. (при необходимости);
- Термобумага для принтера портативного А4 – 1 шт. (при необходимости);
- Сканер QR и штрих-кодов – 1 шт. (при необходимости);
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Потребительская упаковка – 1 шт.



SN


XXXX



XX(месяц)XXXX(год)



Хранить при температуре от 5°C до 40°C




Хранить при влажности воздуха не более 80 %



ООО «НПО БЛИЗАР»

125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 37, корп. 2, эт. 1, пом. 6.

Регистрационное удостоверение № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



XX(месяц) XXXX(год)

Рисунок 4 – Макет маркировки групповой (потребительской) упаковки

ООО «НПО БЛИЗАР»

Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Нерон», в вариантах исполнения

ТУ №26.51.53-003- 45629787-2021

Состав: Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Нерон», в вариантах исполнения:

Вариант исполнения 1:

- Анализатор в варианте исполнения 1 – 1 шт.;
- Адаптер питания для анализатора – 1 шт.;
- Кабель USB Type-C – 1 шт.;
- Кассета проверки работоспособности (КПР) -1 шт.;
- Платформа № 1 - 1 шт.;
- Платформа № 2 - 1 шт. (при необходимости);
- Принтер портативный А4 - 1 шт. (при необходимости);
- Адаптер питания анализатора от прикуривателя (при необходимости);
- Зарядное устройство для принтера А4 - 1 шт. (при необходимости);
- Термобумага для принтера чекового – 1 шт. (при необходимости);
- Термобумага для принтера портативного А4 – 1 шт. (при необходимости);
- Сканер QR и штрих-кодов – 1 шт. (при необходимости);
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Потребительская упаковка – 1 шт.

SN XXXX



XX(месяц)XXXX(год)



Хранить при температуре от 5°C до 40°C



Хранить при влажности воздуха не более 80 %



ООО «НПО БЛИЗАР»

125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 37, корп. 2, эт. 1, пом. 6.



IVD



XX(месяц) XXXX(год)

Масса нетто транспортной упаковки
Масса брутто транспортной упаковки
Масса нетто потребительской упаковки

№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Рисунок 5 – Макет маркировки транспортной упаковки

Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Нерон», в вариантах исполнения

ТУ №26.51.53-003- 45629787-2021

Состав: Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммунохроматографических тестов «Нерон», в вариантах исполнения:

Вариант исполнения 2:

- Анализатор в варианте исполнения 2- 1 шт;
- Адаптер питания для анализатора – 1 шт.;
- Кабель USB Type-C – 1 шт.;
- Кассета проверки работоспособности (КПП) -1 шт.;
- Платформа № 1 - 1 шт.;
- Платформа № 2 - 1 шт. (при необходимости);
- Принтер портативный А4 - 1 шт. (при необходимости);
- Адаптер питания анализатора от прикуривателя (при необходимости);
- Зарядное устройство для принтера А4 - 1 шт. (при необходимости);
- Термобумага для принтера чекового – 1 шт. (при необходимости);
- Термобумага для принтера портативного А4 – 1 шт. (при необходимости);
- Сканер QR и штрих-кодов – 1 шт. (при необходимости);
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- Паспорт – 1 шт.;
- Потребительская упаковка – 1 шт.

SN


XXXX



XX(месяц)XXXX(год)



Хранить при температуре от 5°C до 40°C



Хранить при влажности воздуха не более 80 %



XX(месяц)XXXX(год)

№ P3H XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



ООО «НПО БЛИЗАР»

125212, г. Москва, Ленинградское ш., д. 37, корп. 2, эт. 1, пом. 6.

Масса нетто транспортной упаковки

Масса брутто транспортной упаковки

Масса нетто потребительской упаковки

Рисунок 6 – Макет маркировки транспортной упаковки



Рисунок 7 – Макет маркировки платформы 1



Рисунок 8 – Макет маркировки платформы 2



Рисунок 9 – Макет маркировки портов USB 3.0



Рисунок 10 – Макет маркировки портов USB 2.0




Рисунок 11 – Макет маркировки портов USB Type-C




Рисунок 12 – Макет маркировки портов HDMI



Рисунок 13 – Макет маркировки портов Ethernet

4. Символы, используемые в маркировке медицинского изделия

Символ	Описание
	Верх
	Серийный номер
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Температурный диапазон
	Обратитесь к инструкции по применению
	Диапазон влажности
	Порт USB

	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Использовать до
	Дата производства
	Постоянный ток
	Платформа № 1
	Платформа № 2

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
10 (десять) листов.

Генеральный директор
ООО «НПО «Близар»
Моисеев Сергей Евгеньевич

(подпись)

М.П.

