

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО ИЦ «УГНТУ»



А.В. Угаров

М.П.

Комбинезон медицинский защитный однократного


применения, модель КМЗ-1

по ТУ 32.50.50-003-32041992-2020


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия



Фотографическое изображение 1 – Комбинезон медицинский защитный однократного применения, модель КМЗ-1, вид спереди



Фотографическое изображение 2– Комбинезон медицинский защитный однократного применения, модель КМЗ-1, вид спереди



Фотографическое изображение 3 - Бахилы



Фотографическое изображение 4— Комбинезон медицинский защитный однократного применения, модель КМЗ-1, вид спереди



Фотографическое изображение 5— Комбинезон медицинский защитный однократного применения, модель КМЗ-1, вид сбоку



Фотографическое изображение 6– Комбинезон медицинский защитный одноразового применения, модель КМЗ-1, вид сзади

«Комбинезон медицинский защитный одноразового применения, модель KM-1 по ТУ 32.50.50-003-2004-1992-2020»

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13290 от 27.01.2021

Для одноразового использования. Стерильный.

Размер: XL - Рост: 176-182; Обхват груди: 108-112

Количество комбинезонов в упаковке: 5 шт

Масса брутто: 1400 г

Номер партии: 061

Дата изготовления: 07.10.2020

Срок годности до: 07.10.2023

Производитель: ООО ИЦ «УПНТУ»

Юридический адрес: 450112, г. Уфа, ул. Мира, д. 54, помещение 32, 33, 34

Тел: +8(347)268-00-80; +8(917)752-13-38,

E-mail: info@icupntu.ru

Сайт: http://icupntu.ru

Произведено: Россия

Назначение: Предназначен для защиты медперсонала при контактах с инфекционно-опасными пациентами

Меры предосторожности: См. инструкцию по применению.

Условия хранения:
Комбинезоны в упаковке производителя должны храниться по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 при следующих условиях: температура окружающей среды от минус 50 до плюс 40°C, относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°C.

Условия транспортирования:
Комбинезоны транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ) по ГОСТ 15150 при следующих условиях: температура окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С, относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25 °С.

Условия утилизации:
Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.
Комбинезон после использования его по назначению подлежит утилизации.
Утилизацию изделий, использованных в инфекционном отделении медицинского ЛПУ, осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологические опасные отходы).
Утилизация неиспользованных изделий осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы).
Дезинфекция комбинезона после его использования осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологические опасные отходы). Прозецинированный комбинезон подлежит утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.

Состав изделия:

№	Наименование, марка материала	Производитель, ИД	Назначение материала
1	Пленка листовая «Паниспан Медно» для изолат медицинских назначений и разового применения плотностью 50 г/м² Цвет: белый	АО «Паниспан», СТО 96891647-001-2009	Для основных деталей изделия
2	Материал рулонный изолатонный «Спандон» армированный плотностью 50 г/м² Цвет: белый	АО «Паниспан», СТО 96891647-02-2009	Для основных деталей изделия
3	Лента эластичная ЛЭ-20841-25	ООО «Лентек», ОСТ 17-10-013-2000	Для обработки краев изделия и фиксации линии талии
	Тесьма «молния» рулонная	ООО «Молния-ТБ» ГОСТ 30736-2001	Для обработки застежки
	Искусственная торцевая марля «MR3.0 BDR»	ООО «Молния-ТБ» ГОСТ 28905	Для обеспечения открытого закрытия комбинезона
	Нитки	ОАО «ГВБ им. Кирова», ГОСТ 6309-03	Для скрепления деталей
2	Лента контактная «Липучка»	ООО «Псковская манфактура», ТУСТ 30109-1-01	Для обеспечения открытого закрытия комбинезона

Фотографическое изображение 8 – Транспортная упаковка(маркировка)



Фотографическое изображение 9 – Индивидуальная упаковка

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13290 от 27.01.2021

Для однократного использования. Нестерильный.

Размер: XL - Рост: 176-182; Обхват груди: 108-112

Комплектация: Комбинезон КМЗ-1 размер XL - 1 шт., инструкция по применению - 1

Масса брутто: 225 г

Номер партии: 061

Дата изготовления: 01.10.2020г.

Срок годности: до 01.10.2023г.

Производитель: ООО ИЦ «УГНТУ»

Юридический адрес: 450112, г. Уфа, ул. Мира, д.54; помещение 32, 33, 34

Тел: +8(347)268-00-80; +8(917)752-13-38,

E-mail: info@icugntu.ru

Сайт: <http://icugntu.ru/>

Произведено: Россия

Назначение: Предназначен для защиты медперсонала при контактах с инфекционно-опасными пациентами.

Меры предосторожности: См. инструкцию по применению.

Условия хранения:

Комбинезоны в упаковке производителя должны храниться по условиям хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 при следующих условиях: температура окружающей среды от минус 50 до плюс 40°C; относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°C.

Условия транспортирования:

Комбинезоны транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 (ОЖ) по ГОСТ 15150 при следующих условиях: температура окружающей среды от минус 50 °С до плюс 50 °С, относительная влажность воздуха до 100% при температуре плюс 25°C.

Условия утилизации:

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора.

Комбинезон после использования его по назначению подлежит утилизации.

Утилизацию изделий, использованных в инфекционном отделении медицинского ЛПУ, осуществляют в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологические опасные отходы).


Утилизация неиспользованных изделий осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А (эпидемиологически безопасные отходы).

Дезинфекция комбинезона после его использования осуществляется в порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б (эпидемиологические опасные отходы). Продезинфицированный комбинезон подлежит утилизации по категории медицинских отходов группы «Б» в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 и с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.


Состав изделия:

№	Наименование, марка материала	Производитель, ИД	Назначение материала
1	Полотно нетканое «Полиспан Мед» для изделий медицинского назначения и разового применения плотностью 50 г/м ² Цвет: белый	АО «Полимакс», СТО 96891647-001-2009	Для основных деталей изделия
2	Материал рулонный изоляционный «Спанбонд-ламинированный» плотностью 50 г/м ² Цвет: белый	АО «Полимакс», СТО 96891647-02-2009	Для основных деталей изделия
3	Лента эластичная ЛЭ-20БП-25	ООО «Лентес», ОСТ 17-10-033-2000	Для обработки краев изделия и фиксации линии талии
4	Тесьма «молния» рулонная	ООО «Молния-СПб» ГОСТ 30736-2001	Для обработки застежки
5	Застежка-молния торговой марки «МОЛНИЯ»	ООО «Молния-СПб», ГОСТ 28965	Для обеспечения открытия/закрытия комбинезона
6	Нитки	ОАО «ПНК им. Кирова», ГОСТ 6309-93	Для сшивания деталей
7	Лента контактная «Липучка»	ООО «Посидская мануфактура» ГОСТ 30019.1-93	Для обеспечения открытия/закрытия комбинезона

Фотографическое изображение 10 – Индивидуальная упаковка(маркировка)



Фотографическое изображение 11 – Групповая упаковка



Фотографическое изображение 13 – Швы



Фотографическое изображение 14 – Застежки и молния изделия

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 15 (пятинадцать) листов
Должность Директор
ООО ИЧ "УГНТУ"
Подпись [подпись] / Умаров А.В.

