


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Группа компаний Авантик-Мед»
Арапова Н.А.




ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Наборы одноразовые стерильные для введения рентгеноконтрастных/
магнитоконтрастных веществ и физиологического раствора для инъекторов,
торговой маркой «ГИПЕРМЕД»,**


***производства UNION MEDICAL SHENZHEN CO., LTD. (ЮНИОН МЕДИКАЛ
ШЭНЬЧЖЭНЬ КО., ЛТД.), Республика Китай***




1.Набор GM1101 в составе: 1.1. Шприц 200 мл, 1.2. Трубка соединительная 150 см, 1.3. Трубка для быстрого заполнения 1.4. Шип длинный




2. Набор GM1102 в составе: 2.1 Шприц 200 мл, 2.2 Трубка соединительная 150 см, 2.3 Трубка для быстрого заполнения, 2.4 Шип длинный




3. Набор GM1104 в составе: 3.1. Шприц 200 мл – 2 шт. 3.2. Трубка соединительная 150 см (Т-образная трубка с одним обратным клапаном) 3.3. Шип длинный
3.4. Шип короткий 3.5. Трубка для быстрого заполнения – 2 шт.




4. Набор GM2105 в составе: 4.1. Шприц 190 мл, 4.2. Трубка соединительная 150 см, 4.3. Трубка для быстрого заполнения, 4.4. Шип длинный




5. Набор GM2106 в составе: 5.1 Шприц 190 мл – 2 шт. 5.2 Трубка соединительная 150 см (Y-образная трубка с одним обратным клапаном) 5.3 Шип длинный
5.4 Шип короткий




6. Набор GM4101 в составе: 6.1. Шприц 200 мл 6.2. Трубка соединительная 150 см 6.3. Трубка для быстрого заполнения 6.4. Шип длинный




7. Набор GM4102 в составе: 7.1. Шприц 200 мл – 2 шт. 7.2. Трубка соединительная 150 см (Y-образная трубка с одним обратным клапаном) 7.3. Шип длинный
7.4. Шип короткий 7.5. Трубка для быстрого заполнения




8. Набор GM4103 в составе: 8.1 Шприц 200 мл 8.2Трубка соединительная 150 см (Y-образная трубка с двумя обратными клапанами) 8.3Трубка для быстрого заполнения




9. Набор GM4104 в составе: 9.1 Шприц 200 мл 9.2 Трубка соединительная 150 см (Y-образная трубка с одним обратным клапаном) 9.3 Трубка для быстрого заполнения




10. Набор GM4105 в составе: 10.1 Шприц 200 мл 10.2 Шпиг длинный 10.3 Трубка для быстрого заполнения




11. Набор GM3101 в составе: 11.1 Шприц 100 мл 11.2Трубка соединительная 150 см 11.3Трубка для быстрого заполнения 11.4Шип длинный




12. Набор GM3102 в составе: 12.1 Шприц 200 мл 12.2 Трубка соединительная 150 см 12.3 Трубка для быстрого заполнения 12.4 Шип длинный




13. Набор GM3103 в составе: 13.1 Шприц 200 мл 13.2 Шприц 60 мл 13.3 Трубка соединительная 150 см (Y-образная трубка с одним обратным клапаном) 13.4 Шпиг длинный 13.5 Шпиг короткий




14.Набор GM3104 в составе: 14.1 Шприц 200 мл 14.2 Шприц 100 мл 14.3 Трубка соединительная 150 см (Y-образная трубка с одним обратным клапаном) 14.4 Шип длинный 14.5 Шип короткий




15. Набор GM3105 в составе: 15.1 Шприц 200 мл 15.2 Трубка соединительная 150 см (Y-образная трубка с одним обратным клапаном) 15.3 Трубка для быстрого заполнения 15.4 Шип копоткий




16. Набор GM3106 в составе: 16.1 Шприц 100 мл 16.2 Шип короткий




17. Набор GM3107 в составе: 17.1 Шприц 200 мл – 2 шт. 17.2 Трубка соединительная 150 см (Y-образная трубка с одним обратным клапаном) 17.3 Трубка для быстрого заполнения – 2 шт. 17.4 Шип длинный 17.5 Шип короткий




18. Набор GM5101 в составе: 18.1 Шприц 200 мл 18.2 Трубка соединительная 150 см 18.3 Трубка для быстрого заполнения 18.4 Шпиг длинный




19. Набор GM5102 в составе: 19.1 Шприц 200 мл – 2 шт. 19.2 Трубка соединительная 150 см (Y-образная трубка с одним обратным клапаном) 19.3 Шип длинный 19.4 Шип короткий 19.5 Трубка для быстрого заполнения – 2 шт.




20. Набор GM1201 в составе: 20.1 Шприц 150 мл 20.2 Трубка для быстрого заполнения




21. Набор GM1202 в составе: 12.1 Шприц 200 мл 12.2 Трубка для быстрого заполнения




22. Набор GM1205 в составе: 22.1 Шприц 150 мл 22.2 Трубка для быстрого заполнения




23. Набор GM4201 в составе: 23.1 Шприц 150 мл 23.2 Трубка для быстрого заполнения




24. Набор GM4202 в составе: 24.1 Шприц 150 мл 24.2 Трубка для быстрого заполнения



25. Набор GM1302 в составе: 25.1 Шприц 115 мл 25.2 Шприц 65 мл 25.3 Трубка соединительная 250 см (Т-образная трубка с одним обратным клапаном) 25.4 Шип длинный 25.5 Шип короткий



26. Набор GM4301 в составе: 26.1 Шприц 60 мл – 2 шт. 26.2 Трубка соединительная 250 см (Y-образная трубка с одним обратным клапаном) 26.3 Шип длинный
26.4 Шип короткий 26.5 Трубка для быстрого заполнения-2 шт.



27. Набор GM5301 в составе: 27.1 Шприц 65 мл – 2 шт. 27.2 Трубка соединительная 250 см (Y-образная трубка с одним обратным клапаном) 27.3 Шип длинный
27.4 Шип короткий



Гипермед

Наборы одноразовые стерильные
для введения рентгеноконтрастных/
магнетиконтрастных веществ
и физиологического раствора
для инжекторов под торговой маркой
«ГИПЕРМЕД»

Регистрационное удостоверение:

Набор GM1101

Совместим с аппаратами: Medical Vision, Evision CT

Состав набора:

Шприц - 200 мл

Трубка соединительная - 190 см

Трубка для быстрого заполнения

Цена дилерская

НЕ ТОНУЕТ

АВТОГЕННО

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ
ОТРЫВОВ ИЛИ ПОРВОКОВ

СТЕРИЛЬНО

STERILE

Стерильность сертифицирована



Не использовать повторно



2026.06



2021.06

LOT

1006021



ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГИПЕРМЕД-М», ИНН 50-09-008, ОГРН 50-09-008-008-008
Р/сч: 50900000000000000000, БИК: 044501000, К/сч: 50900000000000000000
П/сч: 50900000000000000000, К/сч: 50900000000000000000

Юридический адрес: 111000, г. Москва,
Одесская ул., д. 1, офис 42
Тел.: +7 (495) 771-02-02, e-mail: info@hypermed.ru

СЕРТИФИКАТ

CE 0123

сертификат

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 29 листов

Генеральный директор
ООО «Группа компаний Авантик-Мед»

Арапова Н.А. _____

