

только для in vitro диагностики

TY 24.20.73-119-04568735-2021
RU

T4-Имаксиз (IMAXYZ)

REF BT11-04

Набор реагентов для количественного
иммуноферментного определения
тироксина
в сыворотке крови человека
"Т4-Имаксиз(IMAXYZ)"

Состав набора:

LOT серия: 009

Дата выпуска: 2021-04

Годен до: 2023-04

АО "Витал Девелопмент"
Корпорэйшн", Россия
194353 Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку,
д.56, лит А
тел: (812) 702-10-86

- | | |
|---|--------|
| 1. Микропланшет с моноклональными антителами к Т4 | 1 уп. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Раствор АНС-Т4 | 1 фл. |
| 5. Конъюгат | 1 фл. |
| 6. Буфер П | 1 фл. |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 8. Стоп-реагент | 1 шт. |
| 9. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 10. Плёнка для заклеивания микропланшета | 1 шт. |
| 11. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 12. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт. |

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Vital
Development



2



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего

2

листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»



А.Г.Плехов

2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ ГРУППОВОЙ ТАРЫ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
тироксина в сыворотке крови человека
«Т₄-Имаксиз (IMAXYZ)»
ТУ 21.20.23-111-94568735-2021**

Т₄-Имаксиз (IMAXYZ)

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
тироксина в сыворотке крови человека
ТУ 21.20.23-111-94568735-2021**

LOT Серия XXXX

 Годен до YYYY-XX

Наборов в коробке: XX шт.

Масса нетто набора: XX г.

Масса нетто: XX г.

Масса брутто: XX г.

 **АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А**

 **+2-8°C**



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**



Всего 2 листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»

А.Г.Плехов



« _____ 2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
тироксина в сыворотке крови человека
«Т₄ -Имаксиз (IMAXIZ)»
ТУ 21.20.23-111-94568735-2021**


Т₃-Имаксиз (IMAXYZ)

REF BT 11-03

Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения
тироксина в сыворотке крови человека
«Т₄ -Имаксиз (IMAXIZ)»

ТУ 21.20.23-111-94568735-2021

РУ _____



+2-8°C

LOT Серия 008



Дата выпуска 2021-03



Годен до 2023-03

Состав набора:

- | | |
|---|---------|
| 1. Микропланшет | 1 упак. |
| 2. Калибровочные пробы | 6 фл. |
| 3. Контрольная сыворотка | 1 фл. |
| 4. Раствор АНС-Т4 | 1 фл. |
| 5. Конъюгат | 1 фл. |
| 6. Буфер П | 1 фл. |
| 7. Раствор ТМБ | 1 фл. |
| 8. Стоп-реагент | 1 фл. |
| 9. Пакет закрывающийся | 1 шт. |
| 10. Пленка для заклеивания микропланшета | 1 шт. |
| 11. Ванночки для внесения реагентов | 2 шт. |
| 12. Одноразовые наконечники для дозаторов | 16 шт. |

АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», 194356, Санкт-Петербург,
Дорога в Каменку, дом 56, литера А,
тел. (812) 702-10-86



Только для in vitro диагностики

Антитела к ВИЧ 1,2, вирусу гепатита С и HbsAg отсутствуют

REF BT 11-04

T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Микропланшет с моноклональными антителами к T₄

Готов к использованию

LOT 008

 **годен до: 2023-03**

 **+2-8°C**



REF BT 11-04

T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 1

0 нмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 **годен до: 2023-03**



 **+2-8°C**



REF BT 11-04

T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 2

20 нмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 **годен до: 2023-03**



 **+2-8°C**



REF BT 11-04

T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 3

50 нмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 **годен до: 2023-03**



 **+2-8°C**



REF BT 11-04

T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 4

100 нмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 годен до: 2023-03



 +2-8°C



REF BT 11-04

T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 5

200 нмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 годен до: 2023-03



 +2-8°C



REF BT 11-04

T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Калибровочная проба № 6

400 нмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 **годен до: 2023-03**



 **+2-8°C**



REF BT 11-04

T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Контрольная сыворотка

42-58 нмоль/л

0,5 мл

Готова к использованию

LOT 008

 **годен до: 2023-03**



 **+2-8°C**



REF BT 11-04

T₃-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Раствор АНС-Т4

14 мл

Готов к использованию

LOT 008



годен до: 2023-03



+2-8°C



REF BT 11-04

T₄-Имаксиз (IMAXYZ)

IVD

Конъюгат

14 мл

Готов к использованию

LOT 008



годен до: 2023-03

+2-8°C



REF BT 11-04

Буфер II

Буфер для промывки (20х)

20 мл

Развести в 20 раз

LOT 008



годен до: 2023-03

Только для in vitro диагностики

+2-8°C



REF BT 11-04

Раствор ТМБ

14 мл

Готов к использованию

LOT 008

 **годен до: 2023-03**

Только для in vitro диагностики

 **+2-8°C**



REF BT 11-04

Стоп-реагент

14 мл

Готов к использованию

LOT 008



 **годен до: 2023-03**

Только для in vitro диагностики

 **+2-8°C**



**Прошито, пронумеровано,
и скреплено печатью**

Всего _____ листа(ов)

Ген. директор

Плехов А.Г.

