



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»

Ю.В. Калабин

2021 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОБЩЕГО ВИДА И МАКЕТЫ УПАКОВОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Прокладки урологические для женщин «МолиМед»

по ТУ 17.22.12-004-47580861-2020



МолиМед

Классик

макси 



Прокладки урологические для женщин

28 прокладок
28 штук



- RU** Прокладки урологические для женщин МолиМед Классик, размер: Макси.
- Прокладки представляют собой комбинированные изделия, включающие:
- верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей и пропускает жидкость внутрь прокладки;
 - верхний абсорбирующий слой, который поглощает жидкость и способствует ее равномерному впитыванию внутри прокладки;
 - нижний абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость с равномерно распределенным в нем суперабсорбирующим полимером (суперабсорбентом);
 - защитный слой предотвращает появление жидкости на белье;
 - фиксирующий клеевой слой, который нанесен на защитный слой для фиксации прокладки на белье;
 - антиадгезионный слой, который

закрывает фиксирующий слой.

Слои изделия скреплены термоплавым клеем с помощью термообработки.

Изделие снабжено бортиками, стянутыми эластичными полиуретановыми нитями (лайкра), которые предотвращают боковое стекание мочи.

Подробную Инструкцию по применению см. на сайте: www.hartmann-shop.ru

Применение: прокладки предназначены для использования при легкой степени недержания мочи, а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время беременности и в послеродовой период.

KZ Әйелдерге арналған МолиМед Классик урологиялық төсемелері, өлшемі: Макси.

Төсемелер

- терімен тікелей жанасып, сұйықтықты төсеменің ішіне өткізетін үстінгі жабын қабаттан;
- сұйықтықты сіңіріп, төсеменің ішіне оның біркелкі сінуіне септігін тигізетін үстінгі сіңіргіш қабаттан;
- сіңген сұйықтықты тартып, ішіндегі біркелкі таралған аса сіңіргіш полимер (суперабсорбент) сыртқа ағудан қорғайтын төменгі сіңіргіш қабаттан;
- сұйықтықтың іш киімге өтуіне жол бермейтін қорғаушы қабаттан;
- төсемені іш киімге бекіту үшін қорғаушы қабатқа басылған бекіткіш желімді қабаттан;
- бекіткіш қабат жабылған антиадгезиялы қабаттан тұратын құрамал өнім.

Қабаттар өзара термобалқымалы желіммен термоөңдеу арқылы жапсырылған.

Өнімнің шеттері жан-жағынан зәр ағудан қорғайтын эластичті полиуретан жіптерімен (лайкра) тартылып қамтылған.

Қолдану жөніндегі толық Нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.hartmann-shop.ru

Қолдануы: төсемелер жеңіл түрде зәр тоқтамауда және де қынапқа ота жасалғаннан кейін, жүктілік және босанудан кейінгі кезеңде.

25 mm
215 mm
20 mm
10
35

3408
50С

BY Импортеры в Республику Беларусь:
ООО "Медикс-фарм" (ПН) 1914/0109
220004, г. Минск, ул. Захарова
д. 28 к. 10 Тел: +375 (17) 355-79-94
ООО "Медикс-фарм" (ПН) 213520
г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 120 к. 9
Тел: +375 (44) 519-79-03
Претензии потребителей
принимаются Импортерами

RU Претензии потребителей в Республике Казахстан
принимаются Производителем.
Телефон горячей линии: 8-800-505-12-12.

KZ Қазақстан Республикасында тұтынушылардың
шағымдарын өндіруші қабылдайды.
Жедел желі: 8-800-505-12-12.



МоллиМед

миди



Классик

МоллиМед ПРОСТАКИ	МоллиМед ПРОСТАКИ	МоллиМед ПРОСТАКИ	МоллиМед ПРОСТАКИ
миди	миди	миди	миди
миди	миди	миди	миди
миди	миди	миди	миди

BY Указана гарантия: Прокладки должны храниться в закрытой
упаковке при температуре от +5 до +25 °С, влажность 50-80%
качество 100% (по запросу 800-505-12-12)

KZ Сақтау шарттары: Прокладка сақталуы тиіс жабық қапталы
15 °C, 20-25 °C, 50-80% ылдамдығымен 100% (сұрауға 800-505-12-12)



28 прокладок
28 төсене

RU Противопоказания:
индивидуальная непереносимость
компонентов изделия

KZ Қарсы көрсеткімдері:
өнім компоненттеріне жеке төзімсіздік

RU Срок годности: 5 лет от даты изготовления.

KZ Жарамдылық мерзімі: шығарылған күнен
бастап 5 жыл.

Перфорация

1235
P 1235
P 280
P 280
P Warm Red
P 279
CYAN

ПЕЧАТИ: 124_F110.ACE114.Prim_LDPEW.N.N_Std1_StK_5.2015.icc

Расположение фотометок

A	B	C	D
E	F	G	H

цвета CMYK по данным цветопробы.
Пантоне цвета – печатаются по веру
Pantone®Formula Guide/Solid Coated

Схема намотки (относительно штрих-кода)


A	B	C	D
E	F	G	H

Утверждаю в печать: Дата и подпись
ответственного лица,
доверенность № от


МолиМед
Миди
Klassik



МолиМед
Миди



REF 168 487




RU Прокладки урологические для женщин
МолиМед Классик, размер: Миди.
Прокладки представляют собой комбинированные изделия, включающие:

- верхний покрывный слой, который непосредственно соприкасается с кожей и пропускает жидкость внутрь прокладки;
- верхний абсорбирующий слой, который поглощает жидкость и способствует ее равномерному впитыванию внутри прокладки;
- нижний абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость, с равномерно распределенным в нем суперабсорбирующим полимером (суперабсорбентом);
- защитный слой, предотвращает появление жидкости на белье;
- фиксирующий клеевой слой, который нанесен на защитный слой.



МИНИ 

Классик



пластики урологические для женщин

RU Сроқ годности 5 лет с даты изготовления

KZ Жарамдылық мерзімі шығарылған күннен бастап 5 жыл

1.10 Проти́вопоказа́ния: индивидуальна́я непереносимость компонентов изделия

1.2 Қарсы көрсетімдері: өнім компоненттеріне жеке тәзімсіздік

28 прокладок
28 төсеме



REF 168 387

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) and *Chlorophyll b* (Chl *b*) were determined using a spectrophotometer (Shimadzu UV-1601) at 663 nm and 646 nm, respectively. The concentration of Chl *a* and Chl *b* was calculated using the following equations: Chl *a* (mg/L) = 12.7 (OD₆₆₃ - 1.82 OD₆₄₆) and Chl *b* (mg/L) = 22.9 (OD₆₄₆ - 0.21 OD₆₆₃).

[illegible]

100



RU Прокладки урологические для женщин МолиМед Классик, размер: Мини.

Прокладки представляют собой комбинированные изделия, включающие:

- верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей и пропускает жидкость внутрь прокладки;
- верхний абсорбирующий слой, который поглощает жидкость и способствует ее равномерному впитыванию внутри прокладки;
- нижний абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость, с равномерно распределенным в нем суперабсорбирующим полимером (суперабсорбентом);
- защитный слой предотвращает появление жидкости на белье;
- фиксирующий клеевой слой, который нанесен на защитный слой для фиксации прокладки на белье;
- антиадгезионный слой, который закрывает фиксирующий слой.

Слои изделия скреплены термоплавким клеем с помощью

термообработки. Изделие снабжено бортиками, стянутыми эластомерными полиуретановыми нитями (лайкра), которые предотвращают боковое стекание мочи.

Подробную Инструкцию по применению см. на сайте: www.hartmann-shop.ru

Применение: прокладки предназначены для использования при легкой степени недержания мочи, а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время беременности и в послеродовой период.

KZ Әйелдерге арналған МолиМед Классик урологиялық төсемелері, өлшемі: Мини.

Төсемелер

- терімен тікелей жанасып, сұйықтықты төсеменің ішіне өткізетін үстінгі жабын қабаттан;
- сұйықтықты сіңіріп, төсеменің ішіне оның біркелкі сіңуіне септігін тигізетін үстінгі сіңіргіш қабаттан;
- сіңген сұйықтықты тартып, ішіндегі біркелкі таралған аса сіңіргіш полимер (суперабсорбент) сыртқа ағудан қорғайтын төменгі сіңіргіш қабаттан;
- сұйықтықтың іш киімге өтуіне жол бермейтін қорғаушы қабаттан;
- төсемені іш киімге бекіту үшін қорғаушы қабатқа басылған бекіткіш желімді қабаттан;
- бекіткіш қабат жабылған антиадгезиялы қабаттан тұратын құрамал өнім.

Қабаттар өзара термобалқымалы желіммен термөөңдеу арқылы жапсырылған. Өнімнің шеттері жан-жағынан зәр ағудан қорғайтын эластомерлі полиуретан жіптерімен (лайкра) тартылып қамтылған.

Қолдану жөніндегі толық нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.hartmann-shop.ru

Қолдануы: төсемелер жеңіл түрде зәр тоқтамауда және де қыналқа ота жасалғаннан кейін, жүктілік және босанудан кейінгі кезеңде.



Нейтрально
Утиль класс

RU TY 17.22.12-004-47580861-2020

Per. Удост. № P3H 2013/1327

KZ ТШ 17.22.12-004-47580861-2020

Тірк. қыян. № P3H 2013/1327



Красочек Мами

BY ООО «Минский завод» (ИН) 191472100
220004 г. Минск ул. 31-гого
д. 26 к. 10 Тел: +375 (17) 203-29-24
000 «Медиа-Мир» 773026
г. Бобруйск ул. Матвея д. 125 к. 5
Тел: +375 (44) 176-79-03
Подписано и опубликовано
в Печинковском Бюро
печати (ИН) 1914721004

RU Претензии потребителей в Республике Казахстан принимаются Производителем. Телефон горячей линии: 8-800-505-12-12

KZ Қазақстан Республикасында тұтынушылардың шағымдарын өндіруші қабылдайды.
Жалал жәні: 8-800-606-4242

Прокладки урологические для женщин



Условия хранения:
Прокладки должны храниться в следующих климатических условиях: от +5 °C до +40 °C, влажность 30-80 %, давление 650-800 мм рт.ст. (86,6-106,7 кПа).

K2. Сақтау шарттары:
Төсемелер келесі климаттық жағдайда сақталуы керек: +5 °C-тан +40 °C-қа дейін ылғалдылығы 30-80 %, қысымы с.б. 650-800 мм (86,6-106,7 кПа).

28 прокладок
28 төсеме

RU	Противопоказание: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.	RU	Срок годности: 5 лет от даты изготовления
KZ	Қарсы көрсеткіштері: ерек компоненттерге жеке толмасыздық	KZ	Жарамдылық мерзімі: шығарылған күннен 5 жыл

K2. Жарамдылық мерзімі шығарылған күннен бастап 5 жыл

KZ Қарсы көрсетімдері: өнім компоненттеріне жеке тегімсіздік.




3108



 P 1235
 P 1235
 P 280
 P 280
 P Warm Red
 P 279
 CYAN
 P 368

Расположение фотометок

Схема намотки (относительно штрих-кода)



Ю.	ФИО/
	ФИО/
	ФИО/
	ФИО/

3108

RU По вопросам качества медицинского изделия «Прокладки урологические для женщин МолиМед» по TY 17.22.12-004-47580881-2020, произведенные ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», Россия, обращайтесь по адресу: Россия, 115114, г. Москва, ул. Ковеневская д. 1, стр. 1. Тел.: +7 (495) 796-99-61. Факс: +7 (495) 796-99-61. E-mail: info@hartmann.ru, телефон 8 800-505-1212, пейджер 8 800-505-1212.

KZ «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» ЖШК, Ресей, Түркістан облысы, Ташкент қаласы, «Әбілқайыр батыр» даңғылы бойындағы 115114 мекенжайындағы қосалмақтар мен медициналық өнімдер бойынша келіссөздер жүргізіңіз. Ресей, 115114, Мәскеу қаласы, Ковеневская көшесі, 1, 1-қабат. Тел.: +7 (495) 796-99-61. Факс: +7 (495) 796-99-61. E-mail: info@hartmann.ru, телефон 8 800-505-1212, пейджер 8 800-505-1212.

EAN



REF 168 387

Классик



RU Прокладки урологические для женщин МолиМед Классик, размер: Мини.

Прокладки представляют собой комбинированные изделия, включающие:

- верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей и пропускает жидкость внутрь прокладки;
- верхний абсорбирующий слой, который поглощает жидкость и способствует ее равномерному впитыванию внутри прокладки;
- нижний абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость, с равномерно распределенным в нем суперабсорбирующим полимером (суперабсорбентом);
- защитный слой предотвращает появление жидкости на белье;
- фиксирующий клеевой слой, который нанесен на защитный слой для фиксации прокладки на белье;
- антиадгезионный слой, который закрывает фиксирующий слой.

Слои изделия скреплены термопластичным клеем с помощью

термообработки. Изделие снабжено бортиками, стяннутыми эластомерными полиуретановыми нитями (лайкра), которые предотвращают боковое стекание мочи.

Подробную Инструкцию по применению см. на сайте: www.hartmann-shop.ru

Применение: прокладки предназначены для использования при легкой степени недержания мочи, а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время беременности и в послеродовой период.

KZ Әйелдерге арналған МолиМед Классик урологиялық төсемелері, өлшемі: Мини.

Төсемелер

- терімен тікелей жанасып, сұйықтықты төсеменің ішіне өткізетін үстінгі жабын қабаттан;
- сұйықтықты сіңіріп, төсеменің ішіне оның біркелкі сіңуіне септігін тигізетін үстінгі сіңіргіш қабаттан;
- сіңген сұйықтықты тартып, ішіндегі біркелкі таралған аса сіңіргіш полимер (суперабсорбент) сыртқа ағудан қорғайтын төменгі сіңіргіш қабаттан;
- сұйықтықтың іш киімге өтуіне жол бермейтін қорғаушы қабаттан;
- төсемені іш киімге бекіту үшін қорғаушы қабатқа басылған бекіткіш желімді қабаттан;
- бекіткіш қабат жабылған антиадгезиялық қабаттан тұратын құрамал өнім.

Қабаттар өзара термобалқымалы желіммен термоөңдеу арқылы жапсырылған. Өнімнің шеттері жан-жағынан зәр ағудан қорғайтын эластомерлі полиуретан жіптерімен (лайкра) тартылып қамтылған.

Қолдану жөніндегі толық Нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.hartmann-shop.ru

Қолдануы: төсемелер жеңіл түрде зәр тоқтамауда және де қынапқа ота жасалғаннан кейін, жүктілік және босанудан кейінгі кезеңде.

RU Производителем: ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», адрес: 115114, Россия, г. Москва, ул. Ковеневская д. 1, стр. 1, телефон: +7 (495) 796-99-61. Приемлемые потребители в РФ принимаются по заявке. Производители: ООО «Домодедовский район», Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон «Белые Столбы», владение «Спиди 104», строение 3/3. Произведено в России hartmann.ru

KZ Өндіруші: «ПАУЛЬ ХАРТМАНН» ЖШК, Қазақстан Республикасы, 115114, Ресей, Мәскеу қаласы, Ковеневская к-сі, 1-қаб., 1-қаб., телефон: +7 (495) 796-99-61. РФ-да легитимациялардан шығарған өнімдер қабылданады. Өндіріс орнының мекенжайы: Ресей, 142050, Мәскеу облысы, Домодедов ауданы, Домодедово қ. Белые Столбы владения «Спиди 104», строение 3/3. Өндіріс жасаған.

RU Состав: покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей и пропускает жидкость внутрь прокладки; верхний абсорбирующий слой, который поглощает жидкость и способствует ее равномерному впитыванию внутри прокладки; нижний абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость, с равномерно распределенным в нем суперабсорбирующим полимером (суперабсорбентом); защитный слой предотвращает появление жидкости на белье; фиксирующий клеевой слой, который нанесен на защитный слой для фиксации прокладки на белье; антиадгезионный слой, который закрывает фиксирующий слой. Слои изделия скреплены термопластичным клеем с помощью термообработки. Изделие снабжено бортиками, стяннутыми эластомерными полиуретановыми нитями (лайкра), которые предотвращают боковое стекание мочи.

20F

15E

15E

180

26

740

27.5

10

20



МолиМед

ПРЕМИУМ



14 прокладок
14 төсеме

макси

Медицинская и фармацевтическая компания
ООО «МолиМед» (ИНН 10/01/00000, ОГРН 1011000000000)
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10/10, стр. 10
Тел: +7 (495) 100-1000, факс: +7 (495) 100-1001
E-mail: info@molimed.ru, molimed@molimed.ru
Сайт: www.molimed.ru

Упаковка: 14 шт. (7 шт. в упаковке)
Срок годности: 3 года
Срок хранения: 3 года
Срок реализации: 3 года



RU Прокладки урологические для женщин МолиМед Премиум, размер: Макси.

Прокладки представляют собой комбинированные изделия, включающие:

- верхний покрывной слой, который непосредственно соприкасается с кожей и пропускает жидкость внутрь прокладки;
- верхний абсорбирующий слой, который поглощает жидкость и способствует ее равномерному впитыванию внутри прокладки;

- нижний абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость, с равномерно распределенным в нем суперабсорбирующим полимером (суперабсорбентом);
- защитный слой предотвращает появление жидкости на белье;
- фиксирующий клеевой слой, который нанесен на защитный слой для фиксации прокладки на белье;
- антиадгезионный слой, который закрывает фиксирующий слой.

Слой изделия скреплены термоплавким клеем с помощью термообработки. Изделие снабжено бортиками, стянутыми эластомерными полиуретановыми нитями (лайкра), которые предотвращают боковое стекание мочи.

Применение: прокладки предназначены для использования при легкой степени недержания мочи, а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время беременности и в послеродовой период.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Условия хранения: прокладки должны храниться в следующих климатических условиях: от +5 °C до +40 °C, влажность: 30-80 %, давление 650-800 мм.рт.ст. (86,6-106,7 кПа).

Срок годности: 5 лет с даты изготовления. После истечения срока годности не применять и утилизировать в установленном порядке.

Подробную Инструкцию по применению см. на сайте: www.hartmann-shop.ru

KZ Әйелдерге арналған МолиМед Премиум урологиялық төсемелері, өлшемі: Макси.

Төсемелер

- терімен тікелей жанасып, сұйықтықты төсеменің ішіне өткізетін үстіңгі жабын қабаттан;
- сұйықтықты сіңіріп, төсеменің ішіне оның біркелкі сіңуіне септігін типізетін үстіңгі сіңіргіш қабаттан;
- сіңген сұйықтықты тартып, ішіндегі біркелкі таралған аса сіңіргіш полимер (суперабсорбент) сыртқа ағудан қорғайтын төменгі сіңіргіш қабаттан;
- сұйықтықтың іш киімге өтуіне жол бермейтін қорғаушы қабаттан;
- төсемені іш киімге бекіту үшін қорғаушы қабатқа басылған бекіткіш желімді қабаттан;
- бекіткіш қабат жабылған антиадгезиялы қабаттан тұратын құрамал өнім.

Қабаттар өзара термобалқымалы желіммен термоянғау арқылы жапсырылған. Өнімнің шеттері жан-жағынан зәр ағудан қорғайтын эластомерлі полиуретан жіптерімен (лайкра) тартылып қамтылған.

Қолдануы: Төсемелер жеңіл түрде зәр тоқтамауда және де қынапқа ота жасалғаннан кейін, жүктілік және босанудан кейінгі кезеңде.

Қарсы көрсетімдері: өнім компоненттеріне жеке төзімсіздік.

Сақтау шарттары: төсемелер келесі климаттық жағдайларда сақталуы керек: +5 °C-тан +40 °C-қа дейін, ылғалдылық: 30-80%, қысымы с.б. 650-800 мм. (86,6-106,7 кПа).

Жарамдылық мерзімі: шығарылған күннен бастап 5 жыл. Сақтау мерзімі аяқталған соң қолданбай, белгіленген тәртіпке сәйкес қадере жарату керек.

Қолдану жөніндегі толық Нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.hartmann-shop.ru

1. Прокладки производятся в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 51074-2012.

2. Качество продукции подтверждается сертификатами, подтверждающими соответствие требованиям стандарта.

МолиМед Премиум



Исследование



65C

150

270B

40

10

ерфорация 2x2

МолиМед ПРЕМИУМ	мини	мини	мини	мини
МолиМед КЛАССИК	мини	мини	мини	мини



МолиМед

ПРЕМИУМ

МолиМед

ПРЕМИУМ



14 прокладок
14 тесе

макси

макси

RU ТУ 17.22.12-004-47580861-2020
Рег. удост. № РЗН 2013/1327

KZ ТШ 17.22.12-004-47580861-2020
Тірк. куәл. № РЗН 2013/1327

BY Импортеры в Республику Беларусь:
ООО "Медиконс фарм", УНП 191478169, 2200004, г. Минск, ул. Замковая, д. 28, к. 10.
Тел. +375 (17) 203-29-94.
ООО "МедроальМаркет", 213826, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 120, к. 5.
Тел. +375 (44) 576-76-03.
Претензии потребителей в Республике Беларусь принимаются Импортером.

RU По вопросам качества медицинского изделия
«ПРОСИТЕС» прошитеся к дистрибутору
МолиМед по ТУ 17.22.12-004-47580861-2020,
производства ООО «HARTMANN», Россия,
область г. Москва, ул. Косовенская, д. 7, стр. 1,
г. Москва, ул. Косовенская, д. 7, стр. 1,
Тел. +7(495) 796 99 61
Бесплатная горячая линия: 8-800-505-12-12,
телеграм: @medialtmanninfo

KZ «HARTMANN» ЖШС Ресей,
ТУ 17.22.12-004-47580861-2020 бойынша шығарған
«дистрибутор» арқылы МолиМед, гигиенилік, медициналық
бұйымдарды, бұйымдардың сапасына қатысты кәсіпкер
бойынша кәсіпкерлердің аяқталуына
Ресей 115114, Москва, ул. Косовенская, д. 7, стр. 1,
Тел. +7(495) 796 99 61,
Тел. жана кәсіп 8-800-505-12-12,
телеграм: @medialtmanninfo

ПРЕМИУМ
МолиМед

HARTMANN



RU Прокладки урологические для женщин МолиМед Премиум, размер: Макси.

Прокладки представляют собой комбинированные изделия, включающие:

- верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей и пропускает жидкость внутрь прокладки;
- верхний абсорбирующий слой, который поглощает жидкость и способствует ее равномерному впитыванию внутри прокладки;
- нижний абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость, с равномерно распределенным в нем суперабсорбирующим полимером (суперабсорбентом);
- защитный слой предотвращает появление жидкости на белье;
- фиксирующий клеевой слой, который нанесен на защитный слой для фиксации прокладки на белье;
- антиадгезионный слой, который закрывает фиксирующий слой.

Слой изделия скреплены термопластичным клеем с помощью термообработки. Изделие снабжено бортиками, стянутыми эластомерными полиуретановыми нитями (лайкра), которые предотвращают боковое стекание мочи.

Применение: прокладки предназначены для использования при легкой степени недержания мочи, а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время беременности и в послеродовой период.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Условия хранения: прокладки должны храниться в следующих климатических условиях: от +5 °C до +40 °C, влажность: 30-80 %, давление 650-800 мм рт.ст. (86,6-106,7 кПа).

Срок годности: 5 лет с даты изготовления. После истечения срока годности не применять и утилизировать в установленном порядке.

Подробную Инструкцию по применению см. на сайте: www.hartmann-shop.ru

KZ Әйелдерге арналған МолиМед Премиум урологиялық төсемелері, өлшемі: Макси. Төсемелер

- терімен тікелей жанасып, сұйықтықты төсеменің ішіне өткізетін үстіңгі жабын қабаттап;
- сұйықтықты сіңіріп, төсеменің ішіне оның біркелкі сіңуіне септігін тигізетін үстіңгі сіңіргіш қабаттап;
- сіңген сұйықтықты тартып, ішіндегі біркелкі таралған аса сіңіргіш полимер (суперабсорбент) сыртқа ағудан қорғайтын төменгі сіңіргіш қабаттап;
- сұйықтықтың іш киімге өтуіне жол бермейтін қорғаушы қабаттап;
- төсемені іш киімге бекіту үшін қорғаушы қабатқа басылған бекіткіш желімді қабаттап;
- бекіткіш қабат жабылған антиадгезиялы қабаттан тұратын құрамал өнім.

Қабаттар өзара термобалқымалы желіммен термоөңдеу арқылы жапсырылған. Өнімнің шеттері жан-жағынан зар ағудан қорғайтын эластомерлі полиуретан жіптерімен (лайкра) тартылып қамтылған.

Қолдануы: Төсемелер жеңіл түрде зар тоқтамауда және де қынапқа ота жасалғаннан кейін, жүктілік және босанудан кейінгі кезеңде.

Қарсы көрсеткіштері: өнім компоненттеріне жеке төзімсіздік.

Сақтау шарттары: төсемелер келесі климаттық жағдайларда сақталуы керек: +5 °C-тан +40 °C-қа дейін, ылғалдылық: 30-80%, қысымы с.б 650-800 мм. (86,6-106,7 кПа).

Жарамдылық мерзімі: шығарылған күннен бастап 5 жыл. Сақтау мерзімі аяқталған соң қолданбай, белгіленген тәртіпке сәйкес қадеге жарату керек.

Қолдану жөніндегі толық Нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.hartmann-shop.ru

RU Претензии потребителей в Республике Казахстан принимаются
Производителем. Телефон горячей линии: 8-800-505-12-12.

KZ Қазақстан Республикасында тұтынушылардың шағымдарын өңдеуші
қызметі. Жұқа жол: 8-800-505-12-12.

RU Адрес места производства: 426350, Московская область, Домодедовский район, с/поселение «Солдаты», микрорайон Белье, Стройка, владение 104/1, строение 3/2. Производители России. Претензии потребителей в РФ принимаются производителем.

KZ Өндіріс орнының көлемі-жаңы: 142050, Мәскеу облысы, Домодедов ауданы, Домодедов с.к. Белье Стройка шағын ауданы, «104» қосаласы негізі 3/3 құрамасы. Ресейде шығарылып, РФ-да тұтынушылардың шағымдарын өңдеуші қызметі.


RU Производители:
ООО «ПАУЛЬ ХАРТМАНН»
адрес: 115114, Россия, г. Москва,
ул. Кошвинская, д. 7, стр. 1,
телефон: +7 (495) 796-59-81.

KZ Өндіруші:
«ПАУЛЬ ХАРТМАНН» ЖШҚ
мекенжайы: 115114, Ресей,
Мәскеу қ., Кошвинская к-сі, 7
үй, 1 кұр., телефон: +7 (495)
796-59-81.
hartmann.ru

EAN



REF168 287



Нетоксично
Улы емес

30E

20F

SR

7K

12Y



[illegible]

2.2 **Qualität organisatorischer Prozesse** (S. 20/21). Makro- und Mikroebene des Organisationsbegriffs. Organisationsbegriff: „Einheit der in einem bestimmten Bereich der menschlichen Tätigkeit zusammengeordneten, aufeinander abgestimmten und aufeinander wirkenden Teilsysteme“ (S. 20/21). Organisationsbegriff in der Praxis: „Einheit der in einem bestimmten Bereich der menschlichen Tätigkeit zusammengeordneten, aufeinander abgestimmten und aufeinander wirkenden Teilsysteme“ (S. 20/21). Organisationsbegriff in der Theorie: „Einheit der in einem bestimmten Bereich der menschlichen Tätigkeit zusammengeordneten, aufeinander abgestimmten und aufeinander wirkenden Teilsysteme“ (S. 20/21).

K2

Statistical Psychology und Statistik
Prüfung am 06.08.2017, 12-13.

Journal of Management Inquiry 20(6) 798-814
© The Author(s) 2011
Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>


**Министерство
Образования
и Науки
Российской
Федерации**



Продукты Мери

50С

115

220В

25

10

МолиМед

ПРЕМИУМ



МолиМед

ПРЕМИУМ



14 прокладок
14 төсеме

МИДИ

МИДИ

BY Импортёры в Республику Беларусь:

ООО "Медитокс фарм", УНП 191478169, 220004, г. Минск, ул. Замковая, д. 28, к. 10.
Тел. +375 (17) 203-29-94.

ООО "МедреальМаркет", 213826, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 120, к. 5. Тел. +375 (44) 576-76-03.
Претензии потребителей в Республике Беларусь принимаются Импортёром.

RU ТУ 17.22.12-004-47580861-2020

Рег. удост. № РЭН 2013/1327

KZ ТШ 17.22.12-004-47580861-2020

Тірк. кулп. № РЭН 2013/1327

RU

По вопросам качества медицинского изделия
«Прокладки урологические для женщин
МолиМед» по ТУ 17.22.12-004-47580861-2020,
производства ООО «ПАВЛЪ ХАРТМАНН», Россия,
обращаться по адресу: Россия, 115114,
г. Москва, ул. Кожвиническая, д. 7, стр. 1,
Тел.: +7(495) 796 99 61.
Бесплатная горячая линия: 8 800 505-12-12,
reception.ru-mos@hartmann.info

KZ

«ПАВЛЪ ХАРТМАНН» ЖШС, Ресей,
ТШ 17.22.12-004-47580861-2020 бойынша
шаршытын «өбдендегі аялдан МолиМед»
урологикалық төсектегер» медициналық,
бұйымның сапасына қатысты мәселелер
бойынша келесі иелендігіне ақпараттық
Ресей, 115114, Мәскеу қ. Кожвиническая көш.,
7 үй 1 қабатасы. Тел.: +7(495) 796 99 61.
Тегін жерде жала: 8 800 505-12-12,
reception.ru-mos@hartmann.info

220В

25

115

50С

100

053 104/2 (0721)

МолиМед



RU Прокладки урологические
для женщин МолиМед Премиум,
размер: Миди.



впитывающую жидкость,

с равномерно распределенным в нем суперабсорбирующим полимером (суперабсорбентом);

- защитный слой предотвращает появление жидкости на белье;

- фиксирующий клеевый слой, который нанесен на защитный слой для фиксации прокладки на белье;

- антидразинный слой, который защищает фиксирующий слой;

Слой изделия скреплен термолепким клеем с помощью термоборобработки. Изделие снабжено бортиками, стимулирующими полимеризацию нити (лайкра), которые предотвращают боковое стекание мочи.

Применение: прокладка предназначена для использования при легкой степени недержания мочи, а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время беременности и в послеродовой период.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Условия хранения: прокладка должна храниться в стерильных климатических условиях: от +5 С до +40°С, влажность: 30-80 %, давление 650-800 мм рт.ст. (86,6-106,7 кПа).

Срок годности: 5 лет с даты изготовления. После истечения срока годности не применять и утилизировать в установленном порядке.

Подобную инструкцию по применению см. на сайте: www.hartmann-shop.ru

KZ Әйелдерге арналған МолиМед Премиум урологикалық төсемелері, өлшемі: Миди.

Төсемелер

- терімен тікелей жанасып, сұйықтықты төсемеліңің ішіне өткізетін үстіңгі жабын қабыттан;

- сұйықтықты сіңіріп, төсемеліңің ішіне оның біркелкі өлшуге септігін тигізетін үстіңгі сіңірткі қабыттан;

- сіңген сұйықтықты тартып, ішіндегі біркелкі таралған аса сіңірткі полимер (суперабсорбент) сыртқа аяудан қорғайтын төменгі сіңірткі қабыттан;

- сұйықтықтың іші киліге өтуіне жол бермейтін қорғайтын қабыттан;

- төсемеліңің киліге бекіту үшін қорғайтын қабытқа басылған бекіткіш желішді қабыттан;

- бекіткіш қабыт жабылған антидразин қабыттан тұратын құрамға өнім.

Қабыттар аяда термоборобалқылау желімен термоборобалқылау арқылы жапсырылған. Өнімнің шеттері жан-жағынан әр аяудан қорғайтын эластомерлі полиуретан жіптерімен (лайкра) тартылып қапталған.

Қолдануы: төсемелер жеңіл түрде әр тоқтамада және де кез келген ола жасағаннан кейін, жүктілік және босандан кейінгі кезеңде.

Қарқын көрсеткіштері: өнім компоненттеріне жеке тәлімсіздік.

Сақтау шарттары: төсемелер келісет климаттық жағдайларда сақтаулы керек: +5 С-тан +40°С-қа дейін, ылғалдылық: 30-80%, қысымы 650-800 мм. (86,6-106,7 кПа).

Жарамдылық мерзімі: шығарылған күнен бастап 5 жыл. Сақтау мерзімі аяқталған соң қолданбай.

бейбіттен терісіне сәйкес қадеге жарату керек.

Қолдану жөніндегі толық нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.hartmann-shop.ru

RU Состав: полипропиленовый нетканый материал, термохимически обработанная распушенная целлюлоза со скрученными волокнами, суперабсорбент, термохимически обработанная распушенная целлюлоза отбеленная без применения хлора, нетканый материал, ламинированный с полиэтиленовой плёнкой, термолепкий клей, силиконовая бумага, эластомерная полиуретановая нить (лайкра).

KZ Құрамы: тігіссіз полипропиленді материал, термохимиялық өңдеуден өткен талшықтары бүрлалған түтілген целлюлоза, суперабсорбент, термохимиялық өңдеуден өткен хлорды қолданбай ағартылған түтілген целлюлоза, полиэтилен қабыршағымен ламинатталған тігіссіз материал, термобалқылау желімі, силикон қағазы, эластомерлі полиуретан жібі (лайкра).

EAN



REF 168 187



Перфорация 2x2

RU Производитель:
ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН"
адрес: 115114, Россия, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1,
телефон: + 7 (495) 796-99-61.

KZ Өндіруші:
«ПАУЛЬ ХАРТМАНН» ЖШҚ
мекенжайы: 115114, Ресей, Мәскеу қ.,
Кожевническая к-сі. 7-үй, 1 құр.,
телефон: + 7 (495) 796-99-61.

hartmann.ru

RU Адрес места производства: 142050, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение "Склады 104", строение 3/3. Произведено в России. Претензии потребителей в РФ принимаются производителем.

KZ Өндіріс орнының мекен-жайы: 142050, Мәскеу облысы, Домодедов ауданы, Домодедово қ., Белые Столбы шағын ауданы, «104 қоймалары» иелігі, 3/3 құрылысы. Ресейде шығарылған. РФ-да тұтынушылардың шағымдарын өндіруші қабылдайды.


RU Претензии потребителей в Республике Казахстан принимаются Производителем. Телефон горячей линии: 8-800-505-12-12.

KZ Қазақстан Республикасында тұтынушылардың шағымдарын өндіруші қабылдайды. Жедел желі: 8-800-505-12-12.



МолиМед

ПРЕМИУМ



14 прокладок
14 төсеме

МИНИ

Импортёр: ООО «Цирми» (ИНН 77-07-000000, ОГРН 1047707000000), Москва, ул. Земляной вал, д. 28, к. 1
Сайт: www.cirmi.ru
Тел: +7 (495) 777-7777
E-mail: info@cirmi.ru
© 2014. Все права защищены. Фото: А. С. Смирнов

Импортёр: ООО «Цирми» (ИНН 77-07-000000, ОГРН 1047707000000), Москва, ул. Земляной вал, д. 28, к. 1
Сайт: www.cirmi.ru
Тел: +7 (495) 777-7777
E-mail: info@cirmi.ru
© 2014. Все права защищены. Фото: А. С. Смирнов

МИНИ

RU Продажи уполномоченные для женщин Номмед Преминг, размер Мини.

МММ

ПРОДАЖА СПЕЦИАЛЬНЫХ КОДОВ

- [illegible]

Anticodon *adulæ* *omnivora* *longipalpis*

различному количеству витков проволоки, применяемой для изготовления стержня, который располагается в направлении продольной оси стержня (продольноосевная), и для стержней с различным количеством витков проволоки на боковой поверхности стержня (поперечноосевная).

bebe.

дальнейшем, что, несмотря на значительные успехи в развитии лесного хозяйства, в настоящее время в лесном хозяйстве нашей страны не созданы необходимые условия для развития лесного хозяйства, что является основной причиной того, что лесное хозяйство нашей страны не может обеспечить потребности населения в лесных ресурсах.

Примечание: всеобщая информация для работников при первой встрече индивидуальна. В случае необходимости предоставить дополнительную информацию, во время беременности и в период лактации.

CONCLUSIONS

Результаты анализа взаимосвязей компонентов и изделий

Удельная влажность: 30-80 %; давление 650-800 мм рт.ст. (86,6-106,7 кПа).

Срок годности: 5 лет с даты изготовления. После истечения срока годности не применять и утилизировать в установленном порядке.

For more information on this and other products, visit our website at www.burtonsonline.com

К7 Школьные задания Ильяша Грешкова упрощаются, становятся, аутентич: Мюн-

Abstract

[illegible][illegible]

— *Спасибо вам за участие в этой акции. Будьте здоровы!*

- тасмадан кызыл жана сары түстөгү бөлөкчөлөр бекитилүү жайындагы кабылтан;
- бекитилүү үчүн колдонулуучу кабылтан тутаткан карама-каршы.

Сторговина и посредничества се извршавају по одређеном распореду. Обавезу извршавају и приватни предузетници, који се обавезују да извршавају своје обавезе по одређеном распореду.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тіліне және де қазақша ора жазылғаннан кейін
мәтін және босаңдау келіні қарама.

apoi experimentele s-au concentrat pe testarea

Средняя температура хранения изделий составляет диапазон температур: +5 °C - 124 °C и +107 °C - 124 °C, влажность: 30-80%, давление: 650-800 мм. (95,6-106,7 кПа).

[illegible]

www.hartmann-shop.ru

175-194. 1800-1810. 1810-1820. 1820-1830. 1830-1840. 1840-1850. 1850-1860. 1860-1870. 1870-1880. 1880-1890. 1890-1900. 1900-1910. 1910-1920. 1920-1930. 1930-1940. 1940-1950. 1950-1960. 1960-1970. 1970-1980. 1980-1990. 1990-2000.

K2 **Geography:**
 1. The 100th meridian is west.
 2. The 100th meridian is west.
 3. The 100th meridian is west.

hartmann.ru

FLU

Адрес места производства: 143000, Московская область, Дзержинский район, г. Домодедово, микрорайон Бетные Студии, владение "Склария 100", д. 100, 1-й этаж.

Вопрос: Организация работы на территории, подлежащей изъятию для государственных нужд Республики Беларусь, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь, регулирующим деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления и управления государственными учреждениями, а также в соответствии с законодательством Республики Беларусь, регулирующим деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления и управления государственными учреждениями, а также в соответствии с законодательством Республики Беларусь, регулирующим деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления и управления государственными учреждениями.

RU


Претензии потребителей в Республике Казахстан принимаются Производителем.
Телефон горячей линии: 8-800-505-12-12.

K-Z

Қазақстан Республикасында тұтынушылардың шағымдарын өңдеуші қабылдайды.
Телефон нөмірі: 8-800-505-32-12.



МолиМед
PREMIUM



Продукты Мами

210B


37,5C

100

20

10

80



МолиМед

ПРЕМИУМ

МолиМед

ПРЕМИУМ



14 прокладок
14 тесеце

МИНИ

МИНИ

BY Импортёры в Республику Беларусь:

ООО "Медилюкс-фарм", УНП 191478169, 220004, г. Минск, ул. Замковая, д. 28, к. 10.
Тел. +375 (17) 203-29-94.

ООО "МедреальМаркет", 213826, г. Бобруйск, ул. К. Маркса, д. 120, к. 5. Тел. +375 (44) 576-76-03.
Претензии потребителей в Республике Беларусь принимаются Импортёром.

RU ТУ 17.22.12-004-47580861-2020
Рег. Удост. № РЗН 2013/1327

KZ ТШ 17.22.12-004-47580861-2020
Тірк. куал. № РЗН 2013/1327

RU

По вопросам качества медицинского изделия
Прокладки проложите для женщин
МолиМед по ТУ 17.22.12-004-47580861-2020,
производства ООО «ПЛАВЬ ХАРТМАНН», Россия,
обращаться по адресу: Россия, 115114, г.
Москва, ул. Кожевинская, д. 7, стр. 1,
Тел.: +7(495) 796 99 61,
Бесплатная горячая линия: 8-800-505-12-12,
ресурсы: info@hartmann.info

KZ

«ПЛАВЬ ХАРТМАНН», ЖШҚ, Ресей
ШТ 17.22.12-004-47580861-2020 бойынша
шығаратын «МедреальМаркет» аяқалық МолиМед
уропаттық теселері, медициналық
беймалім стандартына қатысты кестелер
Ресей 115114, Москва, Кожевинская көш.
7 № 1 қорықс. Тел.: +7(495) 796 99 61,
Тегін жедел желі: 8-800-505-12-12,
ресурстары: info@hartmann.info

10

20

100

37,5С

МолиМед

053 103/2 (0721)



Перфорация 2x2



RU Прокладки урологические для женщин МолиМед Премиум, размер: Мини.

Прокладки представляют собой комбинированные изделия, включающие:

- верхний покровный слой, который непосредственно соприкасается с кожей и пропускает жидкость внутрь прокладки;
- верхний абсорбирующий слой, который поглощает жидкость и способствует ее

равномерному впитыванию внутри прокладки;

- нижний абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость, с равномерно распределенным в нем суперабсорбирующим полимером (суперабсорбентом);
- защитный слой предотвращает появление жидкости на белье;
- фиксирующий клеевой слой, который нанесен на защитный слой для фиксации прокладки на белье;
- антимикробный слой, который закрывает фиксирующий слой;

Слой изделия скреплены термопластичным клеем с помощью термоборазотки. Изделие снабжено бортиками, стигнутыми эластомерными полиуретановыми нитями (лайкра), которые предотвращают боковое стекание мочи.

Применение: прокладки предназначены для использования при легкой степени недержания мочи, а также после вагинальных оперативных вмешательств, во время беременности и в послеродовой период.

Показатели качества: индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Условия хранения: прокладки должны храниться в стерильных климатических условиях: от +5°C до +40°C, влажность: 30-80 %, давление 650-800 мм рт.ст. (86,6-106,7 кПа).

Срок годности: 5 лет с даты изготовления. После истечения срока годности не применять и утилизировать в установленном порядке.

Подробную инструкцию по применению см. на сайте: www.hatmani-shop.ru

KZ Әйелдерге арналған МолиМед Премиум урологиялық төсемелері, өлшемі: Мини.

Төсемелер

- терімен тікелей жанасып, ырықтықты төсеменің ішіне өткізген үстіңіз жабын қабаттақ;

- ырықтықты сіңіріп, төсеменің ішіне оның біркелі сіңуіне сеітін тигізген үстіңіз сіңіріш қабаттан;
- сіңген ырықтықты тартып, ішіндегі біркелі тартатын аса сіңіріш полимер (суперабсорбент) сыртқа ауада қорғайтын төменгі сіңіріш қабаттан;

- ырықтықтың ішкі кілемі өтуіне жол бермейтін қорғайтын қабаттан;

- төсеменің ішкі кілемі бекіту үшін қорғайтын қабатқа басқылған бекіткіш желімді қабаттақ;
- бекіткіш қабат жабылған антимикробтық қабаттан тартатын құрамадан өнім;

Қабаттар өзара термобалқымалы желімен теріменнен арқылы жапсырылған. Өнімнің шеттері жан-жағынан зар атуында қорғайтын эластомерлі полиуретан жіптерімен (лайкра) тартылған қалыптан.

Қолдану: төсемелер жеңіл түрде зар тоқтамада және де қынаппа ота жасағаннан кейін, жүктілік және босқандан кейінгі кезеңде.

Қарғы көрсеткіштері: өнім компоненттеріне жеке өткізгішдік.

Сақтау шарттары: төсемелер көпесті климаттық жағдайда сақтауы керек +5°C-тан +40°C-қа дейін, ылғалдылығы: 30-80%, қысымы 650-800 мм рт.ст. (86,6-106,7 кПа).

Жарамдылық мерзімі: шығарылған күнінен бастап 5 жыл. Сақтау мерзімі аяқталған соң қолданбай, белгіленген тәртіппе ойықс кәдеге жарату керек.

Қолдану жөніндегі толық нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.hatmani-shop.ru

RU Состав: полипропиленовый нетканый материал, термохимически обработанная распушенная целлюлоза со скрученными волокнами, суперабсорбент, термохимически обработанная распушенная целлюлоза отбеленная без применения хлора, нетканый материал, ламинированный с полиэтиленовой пленкой, термопластичный клей, силиконовая бумага, эластомерная полиуретановая нить (лайкра).

KZ Құрамы: тігіссіз полипропиленді материал, термохимиялық өңдеуден өткен талшықтары бұралған түтілген целлюлоза, суперабсорбент, термохимиялық өңдеуден өткен хлорды қолданбай аярылған түтілген целлюлоза, полиэтилен қабыршағымен ламинатталған тігіссіз материал, термобалқымалы желім, силикон қағазы, эластомерлі полиуретан жібі (лайкра).

EAN



REF 168 087



RU Производитель: ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН"
адрес: 115114, Россия, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1,
телефон: + 7 (495) 796-99-61.

KZ Өндіруші:
«ПАУЛЬ ХАРТМАНН» ЖШҚ,
мекенжайы: 115114, Ресей, Мәскеу қ.,
Кожевническая к-сі, 7-үй, 1 кұр,
телефон: + 7 (495) 796-99-61.

RU Адрес места производства: 142050, Московская область, Домодедовский район, г. Домодедово, микрорайон Белые Столбы, владение "Склады 104", строение 3/3. Произведено в России. Претензии потребителей в РФ принимаются производителем.

KZ Өндіріс орнының мекен-жайы: 142050, Мәскеу облысы, Домодедов ауданы, Домодедово қ., Белые Столбы шағын ауданы, «104 қоймалары» иелігі, 3/3 құрылысы. Ресейде шығарылған. РФ-да тұтынушылардың шағымдарын өндіруші қабылдайды.

RU Претензии потребителей в Республике Казахстан принимаются Производителем. Телефон горячей линии: 8-800-505-12-12.

KZ Қазақстан Республикасында тұтынушылардың шағымдарын өндіруші қабылдайды. Жедел желі: 8-800-505-12-12.

EAN



REF 168 287



Нетоксично
Улы емес

3571313101 000701358 2020-12-22

Пример нанесения ЛОТ и даты производства

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено
оттиском печати _____ листов.

Генеральный директор
ООО "ПАУЛЬ ХАРТМАНН"
_____ Ю.В.Калабин

