


**Фотографические изображение на медицинское
изделие: «Машина моеюще-дезинфицирующая
«ДЕКО 190» в вариантах исполнения с
принадлежностями»**

**Производства фирмы: "Franke Finland Oy" ("Франке Финланд Ою"),
Финляндия**


1. Deko-190 с дисплеем диагональю 4 дюйма.



2. Декo-190 с дисплеем диагональю 3,8 дюйма.



3. Насос подачи средства для удаления накипи – 1 штука



Отчет цикла

Владелец:

Машина:

Серийный № машины: 0001

Название цикла: поглазна

Номер цикла: 14

Подтвержденный цикл: TRUE

Время начала цикла: 21.04.2021 12:36:24

12:36:26 Начало ополаскивания холодной водой

12:36:43 Конец ополаскивания холодной водой

12:36:45 Начало промывки теплой водой

12:37:31 Конец промывки теплой водой

12:37:32 Начало циркуляционной мойки

12:38:38 Сред1: 45 мл адзир

T: 11 °C p: 1,17 бар

12:40:39 Конец циркуляционной мойки

T: 13 °C p: 1,17 бар

12:40:41 Начало промывки горячей водой

12:41:43 Конец промывки горячей водой

T: 10 °C p: 1,22 бар

12:41:45 T дезинфекции: 90 °C начало

12:50:06 Достигнутая температура

T: 92 °C

12:51:05 Конец дезинфекции

T: 92 °C

12:51:07 Время дезинфекции 1 мин

Время конца цикла: 21.04.2021 12:51:17

Цикл ОК: ОК

Подпись

5. Фотоэлемент для автоматического открывания двери – 1 штука




6. Дверь для ниши моющего средства – 1 штука




Принадлежности:


- 1. Корзина с крышкой для инструментов 340x250x200 мм**




2. Корзина для инструментов 450x340x70 мм




3. Корзина для инструментов 340x250x70 мм




4. Корзина для инструментов 250x170x70 мм




5. Крышка 450х340




6. Крышка 340x250




7. Крышка 250x170




8. Стойка для 4 пар обуви




9. Стойка для мензурок Н=150 мм




10. Стойка для мытья 4-х дополнительных мочеприемников




11. Стойка для мытья гибких трубок D 4 мм




12. Стойка для лотков




13. Решетка для отсосных резервуаров



14. Стойка для 2-х отсосных резервуаров и крышек



15. Стойка для шлангов и душевых леек



16. Транспортная упаковка







**Проект маркировки на медицинское изделие:
«Машина моечно-дезинфицирующая ДЕКО-190
с принадлежностями»**

Производства фирмы: «Franke Medical Oy»

Проект маркировки на русском языке, на медицинское изделие: DEKO 190

Производитель: Franke Medical OY Vartiokuja 1, F1-76850 Naarajärvi, Finland DEKO 190 Серийный номер: Напряжение 400V 3N Частота: 50Hz Ток: 11A Мощность 7.5 kW  	 2021 305674334	FRANKE Medical Oy Пройдено Дата _____ имя _____ 
--	--	--

	Этот продукт соответствует основным требованиям применимых Европейские законы и директивы в области безопасности, охраны здоровья, окружающей среды и защиты прав потребителей
	Этот продукт прошел обязательную процедуру подтверждения качества
	Шланги подачи детергента маркированы: детергент
Символы	
	Высокое напряжение Защита от перенапряжения всегда действует (230В), когда машина включена в электрическую сеть.
	Во время цикла мойки и дезинфекции окно двери горячее. Остерегайтесь выбросов пара. Предметы и полки горячие. Не дотрагивайтесь до них. Во время работы с химикатами носите защитные перчатки и следуйте инструкции по безопасности.

