

Фотографическое изображение медицинского изделия

«Набор контрольных материалов для анализатора e1 количественного определения электролитов, рН, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro»

производства EXIAS Medical GmbH, Австрия

Рисунок 1. Набор контрольных материалов для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. e|1 QC Контроль качества, уровень 1 (низкий уровень) – упаковка





Рисунок 2. Набор контрольных материалов для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. e1 QC Контроль качества, уровень 1 (низкий уровень) – ампула



EXIAS




Level

2

e|1 QC-2 Quality Control

Multi Parameter Controle voor / Multianalyt-kontroll für /
Multianalyse-kontrol til / Διάλυμα βαθμονόμησης πολλαπλών πολλαπλών για /
多参数分析质控液, 用于:

Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺, pH, Hct voor / för / til / για / 用于 EXIAS e|1 Analyzer



EXIAS Medical GmbH, Kratkysstrasse 2,
8020 Graz, Austria

Рисунок 3. Набор контрольных материалов для анализатора e|1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. e|1 QC Контроль качества, уровень 2 (средний уровень) – упаковка

Рисунок 4. Набор контрольных материалов для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. e1 QC Контроль качества, уровень 2 (средний уровень) – ампула





Рисунок 5. Набор контрольных материалов для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. e1 QC Контроль качества, уровень 3 (высокий уровень) – упаковка





EXIAS
MEDICAL
Multi Parameter Control for pH, Hct for EXIAS e1 Analyzer

REF M400295 LOT 101

ENGLISH

INTENDED USE
Intended for use as a control material for the EXIAS e1 Analyzer.

PRODUCT DESCRIPTION
This product is a multi-parameter control material used for the EXIAS e1 Analyzer. It contains 10 vials of control material, each containing a different concentration of the analyte.

STORAGE
Store at ambient temperature (20-25°C).

DIRECTIONS FOR USE
1. Remove the vial from the box and allow it to reach room temperature.
2. Mix the vial contents thoroughly by inversion.
3. Add the control material to the EXIAS e1 Analyzer according to the manufacturer's instructions.

EXPECTED VALUES
The target range for each parameter is indicated on the label of the vial.

LIMITATIONS
This product is not intended for use as a substitute for patient samples.

DEUTSCH

ANWENDUNGSGEBIET
Bestimmte zur Verwendung als Kontrollmaterial für das EXIAS e1 Analyzer.

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Dieses Produkt ist ein Multi-Parameter-Kontrollmaterial, das für das EXIAS e1 Analyzer verwendet wird. Es enthält 10 Flaschen mit Kontrollmaterial, die jeweils eine unterschiedliche Konzentration des Analyten enthalten.


LAGERUNG
Bei Umgebungstemperatur (20-25°C).

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Nehmen Sie die Flasche aus der Verpackung und lassen Sie sie auf Raumtemperatur erwärmen.
2. Mischen Sie den Inhalt der Flasche gründlich durch Invertieren.
3. Geben Sie das Kontrollmaterial dem EXIAS e1 Analyzer gemäß den Anweisungen des Herstellers hinzu.

ERWARTETE WERTE
Der Zielbereich für jeden Parameter ist auf dem Etikett der Flasche angegeben.

BESCHRÄNKUNGEN
Dieses Produkt ist nicht als Ersatz für Patientensamples gedacht.

Рисунок 6. Набор контрольных материалов для анализатора e1 количественного определения электролитов, pH, гематокрита в цельной крови, сыворотке, плазме, растворе для диализа и водных растворах для лабораторной диагностики in vitro. e|1 QC Контроль качества, уровень 3 (высокий уровень) – ампула



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью _____

(И.А.Ворошилов)

листов. Генеральный директор

/ И.А.Ворошилов

