

ООО "ШВЕЙЦАРСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
"SWISS MEDICAL TECHNOLOGIES" LTD
Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный Директор
ООО «ШМТ»

« » 2021 г.



Н. И. Шевченко

подпись/печать


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом VNB20»

производства
Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd./
Винсэнт Медикал Мэнюфэктчэринг Ко., Лтд. Китай

Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом VHB20









Внимание !

IPX1



1. Отключите прибор, если поток газа остановлен, прерван или значительно изменен
2. Не стерилизовать! Опасность поражения электрическим током
3. Обслуживание прибора допустимо, только сертифицированному инженеру уполномоченному производителем
4. Перед техническим обслуживанием, отключите прибор от источника питания
5. Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с руководством пользователя
6. Нагреваемая поверхность достигает 85° C

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

НЕ используйте прибор вблизи
легковоспламеняемых газов и анестетиков

POWER

CE 0197



OFF



ON

MADE IN CHINA



Датчик температурный





Адаптер провода нагревательного для контуров пациента дыхательных многоразовых






Адаптер провода нагревательного для контуров пациента дыхательных одноразовых





Контур пациента дыхательный с двумя встроенными элементами нагревательными, с встроенным влагосборником для взрослых, одноразовый – 1шт; Держатель контура – 1шт; Адаптеры – 2 шт; Фиксаторы – 3 шт; Трубка подключения увлажнителя к аппарату ИВЛ-1шт.



Наименование: Контур пациента дыхательный с двумя встроенными элементами нагревательными, с встроенным влагоборником для взрослых, одноразовый в составе 1. Контур пациента дыхательный с двумя встроенными элементами нагревательными, с встроенным влагоборником для взрослых, одноразовый;

2. Держатель контура – 1 шт;

3. Адаптеры – 2 шт;

4. Фиксаторы – 3 шт;

5 Трубка подключения увлажнителя к аппарату ИВЛ

REF

51005683

LOT

203514



2020-09-04



2025-09-03

Количество: 1 шт.

Rx ONLY

CE 0197

Спецификации:

Диаметр	19 мм	Тип крепления	22F
Уровень напряжения нагреваемого элемента: На трубке экспираторной 22В переменного/24В постоянного (16±1) Ом На трубке инспираторной 22В переменного/24В постоянного (12±1) Ом		Длина	1,6 м
		Скорость потока	<70мл/ мин при (60±3) см H ₂ O
Сопротивление потока	<0,06 см H ₂ O/л/мин 30 л / мин	Увлажнение при максимальной скорости потока	<5 мл/ см H ₂ O (60±3) см H ₂ O



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat/RM B2, 7/F,
Hang Fung Industrial Blding, Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung
Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс: +852
2765 8428

Obelis s.a

Bd General Wahis, 53,1030 Brussels, Belgium
Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

EC REP

Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Швейцарские медицинские технологии» (ООО «ШМТ»)
Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru

Регистрационное удостоверение № _____ дата: _____

Камера увлажнения автозаполняемая одноразовая, для взрослых



Наименование: Камера увлажнения автозаполняемая одноразовая, для взрослых.

REF

51002881



2020-07-15

Количество:

1 шт.

LOT

203169



2025-07-14

Rx ONLY

CE 0197

Спецификации:

Максимальный уровень потока	120 л/мин	Скорость потока	≤ 70 мл/ мин при (60 ± 3) см H_2O
Сопротивление потока (при минимальном уровне воды)	$\leq 0,6$ см H_2O /л/мин 30 л / мин	Максимальное рабочее давление	16,5 кПа
Сопротивление потока (при максимальном уровне воды)	$\leq 0,6$ см H_2O /л/мин 30 л / мин	Увлажнение при минимальном уровне воды	≤ 5 мл/ см H_2O (60 ± 3) см H_2O
		Увлажнение при максимальном уровне воды	≤ 5 мл/ см H_2O (60 ± 3) см H_2O



Изделие для однократного применения. Повторное использование может привести к перекрестному инфицированию



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Blding, Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс: +852 2765 8428

EC REP

Obelis s.a

Bd General Wahis, 53,1030 Brussels, Belgium

Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Швейцарские медицинские технологии» (ООО «ШМТ»).

г. Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10,

т. 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru.

Сертификатное удостоверение №

Дата:

Контур пациента дыхательный с двумя элементами нагревательными, педиатрический, одноразовый; Трубка подключения увлажнителя к аппарату ИВЛ



Наименование: Контур пациента дыхательный с двумя встроенными элементами нагревательными, педиатрический, одноразовый.

R_x ONLY

Состав:

Контур пациента дыхательный с двумя встроенными элементами нагревательными, педиатрический, одноразовый;

Трубка подключения увлажнителя к аппарату ИВЛ

REF

51006885



2020-10-24

LOT

204327



2025-10-23

CE 0197

Спецификации:

Тип крепления

22F

Диаметр

15 мм

Длина

1,7 м

Уровень напряжения нагреваемого элемента: На трубке экспираторной 22В переменного/24В постоянного (22±1) Ом
На трубке инспираторной 22В переменного/24В постоянного (16±1) Ом

Скорость потока

<40мл/ мин при (60±3) см H₂O

Сопротивление потока

<0,12 см H₂O/л/мин
и 15 л/мин

Увлажнение при максимальной скорости потока

<4 мл/ см H₂O (60±3) см H₂O



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat/RM B2, 7/F, Hang Fung Industrial Bldg, Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс: +852 2765 8428

EC REP

Obelis s.a Bd General Wahis, 53,1030 Brussels, Belgium
Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Швейцарские медицинские технологии» (ООО «ШМТ»).

Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru

Регистрационное удостоверение № _____ дата: _____



CE 0197

A30020189 Rev.C

Release Date: 2020-09-16

Контур пациента дыхательный с двумя встроенными элементами нагревательными, с встроенным влагосборником, неонатальный, одноразовый – 1 шт; Комплект адаптеров (9 шт./уп.); Линия контроля давления; Адаптеры – 2 шт; Трубка подключения увлажнителя к аппарату ИВЛ



Наименование: Контур пациента
дыхательный с двумя
встроенными элементами
нагревательными, неонатальный,
с встроенным влагосборником,
одноразовый.

Rx ONLY

CE 0197

REF

51005681

2020-12-04

LOT

204923

2025-12-03

Состав:

1. Контур пациента дыхательный с двумя элементами нагревательными, неонатальный, одноразовый - 1 шт.
2. Линия контроля давления - 1 шт.
3. Комплект адаптеров - 9 шт/уп.
4. Адаптеры - 2 шт;
5. Трубка подключения увлажнителя к аппарату ИВЛ

Спецификации:

Диаметр	10 мм	Длина	1,5 м
Уровень напряжения нагреваемого элемента: На трубке эспираторной 22В переменного/24В постоянного (22±1) Ом На трубке инспираторной 22В переменного/24В постоянного (16±1) Ом, 36 Вт		Скорость потока	<30мл/ мин при (60±3) см H ₂ O
Сопротивле ние потока	<0,74 см H ₂ O/л/мин 2,5 л / мин	Увлажнение при минимальном уровне воды	<1,5 мл/ см H ₂ O (60±3) см H ₂ O



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat/RM B2,
7/F, Hang Fung Industrial Blding, Phase 2 2G Hok Yuen Street,
Hung Hom, Kowloon, Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 /
Факс: +852 2765 8428

EC REP

Obelis s.a Bd General Wahis, 53,1030 Brussels, Belgium
Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с
ограниченной ответственностью «Швейцарские медицинские технологии»
(ООО «ШМТ»). Адрес: Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр.
10, тел.: 8-495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru

Регистрационное удостоверение № _____

Дата: _____



...suct periodically; it must enter
...its intended use.
...when the product is not connected to patient, protect the patient side of the
product to prevent the intrusion of foreign bodies.
(b) After using the circuit, remove it from the humidifier system and discard in
accordance with applicable regulations, or return to the manufacturer for disposal.
...Warnings

Камера увлажнения автозаполняемая одноразовая, неонатальная



Наименование: Камера увлажнения автозаполняемая одноразовая,
неонатальная.

REF

51003667



2019-06

Rx ONLY

Количество:
1 шт.

LOT

19285



2022-05

CE 0197

Спецификация:		Увлажнение	≤30мл/ мин при (60±3) см H ₂ O
Максимальный уровень потока	30 л/мин	Максимальное рабочее давление	16,5 кПа
Сопротивление потока	≤ 0,74 см H ₂ O/л/мин 2,5 л / мин	Увлажнение при минимальном уровне воды	≤ 1,5 мл/ см H ₂ O (60±3) см H ₂ O
Сопротивление потока (при максимальном уровне воды)	≤ 0,74 см H ₂ O/л/мин 2,5 л / мин	Увлажнение при максимальном уровне воды	≤ 1,5 мл/ см H ₂ O (60±3) см H ₂ O



Изделие для однократного применения. Повторное
использование может привести к перекрестному
инфицированию



Vincent Medical Manufacturing Co., Ltd., China Flat/RM B2, 7/F, Hang
Fung Industrial Building, Phase 2 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon,
Hong Kong. Телефон: +852 2365 5688 / Факс: +852 2765 8428

REP

Obelis s.a

Bd General Wahis, 53,1030 Brussels, Belgium

Телефон: +3227325954 / Факс: +3227326003

уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной
ответственностью «Швейцарские медицинские технологии» (ООО «ШМТ»).

Россия, 105082, Москва, ул. Б. Почтовая, д. 36, стр. 10,

+495-411-83-77, e-mail: smt@dol.ru.

рационное удостоверение №

Дата:

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью,

22 лист(ов)

Руководитель Юридического лица
ООО «ШМТ» Шевченко Н.И.

