

овано

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Результат-Аудит»



Г. В.Родина
«28 декабря»_2021 г.





ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Материал хирургический шовный стерильный Cario, рассасывающийся с иглами атравматическими, в вариантах исполнения

Материал хирургический шовный стерильный Cario Monodek рассасывающийся, монофиламентный из полидиоксанона с одной прямой колюще-режущей иглой и одной изогнутой колющей иглой 1/2 окружности 26,2 мм, номинальная длина 48 дюймов (122 см.), размер 0 (метрический размер 3,5), 12 шт./уп.






(01) 1 4026704 60392 0 (17) 220514 (10) 74E1901586

REF	833-137
(P/N0000604)	
LOT	74E1901586

2022-05-14

163584-0817



Monodek®
Suturas de polidioxanona de
monofilamento violeta
Suturas quirúrgicas absorbibles

Monodek®
Suturas de polidioxanona
monofilamento violeta
Suturas cirúrgicas absorvíveis



(01) 3 4026704 60392 4



(17) 220514 (10) 74E1901586

California Prop. 65
WARNING:
Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov

163583-0817

Monodek®

1 x 48 Inches (122 cm)

0

Violet Monofilament Polydioxanone


Sutures, Absorbable Surgical Sutures, (metric 3.5)

meets USP except for oversized diameter.

STORE AT ROOM TEMPERATURE

STERILE EO

Rx Only



Qty 12

REF

833-137

(IPN000864)

UPN M0068331371




2022-05-14

LOT

74E1901586



0120


TC 43 TAPERCUT

T 1/2 CIRCLE
TAPER

26.2 mm

CAPIO

Teleflex®
MEDICAL

3015 Carrington Mill Boulevard
Morrisville, NC 27560 USA

Product of Mexico, Packaged in Mexico

EC REP

Teleflex Medical
IDA Business and Technology Park
Dublin Rd., Athlone, Co. Westmeath, Ireland


Distributed by:

**Boston
Scientific**

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA

USA Customer Service 888-272-1001

Материал хирургический шовный стерильный CAPIO BONDEK Plus, рассасывающийся, многофиламентный плетеный из полигликолида с покрытием из поликапролактона, с двумя прямыми колюще-режущими иглами, номинальная длина 48 дюймов (122 см.), размер 0 (метрический размер 3,5), 12 шт./уп.




BONDEK® Plus

Suturas de Acido Poliglicólico,
recubiertas y trenzadas de color verde
Suturas quirúrgicas absorbibles sintéticas

BONDEK® Plus

Suturas de ácido poliglicólico com
revestimento entrançado de cor verde
Suturas cirúrgicas absorvíveis sintéticas



(01) 2 4026704 62672 8



(17) 240603 (10) 74E1901395



California Prop.65

WARNING:

Cancer and Reproductive Harm.
www.P65Warnings.ca.gov

163823-1117

(01) 1 4026704 62672 1 (17) 240603 (10) 17E1901395

REF

833-213A
(IPN060002)

LOT

17E1901395



2024-06-03

163824-1117



CAPIO BONDEK® Plus 1 x 48 Inches (122cm) 0 (metric 3-0)

Green Braided-Coated Polyglycolic Acid Suture
Synthetic Absorbable Surgical Suture, USP





STERILE EO
Rx Only


REF 833-213A UPN M0068332130

Teleflex® CE 0120

TO 40
SUT 12/14/17

LOT 17E1901395
EXP 2024-06-03





Материал хирургический шовный стерильный Capio Monodek
рассасывающийся, монофиламентный из полидиоксанона с одной прямой
колюще-режущей иглой и одной изогнутой колющей иглой 1/2 окружности
26,2 мм, номинальная длина 48 дюймов (122 см.), размер 0 (метрический
размер 3,5)

Регистрационное удостоверение От:
№

Только для одноразового использования
Стерильно

Дата изготовления/срок хранения, указанный на
оригинальной упаковке
Не токсично

Апирогенно



Уполномоченный представитель на территории

РФ: ООО «Результат-Аудит»,
127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.14А
Тел: 8 (495) 455-11-16
Email: resultataudit@gmail.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-labeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте

Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Материал хирургический шовный стерильный Cario BONDEK Plus, рассасывающийся, многофиламентный плетеный из полигликолида с покрытием из поликапролактона, с двумя прямыми колюще-режущими иглами, номинальная длина 48 дюймов (122 см.), размер 0 (метрический размер 3,5)

Регистрационное удостоверение От:

№

Только для одноразового использования
Стерильно

Дата изготовления/срок хранения, указанный на
оригинальной упаковке
Не токсично



Апирогенно



Уполномоченный представитель на территории

РФ: ООО «Результат-Аудит»,
127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.14А
Тел: 8 (495) 455-11-16
Email: resultataudit@gmail.com

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт www.bostonscientific-elabeling.com, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe Reader, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.Adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте

Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Прошнуровано и пронумеровано

11 лист 06

Генеральный Директор

ООО "Результат-Аудит"

Г.В. Родина

