




Рис. 1. Устройство для лечения сердечной недостаточности и профилактики внезапной сердечной смерти OPTIMIZER IVs с Ключом с тарированным усилием.



Рис. 3. Удлинительный кабель для тестовой стимуляции (Lead Extension Cable)




Рис. 2. Устройство для лечения сердечной недостаточности и профилактики внезапной сердечной смерти OPTIMIZER IVs внешняя упаковка

OPTIMIZER® SYSTEM

CE
(0186)

LEAD EXTENSION CABLE
ELEKTRODENERGLÄNGSABEIL
CAVO PROLUNGA

Contents / Description:

One 3 m Lead Extension Cable for use during testing of the OPTIMIZER
Implantable Pulse Generator

Inhalt / Beschreibung:

Ein 3 m langes Elektrodenverlängerungskabel, vorgesehen für das Testen des
OPTIMIZER Implantierbaren Impulsgenerators

Contenuto / Descrizione:

Un cavo prolunga di 3 m da utilizzare i test con il Generatore di Impulsi
Implantabile OPTIMIZER

REF:

10-J101-3-EU

SN: C-2410

LOT H2587

STERILE EO

2013-11

2014-11-04



50 °C
122 °F
0 °C
32 °F

Contents of this package have been ethylene oxide sterilized. Do not autoclave, radiation sterilize or clean
ultrasonically. Sterility cannot be guaranteed if sterile package is damaged or opened.

Der Inhalt dieser Packung ist Ethylenoxid sterilisiert. Nicht autoklavieren, strahlensterilisieren oder mit Ultraschall
reinigen. Bei beschädigter oder geöffneten Packung ist die Sterilität nicht gewährleistet.

Il contenuto di questa confezione è stato sterilizzato ad ossido etilene. Non sterilizzare con autoclave, con radiazioni o
lavare con ultrasuoni. Se la confezione sterile è danneggiata o aperta la sterilità non è garantita.

Label Part No. 13-220-004-01-EU

Connector Configuration:

Six (6) alligator clips to
Redel female connector

Auslegung der Anschlüsse:

Sechs (6) krokodillklampen
auf weiblichen Redel steckverbinder

Configurazione del Connettore:

Sei (6) morsetti a coccodrillo
a connettore Redel femina

EC REP

Impulse Dynamics Germany GmbH
Breitwiesenstraße 19
70565 Stuttgart, Germany



Impulse Dynamics N.V.
Schottegaweg Oost 10 (Unit AIK)
Curacao, Dutch Caribbean

Signature
Date:

ID PART
DATE IS
INSPECT
IMPULSE



Рис. 5.Зарядное устройство OPTIMIZER Mini (OPTIMIZER Mini Charger System).



Рис. 6 Программатор OMNI II (OMNI II Programmer System)




рис. 7 Общий вид изделия с принадлежностями во внешней (транспортной) упаковке