





Фото 1. Повязки атравматические из текстильного полотна с открытойячейистой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004 на примере исполнения: Повязка атравматическая, стерильная, «Парапран» (без лекарственных средств), размером 10×25 см.




Фото 2. Повязки атравматические из текстильного полотна с открытоячеистой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004, на примере исполнения: Повязка атравматическая антимикробная, стерильная, (с хлоргексидином) « Парапран-Хг»,




Фото 3. Повязки атравматические из текстильного полотна с открытойячейистой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004 на примере исполнения: Повязка атравматическая стимулирующая, стерильная, (с химотрипсином)« Парапран-




Фото 4. Повязки атравматические из текстильного полотна с открытойячейистой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004 на примере исполнения: Повязка атравматическая стимулирующая, стерильная, (с химопсином)« Парапран-Хп»,





Фото 5. Повязки атравматические из текстильного полотна с открытоячейной структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004 на примере исполнения: Повязка атравматическая, антимикробная, стерильная, (с сангвиритрином) «Парапран-Ср»,

размером 10×15 см





Фото 6. Повязки атравматические из текстильного полотна с открытоячеистой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004 на примере исполнения: Повязка атравматическая, антимикробная, стерильная, (с мирамистином) «Парапран-Мм»,





Фото 7. Повязки аатравматические из текстильного полотна с открытойячейистой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004 на примере исполнения: Повязка аатравматическая, обезболивающая, стерильная, (с тримекаином) «Парапран-Тк», размером 10×25 см




Фото 8. Повязки атравматические из текстильного полотна с открытойячейистой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004 на примере исполнения: Повязка атравматическая, обезболивающая, стерильная, (с лидокаином) «Парапран-Лк»,




Фото 9. Повязки атравматические из текстильного полотна с открытоячеистой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004 на примере исполнения: Повязка атравматическая, антимикробная, стерильная, (с хлоргексидином) «Парапран-Х», размером 7,5×10 см индивидуальная упаковка из комбинированного материала

STERILE R

Повязки атравматические из текстильного полотна с открытойячейстой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004

Исполнение: Повязка атравматическая антимикробная, стерильная (с хлоргексидином) «Парапран-Хг»
РУ № ФСР 2008/02200 от XXXXXX

Размер 7,5х10см

Количество штук 10

Назначение: для оказания первой помощи при травматических повреждениях, лечения ран различной этиологии, а также закрытия послеоперационных ран.

Способ применения: 1. Вскрыть упаковку и достать повязку.

2. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц.

3. Снять с повязки защитные пленки.

4. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность.

5. Накрывать повязку стерильной марлевой салфеткой и зафиксировать повязку бинтом или пластырем фиксирующим «Ролепласт».

При отсутствии клинической инфекции во время перевязки повязку «Парапран» можно оставить на месте, меняя только вторичную впитывающую повязку. Частота смены повязки зависит от состояния раны и может колебаться от одного раза в сутки до двух раз в неделю. В случае прилипания повязки к поверхности раны смочите ее стерильным физиологическим раствором и аккуратно снимите.

Состав: текстильное полотно, мягкий парафин, хлоргексидин

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.

Условия хранения: - 2(С) ГОСТ 15150 - 69 (хранить при температуре от -50 °С до +40 °С до при относительной влажности воздуха не более 98%)

Условия транспортирования: по условиям хранения 5(ОЖ) ГОСТ 15150 - 69 (от -50 °С до +50 °С при относительной влажности воздуха не более 98%)

Утилизация в соответствии с СанПиН 1 2 1 3684-21 для класса Б опасности. Беречь от влаги. Повязка не предназначена для повторного применения.

Произведено по заказу ООО «Биотекфарм»

Интернет-магазин: www.siorpala.ru

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Перевязочные Материалы» Россия, 141351, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Жучки, д.2и. Тел: +7(495)984-58-79

Отдел продаж: тел: +7(495)780-92-36. www.voscopran.ru

Дата изготовления 23.03.2021

Серия № 230321M

Использовать до 03.2024



«Все заживет»

Фото 10. Повязки атравматические из текстильного полотна с открытойячейстой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004 на примере исполнения: Повязка атравматическая, антимикробная, стерильная, (с хлоргексидином) «Парапран-Хг», размером 7,5×10 см групповая упаковка – полиэтиленовый пакет – 10 штук

СДЕЛАНО В РОССИИ

Все заживёт!

СТЕРИЛЬНО

Повязка атравматическая антимикробная

Для оказания первой помощи при
травматических повреждениях,
лечения ран различной этиологии,
а также для закрытия ран
после операций

Парапран

7,5x10 см

30 штук

с ХЛОРГЕКСИДИНОМ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



1. Открыть упаковку и достать повязку. 2. При необходимости повязка может быть разрезана с помощью ножниц. 3. Снять с повязки защитные пленки. 4. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность. 5. Накрывать повязку стерильной марлевой салфеткой и зафиксировать бинтом или пластырем фиксирующим "Ролепаст".

При отсутствии клинической инфекции во время перевязки повязку "Парапран" можно оставить на месте, поменяв только вторичную впитывающую повязку. Частота смены повязки зависит от состояния раны и может колебаться от одного раза в сутки до двух раз в неделю. В случае прилипания повязки к поверхности раны смочите ее стерильным физиологическим раствором и аккуратно снимите.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: применяется в качестве атрауматической повязки для местного лечения гнойно-воспалительных процессов, для лечения ран с выраженными деструктивными процессами в фазе гидратации с целью оказания асептического и очищающего дегидратирующего действия.

Повязка атрауматическая из текстильного полотна с открытоячеистой структурой, с парафином, стерильная, "Парапран", по ТУ 9393-011-52708501-2004
Исполнение: повязка атрауматическая антимикробная, стерильная (с хлоргексидином) "Парапран-Хг" РУ № ФСР 2008/02200 от ХХ ХХХ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов/материалов изделия.

СОСТАВ: текстильное полотно, мягкий парафин, хлоргексидин.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 2(С) ГОСТ 15150 - 69. (хранить при температуре от -50°C до +40°C при относительной влажности воздуха не более 98%)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: по условиям хранения 5 (СЖ4) ГОСТ 15150 - 69 (от -50°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 98%).

УТИЛИЗАЦИЯ: в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21 для класса Б опасности.

ПОВЯЗКА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА. ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА.

7,5x10 см

30 штук

STERILE



23.03.2021

230321M

03.2024

Фото 11. Повязки атрауматические из текстильного полотна с открытоячеистой структурой, с парафином, стерильные, «Парапран» по ТУ 9393-011-52708501-2004 на примере исполнения: Повязка атрауматическая, антимикробная, стерильная, (с хлоргексидином) «Парапран-Хг», размером 7,5x10 см групповая упаковка – картонная коробка – 30 штук

Сшито и заверено печатью 11
(одинадцать) лист об

Организация: ООО «НПМ»
Должность: Исполнит. директор
ФИО: Быков А.Ю.

