



Фотографический отчет

медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Комплект № 1 «QB-ISO-COLOR-SARS-CoV-2-96-S»

Комплект № 2 «QB-ISO-COLOR-SARS-CoV-2-96»

Стр. 1 из 5

«Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом модифицированной петлевой изотермической амплификации с визуальной детекцией» в двух вариантах комплектации:

Комплект № 1 «QB-ISO-COLOR-SARS-CoV-2-96-S»

и

Комплект № 2 «QB-ISO-COLOR-SARS-CoV-2-96»

по ТУ 21.20.23-001-01538629-2021

Серия 210615

ООО «СЛТ»

№ п/п	Комплект № 1	Комплект № 2
1	NA-FAST – лизирующий раствор	
2	ISO-P – набор олигонуклеотидных праймеров	
3	ISO-B – реакционный буферный раствор	



Фотографический отчет


медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Комплект № 1 «QB-ISO-COLOR-SARS-CoV-2-96-S»

Комплект № 2 «QB-ISO-COLOR-SARS-CoV-2-96»

Стр. 2 из 5

№ п/п	Комплект № 1	Комплект № 2
4	ISO-E – Gss-полимераза	
5	ПКО – положительный контрольный образец	
6	РБ – разбавитель – в 1-й пробирке 350 мкл	
7	ОКО – отрицательный контрольный образец	



№ п/п	Комплект № 1	Комплект № 2
8	Краситель	
		
9	Стрипы	
		
10	Цветовой тест	
		




Фотографический отчет
медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Комплект № 1 «QB-ISO-COLOR-SARS-CoV-2-96-S»
Комплект № 2 «QB-ISO-COLOR-SARS-CoV-2-96»

Стр. 4 из 5

№ п/п	Комплект № 1	Комплект № 2
11	Упаковка	



12 Общий вид: Комплект № 1





Фотографический отчет
медицинского изделия для диагностики *in vitro*
Комплект № 1 «QB-ISO-COLOR-SARS-CoV-2-96-S»
Комплект № 2 «QB-ISO-COLOR-SARS-CoV-2-96»


Стр. 5 из 5

№ п/п

Комплект № 1

Комплект № 2

Общий вид: Комплект № 2



Директор ООО «СЛТ»

Е.В. Печковский

«15» июня 2021 г.



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 листа (ов)

Должность: Директор ООО «СЛТ»

Фамилия И.О Печковский Е.В.

Подпись _____ Дата «15»

