

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий - индивидуальный
предприниматель

ООО «ЭНДОМАРКЕТ»

Давыдов В.О.

« 15 » сентября 20 21



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов

«ENDO CLEAN 1000» ENDOMARKET®

1. Блок установки




2. Трубка подвода воды к эндоскопу




3. Корзина для мелких деталей



4. Шланг соединительный для проводки воды




5. Специальный принтер для датировки цикла работы установки




6. Водоподготовка



7. Трубка слива жидкости



8. Картридж фильтра




9. Кронштейн крепления фильтра очистки воды



10. Фильтр очистки воды




11. Адаптер подключения эндоскопов к установке




12. Трубка проверки теста на герметичность




13. Адаптер для подводки воды



14. Хомут



15. Предохранитель




16. Контейнер для транспортировки гибких эндоскопов



Макет маркировки

Назначение	Мойка и дезинфекция гибких эндоскопов	
Наименование	Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 1000» ENDOMARKET®	РУ № _____ / _____ от _____ года
Частота электрической сети	220 – 230 В, 50/60Гц	
Потребляемая мощность	0,75 кВА	
Условия хранения	Температура: -20 ⁰ С – 70 ⁰ С, Влажность: 10% - 90%	
Вес нетто	58 кг	
	MEDIPIA Co., Ltd. (МЕДИПИЯ Ко. Лтд.) 101 dong – 1101 ho, Bucheon Techno Park Ssangyong 3rd, 397 Seokcheon-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea Тел.;+82-32-624-4288, E-mail: medipia@e-medipia.com http://www.endoclean-medipia.com	
	XXXX.XX.XX	
	EN-XXXX-XX	
Уполномоченный представитель в РФ	ООО «ЭНДОМАРКЕТ» Адрес: 443125, Самарская область, город Самара, улица Губанова, дом 3, этаж 3, офис 306. Тел.: +7 (495) 646-81-99, E-mail: info@endomarket.ru.	
	Правила использования и меры предосторожности: перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.	
		Произведено в Республике Корея

Пример маркировки изделия

Назначение	Мойка и дезинфекция гибких эндоскопов	
Наименование	Установка для мойки и дезинфекции эндоскопов «ENDO CLEAN 1000» ENDOMARKET®	РУ № _____ / _____ от _____ года
Частота электрической сети	220 – 230 В, 50/60Гц	
Потребляемая мощность	0,75 кВА	
Условия хранения	Температура: -20°C – 70°C, Влажность: 10% - 90%	
Вес нетто	58 кг	
	MEDIPIA Co., Ltd. (МЕДИПИЯ Ко, Лтд.) 101 dong – 1101 ho, Bucheon Techno Park Ssangyong 3rd, 397 Seokcheon-ro, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea Тел.: +82-32-624-4288, E-mail: medipla@e-mediapl.com http://www.endoclean-mediapl.com	
	2020.01.02	
	EN-2001-01	
Уполномоченный представитель в РФ	ООО «ЭНДОМАРКЕТ» Адрес: 443125, Самарская область, город Самара, ул. Губанова дом 3, этаж 3, офис 306. Тел.: +7 (495) 646-81-99, E-mail: info@endomarket.ru	
	Правила использования и меры предосторожности: перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.	
	 8800037300003	Произведено в Республике Корея

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 19 сентября лист(ов)
Управляющий - индивидуальный
предприниматель
ООО «ЭНДОМАРКЕТ»



Давыдов В.О.

20 21 з