




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Дигносис»

 А.В. Пронин
«02» апреля 2022 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**«Комплекс медицинский программной обработки и анализа
термограмм «TVision» (Комплекс МПО «TVision»)**


по ТУ 58.29.40-001-02498151-2019



Фотографическое изображение 1 – Скриншоты программного обеспечения (1)
Комплекс МПО «TVision»



Фотографическое изображение 3 – Скриншоты программного обеспечения (3)
Комплекс МПО «TVision»



Фотографическое изображение 5 – Скриншоты программного обеспечения (5)
Комплекс МПО «TVision»



Комплекс МПО «TVision»

Версия: 1.0.0. Дата выпуска: 15.04.2018 г.

РУ № РЗН _____/2019 от __. __. 2019

ООО «Дигносис»

www.dignosys.com

+7 (495) 508-0646

Фотографическое изображение 6 – USB-флэш-накопитель (вид спереди)
Комплекса МПО «TVision»



Фотографическое изображение 7 – USB-флэш-накопитель (вид сзади)
Комплекса МПО «TVision»


**КОМПЛЕКС
МЕДИЦИНСКИЙ ПРОГРАММНОЙ
ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА ТЕРМОГРАММ**

«TVision»

**(Комплекс МПО «TVision»)
по ТУ 58.29.40-001-02498151-2019**

Версия: 1.0.0. Дата выпуска: 15.04.2018

РУ № РЗН _____/2019 от _____._____ 2019 г.



ООО «Дигносис»

**www.dignosys.com
+7 (495) 508-0646**

**119526, г. Москва, Ленинский проспект,
д. 146, 3 этаж, офис № 344
info@dignosys.com**

*Фотографическое изображение 8 – Упаковка медицинского изделия (вид спереди)
Комплекса МПО «TVision»*

**Комплекс медицинский программной обработки и анализа термограмм «TVision»
(Комплекс МПО «TVision») по ТУ 58.29.40-001-02498151-2019**

ООО «Дигносис»

119526, г. Москва, Ленинский проспект, д. 146, 3 этаж, комн. № 344.

Количество USB флэш-носителей -1 | Дата выпуска – 15.04. 2018 г. | Версия 1.0.0

Ключевые слова: обработка и анализ термоизображений

Условия хранения:

- в чистом, сухом месте в упаковке производителя;
- при температуре от + 5°C до + 40 °C;
- при относительной влажности до 80 %;
- при атмосферном давлении от 84,0 кПа до 106,7 кПа.

**Тип
файла**

'JPG'; 'TEQ'; 'SIT'; 'SIX'; 'TV4'; 'THRM';
'DTV'; 'REP'; 'IRI'; 'IM2'; 'CSV'
(с радиометрическими данными).

Вес входных данных одного визита не более 50 МБ

Обновление информации по ссылке:
<https://tvision.pro/>

Прикладное многофункциональное, многоуровневое программное обеспечение помощи принятия решений, предназначенное для обработки и анализа термоизображений, полученных по результатам обследования пациентов с использованием камеры ближнего инфракрасного диапазона.

Комплекс расположен на веб-сервере в «облачном» пространстве, обеспечивает работу в диалоговом режиме, позволяет хранить, обрабатывать и передавать данные в режиме удалённого доступа, в том числе в режиме «online».

Доступ к Комплексу МПО «TVision» осуществляется через интернет сервер со специализированных или стандартных компьютеров, находящихся в медицинских учреждениях.

Требования к рабочей станции пользователя:

Операционная система	Windows XP/7/8/10, Linux, OS X 10
Процессор	от 1,8 ГГц и выше;
Оперативная память	2 GB
Свободное место на диске	2 Гб и выше
Жёсткий диск	не менее 40 Гбайт;
Оборудование	клавиатура, мышь, тепловизор
Разрешение монитора	1280 x 920 и выше
Веб-браузеры	Google Chrome 6+, Microsoft Edge 4+, Safari 5+; Yandex 19+
Сетевое соединение	Требуется
Скорость сетевого соединения	300 кбит/с и выше
LAN / Ethernet (RJ-45):	1 x 10/100 Мбит/сек Ethernet

Владельцем программы является ООО «Дигносис»

Перед началом использования обязательно ознакомьтесь с инструкцией!

В типовое оснащение включены:

- USB-флэш-накопитель с ссылкой на адресное размещение «Комплекса МПО «TVision» в «облачном» пространстве – 1 шт.;
- Инструкция по входу в Комплекс МПО «TVision» – 1 экз.

Руководство пользователя размещается:

- в интерфейсе Комплекса МПО «TVision» в разделе «Справка» (пункт 6.3.2.).

ООО «Дигносис»

www.dignosys.com
+7 (495) 508-0646

119526, г. Москва, Ленинский проспект,
д. 146, 3 этаж, комн. № 344
info@dignosys.com

*Фотографическое изображение 9 – Упаковка медицинского изделия (вид сзади)
Комплекса МПО «TVision»*

Пронумеровано, прочитано и скреплено печатью
на 9 (Десять) листах

Генеральный директор
ООО «Дигносис» А.В. Пронин /

