



Фотографические изображения

«Набор контрольных сывороток для контроля качества определения антител к ВИЧ-1 группа О и ВИЧ-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl HIV; HIV-2+GrpO Elecsys and cobas e analyzers)»


Набор контрольных сывороток для контроля качества определения антител к ВИЧ-1 группа О и ВИЧ-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PeciControl HIV; HIV-2+GrpO Elecsys and cobas e analyzers)




Набор контрольных сывороток для контроля качества определения антител к ВИЧ-1 группа О и ВИЧ-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PreciControl HIV; HIV-2+GrpO Elecsys and cobas e analyzers)



Набор контрольных сывороток для контроля качества определения антител к ВИЧ-1 группа О и ВИЧ-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PeciControl HIV; HIV-2+GrpO Elecsys and cobas e analyzers)



Набор контрольных сывороток для контроля качества определения антител к ВИЧ-1 группа О и ВИЧ-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PrciControl HIV; HIV-2+GrpO Elecsys and cobas e analyzers)



H317, H334

Набор контрольных сывороток для контроля качества определения антител к ВИЧ-1, включая группу О, и ВИЧ-2 в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (PrciControl HIV; HIV-2+GrpO Elecsys and cobas e analyzers), в составе:

1. Контрольная сыворотка (PC HIV4), флакон, объем 2.0 мл – 2 шт.
2. Контрольная сыворотка (PC HIV5), флакон, объем 2.0 мл – 2 шт.
3. Флакон пустой – 4 шт.
4. Этикетки для флаконов – 12 шт.
5. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Сыворотка, содержащая антитела к ВИЧ и используемая в качестве положительного уровня контрольного материала (PC HIV4), была инактивирована с использованием β-пропиолактона и УФ-излучения.


Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмБХ"), Sandhofer Strasse 116, D-68306 Mannheim, Germany, Германия


Изделие предназначено только для диагностики in-vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Руса» (ООО «Рош Диагностика Руса») 107031, Москва, Трунная площадь, д.2
Тел: +7 495 229-86-66, факс: +7 495 229-82-84, E-mail: moscow_reception_dia@roche.com


Кат. номер 06924115190











REF 06924115 190

LOT 460244

2021-05

		PrciControl HIV4			PrciControl HIV5			
		LOT 442596			LOT 442597			
Components	Method	Value	Range	1SD	Value	Range	1SD	Units

column 411 analysiscobas e 601 and cobas e 602 analyzers[illegible]

100

cobas e analyzers



